


福祉用具総合カタログ

Vol.15

I'll always be by your side.





環境に配慮した事業活動を

パラマウントケアサービスは
レンタル商品を梱包する袋の原料
に「バイオマスプラスチック」を
使用しています。

「バイオマスプラスチック」は再生可能なバイオマス資源（トウモロコシやサトウキビの澱粉等）を原料に生成されるプラスチック。原料である植物の育成過程における光合成によりCO₂削減効果が見込まれます。

メンテナンス・消毒済みのレンタル商品を保管・配送する際に使用するプラスチック製の梱包袋は、消毒済みの商品を清潔に保つという用途のため再利用が難しく、都度廃棄する必要があります。しかしその原料を見直すことで石油資源の節約はもちろんのこと、CO₂実質的な排出量の削減が可能となります。その削減量は年間 100 トンになる見込みです（当社調べ）。

パラマウントケアサービスは、今後も様々な取り組みを行い循環型社会・脱炭素社会実現への貢献を目指します。



この袋は石油資源の節約と地球温暖化の原因となるCO₂増加抑制のために植物由来原料を25%以上配合しています。

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION



13 CLIMATE ACTION



CONTENTS

介護保険制度のご利用について P. 4

福祉用具レンタルサービスの流れ P. 4

パラマウントケアサービス
洗浄・消毒・保管の流れ P. 5

販売品購入の流れ P. 6

介護保険対象福祉用具 P. 6

利用者状態別 INDEX P. 7

索引 P. 110

年齢早見表 P. 119

 ■ 特殊寝台 P. 8

 ■ 特殊寝台付属品 P. 20

 ■ 床ずれ防止用具 P. 22

 ■ 体位変換器 P. 29

 ■ 徘徊感知機器 P. 31

 ■ 手すり P. 36

 ■ 歩行補助つえ P. 49

 ■ 歩行器 P. 50

 ■ 車いす P. 61
寸法・機能一覧 P. 80

 ■ 車いす付属品 P. 82

 ■ スロープ P. 86

 ■ 移動用リフト P. 88

 ■ 自動排泄処理装置 P. 95

 ■ 購入品【入浴】 P. 96

 ■ 購入品【排泄】 P. 104



このマークが付いている商品は
パラマウントケアサービスの
オリジナル商品です。

**ご利用者の豊かな日常を彩る
パラマウントケアサービスのオリジナル商品**

ご利用者に笑顔が溢れる日常をお届けしたい。
このような想いから、パラマウントケアサービスのオリジナル商品は創られて
います。お客様から頂いた「現場の声」をカタチにした、豊かな日常を彩る
福祉用具をご提供いたします。




産業標準化法に基づくJISマーク表示制度において
次の登録認証機関が規格適合したことを認証した商品

JQA 一般財団法人 日本品質保証機構
MGSL 一般財団法人 日本文化用品安全試験所
JET 一般財団法人 電気安全環境研究所

介護保険制度のご利用について

■ 介護サービスの利用手続きとサービス内容



■ サービス利用額の上限

	要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5
支給限度額(月額)	50,320円	105,310円	167,650円	197,050円	270,480円	309,380円	362,170円
ご利用者負担額(月額1割)	5,032円	10,531円	16,765円	19,705円	27,048円	30,938円	36,217円
ご利用者負担額(月額2割)	10,064円	21,062円	33,530円	39,410円	54,096円	61,876円	72,434円
ご利用者負担額(月額3割)	15,096円	31,593円	50,295円	59,115円	81,144円	92,814円	108,651円

※実際の支給限度額は、金額ではなく単位で決められており、所在地やサービスの種類によって1単位当たりの報酬額が異なります。
 ※表は目安として1単位当たり10円で計算しています。
 ※介護サービスを利用する場合には、費用の一定割合を利用者の方にご負担いただく必要があります。詳しくは、市区町村にご確認ください。

福祉用具レンタルサービスの流れ

- step.1 **ご相談・お問い合わせ** お気軽に担当までご相談ください。
- step.2 **介護サービス計画(ケアプラン)の作成(福祉用具選びの相談・助言)**
 介護サービスの計画に基づいて、レンタル対象商品の中から選定していただけます。福祉用具専門相談員がご相談させていただきます。
- step.3 **お申し込み・ご契約**
 介護用品・料金・納品日等の確認、契約書の確認とご記入を行います。お支払い方法については、契約時にご説明させていただきます。
- step.4 **納品・組み立て・商品説明**
 ご指示を受けた場所・日時に、お届けに伺います。ご利用者様が使いやすいように調整し、商品の取り扱いの説明を行います。
- step.5 **ご利用・アフターサービス**
 レンタルされた商品の使用状況や適合状況を確認し、要介護度の変化に応じて介護用品の交換・追加・引き取りをいたします。故障などの場合も速やかに対応いたしますので、ご連絡ください。
- step.6 **ご解約・引き上げ**
 レンタル契約を終了し、引き取りをご希望される場合は、引き上げご希望日時をご連絡ください。
- step.7 **洗浄・消毒・保管**
 引き上げた商品は速やかに消毒を実施。洗浄および点検、補修の後、新たな利用まで完全に保管します。

パラマウントケアサービス 洗浄・消毒・保管の流れ

清潔で安心な商品をお届けするためのメンテナンス業務。パラマウントケアサービスのこだわりをご紹介します。

① 一次消毒

返却品と運搬車両は、エタノール系製剤を噴霧するなど、衛生管理に万全を期しています。



⑤ 点検・修理・清拭消毒

安心してご利用いただく為、1台1台丁寧に整備します。商品別に定められたチェック項目に基づいて、外観や動作をチェックします。



② 洗浄 微酸性電解水消毒

高圧洗浄機を使用し、ベッド・車いす・歩行器他、ほとんどの商品を水洗いしています。細かい埃や汚れもくまなく落とします。洗浄した商品には、微酸性電解水をかけ流します。食材の殺菌にも使用されている、環境にやさしい殺菌水です。



⑥ 検品・梱包

洗浄・消毒・補修が完了した商品は、チェックリストに基づいて最終検査を行います。安全・安心な品質に万全を期しています。清潔維持のためにしっかりと梱包します。



マットレス検針機

厚みのあるマットレスもしっかり検針できます。



③ オゾン消毒

オゾン消毒にて殺菌消毒を行います。オゾンによってゴムが傷むおそれがあるため、車いすなどゴムが使われている用具は別途消毒を行います。



⑦ 保管

ご利用者様のもとに届けられるまで、清潔庫で商品別に保管されます。出庫の際には、最終チェックを行い清潔で安心できる商品をお届けします。



④ 乾燥

乾燥庫では洗浄した商品を入庫し、温度設定を行ったうえでしっかり乾燥させます。



⑧ 安全・安心の確保

消毒済み商品の菌検査(抜き取り検査)を定期的実施し、消毒の有効性を検証しています。



「あんぜん整備認定制度」の認定を全国で初めて取得

パラマウントケアサービス株式会社(当社)は2022年5月、全国23のメンテナンス拠点全てにおいて、貸出福祉用具のメンテナンス工程の管理に関する標準規格「JISY2001」の要求事項に適合していると認定されました。この標準規格に基づく認定は当社が全国初となります。

JISY2001は、貸出福祉用具のメンテナンス工程の指標として、2022年3月に公示されました。貸出すことによって繰り返し使用される福祉用具に対して、製造業者でない組織が行う「実施するメンテナンス工程に必要な、安全性を担保するために必要なシステム」を標準化したものです。

「あんぜん整備認定制度」とはJISY2001に基づき、当該JIS原案作成団体であるJASPECが認定するプライベート認定登録制度です。メンテナンス実施拠点個別にJISY2001規定の要求事項(メンテナンスマニュアル等の書類整備や、メンテナンス実務者の力量、運用フロー等のシステム構築)に適合しているか否かを検査し、適合している組織の認定登録及び公開を実施します。検査は、JISマーク認証機関のひとつである一般財団法人日本品質保証機構(QA)が担っています。

販売品購入の流れ

① ご相談・お問い合わせ

お気軽に担当までご相談ください。

② 選定

ご使用になる方の身体状況、住環境等を確認させていただき、適切な福祉用具のご提案・アドバイスをいたします。商品が決まりましたら、福祉用具の説明、料金の説明、介護保険特定福祉用具購入の仕組み等をご説明いたします。

③ お申し込み・ご契約

ご契約時に担当者が契約内容と料金や支払い方法を確認し、契約書を作成いたします。

④ 役所への申請

介護保険を利用する福祉用具購入は、購入前の申請が必要な場合があります。各市区町村により申請方法が異なりますので、詳しくは担当までお問い合わせください。

⑤ 商品お届け

ご指示を受けた場所・日時にお届けに伺います。

福祉用具専門相談員が組立や設置、ご利用者様に合わせて調整し、福祉用具の取り扱い方法、使用上の注意事項を商品と取扱説明書を用いながらご説明いたします。

⑥ お支払い

介護保険を利用する福祉用具購入は、償還払いと受領委任払いの2通りのお支払い方法があります。各市区町村によりお支払い方法が異なりますので、詳しくは担当までお問い合わせください。

⑦ 役所への申請

介護保険を利用する福祉用具購入は、購入後の申請が必要です。もちろん代理申請を承りますのでご安心ください。

⑧ アフターサービス

万一不具合が発生しましたらご連絡ください。迅速に対応させていただきます。

介護保険対象福祉用具

福祉用具	介護給付サービスコード	予防給付サービスコード	利用条件
1. 車いす	171001	671001	自走用標準型車いす、普通型電動車いす又は介助用標準型車いす、介助用電動車いすに限る。
2. 車いす付属品	171002	671002	クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る。
3. 特殊寝台	171003	671003	サイドレールが取り付けられているもの又は取り付けることが可能なものであって、次に掲げる機能のいずれかを有するもの。 ①背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能 ②床板の高さが無段階に調整できる機能
4. 特殊寝台付属品	171004	671004	マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る。
5. 床ずれ防止用具	171005	671005	次のいずれかに該当するものに限る。 ①送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット ②水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット
6. 体位変換器	171006	671006	空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く。
7. 手すり	171007	671007	取付けに際し工事を伴わないものに限る。
8. スロープ	171008	671008	段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないものに限る。
9. 歩行器	171009	671009	歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。 ①車輪を有するものにあつては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの ②四脚を有するものであつては、上肢で保持して移動させることが可能なもの
10. 歩行補助つえ	171010	671010	松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホーム・クラッチ及び多点杖に限る。
11. 認知症老人徘徊感知機器	171011	671011	介護保険法第7条第15項に規定する認知症である老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの。
12. 移動用リフト	171012	671012	床走式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの。 (取付けに住宅の改修を伴うものを除く。)
13. 自動排泄処理装置	171013	671013	次の要件を満たすもの。 ①尿又は便が自動的に吸引されるもの ②尿と便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するもの ③要介護者又はその介護を行う者が容易に使用できるもの
特定福祉用具購入の対象種目	1. 腰掛便座		次のいずれかに該当するものに限る。 ①和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの ②洋式便器の上に置いて高さを補うもの ③電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの ④便座、バケツ等からなり、移動可能である便器（居室において利用可能であるものに限る。)
	2. 自動排泄処理装置の交換可能部品		尿又は便が自動的に吸引されるもので居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの。
	3. 入浴補助用具		座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であつて次のいずれかに該当するものに限る。 ①入浴用椅子 ②浴槽用手すり ③浴槽内椅子 ④入浴台（浴槽の縁にかけて利用する台であつて、浴槽への出入りのためのもの） ⑤浴室内すのこ ⑥浴槽内すのこ ⑦入浴用介助ベルト
	4. 簡易浴槽		空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの。
	5. 移動用リフトのつり具の部分		身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること。
	6. 排泄予測支援機器		膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、排尿の機会を居宅要介護者等又はその介護を行う者に通知するもの。

※介護保険利用の場合、月額レンタル価格および購入価格の自己負担額は所得に応じた負担割合となります。

※購入は年間10万円が限度額です。(毎年4月1日から1年間)

※自治体によって、介護保険の運用基準が異なりますので、お問い合わせください。

※仕様および外観は、メーカーの都合により予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※寸法、角度、質量等の数値には、多少の誤差が含まれます。

※カタログと実際の製品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。

※商品によっては、一部対応ができない地域がございます。

利用者状態別 INDEX

○ 福祉用具を使わなくてもできる。

△ 福祉用具を使えば自分でできる。

× 福祉用具の使用と介助がないとできない。

軽い




日常生活は自立しています。介助は必要ありません。

- ・屋内歩行は、独歩で可能です。
- ・屋外に出るときは、段差などの路面状況により手すりやつえなど支持物があった方がより安全です。
- ・トイレやお風呂も自立ですが、立ちしゃがみなどの動作によっては、手すりがあるとより安全です。



日常生活はほぼ自立していて、支えがあれば介助は不要です。福祉用具を使って、自分ひとりで外出できます。

- ・屋内移動には、手すりやつえを使用します。立ちしゃがみや腰かけの高さによっては、手すりが必要です。
- ・屋外歩行は、支持物があれば可能ですが、転倒や疲労を考慮し、車いすとなることが多いです。
- ・安全のためにトイレや浴室には手すりが必要です。



日常生活は車いすにてほぼ自立していますが、外出など介助が必要な場面があります。

- ・屋内移動は、車いす（自走式）、屋外は車いす（介助式）となります。
- ・日常生活の自立性を高めるために、立ち上がりや立位保持・方向転換時など、手すりや腰かけの高さ設定などが必要です。
- ・トイレやお風呂に関しても、手すりや入浴台などの福祉用具の個別対応が必要です。



日常生活が不自由で、常時車いすが必要です。生活内に介助が必要な場面が多くなっています。

- ・移動は屋内外ともに車いすです。
- ・本人の自立性を高めるためと介護者の負担を軽減する目的で、特殊寝台や車いすの個別対応が必要となります。
- ・トイレやお風呂に関しても、手すりや入浴台、リフトなどの福祉用具が必要です。



ほとんど寝たきり状態で、日常生活がまったく不自由です。全面的な介助が必要です。

- ・移動は屋内外ともに車いす（介助式）です。
- ・本人のからだの苦痛の軽減と介護者の負担を軽減する目的で、特殊寝台や車いすの個別対応が必要です。
- ・外出やお風呂に関しても、リフトなどの福祉用具が必要です。

状態

重い

	離床			屋内移動			お出かけ			だんらん(くつろぎ)			入浴			排泄									
	床上(布団)からの立ち上がり	寝返り	ベッドからの起き上がり	ベッド(座位)からの立ち上がり	屋内歩行(移動)	立ち上がり	移乗	座りなおし	屋外歩行(移動)	立ち上がり	移乗	座りなおし	椅子座位	座りなおし	移乗	立ち上がり	椅子座位	またぐ(浴槽)	湯につかる	立ち上がり	立位(保持)	椅子座位	座りこむ(便器に)	立ち上がり	立位(保持)
Aさん	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Bさん	△	○	○	○	△	○	○	○	△	○	○	○	○	○	○	△	△	○	△	○	○	○	○	○	○
Cさん	×	○	△	○	△	△	△	○	△	△	△	○	○	○	△	△	○	△	△	△	△	○	△	△	△
Dさん	×	△	△	○	△	△	△	△	×	△	△	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△	△
Eさん	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	△	×	×	×	△	×	×	×	×	△	×	×	×

特殊寝台 (電動ベッド)

電動ベッドは、起き上がり・離床などの動作を助け、「寝たきりの生活」を防止するために用います。

利用者状態別選定ポイント

A B C D E このマークを目安に選べます。

Bさん



床上(布団)からの立ち上がりも可能ですが、手すりなどの支持物が必要となります。ベッドでは、自力で寝返りをして起き上がることは可能ですが、寝返りする際に介助バーなどの支持物が必要となることがあります。

Cさん



床上(布団)からの立ち上がりは自力では不可能な方です。ベッドからは介助バーなど支持物を使用し、自力で寝返り、足を下ろし起き上がります。移乗のためにベッドの高さ調整が必要です。

Dさん



ベッドから起き上がるために、背上げ機能を使用し、支持物を使用して座位へ自力もしくは介護で移行する方です。臥床時の姿勢安定のため膝上げ機能、移乗や介護のためにベッドの高さ調整機能が必要です。

Eさん



ベッド上座位時に身体がズレないように背上げ機能、膝上げ機能が必要な方です。介護や移乗のためにベッドの高さ調整機能が必要です。

電動ベッドの機能

背上げ機能



起き上がりの動作を助けます。

膝上げ機能



背上げするときに体がずれてしまうのを防ぎます。

高さ調節機能



ベッドの床高を立ち上がりやすい高さに変え、立ち上がりの動作を助けます。

介護する方も楽な姿勢が取れるので、負担が軽減されます。

背・膝連動機能



背と膝の上げ下げを組み合わせることで、からだのずれや圧迫感が少なく、姿勢のずれにくい起き上がり動作ができます。



ラクライ モーション

楽匠+
らくしよらプラスシリーズ

楽匠Z
らくしよらZシリーズ

楽匠wing
らくしよらwingシリーズ



従来の背と膝の上げ下げを組み合わせ合わせた動きに、ベッド全体を傾かせる動きを加えることで、床ずれの発生要因となる起きあがり時の身体のずれや圧迫感を大幅に軽減するとともに、起きあがり後の姿勢をしっかりと保持します。

らくらく モーション

楽匠+
らくしよらプラスシリーズ

楽匠FeeZ
らくしよらFeeZシリーズ

クオラONE
らくしよらクオラONEシリーズ



楽匠Z
らくしよらZシリーズ

ひとつのボタン操作で、からだのズレにくく、安定した姿勢で起き上がることができます。背上げをしたあとに介護する方が姿勢を直す負担を軽減できます。

介護用ベッド 製品開発の変遷


1990年 初代楽匠 KQ-803 (1993)	1995年 キューマアウラベッド (1997)	2000年 新楽匠 (2003)	2005年 楽匠Sシリーズ (2009)	2010年 楽匠Zシリーズ (2014)
	アウラ21 (1999)	在宅も低床化へらくらく(KIND)モーション搭載 デザイン一新、見守り用通信機能搭載	介護用ベッド初JISマーク製品 高剛性を実現	ラクライモーション、初搭載
介護保険スタート				
2015年 楽匠FeeZシリーズ (2016)	2018年 rentoシリーズ (2018)	2020年 楽匠プラスシリーズ (2020)	2021年 クオラONEシリーズ (2021)	2023年 楽匠wingシリーズ (2023)
Q-AURAシリーズ (2015)		プラスラインボトム搭載		

電動ベッドのサイズ

幅

83cm


83cm



接近しやすく介護がしやすい。

91cm


91cm



ゆったりとしたスペースと介護のしやすさを両立。

100cm

100cm




大柄の方でも十分に寝返りができるゆったりとしたスペース。

長さ

ミニ


180cm



適応身長を目安
150cm未満

レギュラー


191cm



適応身長を目安
150cm以上

ロング

205cm



適応身長を目安
170cm後半から
※ロングサイズは、レギュラーサイズのベッドと延長フレームの組み合わせです。

※実際の寸法につきましては、各種ベッドのページをご覧ください。

各部名称とベッド付属品

マットレス 参照 P.20

ベッドの上に敷いて使用します。寝返りのためには硬めのものが適しており、体圧分散には柔らかいものの方が効果が高いという特徴があります。

テーブル 参照 P.27

ベッドの上に差し掛けて使用します。ベッドサイドレールに乗せて使用するものや、門型の足やフレームを持つものなどがあります。

ベッドサイドレール 参照 P.26


ベッドで寝ている人の転落予防、寝具の落下防止を目的にしております。

介助バー 参照 P.27

ベッドの側面に取り付けて、ベッドからの乗り降りの際に体を支えます。つかまったり寝返りなどの補助として活用することが目的なので、ネジで固定されています。

脚部 参照 P.13・14・16・18

ベッドを支える部分で、キャスターを取り付けることもできます。



在宅用電動介護用ベッドのJISマークについて

JIS T 9254



マークのある特殊寝台（電動ベッド）は、柵（ベッドサイドレール）などの適合するオプション製品を取り付けたときにできる“すき間”について JIS 規格に定められた寸法を順守しています。組み合わせについては必ずその商品に適合するオプション製品（ベッドサイドレールなど）をお使いください。

JIS T 9254



福祉用具
JQ0308178

ご本人様と介護に関わるすべての人を笑顔にしたい。

介護用ベッド 楽匠プラスシリーズ

楽匠⁺プラス

JIS T 9254




もっと、もっと、身体にやさしくなるために

もっと身体にやさしく、もっと次の動作につながる。背あげをさらに進化させるために生まれたプラス ライン ボトム。

要所所に新しいアイディアを取り入れて全面的に作り直したプラス ライン ボトム。より身体の動きに合った起き上がり動作で骨盤の立った動きやすい起き上がり姿勢を実現しています。ラクリアーションだけでなく、すべての背あげ機構で効果を発揮します。


より姿勢を安定させやすい背サポート

腰部から胸部にかけてボトムの剛性を調整し、より身体にフィットしやすくなりました。背あげするときに背中をしっかり支持します。また、身体との接触面積が広がるので体圧をより分散できます。




より骨盤を立てやすい腰サポート

骨盤にあたるボトムの剛性を高めて曲がり方を変更することで、骨盤をしっかり起こし、身体が動かしやすい背あげ姿勢に移行できます。骨盤をしっかり起こすことで身体が足側にずり落ちにくくなるため、床ずれリスクの軽減にもつながります。



身体の軸とベッドの軸を合わせやすい新しいボトム分割(腰ボトム)


腰ボトムのサイズを人の身体に合わせ、大転子の位置にはガイドを設けました。これにより背あげするときの身体の動きとベッドの動きの軸を合わせやすくなります。また、運動など膝あげを併用する際に、骨盤をホールドするポケットを構成します。



- ①腰サポートが骨盤を立てる
- ②短い腰ボトム坐骨と大転子がしっかり収まる
- ③アンカー効果でずれを抑制

身長差をカバーする膝サポート

膝部が多段階で曲がるので、身長差をカバーしてベッドの動きにフィットしやすくなりました。また、膝裏への当たりも良く馴染みやすくなっています。



もっと、介護する方とつながるために

家庭内呼び出し機能を搭載。 手元スイッチで、ご家族のスマートフォンに通知できます。介護用ベッド初家庭内呼び出し機能により、ご本人様と介護する方のつながりやすさを実現。ご本人様が手元スイッチの家庭内呼び出しボタンを押すと、ご家族のスマートフォンに通知します。さらに、スマートフォンでベッドを操作することもできます。接触頻度の高い手元スイッチを共有しないようにするなど、衛生面に配慮した使い方も可能です。

手元スイッチからの呼び出しを受信

手元スイッチは無線通信のBluetooth[®] (ブルートゥース) でスマートフォンと接続できます。接続すると家庭内呼び出しボタンで、Bluetoothの無線が届く範囲にあるベッドに登録されたスマートフォン^{*2}に通知できます。また、独自のセンサーと組み合わせ、インターネットを介した見守り機能にも対応を予定しています。
 *1 Bluetoothロゴは、米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。本文中における®は省略しています。
 *2 専用の「ベッド操作アプリ」をインストールする必要があります。呼び出しを受信するには、スマートフォンの電源を入れておく必要があります。
 ※仕様変更により、内容やイラストが実際のアプリ画面と一致しない場合があります。



スマートフォンによるベッド操作

ベッドに登録されたスマートフォンで、付属の手元スイッチと同じようにベッドを操作できるようになります。操作画面はボタンの大きさなどが異なる3種類が選べます。一人ひとりの使いやすさに配慮しています。 ※ベッドにスマートフォンを登録する必要があります。スマートフォンはベッド1台に対して3台まで登録できます。



より多くの方が使いやすい手元スイッチ

手になじみやすい大きさと形状の手元スイッチです。表示パネルには大きくはっきりとした文字で、ベッドの角度や高さを表示。大型ボタンは操作する内容ごとに色分けされており、メモリーポジション機能には、よく使うポジションを2つ登録できます。ご本人様も介護する方も正しく操作しやすいように配慮されています。

介護しやすい高さを設定できる

ベッドを最大64.5cm*まで高くできるため、身長が高い方も腰に負担がかりにくい姿勢で介護できます。*ゆからボトム上面までの高さ(マットレスの厚みは含まれません)。Xタイプは脚座を超低床位置に取り付けた場合は、最大58.5cmまで高くできます。1モーターは高さ調節できません。



足先の角度調節機能

膝あげをするときに足先を高くすることができます。足先の角度は2段階に切り替えられます。



最低床高15cmの超低床にも対応

楽匠プラスシリーズは、最低床高21cmと低く抑えた設計です。さらにXタイプでは、脚座を取り付ける向きを変えることで、最低床高15cmの超低床ベッドに切り替えられます。



特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

手すり

歩行補助のえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

自動排処理装置

購入品(入浴)

購入品(排泄)



もっと、一人ひとりに合わせるために

使いやすさと安心感をカタチに。より心地のよい環境づくりをサポートします。

ご本人様の生活環境や好みに、新しい介護用ベッドがずっと馴染むように。
お部屋に合わせやすいカラーバリエーションや、身の回りの小物の収納に配慮した棚ユニットを用意しています。

お部屋に、もうひとつの癒しを。

バイオフィリックデザインの考え方を提案します。



「人は本能的に自然とのつながりを求める」というバイオフィリアの考え方を取り入れたデザインです。自然をイメージさせるものに接することで、幸福感の高まり、ストレスの軽減、活動意欲の向上などの心理的効果が期待できるとして、オフィススペースや商業施設に「バイオフィリックデザイン」を導入する例が増えています。



※TAISコード/価格はP.26をチェック!

- Point 1** 軽量で、触ったときに冷たさを感じさせにくい
スチール製のベッドサイドレール (KS-161Q) と比べて約20%程度軽量です。また、触ったときに金属的な冷たさや硬さを感じさせにくい材質を用いています。
- Point 2** 清拭しやすく、丸洗いも可能
耐薬品性・耐水性に優れており、清拭消毒に対応します。サイドレール全体を一体成形しているため、内部に浸水することもなく、丸洗いも可能です。
より衛生的に使える仕様で、感染症の予防対策に配慮しています。またサイドレールに部品を使っていないため、部品交換の手間が省けます。
- Point 3** ベッドに置いた物が落下しにくい形状
ベッドに置いたものが落下しにくいよう、サイドレール下部にガードを設けています。



多機能ボード (モスグリーン)



木目ボード (モスグリーン)



スリムボード (モスグリーン)


Hタイプ

	3モーション	2モーション																		
多機能ボード (モスグリーン)	<table border="1"> <tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr> <tr><td>91cm幅</td><td>KQ-A6311</td><td>704362</td></tr> <tr><td>83cm幅</td><td>KQ-A6111</td><td>704339</td></tr> </table>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-A6311	704362	83cm幅	KQ-A6111	704339	<table border="1"> <tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr> <tr><td>91cm幅</td><td>KQ-A5311</td><td>704316</td></tr> <tr><td>83cm幅</td><td>KQ-A5111</td><td>704293</td></tr> </table>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-A5311	704316	83cm幅	KQ-A5111	704293
	ベッド幅	型式	商品コード																	
	91cm幅	KQ-A6311	704362																	
83cm幅	KQ-A6111	704339																		
ベッド幅	型式	商品コード																		
91cm幅	KQ-A5311	704316																		
83cm幅	KQ-A5111	704293																		
TAISコード	00170-001315	00170-001287																		
	非課税	非課税																		
木目ボード (モスグリーン)	<table border="1"> <tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr> <tr><td>91cm幅</td><td>KQ-A6319</td><td>704552</td></tr> <tr><td>83cm幅</td><td>KQ-A6119</td><td>704551</td></tr> </table>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-A6319	704552	83cm幅	KQ-A6119	704551	<table border="1"> <tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr> <tr><td>91cm幅</td><td>KQ-A5319</td><td>704550</td></tr> <tr><td>83cm幅</td><td>KQ-A5119</td><td>704549</td></tr> </table>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-A5319	704550	83cm幅	KQ-A5119	704549
	ベッド幅	型式	商品コード																	
	91cm幅	KQ-A6319	704552																	
83cm幅	KQ-A6119	704551																		
ベッド幅	型式	商品コード																		
91cm幅	KQ-A5319	704550																		
83cm幅	KQ-A5119	704549																		
TAISコード	00170-001679	00170-001677																		
	非課税	非課税																		
スリムボード (モスグリーン)	<table border="1"> <tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr> <tr><td>91cm幅</td><td>KQ-A6314</td><td>704365</td></tr> <tr><td>83cm幅</td><td>KQ-A6114</td><td>704342</td></tr> </table>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-A6314	704365	83cm幅	KQ-A6114	704342	<table border="1"> <tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr> <tr><td>91cm幅</td><td>KQ-A5314</td><td>704319</td></tr> <tr><td>83cm幅</td><td>KQ-A5114</td><td>704296</td></tr> </table>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-A5314	704319	83cm幅	KQ-A5114	704296
	ベッド幅	型式	商品コード																	
	91cm幅	KQ-A6314	704365																	
83cm幅	KQ-A6114	704342																		
ベッド幅	型式	商品コード																		
91cm幅	KQ-A5314	704319																		
83cm幅	KQ-A5114	704296																		
TAISコード	00170-001442	00170-001424																		
	非課税	非課税																		


●共通サイズ表 ※楽匠プラスシリーズは、1台のベッドでレギュラーとミニとのサイズ変更が可能です。

[]はミニサイズの寸法です。


多機能ボード



木目ボード



スリムボード



棚付きボードもご用意しております。

※Xタイプにリフト等を使用の際は、ハイトスペーサー (KQ-P90H) とオプション脚座セット (KQ-PA0A) が必要となります。

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位交換器

徘徊感知機器

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

鳥糞掃除装置

購入品(入浴)

購入品(排泄)



Xタイプ

	3モーター 	2モーター 	1モーター (背タイプ)	1モーター (高さタイプ)																																																
多機能ボード(ホワイト)	<table border="1"> <tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr> <tr><td>91cm幅</td><td>KQ-A3300</td><td>704222</td></tr> <tr><td>83cm幅</td><td>KQ-A3100</td><td>704199</td></tr> <tr><td>TAISコード</td><td colspan="2">00170-001258</td></tr> </table>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-A3300	704222	83cm幅	KQ-A3100	704199	TAISコード	00170-001258		<table border="1"> <tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr> <tr><td>91cm幅</td><td>KQ-A2300</td><td>704176</td></tr> <tr><td>83cm幅</td><td>KQ-A2100</td><td>704153</td></tr> <tr><td>TAISコード</td><td colspan="2">00170-001244</td></tr> </table>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-A2300	704176	83cm幅	KQ-A2100	704153	TAISコード	00170-001244		<table border="1"> <tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr> <tr><td>91cm幅</td><td>KQ-A1300</td><td>704130</td></tr> <tr><td>83cm幅</td><td>KQ-A1100</td><td>704107</td></tr> <tr><td>TAISコード</td><td colspan="2">00170-001230</td></tr> </table>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-A1300	704130	83cm幅	KQ-A1100	704107	TAISコード	00170-001230		<table border="1"> <tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr> <tr><td>91cm幅</td><td>KQ-A0300</td><td>704084</td></tr> <tr><td>83cm幅</td><td>KQ-A0100</td><td>704061</td></tr> <tr><td>TAISコード</td><td colspan="2">00170-001216</td></tr> </table>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-A0300	704084	83cm幅	KQ-A0100	704061	TAISコード	00170-001216	
	ベッド幅	型式	商品コード																																																	
	91cm幅	KQ-A3300	704222																																																	
	83cm幅	KQ-A3100	704199																																																	
TAISコード	00170-001258																																																			
ベッド幅	型式	商品コード																																																		
91cm幅	KQ-A2300	704176																																																		
83cm幅	KQ-A2100	704153																																																		
TAISコード	00170-001244																																																			
ベッド幅	型式	商品コード																																																		
91cm幅	KQ-A1300	704130																																																		
83cm幅	KQ-A1100	704107																																																		
TAISコード	00170-001230																																																			
ベッド幅	型式	商品コード																																																		
91cm幅	KQ-A0300	704084																																																		
83cm幅	KQ-A0100	704061																																																		
TAISコード	00170-001216																																																			
多機能ボード(キャメル)	<table border="1"> <tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr> <tr><td>91cm幅</td><td>KQ-A3322</td><td>704232</td></tr> <tr><td>83cm幅</td><td>KQ-A3122</td><td>704209</td></tr> <tr><td>TAISコード</td><td colspan="2">00170-001265</td></tr> </table>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-A3322	704232	83cm幅	KQ-A3122	704209	TAISコード	00170-001265		<table border="1"> <tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr> <tr><td>91cm幅</td><td>KQ-A2322</td><td>704186</td></tr> <tr><td>83cm幅</td><td>KQ-A2122</td><td>704163</td></tr> <tr><td>TAISコード</td><td colspan="2">00170-001251</td></tr> </table>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-A2322	704186	83cm幅	KQ-A2122	704163	TAISコード	00170-001251		<table border="1"> <tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr> <tr><td>91cm幅</td><td>KQ-A1322</td><td>704140</td></tr> <tr><td>83cm幅</td><td>KQ-A1122</td><td>704117</td></tr> <tr><td>TAISコード</td><td colspan="2">00170-001237</td></tr> </table>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-A1322	704140	83cm幅	KQ-A1122	704117	TAISコード	00170-001237		<table border="1"> <tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr> <tr><td>91cm幅</td><td>KQ-A0322</td><td>704094</td></tr> <tr><td>83cm幅</td><td>KQ-A0122</td><td>704071</td></tr> <tr><td>TAISコード</td><td colspan="2">00170-001223</td></tr> </table>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-A0322	704094	83cm幅	KQ-A0122	704071	TAISコード	00170-001223	
	ベッド幅	型式	商品コード																																																	
	91cm幅	KQ-A3322	704232																																																	
	83cm幅	KQ-A3122	704209																																																	
TAISコード	00170-001265																																																			
ベッド幅	型式	商品コード																																																		
91cm幅	KQ-A2322	704186																																																		
83cm幅	KQ-A2122	704163																																																		
TAISコード	00170-001251																																																			
ベッド幅	型式	商品コード																																																		
91cm幅	KQ-A1322	704140																																																		
83cm幅	KQ-A1122	704117																																																		
TAISコード	00170-001237																																																			
ベッド幅	型式	商品コード																																																		
91cm幅	KQ-A0322	704094																																																		
83cm幅	KQ-A0122	704071																																																		
TAISコード	00170-001223																																																			
木目ボード(ホワイト)	<table border="1"> <tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr> <tr><td>91cm幅</td><td>KQ-A3309</td><td>704543</td></tr> <tr><td>83cm幅</td><td>KQ-A3109</td><td>704541</td></tr> <tr><td>TAISコード</td><td colspan="2">00170-001697</td></tr> </table>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-A3309	704543	83cm幅	KQ-A3109	704541	TAISコード	00170-001697		<table border="1"> <tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr> <tr><td>91cm幅</td><td>KQ-A2309</td><td>704539</td></tr> <tr><td>83cm幅</td><td>KQ-A2109</td><td>704537</td></tr> <tr><td>TAISコード</td><td colspan="2">00170-001696</td></tr> </table>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-A2309	704539	83cm幅	KQ-A2109	704537	TAISコード	00170-001696		<table border="1"> <tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr> <tr><td>91cm幅</td><td>KQ-A1309</td><td>704535</td></tr> <tr><td>83cm幅</td><td>KQ-A1109</td><td>704533</td></tr> <tr><td>TAISコード</td><td colspan="2">00170-001695</td></tr> </table>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-A1309	704535	83cm幅	KQ-A1109	704533	TAISコード	00170-001695		<table border="1"> <tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr> <tr><td>91cm幅</td><td>KQ-A0309</td><td>704531</td></tr> <tr><td>83cm幅</td><td>KQ-A0109</td><td>704529</td></tr> <tr><td>TAISコード</td><td colspan="2">00170-001694</td></tr> </table>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-A0309	704531	83cm幅	KQ-A0109	704529	TAISコード	00170-001694	
	ベッド幅	型式	商品コード																																																	
	91cm幅	KQ-A3309	704543																																																	
	83cm幅	KQ-A3109	704541																																																	
TAISコード	00170-001697																																																			
ベッド幅	型式	商品コード																																																		
91cm幅	KQ-A2309	704539																																																		
83cm幅	KQ-A2109	704537																																																		
TAISコード	00170-001696																																																			
ベッド幅	型式	商品コード																																																		
91cm幅	KQ-A1309	704535																																																		
83cm幅	KQ-A1109	704533																																																		
TAISコード	00170-001695																																																			
ベッド幅	型式	商品コード																																																		
91cm幅	KQ-A0309	704531																																																		
83cm幅	KQ-A0109	704529																																																		
TAISコード	00170-001694																																																			
木目ボード(キャメル)	<table border="1"> <tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr> <tr><td>91cm幅</td><td>KQ-A3329</td><td>704544</td></tr> <tr><td>83cm幅</td><td>KQ-A3129</td><td>704542</td></tr> <tr><td>TAISコード</td><td colspan="2">00170-001708</td></tr> </table>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-A3329	704544	83cm幅	KQ-A3129	704542	TAISコード	00170-001708		<table border="1"> <tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr> <tr><td>91cm幅</td><td>KQ-A2329</td><td>704540</td></tr> <tr><td>83cm幅</td><td>KQ-A2129</td><td>704538</td></tr> <tr><td>TAISコード</td><td colspan="2">00170-001707</td></tr> </table>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-A2329	704540	83cm幅	KQ-A2129	704538	TAISコード	00170-001707		<table border="1"> <tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr> <tr><td>91cm幅</td><td>KQ-A1329</td><td>704536</td></tr> <tr><td>83cm幅</td><td>KQ-A1129</td><td>704534</td></tr> <tr><td>TAISコード</td><td colspan="2">00170-001706</td></tr> </table>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-A1329	704536	83cm幅	KQ-A1129	704534	TAISコード	00170-001706		<table border="1"> <tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr> <tr><td>91cm幅</td><td>KQ-A0329</td><td>704532</td></tr> <tr><td>83cm幅</td><td>KQ-A0129</td><td>704530</td></tr> <tr><td>TAISコード</td><td colspan="2">00170-001705</td></tr> </table>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-A0329	704532	83cm幅	KQ-A0129	704530	TAISコード	00170-001705	
	ベッド幅	型式	商品コード																																																	
	91cm幅	KQ-A3329	704544																																																	
	83cm幅	KQ-A3129	704542																																																	
TAISコード	00170-001708																																																			
ベッド幅	型式	商品コード																																																		
91cm幅	KQ-A2329	704540																																																		
83cm幅	KQ-A2129	704538																																																		
TAISコード	00170-001707																																																			
ベッド幅	型式	商品コード																																																		
91cm幅	KQ-A1329	704536																																																		
83cm幅	KQ-A1129	704534																																																		
TAISコード	00170-001706																																																			
ベッド幅	型式	商品コード																																																		
91cm幅	KQ-A0329	704532																																																		
83cm幅	KQ-A0129	704530																																																		
TAISコード	00170-001705																																																			
スリムボード(キャメル)	<table border="1"> <tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr> <tr><td>91cm幅</td><td>KQ-A3325</td><td>704235</td></tr> <tr><td>83cm幅</td><td>KQ-A3125</td><td>704212</td></tr> <tr><td>TAISコード</td><td colspan="2">00170-001410</td></tr> </table>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-A3325	704235	83cm幅	KQ-A3125	704212	TAISコード	00170-001410		<table border="1"> <tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr> <tr><td>91cm幅</td><td>KQ-A2325</td><td>704189</td></tr> <tr><td>83cm幅</td><td>KQ-A2125</td><td>704166</td></tr> <tr><td>TAISコード</td><td colspan="2">00170-001401</td></tr> </table>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-A2325	704189	83cm幅	KQ-A2125	704166	TAISコード	00170-001401		<table border="1"> <tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr> <tr><td>91cm幅</td><td>KQ-A1325</td><td>704143</td></tr> <tr><td>83cm幅</td><td>KQ-A1125</td><td>704120</td></tr> <tr><td>TAISコード</td><td colspan="2">00170-001392</td></tr> </table>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-A1325	704143	83cm幅	KQ-A1125	704120	TAISコード	00170-001392		<table border="1"> <tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr> <tr><td>91cm幅</td><td>KQ-A0325</td><td>704097</td></tr> <tr><td>83cm幅</td><td>KQ-A0125</td><td>704074</td></tr> <tr><td>TAISコード</td><td colspan="2">00170-001383</td></tr> </table>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-A0325	704097	83cm幅	KQ-A0125	704074	TAISコード	00170-001383	
	ベッド幅	型式	商品コード																																																	
	91cm幅	KQ-A3325	704235																																																	
	83cm幅	KQ-A3125	704212																																																	
TAISコード	00170-001410																																																			
ベッド幅	型式	商品コード																																																		
91cm幅	KQ-A2325	704189																																																		
83cm幅	KQ-A2125	704166																																																		
TAISコード	00170-001401																																																			
ベッド幅	型式	商品コード																																																		
91cm幅	KQ-A1325	704143																																																		
83cm幅	KQ-A1125	704120																																																		
TAISコード	00170-001392																																																			
ベッド幅	型式	商品コード																																																		
91cm幅	KQ-A0325	704097																																																		
83cm幅	KQ-A0125	704074																																																		
TAISコード	00170-001383																																																			

- 特殊寝台
- 特殊寝台付属品
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 徘徊感知機器
- 手すり
- 歩行補助具
- 歩行器
- 車いす
- 車いす付属品
- スロープ
- 移動用リフト
- 自動排泄処理器
- 購入品(入浴)
- 購入品(排泄)

保険対応外商品

楽匠プラス 呼出受信機

パラマウントベッド

型式	商品コード
KQ-PA0J	714140

- サイズ：全高10.5×全幅6×奥行1.8cm
- 重量：100g



スマートフォンを持っていない方でも、
楽匠プラスの家庭内呼び出し機能を使えます

楽匠
プラス
専用



手元スイッチからの呼び出しを通知
楽匠プラス専用のコンパクトな受信機



呼出受信機は無線（Bluetooth）で楽匠プラスの手元スイッチと通信できます。
手元スイッチの呼び出しボタンを押すと、無線が届く範囲にあるベッドに登録された呼出
受信機に通知できます。面倒な配線が不要なコードレスタイプです。

※ベッド1台に対して呼出受信機は3台まで登録できます。呼出受信機で通知を受信するには呼出受信
機の電源を入れておく必要があります。

※ベッドからの家庭内呼び出し機能は、緊急時の使用を目的としたものではありません。

ホルダー付IVポール

パラマウントベッド

型式	TAISコード
KC-56P70	00170-000844

※IVポール+IVポールホルダー

楽匠
Z
シリーズ
専用

IVポール

型式	商品コード	TAISコード
KC-56	718140	00170-000078

IVポールホルダー


型式	商品コード	TAISコード
KQ-P70V	718155	00170-000843



IVポール

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KC-56	718140	00170-000078



IVポールホルダー

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KQ-P90V	718150	00170-000686



Q-AURA
専用

IVスタンド

パラマウントベッド

型式	商品コード
KC-518	718165



KC-508もご用意しております。



IVポールホルダー

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KQ-PA0V	714130	00170-001343



楽匠
プラス
専用

楽匠プラスシリーズ オプション

キャスター

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KQ-P70C	714065	00170-000794

ベッドの高さが約3cm高くなります。

※Hタイプ用

JIS 認証取得



キャスター

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KQ-P90C	714055	00170-000560

ベッドの高さは変わりません。

※Xタイプ用

JIS 認証取得




延長フレーム

パラマウントベッド

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm幅	KQ-PA2L	714125	00170-001345
83cm幅	KQ-PA0L	714120	00170-001344

JIS 認証取得

※延長マットレスは、
P.21をご覧ください。



※ JIS 認証取得 のマークのある製品は、楽匠プラスシリーズとの組み合わせにおいてJIS認証を取得しております。

※Xタイプにリフト等を使用の際は、ハイトスペーサー（KQ-P90H）とオプション脚座セット（KQ-PA0A）が必要となります。

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

オプション脚座セット（KQ-PA0A）、
スマートハンドル（KQ-P70S）もご用意しております。

PARAMOUNT BED

クオラ ONE

JIS T 9254



産業標準化法に基づきJISマーク表示制度において次の登録認証機関が規格適合したことを認証した商品
(認証機関名) JQA 一般財団法人 日本品質保証機構

クオラ ONE なら、さまざまな用途やお部屋にフィットします。



樹脂製ボード [収納付き]
両端にグリップを設けた軽量タイプ。便利な収納も付いています。



木製ボード [スクエア]
美しい木目とシンプルな形状が、さまざまなインテリアにマッチします。




木製ボード [グリップ]
壁ぎわに寄せて設置しやすいように、グリップを片側に付けています。

ヘッドボードとフットボードを入れ替えることで、グリップの左右が変わります。壁付けの向きに合わせて取り付けてください。


お使いになる方の体格やお部屋に合わせてサイズを変えられます。

※91cm幅用のボードと83cm幅用のボードではサイズが異なります。必ずベッド本体で設定した幅に合わせたボードを取り付けてください。



長さの調節

- レギュラー
- ミニ



頭側(背ボトム上部)
取り外して向きを変えることで長さを変えられます。



足側(マットレス止め・大)
サイズに合った位置に取り付けます。

幅の調節

- 91cm幅
- 83cm幅



ボトムエッジ
取り外して裏返すことで幅を変えられます。



マットレス止め(小)
サイズに合った位置に取り付けます。

格納式オプション受け

オプション製品を使用しないときにはオプション受けをボトムの下に格納できます。オプション受けを格納するとベッドの側面に出っ張りが無くなるので、足が降ろしやすくなったり、車いすをより近づけやすくなったりします。また、より壁に寄せてベッドを設置することができます。

クオラONEシリーズ オプション


キャスター

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KQ-PB3C(3M、2M、1M高用)	714142	00170-001516
KQ-PB1C(1M背用)	714141	00170-001517

KQ-PB1Cを取り付けるとベッドの高さが6cm高くなります。
※KQ-PB3Cを取り付けてもベッドの高さは変わりません。

JIS 認証取得



KQ-PB3C KQ-PB1C

ハイトスペーサー

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KQ-PB1H(1M背用)	714143	00170-001518

ゆかからボトム上面の高さは32・36・40cmの3段階に調整できます。

JIS 認証取得



延長フレーム

パラマウントベッド

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm幅	KQ-PB62L	714145	00170-001520
83cm幅	KQ-PB60L	714144	00170-001519

※延長マットレスは、P.21をご覧ください。

JIS 認証取得



※ JIS 認証取得 のマークのある製品は、クオラONEシリーズとの組み合わせにおいてJIS認証を取得しております。



※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。



	樹脂製ボード	木製ボード [スクエア]	木製ボード [グリップ]																																	
3 モーター 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ベッド幅</th> <th>型式</th> <th>商品コード</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>91cm幅</td> <td>KQ-B6321</td> <td>704480</td> </tr> <tr> <td>83cm幅</td> <td>KQ-B6301</td> <td>704483</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <tr> <td>TAISコード</td> <td>00170-001521</td> </tr> </table> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto;"></div> <p style="text-align: center;">非課税</p>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-B6321	704480	83cm幅	KQ-B6301	704483	TAISコード	00170-001521	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ベッド幅</th> <th>型式</th> <th>商品コード</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>91cm幅</td> <td>KQ-B6327</td> <td>704482</td> </tr> <tr> <td>83cm幅</td> <td>KQ-B6307</td> <td>704485</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <tr> <td>TAISコード</td> <td>00170-001523</td> </tr> </table> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto;"></div> <p style="text-align: center;">非課税</p>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-B6327	704482	83cm幅	KQ-B6307	704485	TAISコード	00170-001523	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ベッド幅</th> <th>型式</th> <th>商品コード</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>91cm幅</td> <td>KQ-B6326</td> <td>704481</td> </tr> <tr> <td>83cm幅</td> <td>KQ-B6306</td> <td>704484</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <tr> <td>TAISコード</td> <td>00170-001522</td> </tr> </table> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto;"></div> <p style="text-align: center;">非課税</p>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-B6326	704481	83cm幅	KQ-B6306	704484	TAISコード	00170-001522
	ベッド幅	型式	商品コード																																	
	91cm幅	KQ-B6321	704480																																	
	83cm幅	KQ-B6301	704483																																	
TAISコード	00170-001521																																			
ベッド幅	型式	商品コード																																		
91cm幅	KQ-B6327	704482																																		
83cm幅	KQ-B6307	704485																																		
TAISコード	00170-001523																																			
ベッド幅	型式	商品コード																																		
91cm幅	KQ-B6326	704481																																		
83cm幅	KQ-B6306	704484																																		
TAISコード	00170-001522																																			
2 モーター 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ベッド幅</th> <th>型式</th> <th>商品コード</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>91cm幅</td> <td>KQ-B6221</td> <td>704486</td> </tr> <tr> <td>83cm幅</td> <td>KQ-B6201</td> <td>704489</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <tr> <td>TAISコード</td> <td>00170-001524</td> </tr> </table> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto;"></div> <p style="text-align: center;">非課税</p>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-B6221	704486	83cm幅	KQ-B6201	704489	TAISコード	00170-001524	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ベッド幅</th> <th>型式</th> <th>商品コード</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>91cm幅</td> <td>KQ-B6227</td> <td>704488</td> </tr> <tr> <td>83cm幅</td> <td>KQ-B6207</td> <td>704491</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <tr> <td>TAISコード</td> <td>00170-001526</td> </tr> </table> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto;"></div> <p style="text-align: center;">非課税</p>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-B6227	704488	83cm幅	KQ-B6207	704491	TAISコード	00170-001526	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ベッド幅</th> <th>型式</th> <th>商品コード</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>91cm幅</td> <td>KQ-B6226</td> <td>704487</td> </tr> <tr> <td>83cm幅</td> <td>KQ-B6206</td> <td>704490</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <tr> <td>TAISコード</td> <td>00170-001525</td> </tr> </table> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto;"></div> <p style="text-align: center;">非課税</p>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-B6226	704487	83cm幅	KQ-B6206	704490	TAISコード	00170-001525
	ベッド幅	型式	商品コード																																	
	91cm幅	KQ-B6221	704486																																	
	83cm幅	KQ-B6201	704489																																	
TAISコード	00170-001524																																			
ベッド幅	型式	商品コード																																		
91cm幅	KQ-B6227	704488																																		
83cm幅	KQ-B6207	704491																																		
TAISコード	00170-001526																																			
ベッド幅	型式	商品コード																																		
91cm幅	KQ-B6226	704487																																		
83cm幅	KQ-B6206	704490																																		
TAISコード	00170-001525																																			
1 モーター (背タイプ) 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ベッド幅</th> <th>型式</th> <th>商品コード</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>91cm幅</td> <td>KQ-B6121</td> <td>704492</td> </tr> <tr> <td>83cm幅</td> <td>KQ-B6101</td> <td>704495</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <tr> <td>TAISコード</td> <td>00170-001527</td> </tr> </table> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto;"></div> <p style="text-align: center;">非課税</p>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-B6121	704492	83cm幅	KQ-B6101	704495	TAISコード	00170-001527	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ベッド幅</th> <th>型式</th> <th>商品コード</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>91cm幅</td> <td>KQ-B6127</td> <td>704494</td> </tr> <tr> <td>83cm幅</td> <td>KQ-B6107</td> <td>704497</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <tr> <td>TAISコード</td> <td>00170-001529</td> </tr> </table> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto;"></div> <p style="text-align: center;">非課税</p>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-B6127	704494	83cm幅	KQ-B6107	704497	TAISコード	00170-001529	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ベッド幅</th> <th>型式</th> <th>商品コード</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>91cm幅</td> <td>KQ-B6126</td> <td>704493</td> </tr> <tr> <td>83cm幅</td> <td>KQ-B6106</td> <td>704496</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <tr> <td>TAISコード</td> <td>00170-001528</td> </tr> </table> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto;"></div> <p style="text-align: center;">非課税</p>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-B6126	704493	83cm幅	KQ-B6106	704496	TAISコード	00170-001528
	ベッド幅	型式	商品コード																																	
	91cm幅	KQ-B6121	704492																																	
	83cm幅	KQ-B6101	704495																																	
TAISコード	00170-001527																																			
ベッド幅	型式	商品コード																																		
91cm幅	KQ-B6127	704494																																		
83cm幅	KQ-B6107	704497																																		
TAISコード	00170-001529																																			
ベッド幅	型式	商品コード																																		
91cm幅	KQ-B6126	704493																																		
83cm幅	KQ-B6106	704496																																		
TAISコード	00170-001528																																			
1 モーター (高さタイプ) 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ベッド幅</th> <th>型式</th> <th>商品コード</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>91cm幅</td> <td>KQ-B6021</td> <td>704498</td> </tr> <tr> <td>83cm幅</td> <td>KQ-B6001</td> <td>704501</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <tr> <td>TAISコード</td> <td>00170-001530</td> </tr> </table> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto;"></div>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-B6021	704498	83cm幅	KQ-B6001	704501	TAISコード	00170-001530	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ベッド幅</th> <th>型式</th> <th>商品コード</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>91cm幅</td> <td>KQ-B6027</td> <td>704500</td> </tr> <tr> <td>83cm幅</td> <td>KQ-B6007</td> <td>704503</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <tr> <td>TAISコード</td> <td>00170-001532</td> </tr> </table> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto;"></div>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-B6027	704500	83cm幅	KQ-B6007	704503	TAISコード	00170-001532	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ベッド幅</th> <th>型式</th> <th>商品コード</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>91cm幅</td> <td>KQ-B6026</td> <td>704499</td> </tr> <tr> <td>83cm幅</td> <td>KQ-B6006</td> <td>704502</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <tr> <td>TAISコード</td> <td>00170-001531</td> </tr> </table> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto;"></div>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-B6026	704499	83cm幅	KQ-B6006	704502	TAISコード	00170-001531
	ベッド幅	型式	商品コード																																	
	91cm幅	KQ-B6021	704498																																	
	83cm幅	KQ-B6001	704501																																	
TAISコード	00170-001530																																			
ベッド幅	型式	商品コード																																		
91cm幅	KQ-B6027	704500																																		
83cm幅	KQ-B6007	704503																																		
TAISコード	00170-001532																																			
ベッド幅	型式	商品コード																																		
91cm幅	KQ-B6026	704499																																		
83cm幅	KQ-B6006	704502																																		
TAISコード	00170-001531																																			

●共通サイズ表

※クオラ ONE シリーズは、1台のベッドでレギュラーとミニとのサイズ変更が可能です。





ベッドが変わる。毎日の暮らしが変わる。

レントシリーズは、適合するサイドレールおよびベッド用グリップとの組み合わせにおいて JIS 規格 (JIS T9254) の認証を取得しています。



POINT 1

低床 22cm+垂直昇降方式で安心

最低床高は22cm*、小柄な方でもかかとがしっかりとゆかにつくように設定しています。高さ調節機構は垂直昇降方式です。ベッドがスイングしながら昇降する方式と異なり、ご利用者がベッドに腰かけた状態であげさげしても姿勢を保ちやすい方式です。

* ゆかからボトム上面までの高さです (マットレスの厚さは含みません)。
1 モーター (背タイプ) は高さ調節ができません。



最高床高
62cm
最低床高
22cm


POINT 2

省スペース化を実現

ご家庭での使いやすさに配慮しています

ご家庭で使いやすいように、ボードの厚さを薄くし、さらに、余分なスペースが要らない垂直昇降方式を採用することで省スペース化を実現しました*。

* スイング昇降方式のQ-AURA (クオラ) シリーズ (レギュラー) よりも長さ方向で約13cm短くなりました。




L型コンセントコードが出っ張らず、省スペースをより活かします。



POINT 3

オプション脚座セットで、床高15cm*の超低床ベッドに別売のオプション脚座セットに付け替えることで、最低床高が15cm*の超低床ベッドに変えることができます。ベッドから転落する心配のある方におすすめです。

* ゆかからボトム上面までの高さです (マットレスの厚さは含みません)。最高床高は55cmになります。



POINT 4

ベッドの動きが目に見えるから安心、「表示パネル付き手元スイッチ」

手になじみやすい大きさと形状の手元スイッチです。「メモリー」のボタン*1|2にひとつずつ、よく使うポジションやお好みのポジションを登録できます。

* 1 モーターを除く。



レントシリーズ オプション

キャスター

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KQ-P68C	714115	00170-001031

ベッドの高さが5cm低くなります。

JIS 認証取得



延長フレーム

パラマウントベッド

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm幅	KQ-P78L	709235	00170-000936
83cm幅	KQ-P68L	709240	00170-001032

JIS 認証取得

* 延長マットレスは、P.21をご覧ください。




オプション脚座セット (低床)

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KQ-P68A	714110	00170-001030

ベッドの高さが7cm低くなります。


JIS 認証取得



* JIS 認証取得 のマークのある製品は、レントシリーズとの組み合わせにおいて JIS 認証を取得しております。



(レギュラーサイズ・ミニサイズ)



	ソフトピンク	ミントグリーン	サンドホワイト																																													
3 モーター	<table border="1"> <thead> <tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>91cm幅</td><td>KQ-68331</td><td>702370</td></tr> <tr><td>83cm幅</td><td>KQ-68311</td><td>702380</td></tr> <tr><td>91cm幅 mini</td><td>KQ-68321</td><td>702375</td></tr> <tr><td>83cm幅 mini</td><td>KQ-68301</td><td>702385</td></tr> </tbody> </table>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-68331	702370	83cm幅	KQ-68311	702380	91cm幅 mini	KQ-68321	702375	83cm幅 mini	KQ-68301	702385	<table border="1"> <thead> <tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>91cm幅</td><td>KQ-68332</td><td>702450</td></tr> <tr><td>83cm幅</td><td>KQ-68312</td><td>702460</td></tr> <tr><td>91cm幅 mini</td><td>KQ-68322</td><td>702455</td></tr> <tr><td>83cm幅 mini</td><td>KQ-68302</td><td>702465</td></tr> </tbody> </table>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-68332	702450	83cm幅	KQ-68312	702460	91cm幅 mini	KQ-68322	702455	83cm幅 mini	KQ-68302	702465	<table border="1"> <thead> <tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>91cm幅</td><td>KQ-68333</td><td>702530</td></tr> <tr><td>83cm幅</td><td>KQ-68313</td><td>702540</td></tr> <tr><td>91cm幅 mini</td><td>KQ-68323</td><td>702535</td></tr> <tr><td>83cm幅 mini</td><td>KQ-68303</td><td>702545</td></tr> </tbody> </table>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-68333	702530	83cm幅	KQ-68313	702540	91cm幅 mini	KQ-68323	702535	83cm幅 mini	KQ-68303	702545
	ベッド幅	型式	商品コード																																													
	91cm幅	KQ-68331	702370																																													
	83cm幅	KQ-68311	702380																																													
91cm幅 mini	KQ-68321	702375																																														
83cm幅 mini	KQ-68301	702385																																														
ベッド幅	型式	商品コード																																														
91cm幅	KQ-68332	702450																																														
83cm幅	KQ-68312	702460																																														
91cm幅 mini	KQ-68322	702455																																														
83cm幅 mini	KQ-68302	702465																																														
ベッド幅	型式	商品コード																																														
91cm幅	KQ-68333	702530																																														
83cm幅	KQ-68313	702540																																														
91cm幅 mini	KQ-68323	702535																																														
83cm幅 mini	KQ-68303	702545																																														
<p>TAISコード 00170-001018</p> <p>非課税</p>	<p>TAISコード 00170-001019</p> <p>非課税</p>	<p>TAISコード 00170-001020</p> <p>非課税</p>																																														
<p>背上げ 高さ調節 膝上げ 背移動</p>																																																
2 モーター	<table border="1"> <thead> <tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>91cm幅</td><td>KQ-68231</td><td>702390</td></tr> <tr><td>83cm幅</td><td>KQ-68211</td><td>702400</td></tr> <tr><td>91cm幅 mini</td><td>KQ-68221</td><td>702395</td></tr> <tr><td>83cm幅 mini</td><td>KQ-68201</td><td>702405</td></tr> </tbody> </table>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-68231	702390	83cm幅	KQ-68211	702400	91cm幅 mini	KQ-68221	702395	83cm幅 mini	KQ-68201	702405	<table border="1"> <thead> <tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>91cm幅</td><td>KQ-68232</td><td>702470</td></tr> <tr><td>83cm幅</td><td>KQ-68212</td><td>702480</td></tr> <tr><td>91cm幅 mini</td><td>KQ-68222</td><td>702475</td></tr> <tr><td>83cm幅 mini</td><td>KQ-68202</td><td>702485</td></tr> </tbody> </table>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-68232	702470	83cm幅	KQ-68212	702480	91cm幅 mini	KQ-68222	702475	83cm幅 mini	KQ-68202	702485	<table border="1"> <thead> <tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>91cm幅</td><td>KQ-68233</td><td>702550</td></tr> <tr><td>83cm幅</td><td>KQ-68213</td><td>702560</td></tr> <tr><td>91cm幅 mini</td><td>KQ-68223</td><td>702555</td></tr> <tr><td>83cm幅 mini</td><td>KQ-68203</td><td>702565</td></tr> </tbody> </table>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-68233	702550	83cm幅	KQ-68213	702560	91cm幅 mini	KQ-68223	702555	83cm幅 mini	KQ-68203	702565
	ベッド幅	型式	商品コード																																													
	91cm幅	KQ-68231	702390																																													
	83cm幅	KQ-68211	702400																																													
91cm幅 mini	KQ-68221	702395																																														
83cm幅 mini	KQ-68201	702405																																														
ベッド幅	型式	商品コード																																														
91cm幅	KQ-68232	702470																																														
83cm幅	KQ-68212	702480																																														
91cm幅 mini	KQ-68222	702475																																														
83cm幅 mini	KQ-68202	702485																																														
ベッド幅	型式	商品コード																																														
91cm幅	KQ-68233	702550																																														
83cm幅	KQ-68213	702560																																														
91cm幅 mini	KQ-68223	702555																																														
83cm幅 mini	KQ-68203	702565																																														
<p>TAISコード 00170-001021</p> <p>非課税</p>	<p>TAISコード 00170-001022</p> <p>非課税</p>	<p>TAISコード 00170-001023</p> <p>非課税</p>																																														
<p>背上げ 背移動 高さ調節</p>																																																
1 モーター (背タイプ)	<table border="1"> <thead> <tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>91cm幅</td><td>KQ-68131</td><td>702410</td></tr> <tr><td>83cm幅</td><td>KQ-68111</td><td>702420</td></tr> <tr><td>91cm幅 mini</td><td>KQ-68121</td><td>702415</td></tr> <tr><td>83cm幅 mini</td><td>KQ-68101</td><td>702425</td></tr> </tbody> </table>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-68131	702410	83cm幅	KQ-68111	702420	91cm幅 mini	KQ-68121	702415	83cm幅 mini	KQ-68101	702425	<table border="1"> <thead> <tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>91cm幅</td><td>KQ-68132</td><td>702490</td></tr> <tr><td>83cm幅</td><td>KQ-68112</td><td>702500</td></tr> <tr><td>91cm幅 mini</td><td>KQ-68122</td><td>702495</td></tr> <tr><td>83cm幅 mini</td><td>KQ-68102</td><td>702505</td></tr> </tbody> </table>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-68132	702490	83cm幅	KQ-68112	702500	91cm幅 mini	KQ-68122	702495	83cm幅 mini	KQ-68102	702505	<table border="1"> <thead> <tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>91cm幅</td><td>KQ-68133</td><td>702570</td></tr> <tr><td>83cm幅</td><td>KQ-68113</td><td>702580</td></tr> <tr><td>91cm幅 mini</td><td>KQ-68123</td><td>702575</td></tr> <tr><td>83cm幅 mini</td><td>KQ-68103</td><td>702585</td></tr> </tbody> </table>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-68133	702570	83cm幅	KQ-68113	702580	91cm幅 mini	KQ-68123	702575	83cm幅 mini	KQ-68103	702585
	ベッド幅	型式	商品コード																																													
	91cm幅	KQ-68131	702410																																													
	83cm幅	KQ-68111	702420																																													
91cm幅 mini	KQ-68121	702415																																														
83cm幅 mini	KQ-68101	702425																																														
ベッド幅	型式	商品コード																																														
91cm幅	KQ-68132	702490																																														
83cm幅	KQ-68112	702500																																														
91cm幅 mini	KQ-68122	702495																																														
83cm幅 mini	KQ-68102	702505																																														
ベッド幅	型式	商品コード																																														
91cm幅	KQ-68133	702570																																														
83cm幅	KQ-68113	702580																																														
91cm幅 mini	KQ-68123	702575																																														
83cm幅 mini	KQ-68103	702585																																														
<p>TAISコード 00170-001024</p> <p>非課税</p>	<p>TAISコード 00170-001025</p> <p>非課税</p>	<p>TAISコード 00170-001026</p> <p>非課税</p>																																														
<p>背上げ</p>																																																
1 モーター (高さタイプ)	<table border="1"> <thead> <tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>91cm幅</td><td>KQ-68031</td><td>702430</td></tr> <tr><td>83cm幅</td><td>KQ-68011</td><td>702440</td></tr> <tr><td>91cm幅 mini</td><td>KQ-68021</td><td>702435</td></tr> <tr><td>83cm幅 mini</td><td>KQ-68001</td><td>702445</td></tr> </tbody> </table>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-68031	702430	83cm幅	KQ-68011	702440	91cm幅 mini	KQ-68021	702435	83cm幅 mini	KQ-68001	702445	<table border="1"> <thead> <tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>91cm幅</td><td>KQ-68032</td><td>702510</td></tr> <tr><td>83cm幅</td><td>KQ-68012</td><td>702520</td></tr> <tr><td>91cm幅 mini</td><td>KQ-68022</td><td>702515</td></tr> <tr><td>83cm幅 mini</td><td>KQ-68002</td><td>702525</td></tr> </tbody> </table>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-68032	702510	83cm幅	KQ-68012	702520	91cm幅 mini	KQ-68022	702515	83cm幅 mini	KQ-68002	702525	<table border="1"> <thead> <tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>91cm幅</td><td>KQ-68033</td><td>702590</td></tr> <tr><td>83cm幅</td><td>KQ-68013</td><td>702600</td></tr> <tr><td>91cm幅 mini</td><td>KQ-68023</td><td>702595</td></tr> <tr><td>83cm幅 mini</td><td>KQ-68003</td><td>702605</td></tr> </tbody> </table>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-68033	702590	83cm幅	KQ-68013	702600	91cm幅 mini	KQ-68023	702595	83cm幅 mini	KQ-68003	702605
	ベッド幅	型式	商品コード																																													
	91cm幅	KQ-68031	702430																																													
	83cm幅	KQ-68011	702440																																													
91cm幅 mini	KQ-68021	702435																																														
83cm幅 mini	KQ-68001	702445																																														
ベッド幅	型式	商品コード																																														
91cm幅	KQ-68032	702510																																														
83cm幅	KQ-68012	702520																																														
91cm幅 mini	KQ-68022	702515																																														
83cm幅 mini	KQ-68002	702525																																														
ベッド幅	型式	商品コード																																														
91cm幅	KQ-68033	702590																																														
83cm幅	KQ-68013	702600																																														
91cm幅 mini	KQ-68023	702595																																														
83cm幅 mini	KQ-68003	702605																																														
<p>TAISコード 00170-001027</p> <p>非課税</p>	<p>TAISコード 00170-001028</p> <p>非課税</p>	<p>TAISコード 00170-001029</p> <p>非課税</p>																																														
<p>高さ調節</p>																																																

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

PARAMOUNT BED

サービスコード（特殊寝台） 介護給付：171003 / 予防給付：671003
 サービスコード（特殊寝台付属品） 介護給付：171004 / 予防給付：671004

楽匠 WING

大切な人だから、
特別な一台を。



産業標準化法に基づきJISマーク表示制度において
次の登録認証機関が規格適合したことを認証した商品
 (認証機関名) JGA 一般財団法人 日本品質保証機構

Wide&Longで特別なゆとりの空間を

100cm幅のワイドサイズ。ロングサイズへの切り替えも可能です。
 布団やシングルサイズのベッドと同じ感覚で使える100cm幅。大きく寝返りがうてるサイズです。
 さらに、ベッドの長さの切り替えも可能です。頭側、足側の部品の取り付け位置を変えるだけで191cmから
 205cmに延長でき、頭側にも足先にもゆとりが生まれます。



*頭側、足側の両方向に延長します。
 *延長マットレス(別売)が必要です。

特別な一台だから、特別な背あげを

独自の背あげ機能
 ラクリアモーションでより座位に近い姿勢で起きあがれる。

背と膝の動きにベッドの傾斜を組み合わせたパラマウントベッド独自の背あげ機能です。
 身体のずり落ちや圧迫感を大幅に軽減しながら、足先のさがる安定した姿勢で起きあがれます。
 また、背あげをするときに体圧を仙骨部からお尻と太ももに再分配し、床ずれリスクにも配慮して
 います。

ラクリア3モーション

座位に近い姿勢、疲れにくく腕や上半身が動かしやすくなります。



大切な人だから、確かな安心を

手元スイッチで、家族のスマートフォンとつながる。

手元スイッチの呼び出しボタンを押すと、無線 (Bluetooth) が届く
 範囲にあるスマートフォンに通知できます。

*専用の「ベッド操作アプリ」をインストールしたスマートフォンをベッドに登録
 する必要があります。詳しくは「ベッド操作アプリ」内のヘルプをご覧ください。
 *本機能は、緊急時の使用を目的としたものではありません。
 *スマートフォンおよび呼び出し受信機と連携した各機能はJIS認証範囲外と
 なります。



低床設計だから安心感が高く、布団からも移行しやすい。

ゆかからボトム上面までの最低床高は21.5cm。
 足がおろしやすく、ベッドに慣れていない方にも違和感が少ないため、安心して使える低さです。
 高さ調節機能で最高65cmまで高くすることができます。介護する方は腰に負担がかかりにくい
 姿勢がとれます。

お部屋に、もうひとつの癒しを。

バイオフィリックデザインの考え方を提案します。

「人は本能的に自然とのつながりを求める」というバイオフィリアの考え方を取り入れたデザインです。自然をイメージさせるものに接することで、幸福感の高まり、ストレスの軽減、活動意欲の向上などの心理的効果が期待できるとして、オフィススペースや商業施設に「バイオフィリックデザイン」を導入する例が増えています。



ホワイトアイボリー

ブロンズグレー

※TAISコード／価格はP.26をチェック!

- Point 1 軽量で、触ったときに冷たさを感じさせにくい
 スチール製のベッドサイドレール (KS-161Q) と比べて約20%程度軽量です。
 また、触ったときに金属的な冷たさや硬さを感じさせにくい材質を用いています。
- Point 2 清拭しやすく、丸洗しも可能
 耐薬品性・耐水性に優れており、清拭消毒に対応します。サイドレール全体を一体成形しているため、内部に浸水することもなく、丸洗しも可能です。より衛生的に使える仕様で、感染症の予防対策に配慮しています。またサイドレールに部品を使っていないため、部品交換の手間が省けます。
- Point 3 ベッドに置いた物が落下しにくい形状
 ベッドに置いたものが落下しにくいよう、サイドレール下部にガードを設けています。



	ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
ラクリア3モーション	100cm幅	KQ-W6529	706005	00170-001665
2モーション	100cm幅	KQ-W5529	706000	00170-001669



楽匠ウィングシリーズ オプション

キャスター


型式	商品コード	TAISコード
RQ-P30C	714146	00170-001671

キャスターを取り付けるとベッドの高さが10cm高くなります。

JIS 認証取得



●共通サイズ表



〈ラクリア3モーション〉

〈2モーション〉




※ JIS 認証取得 のマークのある製品は、楽匠ウィングシリーズとの組み合わせにおいてJIS認証を取得しております。

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。



	セーフティラウンドボード (樹脂製・木目調)	木製ボード	木製ボード (ハイタイプ)	棚付ボード								
3 モーション	ベッド幅	型式	商品コード	ベッド幅	型式	商品コード	ベッド幅	型式	商品コード			
	91cm幅	KQ-7331	707725	91cm幅	KQ-7332	707730	91cm幅	KQ-7333	707735	91cm幅	KQ-7334	702325
	83cm幅	KQ-7311	707685	83cm幅	KQ-7312	707690	83cm幅	KQ-7313	707695	91cm幅 mini	KQ-7324	702320
	91cm幅 mini	KQ-7321	707705	91cm幅 mini	KQ-7322	707710	91cm幅 mini	KQ-7323	707715			
	83cm幅 mini	KQ-7301	707665	83cm幅 mini	KQ-7302	707670	83cm幅 mini	KQ-7303	707675			
TAISコード	00170-000785		00170-000786		00170-000787		00170-000928					
非課税 在庫限定	非課税 在庫限定		非課税 在庫限定		非課税 在庫限定		非課税 在庫限定		非課税 在庫限定			
2 モーション	ベッド幅	型式	商品コード	ベッド幅	型式	商品コード	ベッド幅	型式	商品コード	ベッド幅	型式	商品コード
	91cm幅	KQ-7231	707645	91cm幅	KQ-7232	707650	91cm幅	KQ-7233	707655	91cm幅	KQ-7234	702315
	83cm幅	KQ-7211	707605	83cm幅	KQ-7212	707610	83cm幅	KQ-7213	707615	91cm幅 mini	KQ-7224	702310
	91cm幅 mini	KQ-7221	707625	91cm幅 mini	KQ-7222	707630	91cm幅 mini	KQ-7223	707635			
	83cm幅 mini	KQ-7201	707585	83cm幅 mini	KQ-7202	707590	83cm幅 mini	KQ-7203	707595			
TAISコード	00170-000777		00170-000778		00170-000779		00170-000926					
非課税 在庫限定	非課税 在庫限定		非課税 在庫限定		非課税 在庫限定		非課税 在庫限定		非課税 在庫限定			
1 モーション	ベッド幅	型式	商品コード	ベッド幅	型式	商品コード	ベッド幅	型式	商品コード	ベッド幅	型式	商品コード
	91cm幅	KQ-7131	707565	91cm幅	KQ-7132	707570	91cm幅	KQ-7133	707575	91cm幅	KQ-7134	702305
	83cm幅	KQ-7111	707525	83cm幅	KQ-7112	707530	83cm幅	KQ-7113	707535	91cm幅 mini	KQ-7124	702300
	91cm幅 mini	KQ-7121	707545	91cm幅 mini	KQ-7122	707550	91cm幅 mini	KQ-7123	707555			
	83cm幅 mini	KQ-7101	707505	83cm幅 mini	KQ-7102	707510	83cm幅 mini	KQ-7103	707515			
TAISコード	00170-000769		00170-000770		00170-000771		00170-000924					
非課税 在庫限定	非課税 在庫限定		非課税 在庫限定		非課税 在庫限定		非課税 在庫限定		非課税 在庫限定			

●共通サイズ表




※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。楽匠Zシリーズオプション:延長フレーム (KQ-P72L/KQ-P70L)、キャスター (KQ-P70C) もご用意しております。



PARAMOUNT BED

PREGLAR STR



ストレッチ面

ハード面

プレグラ- STR マットレス

パラマウントベッド

ストレッチ面とハード面、それぞれの特性に合わせて使い分けできるリバーシブルマットレス

厚さ 8cm

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	KE-517T	708897	00170-001660
91cm幅	KE-511T	708893	00170-001656
83cm幅	KE-513T	708895	00170-001658
91cm幅 mini	KE-512T	708894	00170-001657
83cm幅 mini	KE-514T	708896	00170-001659

<100cm>

<91・83cm>

ソフティアマットレス(通気タイプ)

パラマウントベッド


3D面・フラット面、2種類のやわらかさが選べるリバーシブルマットレス

厚さ 8cm



ソフティア

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm幅	KE-261T	708845	00170-001639
83cm幅	KE-263T	708855	00170-001640
91cm幅 mini	KE-262T	708850	00170-001641
83cm幅 mini	KE-264T	708860	00170-001642



エバーリーフ

パラマウントベッド

ソフト面とハード面で寝心地が選べるリバーシブル構造 厚さ7cmの薄型・軽量タイプです

厚さ 7cm



■通気タイプ

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm幅	KE-541T	708625	00170-000878
83cm幅	KE-543T	708630	00170-000880
91cm幅 mini	KE-542T	708665	00170-000912
83cm幅 mini	KE-544T	708670	00170-000913



通気タイプ

<通気タイプ>

■清拭タイプ

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm幅	KE-541S	708635	00170-000877
83cm幅	KE-543S	708640	00170-000879



清拭タイプ

<清拭タイプ>

プレグラ- マットレス

パラマウントベッド

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	KE-557Q	708202	00170-000444
91cm幅	KE-551Q	708020	00170-000159
83cm幅	KE-553Q	708000	00170-000142
91cm幅 mini	KE-5511Q	708200	00170-000286
83cm幅 mini	KE-5531Q	708180	00170-000285

伸びながら曲がる
キューマラインボトムの
ベッドに適しています

厚さ 8cm



<100cm>

<91・83cm>

クレーターマットレス

パラマウントベッド

からだとうレタン凸部の接触面積が小さく、
圧迫感を軽減します

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm幅	KE-761	708140	00170-000043
83cm幅	KE-763	708120	00170-000044

厚さ 9cm



エバーフィットC3

パラマウントベッド

Everfit C³

「エバーフィットマットレス」の材質や構造を一新
快適性と利便性を両立させたマットレスです

■通気タイプ

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	KE-617TQ	708695	00170-001046
91cm幅	KE-611TQ	708675	00170-001042
83cm幅	KE-613TQ	708685	00170-001044
91cm幅 mini	KE-612TQ	708680	00170-001043
83cm幅 mini	KE-614TQ	708690	00170-001045

■ドライタイプ

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm幅	KE-611UQ	708700	00170-001033
83cm幅	KE-613UQ	708710	00170-001035
91cm幅 mini	KE-612UQ	708705	00170-001034
83cm幅 mini	KE-614UQ	708715	00170-001036

■抗ウイルスタイプ

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm幅	KE-611V	708865	00170-001636
83cm幅	KE-613V	708870	00170-001635



通気タイプ

厚さ
10cm



ドライタイプ



抗ウイルスタイプ

●通気タイプ
<100cm>




<91・83cm>



●ドライタイプ
<91・83cm>



●抗ウイルスタイプ
<91・83cm>



ソフトフィット面

ハードフィット面

アルファプラ すくっとRe 通気タイプ

タイカ

高弾性ウレタンで動きやすさをサポート
アクティブエリアで寝返りをサポートします

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm幅	TS-SKT-ReA1R	708650	00563-000108
83cm幅	TS-SKT-ReA3R	708645	00563-000106
91cm幅 mini	TS-SKT-ReA1S	708660	00563-000109
83cm幅 mini	TS-SKT-ReA3S	708655	00563-000107



厚さ
8cm



延長マットレス

パラマウントベッド

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm幅	KE-551L	709203	00170-000563
83cm幅	KE-553L	709204	00170-000565




厚さ
8cm



延長フレームに
対応する
マットレスです

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	KE-L117	709255	00170-001105
91cm幅	KE-L111	709245	00170-001103
83cm幅	KE-L113	709250	00170-001104




厚さ適合
8~10cm

リバーシブル
(ハード面/ソフト面)



ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	KE-L127	709270	00170-001108
91cm幅	KE-L121	709260	00170-001106
83cm幅	KE-L123	709265	00170-001107



厚さ適合
11~13cm

リバーシブル
(ハード面/ソフト面)



※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

鳥糞処理装置

購入品(入浴)

購入品(排泄)

PARAMOUNT BED



背あげをおこなうケアに対応するために、ストレッチマットレスが進化しました。

[ハイ・スタンダードマットレス]

ストレッチフィット II

[床ずれ防止マットレス(静止型マットレス)]

ストレッチグライド II

サービスコード(特殊寝台付属品) 介護給付:171004 / 予防給付:671004
サービスコード(床ずれ防止用具) 介護給付:171005 / 予防給付:671005

3つの進化で、「ずれ軽減」「体圧分散」「蒸れ軽減」の性能が向上。

背あげの機会を増やし、より身体にかかる負担が少なく過ごせるようにサポートします。


進化した ストレッチシステム+グライドシート

●ストレッチシステム

ベッドの背あげに合わせてマットレスが伸びることで、背あげに伴う胸部や腹部の圧迫感、背部や臀部に加わるずれ力を軽減します。カッティング加工を施した範囲が広くなり、旧機種よりも伸びやすくなりました。起きあがりの姿勢がよくなるため、動きやすさと床ずれ予防に効果を発揮します。

●グライドシート

ウレタンフォームの上面に滑りのよいグライドシートを設けています。ベッドの背あげをするときに、クッション材とカバーの間を滑らせて身体のずれや圧迫感を軽減します。ストレッチフィットIIは、グライドシートを新採用。旧機種と比較してずれ力約50%減を実現しています。ストレッチグライドIIは、横方向には滑りにくく縦方向にだけ滑りやすいグライドシートを採用して、ずれ力が旧機種と比較して約35%減。横ずれを防ぎ、より姿勢が安定しやすくなります。



進化した ウレタンフォーム層

ストレッチフィットIIは、ウレタン層の厚みを1cm増やして旧機種よりも体圧分散性を向上。ストレッチグライドIIは、優れた体圧分散性はそのままに、新しく、寝返りなどの動作がおこないやすい特性のムーブサポートフォームを採用しています。

進化した マットレスカバー(側地)

●吸放湿性と肌あたりの良さを両立する「さらドライ」タイプをラインアップに追加
独自素材が身体とマットレスの間に発生する水蒸気を吸収・放出し、蒸れを軽減します。床ずれ要因のひとつといわれる皮膚湿潤に配慮しながら、カバーの表側を肌あたりの良い生地面とすることで、過ごしやすい就寝環境をサポートします。

●清拭消毒に対応する「抗ウイルス」タイプをラインアップに追加

マットレスカバーに抗ウイルス加工した生地(BYERUS:バイラス)を採用しています。細菌やウイルスに効果を発揮するアルコールや次亜塩素酸ナトリウム(1%)での清拭が可能です。

※すべてのウイルスに対して効果があるわけではありません。
※感染を防ぐものではありません。
※抗ウイルス加工による人体への影響はありません。

ストレッチフィット II


パラマウントベッド

厚さ 10cm

厚さ10cmの3層構造により優れた体圧分散性を発揮

対象者の目安(床ずれ発生リスク度)

なし	軽度	中等度	高度
ストレッチフィットII			



■通気タイプ

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	KE-7A7T	708935	00170-001720
91cm幅	KE-7A1T	708933	00170-001716
83cm幅	KE-7A3T	708931	00170-001718
91cm幅 mini	KE-7A2T	708934	00170-001717
83cm幅 mini	KE-7A4T	708932	00170-001719



■さらドライタイプ

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm幅	KE-7A1N	708937	00170-001721
83cm幅	KE-7A3N	708936	00170-001722



■抗ウイルスタイプ

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm幅	KE-7A1V	708939	00170-001723
83cm幅	KE-7A3V	708938	00170-001724



床ずれ防止用具

ストレッチグライド II

パラマウントベッド


厚さ 12.5cm

厚さ12.5cmの4層構造が、最高レベル^{※1}の体圧分散性を発揮

※1 当社マットレスラインアップ内での相对比较

対象者の目安(床ずれ発生リスク度)

なし	軽度	中等度	高度
ストレッチグライドII			



■通気タイプ

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	KE-7B7T	722605	00170-001729
91cm幅	KE-7B1T	722603	00170-001725
83cm幅	KE-7B3T	722601	00170-001727
91cm幅 mini	KE-7B2T	722604	00170-001726
83cm幅 mini	KE-7B4T	722602	00170-001728



■さらドライタイプ

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm幅	KE-7B1N	722607	00170-001730
83cm幅	KE-7B3N	722606	00170-001731



■抗ウイルスタイプ

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm幅	KE-7B1V	722609	00170-001732
83cm幅	KE-7B3V	722608	00170-001733



※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

ウレタンフォーム

アルファプラL 通気タイプ


タイカ

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	MB-LAOR	724740	00563-000095
91cm幅	MB-LA1R	724720	00563-000093
83cm幅	MB-LA3R	724700	00563-000091
91cm幅 mini	MB-LA1S	724730	00563-000094
83cm幅 mini	MB-LA3S	724710	00563-000092

- カバー：ポリエステル 通気カバータイプ
- クッション材：α GEL・ポリウレタンフォーム

床ずれが心配になり始めた方に適していて、体圧分散と動きやすさのバランスが特徴

厚さ 10cm



<100cm>



<91・83cm>



ウレタンフォーム

アルファプラF II 通気タイプ

タイカ

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	MB-FIIAOR	708805	00563-000140
91cm幅	MB-FIIA1R	708790	00563-000137
83cm幅	MB-FIIA3R	708775	00563-000134
91cm幅 mini	MB-FIIA1S	708795	00563-000138
83cm幅 mini	MB-FIIA3S	708780	00563-000135

- カバー：ポリエステル 通気カバータイプ
- クッション材：α GEL・ポリウレタンフォーム

自分で動く意欲を支え、寝返りをサポートする

厚さ 13cm



<100cm>



<91・83cm>



ウレタンフォーム

アルファプラF II-W 通気タイプ

タイカ

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm幅	MB-FIIPA1R	722580	00563-000145
83cm幅	MB-FIIPA3R	722570	00563-000143
91cm幅 mini	MB-FIIPA1S	722585	00563-000146
83cm幅 mini	MB-FIIPA3S	722575	00563-000144

- カバー：ポリエステル 通気カバータイプ
- クッション材：ポリウレタンフォーム・シリコーンゲル

Wのチカラであなたを守る

厚さ 13cm



静止型マットレス

ナーシングラグ マットレス

ウェルファン

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm幅	NRM-01	810816	00082-000053

- サイズ：長さ191cm ●重量：12.6kg ●カラー：イエロー
- 材質：表面／シープスキン（天然羊毛布）100%
- 中材／上層：無膜ウレタンフォーム
- 中層：ポリプロピレン立体構造体
- 下層：ポリエステル固綿
- 中袋：ナイロン100%



天然100%の快適な寝心地です。

厚さ 12.5cm

医療看護用羊毛皮と3層構造のマットが寝返りを妨げず、体圧を分散し床ずれを防止します ムレも取り除きます



表面

表面素材は医療看護用羊毛皮、ナーシングラグを使用。体圧分散、摩擦軽減、吸湿通気性に優れています。



中材

中材は、3層構造で体圧の分散と通気性に優れ、沈み込みを防止することなく身体を支持します。



オーバーレイ

ナーシングラグ 二匹物

ウェルファン

型式	商品コード	TAISコード
NR-2P	810817	00082-000091

- サイズ：約65×180cm ●毛の長さ：2.5cm
- 材質：シープスキン（天然羊毛布）100%



高密度の毛面で背中やおしりを支え、ムレを取り除き、体圧を分散し摩擦を軽減します 天然100%の快適な寝心地です。



※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

ウレタンフォーム

エバープロウドマットレス

パラマウントベッド

3つの機能で床ずれ防止を多面的にサポート
静止型で最高レベルの体圧分散性を実現*

厚さ
13cm

*当社マットレスラインアップ内での比較

タイプ	ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
通気タイプ	91cm幅	KE-621TQ	722530	00170-000962
	83cm幅	KE-623TQ	722540	00170-000964
	91cm幅 mini	KE-622TQ	722535	00170-000963
	83cm幅 mini	KE-624TQ	722545	00170-000965
ドライタイプ	91cm幅	KE-621UQ	722550	00170-000968
	83cm幅	KE-623UQ	722560	00170-000968
	91cm幅 mini	KE-622UQ	722555	00170-000967
	83cm幅 mini	KE-624UQ	722565	00170-000969
抗ウイルスタイプ	91cm幅	KE-621V	722595	00170-001638
	83cm幅	KE-623V	722600	00170-001637

Ever Proud

厚さ 13cm

通気タイプ

ドライタイプ

抗ウイルスタイプ

BYERUS

仰臥位 腰部 最大接触圧 単位:mmHg

動きやすさ

0 10 20 30 40 50

抗ウイルス

〈通気タイプ〉

〈ドライタイプ〉

〈抗ウイルスタイプ〉

高性能エアマットレス

こことあ利楽

パラマウントベッド

タイプ	ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
通気タイプ	91cm幅	KE-971T	724810	00170-001069
	83cm幅	KE-973T	724820	00170-001071
	91cm幅 mini	KE-972T	724815	00170-001070
	83cm幅 mini	KE-974T	724825	00170-001072
清拭タイプ	91cm幅	KE-971S	724790	00170-001065
	83cm幅	KE-973S	724800	00170-001067
	91cm幅 mini	KE-972S	724795	00170-001066
	83cm幅 mini	KE-974S	724805	00170-001068

cococoda Riraku

利楽

厚さ 13cm

通気タイプ

清拭タイプ

換気

グライドシート

リプレイメント

しっかりモード

背上げモード

停電対策機能

こことあ利楽 リンクケーブル付

タイプ	ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
通気タイプ	91cm幅	KE-971T-L	00170-001079	
	83cm幅	KE-973T-L	00170-001081	
	91cm幅 mini	KE-972T-L	00170-001080	
	83cm幅 mini	KE-974T-L	00170-001082	
清拭タイプ	91cm幅	KE-971S-L	00170-001075	
	83cm幅	KE-973S-L	00170-001077	
	91cm幅 mini	KE-972S-L	00170-001076	
	83cm幅 mini	KE-974S-L	00170-001078	

タイプ	型式	商品コード
リンクケーブルE	KE-97CQ	724830

●こことあ利楽

〈通気タイプ〉



〈清拭タイプ〉



●こことあ利楽 リンクケーブル付

〈通気タイプ〉



〈清拭タイプ〉



高性能エアマットレス

こことあ利楽flow

パラマウントベッド

タイプ	ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
通気タイプ	91cm幅	KE-911T	724880	00170-001355
	83cm幅	KE-913T	724890	00170-001357
	91cm幅 mini	KE-912T	724885	00170-001356
	83cm幅 mini	KE-914T	724895	00170-001358
清拭タイプ	91cm幅	KE-911S	724860	00170-001351
	83cm幅	KE-913S	724870	00170-001353
	91cm幅 mini	KE-912S	724865	00170-001352
	83cm幅 mini	KE-914S	724875	00170-001354

cococoda Riraku

利楽 flow

厚さ 17cm

換気

グライドシート

リプレイメント

しっかりモード

背上げモード

停電対策機能

自動体位変換機能


こことあ利楽flow リンクケーブル付

タイプ	ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
通気タイプ	91cm幅	KE-911T-L	00170-001502	
	83cm幅	KE-913T-L	00170-001504	
	91cm幅 mini	KE-912T-L	00170-001503	
	83cm幅 mini	KE-914T-L	00170-001505	
清拭タイプ	91cm幅	KE-911S-L	00170-001498	
	83cm幅	KE-913S-L	00170-001500	
	91cm幅 mini	KE-912S-L	00170-001499	
	83cm幅 mini	KE-914S-L	00170-001501	


タイプ	型式	商品コード
リンクケーブルE	KE-97CQ	724830

●こことあ利楽flow

〈通気タイプ〉



〈清拭タイプ〉



●こことあ利楽flow リンクケーブル付

〈通気タイプ〉



〈清拭タイプ〉



おすすめポイント こことあ利楽 flow は完全自動運転!

- ① スモールフロー機能**
ご利用者様を寝かせる時、4つの湾曲形状のエアセル「スモールフローセル」が15分間に1つずつ、時計回りに膨張と収縮を繰り返す、自動で小さな体位変換をおこないます。
- ② バックサポート機能**
ベッドの背角度が約30°以上になると、4つのスモールフローセルが同時に膨らみ、背あげしたときの姿勢保持をサポートします。
- ③ 自動しっかり機能**
ご利用者様の起き上がりやマットレス端部への寝返り、端座位を検知し、マットレス全体の内圧を自動で上げてかたくなります。膨らんでいた4つのスモールフローセルは自動で縮みます。

高性能エアマットレス

マイクロクライメイト ネクサス アイビー ケーブ

厚さ
12cm

microclimate
nexus iB

- マイクロクライメイト (換気)
- リプレースメント
- 背上げモード (角度・時間管理)
- 背上げ時のずり落ち軽減構造
- クイックハード
- 停電対策機能

進化した床ずれ防止機能と
 ベッドサイドの看護・介護ケアに役立つ機能を搭載


ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	CR-781	724980	00206-000165
91cm幅	CR-773	724960	00206-000162
83cm幅	CR-770	724970	00206-000161
91cm幅 mini	CR-777	724965	00206-000164
83cm幅 mini	CR-775	724975	00206-000163



マイクロクライメイト
 ネクサス アイビー
 商品説明動画



ネクサスRもご用意しております。



おすすめポイント マイクロクライメイト ネクサス アイビー

① 床ずれ防止の新技术「マイクロクライメイト対応システム」を搭載

皮膚局所の温度・湿度の上昇を抑えて床ずれ防止機能をバージョンアップ
 エアマットレス内の足元に搭載されたマイクロクライメイト対応のファンモーターが、エアマットレス内にこもった熱と湿気を取り出し外部に排気。常に効果的な空気の流れを作り出し、24時間、皮膚局所の温度と湿度の状態をより快適に保つことを実現。

床ずれ対策 ムレ対策

従来からの床ずれ発生
 3大外的要因



近年注目 第4の外的要因
 マイクロクライメイト
 (皮膚局所の温度・湿度)



温度・湿度の上昇を抑えて、
 床ずれ発生リスクを低減。
 ※ムレ対策にもなります。



吸引式ファンモーターだから仰臥位でも
 背上げでも変わらず効果を生み出します。
 直接、肌を乾かしたり急激に冷やす事も
 なく安全です。

② 「傾斜型2層式エアセル」×「デュアルフィットセル」

背上げと端座位シーンをテーマに開発した傾斜型2層式エアセルをエアマットレス中心部に配列。寝心地をテーマにしたデュアルフィットセルとのコンビネーションで快適な睡眠と療養・離床生活を支援します。

18度の傾斜がエアセルの変形を抑えて
 身体のずり落ちを軽減

従来のエアセルは、背上げ中の斜め下へ向かう力によってエアセルが押されて足元方向に変形する分、腰部も一緒に移動する傾向にあります。あらかじめ18度の傾斜をつけた傾斜型2層式エアセルなら、斜め下へ向かう力を受け止め、足元方向へのエアセルの変形を抑えて身体のずり落ちを軽減します。



しっかり形状のエアセルで端座位の姿勢がさらに安定
 新開発の傾斜型2層式エアセルの端は、柔らかさを解消した
 「しっかり」形状で端座位の姿勢がさらに安定します。



高性能エアマットレス

マイクロクライメイト ビッグセル アイズ ケーブ

厚さ
15cm

microclimate
BIGCELL iS
 マイクロクライメイト ビッグセル アイズ


- マイクロクライメイト (換気)
- リプレースメント
- 背上げモード (時間管理)
- 弱モード 静止モード
- クイックハード
- 停電対策機能

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	CR-761	724835	00206-000144
91cm幅	CR-753	724840	00206-000141
83cm幅	CR-750	724850	00206-000140
91cm幅 mini	CR-757	724845	00206-000143
83cm幅 mini	CR-755	724855	00206-000142



新たな床ずれ発生リスク
 「Microclimate」に対応する
 次世代のエアマットレス

マイクロクライメイト
 ビッグセル アイズ
 商品説明動画



時代はMicroclimateへ

従来の床ずれ発生の外的要因である「圧迫」、「ずれ」、「摩擦」の3大要因に加え、近年、これらの外的要因に影響を与える第4の要因として関心の高まっているのが、「Microclimate」皮膚局所の温度・湿度という新しい概念。これまでの体圧分散によるケアだけでなく、「Microclimate」への対策によって、床ずれ防止の環境がさらに向上しました。

体位変換器 / 高性能エアマットレス


スモールチェンジ ラグーナ ケーブ

- 自動体位変換機能
- 換気
- リプレースメント
- 背上げモード
- 静止モード
- クイックハード
- 停電対策機能

厚さ
13.5cm

スモールチェンジ機能が療養者の快眠を守り、
 介護者の負担を減らします

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	CR-711	724640	00206-000106
91cm幅	CR-703	724625	00206-000103
83cm幅	CR-700	724620	00206-000102
91cm幅 mini	CR-707	724635	00206-000105
83cm幅 mini	CR-705	724630	00206-000104



※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

鳥糞処理装置

購入品(入浴)

購入品(排泄)

ベッドサイドレール

転落予防や、寝具の落下予防に。

抜き差しがしやすく使いやすいベッドサイドレールです。ベッドからの転落や寝具の落下を予防するために使えます。(立ちあがり時など、支えとしてお使いになる場合は介助バーをお使いください)

ベッドサイドレール

パラマウントベッド **JIS 認証取得**

本数	型式	商品コード	TAISコード	セット内容
1本	KS-161Q-1	710159	00170-Z00019	商品コード 710159×1
	KS-171Q-1	710162	00170-Z00197	商品コード 710162×1
2本セット	KS-161Q	710159	00170-000527	商品コード 710159×2
	KS-171Q	710162	00170-000529	商品コード 710162×2

※KS-161Q-1、KS-161Q/
全高:50.3cm
KS-171Q-1、KS-171Q/
全高:56.3cm
●長さ:96.4cm
●材質:スチールパイプ・樹脂
●色:ホワイトアイボリー



本数	型式	商品コード	TAISコード	セット内容
1本	KS-126M-1	710201	00170-Z00095	商品コード 710201×1
	KS-146M-1	710206	00170-001006	商品コード 710206×1
2本セット	KS-126M	710201	00170-000806	商品コード 710201×2
	KS-146M	710206	00170-000807	商品コード 710206×2

※KS-126M-1、KS-126M/
全高:50.5cm
KS-146M-1、KS-146M/
全高:56.5cm
●長さ:96.4cm
●材質:スチールパイプ・樹脂
●色:ミディアム



本数	型式	商品コード	TAISコード	セット内容
1本	KS-126C-1	710149	00170-Z00065	商品コード 710149×1
	KS-146C-1	710230	00170-001005	商品コード 710230×1
2本セット	KS-126C	710149	00170-000532	商品コード 710149×2
	KS-146C	710230	00170-000535	商品コード 710230×2

※KS-126C-1、KS-126C/
全高:50.5cm
KS-146C-1、KS-146C/
全高:56.5cm
●長さ:96.4cm
●材質:スチールパイプ・樹脂
●色:チェリー



KS-161Q-1、KS-161Q
KS-171Q-1、KS-171Q



KS-126M-1、KS-126M
KS-146M-1、KS-146M



KS-126C-1、KS-126C
KS-146C-1、KS-146C

ベッドサイドレール



パラマウントベッド **JIS 認証取得**

型式	商品コード	TAISコード
KS-191Q	710185	00170-000752

●長さ:82.7cm ●全高:50.3cm
●材質:スチールパイプ・樹脂 ●色:ホワイトアイボリー
※介助バーとの組み合わせ・単独での使用専用です。

型式	商品コード	TAISコード
KS-151Q	710153	00170-000537

●長さ:58.9cm ●全高:50.3cm
●材質:スチールパイプ・樹脂 ●色:ホワイトアイボリー



ベッドサイドレール 軽量タイプ

パラマウントベッド **JIS 認証取得**


カラー	型式	商品コード	TAISコード
ホワイトアイボリー	KS-111Q	710235	00170-001346
ブロンズグレー	KS-116Q	710240	00170-001347



ホワイトアイボリー



ブロンズグレー



ソフトカバー付ベッドサイドレール

パラマウントベッド


本数	型式	TAISコード	セット内容
1本	KS-161QC-1	00170-Z00056	商品コード 710159×1、710145×1
	KS-171QC-1	00170-Z00088	商品コード 710162×1、710147×1
2本セット	KS-161QC	00170-000539	商品コード 710159×2、710145×2
	KS-171QC	00170-000541	商品コード 710162×2、710147×2

型式	商品コード
KS-161Q	710159
KS-16C	710145

●長さ:97.5cm ●高さ:51cm
※ベッドサイドレールKS-161Q (JIS認証取得)とソフトカバーKS-16Cのセットです。

型式	商品コード
KS-171Q	710162
KS-17C	710147

●長さ:97.5cm ●高さ:57cm
※ベッドサイドレールKS-171Q (JIS認証取得)とソフトカバーKS-17Cのセットです。



型式	TAISコード
KS-191QC	00170-000763

型式	商品コード
KS-191Q	710185
KS-19CA	710195

●長さ:85.3cm ●全高:51.5cm ●色:カバー...ベージュ



※ベッドサイドレールKS-191Q (JIS認証取得)とソフトカバーKS-19CAのセットです。
※介助バーとの組み合わせ・単独での使用専用です。



型式	TAISコード
KS-151QC	00170-000543

型式	商品コード
KS-151Q	710153
KS-15C	710148

●長さ:60cm ●全高:51cm ●色:カバー...ベージュ



※ベッドサイドレールKS-151Q (JIS認証取得)とソフトカバーKS-15Cのセットです。



サイドサポート (KA-038B/KA-037BL/KA-037BR/KA-037B) もご用意しております。

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

ベッド用手すり

立ち上がり動作をしっかりと支援。

お使いになる方のために考えられた介助バーは、ベッドから離れる動作を支援するばかりでなく、さまざまな局面でご利用いただけます。

スイングアーム介助バー


パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KS-099A	712110	00170-001205

JIS 認証取得

- 長さ：112cm ●全高：52.1cm
- 材質：フレーム…スチール製
グリップ…エラストマー
カバー…耐薬 ABS樹脂
- 色：ホワイトアイボリー

アームの開閉操作がしやすい
セーフティーロック付きのロックレバー



1本

①誤操作の予防に配慮した
ロックレバー

角度調整をおこなうロックレバーには、誤操作を予防するためにセーフティーロック機構を採用しています。



②つかまりやすいアーム設計

スイングアームの角度は5段階(0°~120°・30°刻み)に調節できます。



ソフトカバー付スイングアーム介助バー
パラマウントベッド

型式	TAISコード
KS-099ACL	00170-Z00214

型式	商品コード
KS-099A	712110
KS-99CL	712105

※KS-099ACLは、スイングアーム介助バー KS-099A (JIS認証取得) とソフトカバー KS-99CLのセットです。



1本

サイドグリップ

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KS-030A	710210	00170-000897

JIS 認証取得

- 長さ：82.2cm ●全高：52.3cm
- 材質：主材…スチールパイプ、グリップ表面…PP樹脂、エラストマー
- 色：ホワイトアイボリー



1本



ソフトカバー付サイドグリップ


パラマウントベッド

型式	TAISコード	型式	商品コード
KS-030AC	00170-000902	KS-030A	710210
		KS-30C	710220

※KS-030ACは、サイドグリップKS-030A (JIS認証取得) とソフトカバーKS-30Cのセットです。



1本



オーバーテーブル

パラマウントベッド

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	KQ-060W	718005	00170-000375
91cm幅	KQ-060L	718010	00170-000374
83cm幅	KQ-060M	718015	00170-000373

- 幅：31cm ●材質：表面/ポリエステル化粧板、両端/樹脂製



ベッドサイドテーブル

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KF-282	716085	00170-000399

- 寸法：幅80.8×奥行45×高さ63~95.5cm
- 重量：11kg

※楽匠FeeZシリーズで使用する場合は、ハイトスペーサーが必要です。



ベッドサイドテーブル パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KF-1920	716095	00170-000716

- 寸法：幅90.7×奥行44.5×高さ61~92.5cm
- 重量：14kg

※楽匠FeeZシリーズで使用する場合は、ハイトスペーサーが必要です。



ベッドサイドテーブル パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KF-1930	716100	00170-000751

- 寸法：幅90.7×奥行44.5×高さ61~92.5cm
- 重量：14kg

※楽匠FeeZシリーズで使用する場合は、ハイトスペーサーが必要です。



ベッドサイドテーブル パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KF-1980	716131	00170-001742

- 寸法：幅90.7×奥行44.5×高さ61~92.5cm
- 重量：14kg

※楽匠FeeZシリーズで使用する場合は、ハイトスペーサーが必要です。



※ JIS 認証取得 のマークのある製品は、楽匠プラスシリーズ、クオラONEシリーズ、レントシリーズ、楽匠Zシリーズ、楽匠FeeZシリーズ、Q-AURA (クオラ)、楽匠ウィングシリーズとの組み合わせにおいてJIS認証を取得しております。

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

鳥糞処理装置

購入品(入浴)

購入品(排泄)

購入品(入浴)

購入品(入浴)

特殊寝台付属品

サービスコード (特殊寝台付属品) 介護給付:171004 / 予防給付:671004

オーバーベッドテーブル

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KF-832LF	716132	00170-001744

●寸法: 幅128.4×奥行43.2×高さ63~95cm
●重量: 22kg



オーバーベッドテーブル

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KF-833LF	716133	00170-001745

●寸法: 幅128.4×奥行63.4×高さ63~95cm
●重量: 25kg



オーバーベッドテーブル

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KF-813	716075	00170-000387

●寸法: 幅121×奥行40×高さ63~95.5cm
●重量: 16kg



オーバーベッドテーブル

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KF-833LD (ウォールナット)	716115	00170-001497

●寸法: 幅128.4×奥行63.4×高さ63~95cm
●重量: 25kg



移動ロック付きベッドサイドテーブル

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KF-2923	716120	00170-001651

●寸法: 全幅90.7×奥行45.6×高さ61~92.5cm
●重量: 16kg

さまざまなシーンで
活用できるテーブルです

移動ロック
ひとつのペダル操作で、すべてのキャスターをロック/解除できます。利用者様が接触しにくいよう外側に配置されています。



アイボリー

「上体を起こす」をサポート
ベッドの背をあげた状態での食事や読書などの軽作業を支援します。上体を起こして過ごすことで、より活動的な前傾姿勢をとる機会をつくります。

「足をゆかに着けて座る」をサポート
足底に荷重をかけて、自分の力で上体を支える端座位をとり、その姿勢で過ごす時間を延ばすことは、離床につながる重要なステップになります。

「ベッドから離れて過ごす」をサポート
ベッドから離れて生活を広げるためには、移動先で安楽に過ごせる環境が必要です。離床時間が増えれば、日中は活動、夜間は休息という生活リズムをつくることにつながります。

オフロック機構付きベッドサイドテーブル

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KF-1924	716110	00170-000896

●寸法: 幅94.6×奥行52.8×高さ63.1~94.6cm
●重量: 18.5kg



リハビリテーブル

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KF-850	716020	00170-000265

●寸法: 幅90×奥行63.4cm ●重量: 20kg
●甲板寸法: 幅90×奥行60cm
●甲板高さ: 53~78cm (11段階調節)
●甲板角度: 0° (水平)・15°・30°・90°



●材質: 本体/スチール製、天板/メラミン樹脂化粧板
※楽匠FeeZシリーズで使用する場合は、ハイトスペーサーが必要です。

リハビリテーブル (ベルト付)

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KF-840BS	716050	00170-000826

●寸法: 幅79×奥行58cm (テーブル面)
高さ54~79cm (11段階調節可)
●重量: 13kg
●材質: 本体/スチール製
天板/メラミン樹脂化粧張り



※楽匠FeeZシリーズで使用する場合は、ハイトスペーサーが必要です。
※地域によっては対応ができない場合もございます。

端座位保持テーブル

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KF-890	716053	00170-000574

●寸法: 幅68×奥行77×高さ55~80cm (11段階調節)
●重量: 21kg
●材質: 本体/スチール製、天板/樹脂化粧板
●肘パッド (2個) 付き

※楽匠FeeZシリーズで使用する場合は、ハイトスペーサーが必要です。



特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

手すり

歩行補助え

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

自動排泄処理器

購入品 (入浴)

購入品 (排泄)

フレキシベルト ハグ M

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KZ-A52072	720035	00170-000694

●ウエストサイズ：70～120cm



ターンテーブルハードS

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KZ-A52044	720120	00170-000706

●サイズ：直径380mm
●重量：1.1kg
●材質：ABS樹脂
●最大使用者体重：135kg

移乗時の方向転換に



リーパッド・プラス

パラマウントベッド

A B C D E

型式	商品コード	TAISコード
KZ-662011	756180	00170-001177

●サイズ：全体 / 幅45×奥行42×高さ40cm
頭部パッド / 幅24×奥行7×高さ14cm
背部パッド / 幅45×奥行13×高さ24cm
専用ベルト / 幅150×奥行0.2×高さ15cm
●重量：約2.1kg
●材質：プラスチック部 / PP・PC・POM
クッションカバー / 専用ベルト / 人工合成
クッション内部 / ポリエチレン、パイプ / マグネシウム合金

仰臥位から
側臥位への体位変換を
その場で容易に行えます



M-able シート

ヒトラボ

A B C D E

型式	商品コード	TAISコード
MS-1	756260	01908-000023

●サイズ：幅160×長さ130cm
●重量：0.16kg
●材質：ナイロン100%

シートが滑ることで、少ない力で療養者を動かすことができ療養者や介護者の負担を減らすことができます。



※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

イージーグライド M

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KZ-A29036	720000	00170-000570

●サイズ：長さ60×幅33cm ●重量：0.89kg
●材質：ポリエチレン ●橋渡しする距離：10cm以下
●ボードの両端：15cm以上



フレックスボード

ラックヘルスケア

A B C D E

商品コード	TAISコード
720110	00245-000151

●サイズ：長さ110×幅50cm
●重量：1.63kg
●材質：ポリエステル・ポリエチレン
●最大使用者体重：160kg

寝た状態のまま、ベッドからストレッチャー、
リクライニング・チルト車いすへの
移乗ができる
マルチなボード



折りたたみ時



ペンギンサポート

パラマウントベッド

A B C D E

型式	商品コード	TAISコード
KE-100S	756060	00170-000713

●寸法：全長約163×全幅約48cm ●重量：約0.3kg
●材質：本体 / ナイロン（撥水加工）、中板 / ポリエチレンフォーム
面ファスナー / ポリエステル、ビニールバック / ポリ塩化ビニル
●最大使用者体重：138kg



※地域によっては対応ができない場合もございます。

ナーセントパットA (3ピース) NP

アイ・ソネックス

商品コード	TAISコード
756000	00149-000012

●サイズ：(大ピース) 全幅40×全高10×奥行40cm
(小ピース) 全幅40×全高10×奥行20cm
●重量：(大ピース) 0.85kg
(小ピース) 0.45kg×2 計1.75kg
●材質：低反発性高密度特殊ウレタン

●体位変換
●良肢位の保持
●床ずれ部位の除圧

A B C D E



※地域によっては対応ができない場合もございます。

少ない力で
カンタンに!
ラクに!



ロンボポジショニング ピロー&クッション (清拭防水カバー付)

ケーブ **A B C D E**

タイプ	商品コード	TAISコード
ロンボポジショニングクッション RM1-H 清拭防水カバーセット	756285	00206-000152
ロンボポジショニングクッション RM2-H 清拭防水カバーセット	756290	00206-000153
ロンボポジショニングクッション RM4-H 清拭防水カバーセット	756295	00206-000154
ロンボポジショニングクッション RM6-H 清拭防水カバーセット	756280	00206-000155
ロンボスネーククッション 清拭防水カバーセット	756300	00206-000156

ドイツのテクノロジーを凝縮したピロー&クッション
持ち手を使い、介助者が楽に体位変換できます

RM1-H / ●寸法: 65×75cm (ハンドル部除く) ●重量: 約0.7kg
 RM2-H / ●寸法: 本体40×80cm、フラップ部20×80cm (ハンドル部除く) ●重量: 約0.8kg
 RM4-H / ●寸法: 30×65cm (ハンドル部除く) ●重量: 約0.4kg
 RM6-H / ●寸法: 62×65×15cm (ハンドル部除く) ●重量: 約1.9kg
 スネーククッション / ●寸法: φ20×220cm ●重量: 約1.6kg

●材質:
 表側地/綿50%、ポリエステル50%、
 中身/ロンボメッド(ポリウレタンスベット50%、ポリプロピレンビーズ50%)
 ※ RM6-Hのみ 内部ウレタンフォーム(ポリウレタンフォーム)



清拭防水カバー



ロンボポジショニング
ピロー&クッション
商品説明動画



<RM1-H>	<RM2-H>	<RM4-H>	<RM6-H>	<スネーククッション>

エニモ Rモデル (清拭防水カバー付)

ケーブ **A B C D E**

タイプ	商品コード	TAISコード
エニモ R600タイプ 清拭防水カバーセット	756305	00206-000150
エニモ R800タイプ 清拭防水カバーセット	756310	00206-000151

R600タイプ / ●寸法: 約30×60cm (ハンドル部除く) ●重量: 約0.75kg
 R800タイプ / ●寸法: 約30×80cm (ハンドル部除く) ●重量: 約0.95kg
 ●材質: 表側地/ポリエステル80%、綿20%、中身/ポリウレタンフォーム100%

リバーシブル構造で
30度側臥位に最適な
体位変換器



下肢を支える
スリット面

背中を支える
フラット面



R600タイプ

R800タイプ

エニモ
商品説明動画



<R600タイプ>	<R800タイプ>



清拭防水カバー

①リバーシブル構造で、
上半身にも下半身にも
使用できます。

②上半身を1本で支えられる
ので、枕を2つ用意する必
要がなく、経済的です。



③スリット構造で、背中を
乗せるだけでクッション
が傾いてきれいに角度
が保持できます。



M-able クッション 清拭タイプ

ヒトラボ

A B C D E

効果的、快適性、使いやすさ、衛生的…
手放せないクッションです

型式	商品コード	TAISコード
MC-D	756230	01908-000001
MC-I	756235	01908-000003
MC-J	756240	01908-000005
MC-W	756245	01908-000007
MC-S1	756250	01908-000009
MC-S2	756255	01908-000011
MC-Q	756270	01908-000035
MC-U	756275	01908-000036



<MC-D>	<MC-I>	<MC-J>	<MC-W>
<MC-S1>	<MC-S2>	<MC-Q>	<MC-U>

MC-D / ●寸法: 80×80cm ●重量: 2.4kg
 MC-I / ●寸法: 33×230cm ●重量: 2.6kg
 MC-J / ●寸法: 120×40 (60) cm ●重量: 1.8kg
 MC-W / ●寸法: 70×85cm ●重量: 1.9kg
 MC-S1 / ●寸法: 40×80cm ●重量: 1.6kg
 MC-S2 / ●寸法: 25×60cm ●重量: 0.5kg
 MC-Q / ●寸法: 70×75cm ●重量: 2.3kg
 MC-U / ●寸法: 50×50cm ●重量: 0.8kg
 ●材質: 中材/ポリプロピレン・ポリエチレン
 内カバー/ナイロン・ポリウレタン
 外カバー/ポリエステル・綿

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

手すり

歩行補助のえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

自動排泄処理器

購入品(入浴)

購入品(排泄)

バナナフィット

パラマウントベッド



持ちやすいグリップで体位変換をサポート
そのままご本人様の姿勢を保持できます



カバーには、使い方がわかりやすいようにイラストがプリントされています。
※L・Mサイズのみ



タイプ	サイズ	型式	商品コード	TAISコード
通気	L	KE-P111T	756185	00170-001182
	M	KE-P112T	756190	00170-001181
	S	KE-P113T	756195	00170-001180
清拭	L	KE-P111S	756200	00170-001185
	M	KE-P112S	756205	00170-001184
	S	KE-P113S	756210	00170-001183

Lサイズ/ ●寸法: 全長140×全幅42cm ●重量: 通気/1kg、清拭/1.2kg
Mサイズ/ ●寸法: 全長109×全幅31cm ●重量: 通気/0.6kg、清拭/0.7kg
Sサイズ/ ●寸法: 全長46×全幅21cm ●重量: 通気・清拭/0.2kg

●材質: 詰め物/ポリウレタンフォーム100% (難燃仕様)、側地/ポリエステル100% (難燃仕様)
●最大使用者体重: 138kg



〈通気/Lサイズ〉	〈通気/Mサイズ〉	〈通気/Sサイズ〉
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
〈清拭/Lサイズ〉	〈清拭/Mサイズ〉	〈清拭/Sサイズ〉
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

サービスコード (認知症老人徘徊感知機器) 介護給付: 171011 / 予防給付: 671011

徘徊感知機器

見守りSENSE α

パラマウントベッド

見守りSENSE α (赤外線センサータイプ)

型式	TAISコード	セット内容
NN-3321	00170-001213	赤外線センサー×1+受信機×1
NN-3341	00170-001350	赤外線センサー×1+受信機×1+送信機(中継機)×1

	商品コード	TAISコード
見守りSENSE α用赤外線センサー	991331	00170-001212
見守りSENSE α用受信機	991158	00170-000910
見守りSENSE α用送信機(中継機)	991159	00170-000911

- サイズ: 13.5×φ4.5cm ●検知範囲: 0.5・1.0・1.5m
- (赤外線センサー) 電源: 単3電池2本・電源ケーブル (AC100V)
- (受信機) 電源: 充電電池 (ニッケル水素電池)・電源ケーブル (5V/1A)
- (送信機) 電源: 単4電池・電源ケーブル (5V/1A)

※赤外線センサーは送信機能を内蔵しているため、別途、送信機を用意する必要はありません。

赤外線センサー
目的に合わせてベッドやドアに設置できる台座(マグネット)とアタッチメント(クランプ)が付属。検知時に点灯する照明機能も利用可能。



赤外線センサーをベッドやドアなどに取り付けて、起き上がりや離床、特定の場所への移動を検知、無線で受信機にお知らせします

検知範囲 0.5・1.0・1.5m(見通し)

〈NN-3321〉	〈NN-3341〉
<input type="text"/>	<input type="text"/>

見守りSENSE α (フロアタイプ)

型式	TAISコード	セット内容
NN-3221	00170-000908	フロアシート×1+受信機×1+送信機(中継機)×1
NN-3231	00170-000909	フロアシート×1+受信機×1+送信機(中継機)×2

	商品コード	TAISコード
見守りSENSE α用フロアシート	991157	00170-000907
見守りSENSE α用受信機	991158	00170-000910
見守りSENSE α用送信機(中継機)	991159	00170-000911

- サイズ: 全幅100×全長50×全高0.6cm
- (受信機) 電源: 充電電池 (ニッケル水素電池)・電源ケーブル (5V/1A)
- (送信機) 電源: 単4電池・電源ケーブル (5V/1A)
- 最大使用者体重: 138kg

使用者のベッドからの離床または特定の場所(居室の入口、トイレ、玄関など)への移動を検知します

〈NN-3221〉	〈NN-3231〉
<input type="text"/>	<input type="text"/>

通達距離 約100m(見通し)

見守りSENSE α (ベッドタイプ)

型式	TAISコード	セット内容
NN-3121	00170-000905	ベッドシート×1+受信機×1+送信機(中継機)×1
NN-3131	00170-000906	ベッドシート×1+受信機×1+送信機(中継機)×2

	商品コード	TAISコード
見守りSENSE α用ベッドシート	991156	00170-000904
見守りSENSE α用受信機	991158	00170-000910
見守りSENSE α用送信機(中継機)	991159	00170-000911

- サイズ: 全幅78×全長28×全高0.8cm
- (受信機) 電源: 充電電池 (ニッケル水素電池)・電源ケーブル (5V/1A)
- (送信機) 電源: 単4電池・電源ケーブル (5V/1A)
- 最大使用者体重: 138kg

ベッド上での使用者の起き上がりを検知します

〈NN-3121〉	〈NN-3131〉
<input type="text"/>	<input type="text"/>

通達距離 約100m(見通し)

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。



家族コール 4

家族コールが新しくなりました!
設定がかんたんで、混信しません!



特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

手すり

歩行補助のえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

自動排泄装置

購入品・入浴

購入品・排泄

受信器 ご利用環境によって選べる、2つの受信器!

コンパクトで操作がかんたん
メロディスティック



在宅向け

混信なし

分かりやすいLEDランプ

通達距離: 約100m (見通し)

据え置き、携帯両用! 大音量
ポータブル受信器 2K



集合住宅向け

大音量

据え置き・携帯 両用

通達距離: 約100m (見通し)

送信器 センサーの作動信号を受信器に送信します。

コンソール



ランプが見やすくなりました!

一時停止機能

LEDランプ

テスト送信ボタン

センサー
タイプ

コードレスセンサーが加わり
充実のラインアップです!

Aタイプ

定番

リニューアル



踏むとお知らせ

ひとり歩きが心配な人。
仕組みがわかりやすく、最も広く使用されているオスメセンサーです。

- ・裏面滑り止め強化
- ・断線防止強化

AXタイプ

コードレス



踏むとお知らせ

ひとり歩きが心配な人。
仕組みがわかりやすく、最も広く使用されているオスメコードレスセンサーです。



設置場所を選びません!
玄関にオスメ!

Bタイプ

リニューアル



起き上がるとお知らせ

動きが速い、
下肢の筋力が低下しているなど、
最も早い報知が必要な人。

- ・裏面滑り止め強化

Cタイプ

リニューアル



検知範囲に入るとお知らせ

設置場所が自在に変えられるので、
対象者の状況に合わせて
報知のタイミングを調整できます。

- ・ペアリングかんたん

Dタイプ

リニューアル



ドアを開けるとお知らせ

部屋から出るタイミングで
報知が必要な人。
扉の動きで確実に動作します。

- ・コードが白に
- ・取付・取外かんたん

Eタイプ



端座位になるとお知らせ

Aタイプを避けてしまう人。
シーツの下にセンサーを設置するので、
利用者に気づかれません。


Fタイプ

コードレス



手すりを握るとお知らせ

ベッドからの立ち上がりや玄関での出入り
など、さまざまな場所の手すりに設置
できます。SサイズとLサイズがあります。



Sサイズ Lサイズ

家族コール4・メロディ

テクノスジャパン

センサーが作動すると、
メロディスティックにお知らせします

在宅向け

コンパクトで操作がかんたん
メロディスティック




例：AXタイプ



- サイズ：
床センサー K / 100×50×0.3cm
コードレス床センサー K / 100×50×0.3cm (送信器部は1cm)
ベッドセンサー K / 80×25×0.6cm (変換器部は0.8cm)
超音波・赤外線センサー K / 11×7×3.5cm
ドアスイッチ K / 5×1.2 (1) ×1.2cm
サイドセンサー K / 80×18×0.4cm
手すりセンサー S / 25×17×0.4cm (送信器部は0.8cm)
手すりセンサー L / 60×17×0.4cm (送信器部は0.8cm)
コンソール / 10×6.2×2.5cm
メロディスティック / 16×4×4cm
- 電源：
コードレス床センサー K・手すりセンサー S・手すりセンサー L / 3Vボタン電池1個
超音波・赤外線センサー K・コンソール / 9Vアルカリ電池1個または AC100V (ACアダプタ付)
メロディスティック / AC100V (ACアダプタ付)

センサータイプ	商品名	型式	商品コード	TAISコード	セット内容
Aタイプ	家族コール4A・メロディ	HK-4A	764640	00318-000199	床センサー K、コンソール、メロディスティック
AXタイプ	家族コール4AX・メロディ	HK-4AX	764645	00318-000200	コードレス床センサー K、メロディスティック
Bタイプ	家族コール4B・メロディ	HK-4B	764650	00318-000201	ベッドセンサー K、コンソール、メロディスティック
Cタイプ	家族コール4C・メロディ	HK-4C	764655	00318-000202	超音波・赤外線センサー K、メロディスティック
Dタイプ	家族コール4D・メロディ	HK-4D	764660	00318-000203	ドアスイッチ K、コンソール (壁かけベース)、メロディスティック
Eタイプ	家族コール4E・メロディ	HK-4E	764665	00318-000204	サイドセンサー K、コンソール、メロディスティック
FSタイプ	家族コール4F・メロディS	HK-4FS	764675	00318-000205	手すりセンサー S、メロディスティック
FLタイプ	家族コール4F・メロディL	HK-4FL	764670	00318-000206	手すりセンサー L、メロディスティック



家族コール4・ポータブル

テクノスジャパン

センサーが作動すると、
ポータブル受信器 2Kにお知らせします

集合住宅向け




据え置き、携帯両用できます
ポータブル受信器 2K

例：Aタイプ



- サイズ：
床センサー K / 100×50×0.3cm
コードレス床センサー K / 100×50×0.3cm (送信器部は1cm)
ベッドセンサー K / 80×25×0.6cm (変換器部は0.8cm)
超音波・赤外線センサー K / 11×7×3.5cm
ドアスイッチ K / 5×1.2 (1) ×1.2cm
サイドセンサー K / 80×18×0.4cm
手すりセンサー S / 25×17×0.4cm (送信器部は0.8cm)
手すりセンサー L / 60×17×0.4cm (送信器部は0.8cm)
コンソール / 10×6.2×2.5cm
ポータブル受信器 2K / 6.8×11.5×1.9cm
- 電源：
コードレス床センサー K・手すりセンサー S・手すりセンサー L / 3Vボタン電池1個
超音波・赤外線センサー K・コンソール / 9Vアルカリ電池1個または AC100V (ACアダプタ付)
ポータブル受信器 2K / 内蔵リチウムイオン電池 (バッテリー駆動の場合)、AC100V (ACアダプタ付)

センサータイプ	商品名	型式	商品コード	TAISコード	セット内容
Aタイプ	家族コール4A・ポータブル	HKPT-4A	764680	00318-000207	床センサー K、コンソール、ポータブル受信器 2K
AXタイプ	家族コール4AX・ポータブル	HKPT-4AX	764685	00318-000208	コードレス床センサー K、ポータブル受信器 2K
Bタイプ	家族コール4B・ポータブル	HKPT-4B	764690	00318-000209	ベッドセンサー K、コンソール、ポータブル受信器 2K
Cタイプ	家族コール4C・ポータブル	HKPT-4C	764695	00318-000210	超音波・赤外線センサー K、ポータブル受信器 2K
Dタイプ	家族コール4D・ポータブル	HKPT-4D	764700	00318-000211	ドアスイッチ K、コンソール (壁かけベース)、ポータブル受信器 2K
Eタイプ	家族コール4E・ポータブル	HKPT-4E	764705	00318-000212	サイドセンサー K、コンソール、ポータブル受信器 2K
FSタイプ	家族コール4F・ポータブルS	HKPT-4FS	764715	00318-000213	手すりセンサー S、ポータブル受信器 2K
FLタイプ	家族コール4F・ポータブルL	HKPT-4FL	764710	00318-000214	手すりセンサー L、ポータブル受信器 2K



リピーター K (中継器)

テクノスジャパン

電波を延長します

型式	商品コード
HPHK-2	991530
TAISコード	00318-000226
●サイズ：6.5×13×2.5cm	



※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

自動排処理装置

購入品(入浴)

購入品(排泄)

建物内限定



携帯型受信器で報知
スマートK

持ち運べて
操作がかんたん



家族コール3・スマート

テクノスジャパン

商品名	型式	商品コード	TAISコード
家族コール3A・スマート	HKSM-3A	764440	00318-000150
家族コール3B・スマート	HKSM-3B	764445	00318-000151
家族コール3C・スマート	HKSM-3C	764450	00318-000152
家族コール3D・スマート	HKSM-3D	764455	00318-000153

- サイズ：HKSM-3A / 100×50×0.3cm、HKSM-3B / 80×25×0.6cm
HKSM-3C / 11×7×3.5cm、HKSM-3D / 5×1 (1.2) ×1.2cm
- 電源：コンソール / 9Vアルカリ電池1個またはACアダプタ (AC100V)
スマートK / 内蔵リチウムイオン電池 (専用ワイヤレス充電器)
超音波・赤外線センサーK / 9Vアルカリ電池1個またはACアダプタ (AC100V)

(セット内容) HKSM-3A / 床センサーK、コンソール、スマートK
HKSM-3B / ベッドセンサーK、コンソール、スマートK
HKSM-3C / 超音波・赤外線センサーK、スマートK
HKSM-3D / ドアスイッチK、コンソール、スマートK

到達距離：約80m (見通し)

※中継器をご用意しております。
商品コード：991295

(HKSM-3A) **在庫限定** (HKSM-3B) **在庫限定**



(HKSM-3C) **在庫限定** (HKSM-3D) **在庫限定**



建物内限定



据置型受信器で報知
メロディチャイム

リビングや
詰所に



家族コール3・メロディチャイム

テクノスジャパン

商品名	型式	商品コード	TAISコード
家族コール3A・メロディチャイム	HK-3A	764420	00318-000146
家族コール3B・メロディチャイム	HK-3B	764425	00318-000147
家族コール3C・メロディチャイム	HK-3C	764430	00318-000148
家族コール3D・メロディチャイム	HK-3D	764435	00318-000149

- サイズ：HK-3A / 100×50×0.3cm、HK-3B / 80×25×0.6cm
HK-3C / 11×7×3.5cm、HK-3D / 5×1 (1.2) ×1.2cm
- 電源：コンソール / 9Vアルカリ電池1個またはACアダプタ (AC100V)
メロディチャイム / ACアダプタ (AC100V)
超音波・赤外線センサーK / 9Vアルカリ電池1個またはACアダプタ (AC100V)

(セット内容) HK-3A / 床センサーK、コンソール、メロディチャイム
HK-3B / ベッドセンサーK、コンソール、メロディチャイム
HK-3C / 超音波・赤外線センサーK、メロディチャイム
HK-3D / ドアスイッチK、コンソール、メロディチャイム

到達距離：約100m (見通し)

(HK-3A) **在庫限定** (HK-3B) **在庫限定**



(HK-3C) **在庫限定** (HK-3D) **在庫限定**



建物内限定



携帯でも据置でも報知可能
ポータブル受信器

大音量!
屋内の広範囲で
使える!



家族コール3・ポータブル

テクノスジャパン

商品名	型式	商品コード	TAISコード
家族コール3A・ポータブル	HKPT-3A	764600	00318-000184
家族コール3B・ポータブル	HKPT-3B	764605	00318-000185
家族コール3C・ポータブル	HKPT-3C	764610	00318-000186
家族コール3D・ポータブル	HKPT-3D	764615	00318-000187

- サイズ：HKPT-3A / 100×50×0.3cm、HKPT-3B / 80×25×0.6cm
HKPT-3C / 11×7×3.5cm、HKPT-3D / 5×1 (1.2) ×1.2cm
- 電源：コンソール / 9Vアルカリ電池1個またはACアダプタ (AC100V)
ポータブル受信器K / 内蔵リチウムイオン電池 (バッテリー駆動の場合) AC100V (ACアダプタ付)
超音波・赤外線センサーK / 9Vアルカリ電池1個またはACアダプタ (AC100V)

(セット内容) HKPT-3A / 床センサーK、コンソール、ポータブル受信器K
HKPT-3B / ベッドセンサーK、コンソール、ポータブル受信器K
HKPT-3C / 超音波・赤外線センサーK、ポータブル受信器K
HKPT-3D / ドアスイッチK、コンソール、ポータブル受信器K

到達距離：約100m (見通し)

(HKPT-3A) **在庫限定** (HKPT-3B) **在庫限定**



(HKPT-3C) **在庫限定** (HKPT-3D) **在庫限定**



どこでも広範囲



スマホ・携帯電話で報知

外出中でも、
別居していても



センサーの作動を
メールで知らせる

※専用アプリはQRコード
からインストールできます。



家族コールワイド

テクノスジャパン

商品名	型式	商品コード	TAISコード
家族コールワイド・A	HKW-1A	764480	00318-000171
家族コールワイド・B	HKW-1B	764485	00318-000172
家族コールワイド・C	HKW-1C	764490	00318-000173
家族コールワイド・D	HKW-1D	764495	00318-000174

- サイズ：HKW-1A / 100×50×0.3cm、HKW-1B / 80×25×0.6cm
HKW-1C / 11×7×3.5cm、HKW-1D / 5×1 (1.2) ×1.2cm
- 電源：コンソール / 9Vアルカリ電池1個またはACアダプタ (AC100V)
見守ルーター / ACアダプタ (AC100V)
超音波・赤外線センサーK / 9Vアルカリ電池1個またはACアダプタ (AC100V)

(セット内容)
HKW-1A / 床センサーK、コンソール、見守ルーター
HKW-1B / ベッドセンサーK、コンソール、見守ルーター
HKW-1C / 超音波・赤外線センサーK、見守ルーター
HKW-1D / ドアスイッチK、コンソール、見守ルーター

(HKW-1A) **在庫限定** (HKW-1B) **在庫限定**



(HKW-1C) **在庫限定** (HKW-1D) **在庫限定**



家族コール3Eタイプ

テクノスジャパン

建物内限定

ベッド上で端座位になると知らせます



対象者
 ・転倒リスクが高い方
 ・Aタイプ(床センサー)を避けてしまう方

Eタイプはベッドサイドに敷くだけ！
 対象者に気づかれにくいセンサーです。

サイドセンサー Kをマットレスの上（ベッドサイド）に設置します。上からベッドパッドやシーツをかぶせられるので、対象者に気づかれにくいセンサーを避けられません。



※各受信器の特長は前ページをご参照ください。
 ※家族コールワイドにはEタイプはありません。

家族コール3E・スマート
 ベッドの端によると、スマートKで知らせます

型式	商品コード	TAISコード
HKSM-3E	764625	00318-000189

●サイズ：80×18×0.4cm
 ●電源：コンソール / 9V アルカリ電池 1 個または ACアダプタ (AC100V)
 スマートK / 内蔵リチウムイオン電池 (専用ワイヤレス充電器)
 〈セット内容〉サイドセンサー K、コンソール、スマートK



家族コール3E・メロディチャイム
 ベッドの端によると、メロディチャイムで知らせます

型式	商品コード	TAISコード
HK-3E	764620	00318-000192

●サイズ：80×18×0.4cm
 ●電源：コンソール / 9V アルカリ電池 1 個または ACアダプタ (AC100V)
 メロディチャイム / ACアダプタ (AC100V)
 〈セット内容〉サイドセンサー K、コンソール、メロディチャイム



家族コール3E・ポータブル
 ベッドの端によると、ポータブル受信器Kで知らせます

型式	商品コード	TAISコード
HKPT-3E	764630	00318-000191

●サイズ：80×18×0.4cm
 ●電源：コンソール / 9V アルカリ電池 1 個または ACアダプタ (AC100V)
 ポータブル受信器 K / 内蔵リチウムイオン電池 (バッテリー駆動の場合) AC100V (ACアダプタ付)
 〈セット内容〉サイドセンサー K、コンソール、ポータブル受信器 K




お散歩コール

テクノスジャパン

型式	商品コード	TAISコード
OGP-1	764535	00318-000179

●サイズ：お散歩タグ / 3.5×7×2.5cm
 見守ガイド / 11.5×6.9×2.8cm
 ●電源：お散歩タグ / 内蔵リチウムイオン電池 (専用ワイヤレス充電器)
 見守ガイド / ACアダプタ (AC100V)
 〈セット内容〉お散歩タグ、見守ガイド



GPS*で
 外出後の徘徊を
 お知らせします

介護保険レンタル対象

介護保険レンタル対象
 「お散歩タグ」を取り付けた杖などを持ち出すと、「見守ガイド」のアラーム音でお知らせします。

介護保険レンタル対象外

介護保険レンタル対象外 (GPS機能)
 位置情報などの通知をメールでお知らせします。

*本機器 (介護保険対象) のレンタル料に加え、介護保険対象外のオプション利用料 (月額 330円) が必要です。オプションを利用すると、屋内報知に加え、徘徊後の現在地を家族にメールでお知らせします。

コールマット・徘徊コールⅢ

テクノスジャパン

利用者もスタッフも安心して使える離床センサー

型式	商品コード	TAISコード
HC-3	764055	00318-000037

●サイズ：マットスイッチ / 120×50×0.4cm
 〈セット内容〉マットスイッチ、中継ボックス



各種ナースコールに対応
 ※QRコードより、ナースコール参照図をご確認いただき、お使いのナースコール番号をご指定ください。

対象者
 ・立位保持に不安がある方
 ・ひとり歩きに不安がある方



ベッドコール・ケーブルタイプ

テクノスジャパン

上体を起こすとナースコールで知らせます!


型式	商品コード	TAISコード
BC-2	764500	00318-000144

●サイズ：ベッドセンサー / 80×25×0.6cm
 〈セット内容〉ベッドセンサー、中継ボックス



各種ナースコールに対応
 ※QRコードより、ナースコール参照図をご確認いただき、お使いのナースコール番号をご指定ください。

対象者
 ・下肢筋力が低下し転倒リスクが高い方
 ・動きが速く、早めの報知が必要な方
 ※地域によっては対応できない場合もございます。



保険対応外商品

くすりコールライト

テクノスジャパン



1日最大4回、1週間分の服薬時間を音と光でお知らせします!
 オプションで服薬みまもりアプリが利用できます

くすりコール・ライト 本体ケース

型式	商品コード
KCL-1	792605

●サイズ：本体ケース / 62×38×2.5cm、
 くすりポケットサイズ / 7×5.5cm
 ●重量：約500g ●材質：ABS樹脂、PVC
 ●電源：AC100V (ACアダプタ付) または電池 (単3×6本)
 ●電池寿命：約6か月 *電池使用の場合
 ●設置：付属のヒモおよびフックで壁などに設置
 ※レンタルの場合、別途、搬入搬出料がかかります。



服薬みまもりアプリ
 服薬状況をメールでお知らせ
 月額利用料 330円 (税込)



購入
 週間カレンダー
 (エプロン部分)

商品コード 希望小売価格
 218939 オープン価格
 ※レンタルの際は、エプロン部分は別途購入になります。



PARAMOUNT BED



必要なところに設置できる
据え置き型手すり
プライディ


あなたの
「できる」に
応えます。




ベッドに取りつけるときには、ベッド用アームが付属するKZ-141002を推奨します。

手のひらで
押しやすい

つかみやすい3段グリップで立ち上がりをサポート
グリップがすべりにくいようにポリウレタンのコーティングを施し、1段目と2段目・3段目の形状をそれぞれの使い方に合うように工夫しています。グリップの高さは用途に合わせて70~85cm(2.5cm間隔、7段階)で調節できます。




指がかりがよく
つかみやすい



足もとの
はみ出しが
少ない

安定性の高いベースで足もととすっきり
ベースプレートはしっかりとした安定性を確保しながら、ベッドなどの側面からはみ出す部分を少なくして、足もとの邪魔になりにくいように配慮しています。



ベッドなどからはみ出す部分はわずか14cm



据え置き型手すり プライディ パラマウントベッド



型式	商品コード	TAISコード
KZ-141001	759575	00170-001662

〈据え置き型手すり プライディベッド用アーム付〉

型式	TAISコード
KZ-141002	00170-001663


ベッド用アーム	型式	商品コード
	PN-L80511	758970

- サイズ: 幅50×奥行88×高さ70~85cm(2.5cm間隔7段階)
- ベース厚さ: 1.2cm
- 重量: 18kg ●最大使用者体重: 100kg

<材質>

- ベース・手すり・フレーム: スチール
- 手すり被覆部: ポリウレタン
- ベース縁ゴム: 合成ゴム
- カーペット: 合成繊維

〈据え置き型手すり プライディ〉 〈据え置き型手すり プライディベッド用アーム付〉



手すり

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

自動排処理装置

購入品(入浴)

購入品(排泄)



PARAMOUNT BED

必要なところに設置できる
据え置き型手すり
**プライディ
ロング**

プライディ ロングは、お部屋の中で少し長めの
動線づくり、廊下での歩行補助などに使用すると、
「できる」シーンを増やせます。



特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

手すり

歩行補助具

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

鳥糞処理装置

購入品（入浴）


購入品（排泄）

手のひらを
のせやすい

指がかりがよく
つかみやすい

足もとの
はみ出しが
少ない

つかみやすいグリップで立ち上がりをサポート
グリップがすべりにくくようにポリウレタンのコーティングを
施し、1段目と2段目の形状をそれぞれの使い方に合うように
工夫しています。グリップの高さは用途に合わせて70~85cm
(2.5cm間隔、7段階)で調節できます。



上から押す力を
かけやすい

横から
つかみやすい




グリップのコーナー部には
蓄光素材を取りつけて夜間でも
認識しやすいように配慮。



ベッド用アーム

ベッドに取り付けるときには、
ベッド用アームが付属する
KZ-141004を推奨します。

安定性の高いベースで足もとすっきり
ベースプレートはしっかりとした安定性を確保しながら、
ベッドなどの側面からはみ出す部分を少なくして、
足もとの邪魔になりにくいように配慮しています。



ロングタイプは、
はみ出す部分が11cmで
さらにすっきり

据え置き型手すり プライディ ロング

NEW

パラマウントベッド



型式	商品コード	TAISコード
KZ-141003	759576	00170-001786

〈据え置き型手すり プライディロング ベッド用アーム付〉

型式	TAISコード
KZ-141004	00170-001787

型式	商品コード
ベッド用アーム	PN-L80511 758970

- サイズ：幅88×奥行50×高さ70~85cm (2.5cm間隔7段階)
- ベース厚さ：1.2cm
- 重量：18.3kg ●最大使用者体重：100kg

〈材質〉

- ベース・手すり・フレーム：スチール
- 手すり被覆部：ポリウレタン
- ベース縁ゴム：合成ゴム
- カーペット：合成繊維

〈据え置き型手すり プライディロング〉



〈据え置き型手すり
プライディロング ベッド用アーム付〉



※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

ベースポジBPZ

DIPPER ホクメイ

基本セット



ショートタイプ
1m70cm～2m10cm
(取付可能範囲)

レギュラータイプ
1m90cm～2m70cm
(取付可能範囲)

ロングタイプ
2m20cm～3m
(取付可能範囲)



〈丸ベースレギュラー〉	〈Tベースレギュラー〉	〈Tベース1000レギュラー〉
〈丸ベースショート〉	〈Tベースショート〉	〈Tベース1000ショート〉
〈丸ベースロング〉	〈Tベースロング〉	〈Tベース1000ロング〉



操作性、装着性能を大幅に向上させた
新型ベスポジ

仕様	型式	商品コード	TAISコード
丸ベース レギュラー	BPZ-100-10	759675	00254-000410
丸ベース ショート	BPZ-100-20	759676	00254-000412
丸ベース ロング	BPZ-100-30	759677	00254-000414
Tベース レギュラー	BPZ-100-50	759678	00254-000416
Tベース ショート	BPZ-100-60	759679	00254-000418
Tベース ロング	BPZ-100-70	759680	00254-000420
Tベース1000 レギュラー	BPZ-100-52	759681	00254-000801
Tベース1000 ショート	BPZ-100-62	759682	00254-000802
Tベース1000 ロング	BPZ-100-72	759683	00254-000803

イメージ	サイズ: 58cm	サイズ: 100cm	※オプション ベース径: 20cm
品名	Tベース	Tロングベース	耐水ベースセット
型式	BPZ-100P-005	BPZ-100P-017	BPZ-100P-018
商品コード	991510	991511	759684

- <サイズ>
●使用サイズ: ショートタイプ / 170～210cm
レギュラータイプ / 190～270cm
ロングタイプ / 220～300cm
- ポール部 (直径): 4.5cm
●重量: ショートタイプ / 3.5kg
レギュラータイプ / 3.7kg
ロングタイプ / 3.9kg
- <材質>
●主材: アルミ、ステンレス
●表面: 樹脂コーティング

※オプション
〈耐水ベース〉

※耐水ベースは基本セット丸ベース
にのみ対応可能です。

ベスポジ-e 基本セット

丸型ベースセット BPE-100-11

商品コード	TAISコード
758645	00254-000052


●セット内容: 基本セット (丸)

T型ベースセット BPE-100-10

商品コード	TAISコード
758650	00254-000051

●セット内容: 基本セット (T)

〈丸型ベースセット〉



在庫
限定

〈T型ベースセット〉



在庫
限定



オプション

ツイン手すりW+D BPZ-300

商品コード	TAISコード
759685	00254-000425

- 手すり部：集成材
- ジョイント部：ナイロン

角度が90°・135°・180°に組替え可能
移乗、立ち上がり、移動用に対応



ツイン手すりW+W BPZ-310

商品コード	TAISコード
759686	00254-000432

- 手すり部：集成材
- ジョイント部：ナイロン


角度が90°・135°・180°に組替え可能
移乗、立ち上がり、移動用に対応



プッシュ手すり BPZ-400

商品コード	TAISコード
759687	00254-000439

- 手すり部：集成材
- ジョイント部：ナイロン



縦・横に組替え可能
手のひらや前腕部、
寄り掛かりなどの
面受けに対応

b型手すり BPE-300-90

商品コード	TAISコード
759375	00254-000367

- 手すり部：集成材
- ジョイント部：ナイロン

立ち上がりの重心移動を誘導
立位姿勢保持も上部でサポート



b型手すりロング BPE-300-100

商品コード	TAISコード
759376	00254-000368

- 手すり部：集成材
- ジョイント部：ナイロン

立ち上がりの重心移動を誘導
上部凹凸部で起立姿勢を保持



I型手すりロング BPE-300-120

商品コード	TAISコード
759378	00254-000370

- 手すり部：集成材
- ジョイント部：ナイロン
- ボール：エラストマー樹脂

使用場所での上下動を広域にカバー
握りの目印や握力が弱い方に最適な
グリップボール2個付き



D型手すり BPE-300-110

商品コード	TAISコード
759377	00254-000369

- 手すり部：集成材
- ジョイント部：ナイロン

引っ張り+プッシュアップ
立ち座りや姿勢保持に最適



グリップアーム-e5P斜 BPE-300-50

商品コード	TAISコード
758800	00254-000142

- 手すり部：エラストマー
- ジョイント部：ナイロン
- 手すり長さ：59.8cm
- 手すり径：φ35

屋外でも使用可能



ウェーブ型手すり/ウェーブ型手すりロング

サイズ	型式	商品コード	TAISコード
35cm	BPE-300-10	758750	00254-000130
60cm	BPE-300-40	758790	00254-000133

- 手すり部：集成材
- ジョイント部：ナイロン
- 手すり径：φ35

<35cmサイズ>



<ロングサイズ>



円型手すり BPE-300-20

商品コード	TAISコード
758695	00254-000131

- 手すり部：集成材
- ジョイント部：ナイロン
- 製品直径：28cm
- 手すり径：φ32

移乗などの方向転換補助に



角型手すり BPE-300-30

商品コード	TAISコード
758690	00254-000132

- 手すり部：集成材
- ジョイント部：ナイロン
- 手すりサイズ：30.2×20.2cm
- 手すり径：φ32

2WAYで使用可能



玄関アーム レギュラー ENT-180-30

商品コード	TAISコード
758450	00254-000159

- 手すり部：アルミ
- ジョイント部：ナイロン
- 手すりサイズ：133×39.5cm
- 手すり径：φ35

※補助ベースはベスポジ-BPZ・ベスポジ-elには不要です。



- ・滑り止めシート (160角) ×1
- ・丸グリップ×2
- ・補助ベース×1

在庫限定

BPE-500-10 (補助ベースなし) もご用意しております。



膝当て手すり BPE-200-10

商品コード	TAISコード
758700	00254-000127

- 手すり部：合皮・クッション材
- ジョイント部：ナイロン

膝崩れ予防に



在庫限定

肘置き手すり BPE-200-20

商品コード	TAISコード
758705	00254-000128

- 手すり部：合皮・クッション材
- ジョイント部：ナイロン

リウマチなど握れない方に



在庫限定

プッシュ手すり BPE-200-30

商品コード	TAISコード
758710	00254-000129

- 手すり部：合皮・クッション材
- ジョイント部：ナイロン

床からの立ち上がりなどに



在庫限定

連結部材

システムエンド
ブラケット (固定)



型式	商品コード
SBR-100-10	758655

システムエンド
ブラケット (曲げ)



型式	商品コード
SBR-100-20	758685

システムエンド
ブラケット (跳ね上げ)



型式	商品コード
SBR-100-71	758720

システムエンド
ブラケット (取り外し)



型式	商品コード
SBR-100-72	758715

SBR (固定用)
連結アタッチメント



型式	商品コード
SBR-300-10	758725

SBR (曲げ用)
連結アタッチメント



型式	商品コード
SBR-300-20	758730

SBR (跳ね上げ用)
連結アタッチメント




型式	商品コード
SBR-100-73	758735

SBR (取り外し用)
連結アタッチメント



型式	商品コード
SBR-100-74	758740



システムブラケット用丸棒

サイズ	型式	商品コード
60cm	SBR-200-060	758660
90cm	SBR-200-090	758665
120cm	SBR-200-120	758670

システム伸縮手すり

サイズ	型式	商品コード
60~90cm	SBR-600-609	758845
90~120cm	SBR-600-912	758850
120~150cm	BPZ-900-1215	759688

連結用セット

品名/セットイメージ	サイズ	TAISコード	商品コード・セット内容
システム木手すり 固定セット	60cm	00254-000113	[758655] システムエンドブラケット (固定) ×2 [758660・758665・758670] システムブラケット用丸棒 ×1
	90cm	00254-000062	
	120cm	00254-000117	
システム木手すり 曲げセット	60cm	00254-000114	[758685] システムエンドブラケット (曲げ) ×2 [758660・758665・758670] システムブラケット用丸棒 ×1
	90cm	00254-000063	
	120cm	00254-000118	
システム木手すり 跳ね上げセット	60cm	00254-000115	[758720] システムエンドブラケット (跳ね上げ) ×1 [758715] システムエンドブラケット (取り外し) ×1 [758660・758665・758670] システムブラケット用丸棒 ×1
	90cm	00254-000064	
	120cm	00254-000119	
システム木手すり 取り外しセット	60cm	00254-000116	[758715] システムエンドブラケット (取り外し) ×2 [758660・758665・758670] システムブラケット用丸棒 ×1
	90cm	00254-000065	
	120cm	00254-000120	
システム伸縮手すり 固定セット	60~90cm	00254-000169	[758655] システムエンドブラケット (固定) ×2 [758845・758850・759688] システム伸縮手すり ×1
	90~120cm	00254-000170	
	120~150cm	00254-000653	
システム伸縮手すり 曲げセット	60~90cm	00254-000171	[758685] システムエンドブラケット (曲げ) ×2 [758845・758850] システム伸縮手すり ×1
	90~120cm	00254-000172	
レール手すり 在庫限定	120cm	00254-000342	[758875] レール手すり ×1

ベースポジBPZ H型・ト型組み合わせリスト



その他組み合わせ



品名	サイズ	丸レギュラー H型セット		丸レギュラー ト型セット	
		型式	TAISコード	型式	TAISコード
① 木手すり 固定セット	60cm	BPZ-H2000-10	00254-000581	BPZ-K5000-10	00254-000699
	90cm	BPZ-H2000-11	00254-000582	BPZ-K5000-11	00254-000700
	120cm	BPZ-H2000-12	00254-000583	BPZ-K5000-12	00254-000701
② 木手すり 曲げセット	60cm	BPZ-H2100-10	00254-000599	BPZ-K5100-10	00254-000717
	90cm	BPZ-H2100-11	00254-000600	BPZ-K5100-11	00254-000718
	120cm	BPZ-H2100-12	00254-000601	BPZ-K5100-12	00254-000719
③ 木手すり 跳ね上げセット	60cm	BPZ-H2200-10	00254-000617	BPZ-K5200-10	00254-000735
	90cm	BPZ-H2200-11	00254-000618	BPZ-K5200-11	00254-000736
	120cm	BPZ-H2200-12	00254-000619	BPZ-K5200-12	00254-000737
④ 木手すり 取り外しセット	60cm	BPZ-H2300-10	00254-000635	BPZ-K5300-10	00254-000753
	90cm	BPZ-H2300-11	00254-000636	BPZ-K5300-11	00254-000754
	120cm	BPZ-H2300-12	00254-000637	BPZ-K5300-12	00254-000755
⑤ 伸縮手すり 固定セット	60~90cm	BPZ-H2500-10	00254-000654	BPZ-K5500-10	00254-000771
	90~120cm	BPZ-H2500-11	00254-000655	BPZ-K5500-11	00254-000772
	120~150cm	BPZ-H2500-12	00254-000656	BPZ-K5500-12	00254-000773
⑥ 伸縮手すり 曲げセット	60~90cm	BPZ-H2600-10	00254-000672	BPZ-K5600-10	00254-000789
	90~120cm	BPZ-H2600-11	00254-000673	BPZ-K5600-11	00254-000790

たちあっぷ サムリング


矢崎化工



型式	商品コード	TAISコード
CKM-02	759671	00055-000307
CKM-02W	759672	00055-000313
CKM-04	759673	00055-000319

- 高さ：80～90cm（5cm間隔3段階） ●ベース：50.5×72.5cm
- 手すり間口：CKM-02・CKM-02W／38.5cm、CKM-04／65cm
- 重量：CKM-02／17.5kg、CKM-02W／22kg、CKM-04／18kg

インテリアになじむ、おしゃれなデザイン



ベッドでとまるくん

型式	商品コード
CKM-CK	759674

サムリングをベッドで使用する際に安定性を向上させるオプション品です。



LOHATES (ロハテス)

マツハ

商品名「LOHATES (ロハテス)」は、カタカナの「ロ」と「ハ」を重ねたような形状と、「手すり」という機能を組み合わせることで表現したものです。また、健康意識の高いライフスタイルを指す用語「LOHAS (ロハス)」をイメージさせる響きとなっています。

カラー	型式	商品コード	TAISコード
ホワイト	LH-03WT-R	759371	01265-000269
ブラック	LH-03BK-R	759372	01265-000270

- サイズ：幅43.5×奥行37×高さ63cm ●重量：約1.8kg
- 材質：手すり/天然木、フレーム/スチール、ゴム足/PP+TPE



はじめてみませんか、手すりのある暮らし。

暮らしを安全に、快適にする、「支えたい想い」を形にした手すり。

暮らしを安全に、快適にする、「支えたい想い」を形にした手すり。空間に溶け込むさりげない佇まい。【LOHATES】は、くらしをアクティブに楽しむシニアを支える新しい形の手すりです。

デザインのかで生活の質を向上。

床や椅子からの、立ち上がりをサポートしてくれる【LOHATES】。その美しいデザインは、インテリアの中で、さりげない存在感をだします。機能と嗜好を両立させた形は、くらしに寄り添いながら魅力あるインテリアの一部として機能し、豊かな日常生活を彩ってくれるでしょう。



紹介動画
こちらから製品の紹介動画をご覧いただけます。

椅子からの立ち上がり

①手すりの位置がひざ頭の少し前になるようにLOHATESを置く。
②足を後方に引き、前傾姿勢となった状態でLOHATESを下に押しながら立ち上がる。

床からの立ち上がり方

①正面にLOHATESを置き、1段目をつかみながら立ち上がりの姿勢を整える。
②2段目をつかみ、前傾姿勢の状態でもLOHATESを下に押しながら立ち上がる。


たちあっぷ

矢崎化工



型式	商品コード	TAISコード
CKA-01-1	758420	00055-000119
CKA-02-1	758425	00055-000120
CKA-03	758121	00055-000073
CKA-04	758126	00055-000074

- 高さ：70～80cm（5cm間隔3段階）
- ベース：CKA-01-1・CKA-03／50×60cm、CKA-02-1・CKA-04／50×90cm
- 手すり間口：CKA-01-1・CKA-02-1／33.8cm、CKA-03／26.5×35.2cm、CKA-04／77.8cm
- 重量：CKA-01-1／11.9kg、CKA-02-1／15.7kg、CKA-03／15.4kg、CKA-04／16kg



楽起 (らっきい)

山崎産業



商品名	型式	商品コード	TAISコード
縦型	YM-103L-ID	758505	01339-000007
横型	YM-102L-ID	758500	01339-000006
介助バー型	YM-101L-ID	758510	01339-000005
狭所用波型	YM-118L-ID	758535	01339-000020

- サイズ：縦型・横型・介助バー型／幅50.1×奥行80.1×高さ71～85cm、狭所用波型／幅50×奥行50×高さ71～85cm
- 重量：縦型・横型／約21kg、介助バー型／約22kg、狭所用波型／約17kg



楽どめ付、楽どめ/ウエイト5kg付、楽起ワイド(介助バー型/縦型)、楽どめもご用意しております。

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

鳥糞処理装置

購入品(入浴)

購入品(排泄)

手すりでひろがる・続ける 安心な毎日

脱衣所・トイレ
ツインディ・水廻り用



移動・着脱衣 立ち上がりをサポート
トイレでの方向転換 立ち上がりをサポート



リビング・廊下
スムーディ 屋内用



短い距離の 移動から
長い距離の 移動までサポート

玄関先
スムーディ



玄関
スムーディ スタンディ スムーディ 屋内用



上がり框での 立ち上がりをサポート
上がり框での靴の脱ぎ履き をサポート
上がり框での立ち上がり と昇降をサポート

ベッドサイド
クリンディ スムーディ 屋内用



起き上がりや 立ち座りをサポート
ベッド周囲での 移動をサポート
ベッドから居室出入口への 移動をサポート

クリンディ パナソニック **A B C D E**

型式	商品コード	TAISコード
PN-L80501	758965	00980-000326

〈クリンディ ベッド用アーム付〉

型式	TAISコード
PN-L80501	00980-000328

コンパクトなので 場所をとらないです



手すりは端、中央に設置可能 1台2通り

クリンディ	型式	商品コード
ベッド用アーム	PN-L80511	758970

- サイズ: 幅46×奥行78×高さ70~80cm (2.5cm間隔5段階)
- ベース厚さ: 1.2cm
- 重量: 18kg ●最大使用者体重: 100kg

<材質>

- ベース・手すり・フレーム: スチール
- 手すり被覆部: ポリウレタン
- ベース緑ゴム: 塩化ビニル樹脂
- カーペット: 合成繊維

〈クリンディ〉
〈クリンディベッド用アーム付〉



ベッド用アーム

スタンディ パナソニック **A B C D E**

型式	商品コード	TAISコード
PN-L80401	758865	00980-000315

- サイズ: 幅63×奥行78×高さ70~85cm (3cm間隔6段階)
- 面手すり高さ: 35~50cm (ベースからの高さ)
- ベース厚さ: 1.1cm ●重量: 22.5kg
- 最大使用者体重: 100kg

<材質>

- ベース・手すり・フレーム: スチール
- 平面部: ポリエチレン
- 手すり被覆部: エラストマー
- ベース緑ゴム: 合成ゴム
- カーペット: 合成繊維

低い位置から 立ちやすい面手すり



手すりは、ベースの縦・横・中央に設置できる
さまざまな用途と場所に 対応します。

自在手すりツインディ(水廻り用) パナソニック **A B C D E**

型式	商品コード	TAISコード
PN-L80701	759275	00980-000364

自在手すりツインディ(水廻り用) プロテクターセット	TAISコード
	00980-000365

プロテクター	型式	商品コード
	PN-L80711	759280

- サイズ: 幅58×奥行58×高さ74.5~84.5cm (手すり部70~80cm, 2cm間隔6段階)
- ベース厚さ: 1.2cm ●重量: 17kg
- 最大使用者体重: 100kg

<材質>

- 手すり部: エラストマー(被膜部) アルミニューム(芯材・ジョイント)
- 支柱・ベース: ステンレス
- ベースマット・緑ゴム: 合成ゴム

防水・防かび・すべり止めマット付き コンパクトなベースも人気



支柱に取り付けることで 手すりと家財の干渉を 防ぎます



プロテクター

〈自在手すりツインディ〉
〈自在手すりツインディプロテクターセット〉

立ち座り、つたい歩きをサポート にぎりやすいグリップで安心して移動できます

しっかり握れる手すりゆ 34mm




ひんやりしない つなぎ目がなく、素材を使用。 握りやすい。 両手でもしっかり握りやすい。

身体を安定させやすい角度調整 力が入りやすく使いやすい



力を入れやすい腕の角度やシーンに合わせて左右とも角度調整できます。(片側30度ピッチ4段階)

※調整は付属の六角レンチで簡単に済みます。



180度 左30度 左60度 左90度


※左側に角度をつけた場合

水が掛かってしまう場所や、湿気の多い場所などの水廻りに設置してもお手入れ簡単です。



防かび加工

かび菌の内部への増殖をブロック



※防かび加工は、かびを死滅させるものではありません。
※水垢など商品に付着したものの上に発生したかびについては効力はありません。
※防かび剤の有効期間は実際使用される環境により異なります。



にぎれば分かる、安定感
置けなかったあの家に、
スムーディ

歩行サポート手すり スムーディ パナソニック



手すりの長さを左右 5cmずつ調整できる 伸縮タイプも設定!

住宅改修ができない! あと少しなのに設置できない! などのお悩みを解消!




握り形状が変化しない伸縮



ジョイント内部で手すりが可動して伸縮するので、握り形状が変化しません。

設置の対応力がUP



伸縮によって柔軟な調整が可能になり、しっかりと設置できます。

仕様	標準タイプ	ステップタイプ	ステップ980タイプ	ロング1700タイプ	ロング2050タイプ	ロング2400タイプ	ロング3460タイプ
外観	片手すり						
	両手すり						
対応段差(高さ)	3段(45cm)	2段(30cm)	3段(45cm)	4段(60cm)	5段(75cm)	6段(90cm)	9段(135cm)
全長(手すり)	135cm (伸縮) 130~140cm	100cm (伸縮) 95~105cm	135cm (伸縮) 130~140cm	170cm (伸縮) 160~180cm	205cm (伸縮) 195~215cm	240cm (伸縮) 230~250cm	346cm (伸縮) 331~361cm

ポイント
同じタイプのベース部分の置き換えが可能です!
ご自宅の段差幅に合わせて入れ替えるので便利!

設置パターン可否はこちら

※データ通信料はお客様負担となります。
※お使いになる機器によってはご覧いただけません場合がございます。あらかじめご了承ください。

共通

- 段差のある場所に設置する際は、ベース端部が段鼻や踏面の縁より内側になるように設置してください。
- ベースよりも小さい縁石や凹凸が大きい面、芝生、滑りやすい面の上には設置できません。

タイプ	型式	商品コード	TAISコード	重量	
標準タイプ	片手すり	XPN-L80601	759100	00980-000334	37kg
	両手すり	XPN-L80602	759105	00980-000335	43kg
	伸縮片手すり	XPN-L80611	759195	00980-000345	37.5kg
	伸縮両手すり	XPN-L80612	759200	00980-000346	44kg
ステップタイプ	片手すり	XPN-L80603	759110	00980-000336	33kg
	両手すり	XPN-L80604	759115	00980-000337	39kg
	伸縮片手すり	XPN-L80613	759205	00980-000347	33.5kg
	伸縮両手すり	XPN-L80614	759210	00980-000348	39.5kg
ステップ980タイプ	片手すり	XPN-L80621	759175	00980-000355	33kg
	両手すり	XPN-L80622	759180	00980-000356	39kg
	伸縮片手すり	XPN-L80625	759245	00980-000359	33.5kg
	伸縮両手すり	XPN-L80626	759250	00980-000360	40kg

タイプ	型式	商品コード	TAISコード	重量	
ロング1700タイプ	片手すり	XPN-L80623	759185	00980-000357	48kg
	両手すり	XPN-L80624	759190	00980-000358	57kg
	伸縮片手すり	XPN-L80627	759255	00980-000361	48.5kg
	伸縮両手すり	XPN-L80628	759260	00980-000362	58kg
ロング2050タイプ	片手すり	XPN-L80605	759120	00980-000338	52kg
	両手すり	XPN-L80606	759125	00980-000339	61kg
	伸縮片手すり	XPN-L80615	759215	00980-000349	52.5kg
	伸縮両手すり	XPN-L80616	759220	00980-000350	62.5kg
ロング2400タイプ	片手すり	XPN-L80607	759130	00980-000340	52kg
	両手すり	XPN-L80608	759135	00980-000341	62kg
	伸縮片手すり	XPN-L80617	759225	00980-000351	53kg
	伸縮両手すり	XPN-L80618	759230	00980-000352	64kg
ロング3460タイプ	片手すり	XPN-L80609	759140	00980-000342	67kg
	両手すり	XPN-L80610	759145	00980-000343	81kg
	伸縮片手すり	XPN-L80619	759235	00980-000353	68.5kg
	伸縮両手すり	XPN-L80620	759240	00980-000354	83.5kg

- サイズ(ベース部分): 標準/80×45cm、ステップ/96×30cm
- サイズ(全長): 標準/167cm(±5cm)、ステップ/125cm(±5cm)、ステップ980/160cm(±5cm)、ロング1700/196cm(±10cm)、ロング2050/239cm(±10cm)、ロング2400/274cm(±10cm)、ロング3460/380cm(±15cm)
- 手すり高さ: 70・72.5・75・77.5・80・82.5・85cm ●最大使用者体重: 100kg
- ※±の数値は、伸縮タイプの場合

<材質>
●手すり: 端部手すり: 塩化ビニル樹脂(被覆部)・アルミニウム(芯材)
●支柱: アルミニウム・ステンレス(フランジ部)
●ベース: ステンレス
●ベース縁ゴム・ベースマット: 塩化ビニル樹脂

<標準タイプ片手すり> <標準タイプ両手すり> <標準タイプ伸縮片手すり> <標準タイプ伸縮両手すり>

<ステップタイプ片手すり> <ステップタイプ両手すり> <ステップタイプ伸縮片手すり> <ステップタイプ伸縮両手すり> <ステップ980タイプ片手すり> <ステップ980タイプ両手すり>

<ステップ980タイプ伸縮片手すり> <ステップ980タイプ伸縮両手すり> <ロング1700タイプ片手すり> <ロング1700タイプ両手すり> <ロング1700タイプ伸縮片手すり> <ロング1700タイプ伸縮両手すり>

<ロング2050タイプ片手すり> <ロング2050タイプ両手すり> <ロング2050タイプ伸縮片手すり> <ロング2050タイプ伸縮両手すり> <ロング2400タイプ片手すり> <ロング2400タイプ両手すり>

<ロング2400タイプ伸縮片手すり> <ロング2400タイプ伸縮両手すり> <ロング3460タイプ片手すり> <ロング3460タイプ両手すり> <ロング3460タイプ伸縮片手すり> <ロング3460タイプ伸縮両手すり>

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

手すり
特殊寝台
特殊寝台付属品
床ずれ防止用具
体位変換器
徘徊感知機器
手すり
歩行補助つえ
歩行器
車いす
車いす付属品
スロープ
移動用リフト
鳥糞処理装置
購入品(入浴)
購入品(排泄)

スムーディ (屋内用) サポート手すり パナソニック



単体でも使え、ひろがるシリーズとも
連結できる立位保持用手すり
(キッチン、洗面所などでおすすめ)

スムーディ (屋内用) 面手すり パナソニック



単体でも使え、ひろがるシリーズと
連結もできる面手すり

スムーディ (屋内用) らくらくダブル パナソニック




ユニット構成

イメージ							
品名	屋内用標準ベース	屋内用端支柱	屋内用端手すり	屋内用モジュールベース	屋内用回転連結支柱	屋内用手すり930	屋内用手すり620
型式	PN-L80801	PN-L80802	PN-L80803	PN-L80804	PN-L80805	PN-L80806	PN-L80807
TAISコード	00980-000366	00980-000367	00980-000368	00980-000369	00980-000370	00980-000371	00980-000372
商品コード	991393	991394	991395	991428	991429	991430	991431

イメージ							
品名	屋内用面手すり	屋内用アーム	屋内用ベース6078	屋内用らくらくダブル右手すり	屋内用らくらくダブル左手すり	トイレ用ベース	屋内用サポート手すり
型式	PN-L80808	PN-L80809	PN-L80810	PN-L80811	PN-L80812	PN-L80815	PN-L80816
TAISコード	00980-000396	00980-000397	00980-000409	00980-000410	00980-000411	00980-000442	00980-000443
商品コード	991457	991458	991471	991472	991473	991520	991521

手すりをつなげて延ばせるので、
安心と生活がひろがります



<PN-L80801>	<PN-L80802>
<PN-L80803>	<PN-L80804>
<PN-L80805>	<PN-L80806>
<PN-L80807>	<PN-L80808>
<PN-L80809>	<PN-L80810>
<PN-L80811>	<PN-L80812>
<PN-L80815>	<PN-L80816>

組み合わせ診断ツール

測定して・入力のかんたん2ステップで結果がわかる

必要な手すり長さを入力すれば、このような情報が確認できます

- おすすめセット
- そのセットに必要なサブセット・ユニット
- それらの品番・希望小売価格
- 手すりが曲がる位置までの長さ

こちらからお試してください

QRコード

- <材質>
- ベース・下支柱: スチール
 - ジョイント・手すり芯材: アルミニウム
 - カーペット: 合成繊維 ● 平面部: ポリエチレン
 - 支柱カラー・ネジカバー: ポリアクリル樹脂
 - 手すり被覆部・ベース緑ゴム: 塩化ビニル樹脂
 - 上支柱: アルミニウム (らくらくダブルはスチール)
 - 支柱カバー・被覆 (回転連結支柱): エラストマー
 - サポート手すり (下支柱)、昇降手すり (下支柱、ひし掛け (芯材)) ベース: スチール
 - 昇降手すり (中支柱・上支柱)、サポート手すり (上支柱・手すり (芯材)): アルミニウム
 - 昇降手すり (ひし掛けカバー・支柱カラー・スライドカバー) サポート手すり (支柱カラー): ポリプロピレン
 - ベース緑ゴム: 塩化ビニル樹脂
 - マット: 表面ポリエステル・ポリエチレンコーティング、裏面アクリル樹脂
 - トイレサポート: ポリアクリルテレフタレート
- ※トイレ用ベース: 実際はマット付です。

<PN-L80809>	<PN-L80810>	<PN-L80811>	<PN-L80812>	<PN-L80815>	<PN-L80816>
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

サブセット構成一覧 (このまま単体でご使用いただけるタイプ)

記号	セットイメージ	品名	型式・TAISコード	手すり長さ	セット内容	商品コード
		屋内用	XPN-L80801	81cm	標準ベース	991393
					端支柱	991394
					端手すり	991395
		屋内用 1530 タイプ	XPN-L80802	153cm	標準ベース	991393
					端手すり×2	991395
					ミドルベース	991428
					回転連結支柱	991429
J		屋内用 面手すり 540タイプ	XPN-L80812	54cm	ミドルベース	991428
					面手すり	991457

※▼印で左右角度変更可能

記号	セットイメージ	品名	型式・TAISコード	手すり長さ	セット内容	商品コード
M		屋内用 らくらく ダブル	XPN-L80819	65cm	ベース6078	991471
					らくらくダブル右手すり	991472
					らくらくダブル左手すり	991473
P		屋内用 らくらく ダブル右	XPN-L80822	31cm	ベース6078	991471
					らくらくダブル右手すり	991472
R		屋内用 らくらく ダブル左	XPN-L80824	31cm	ベース6078	991471
					らくらくダブル左手すり	991473
Z		屋内用 サポート 手すり 630タイプ	XPN-L80850	63cm	PTイレ用ベース	991520
					屋内用サポート手すり	991521

※Zのベースは、PTイレ用ベースになります。

サブセット構成一覧 (組み合わせることでご使用いただけるタイプ)

記号	セットイメージ	品名	型式・TAISコード	手すり長さ	セット内容	商品コード
セットの両端で使うタイプ						
A		屋内用 930タイプ	XPN-L80803	93cm	標準ベース	991393
					端手すり	991395
					回転連結支柱	991429
B		屋内用 930タイプ +930	XPN-L80804	186cm	標準ベース	991393
					端手すり	991395
					回転連結支柱	991429
					手すり930	991430
C		屋内用 930タイプ +620	XPN-L80805	155cm	標準ベース	991393
					端手すり	991395
					回転連結支柱	991429
					手すり620	991431
D		屋内用 手すり 210	XPN-L80806	21cm	ミドルベース	991428
					端支柱	991394
E		屋内用 手すり 210 +930	XPN-L80808	114cm	ミドルベース	991428
					端支柱	991394
					手すり930	991430
F		屋内用 手すり 210 +620	XPN-L80809	83cm	ミドルベース	991428
					端支柱	991394
					手すり620	991431
K		屋内用 面手すり 540タイプ 片側アーム	XPN-L80813	69cm	ミドルベース	991428
					面手すり	991457
					アーム	991458
N		屋内用 らくらく ダブル 片側アーム	XPN-L80820	80cm	ベース6078	991471
					らくらくダブル右手すり	991472
					らくらくダブル左手すり	991473
					アーム	991458

記号	セットイメージ	品名	型式・TAISコード	手すり長さ	セット内容	商品コード
セットの両端で使うタイプ						
Q		屋内用 らくらく ダブル右 片側アーム	XPN-L80823	47cm	ベース6078	991471
					らくらくダブル右手すり	991472
					アーム	991458
S		屋内用 らくらく ダブル左 片側アーム	XPN-L80825	47cm	ベース6078	991471
					らくらくダブル左手すり	991473
					アーム	991458
T		屋内用 らくらくダブル 片側アーム +620	XPN-L80830	143cm	ベース6078	991471
					らくらくダブル右手すり	991472
					らくらくダブル左手すり	991473
					アーム	991458
U		屋内用 らくらくダブル 片側アーム +930	XPN-L80831	174cm	ベース6078	991471
					らくらくダブル右手すり	991472
					らくらくダブル左手すり	991473
V		屋内用 らくらくダブル 右片側アーム +620	XPN-L80834	109cm	ベース6078	991471
					らくらくダブル右手すり	991472
					アーム	991458
W		屋内用 らくらくダブル 右片側アーム +930	XPN-L80835	140cm	ベース6078	991471
					らくらくダブル右手すり	991472
					アーム	991458
X		屋内用 らくらくダブル 左片側アーム +620	XPN-L80836	109cm	ベース6078	991471
					らくらくダブル左手すり	991473
					アーム	991458
Y		屋内用 らくらくダブル 左片側アーム +930	XPN-L80837	140cm	ベース6078	991471
					らくらくダブル左手すり	991473
					アーム	991458
α		屋内用 サポート手すり 630タイプ 片側アーム	XPN-L80851	79cm	PTイレ用ベース	991520
					屋内用サポート手すり	991521
					アーム	991458


※αのベースは、PTイレ用ベースになります。

記号	セットイメージ	品名	型式・TAISコード	手すり長さ	セット内容	商品コード
セットの中間で使うタイプ						
G		屋内用 回転手すり 330	XPN-L80807	33cm	ミドルベース	991428
					回転連結支柱	991429
H		屋内用 回転手すり 330 +930	XPN-L80810	126cm	ミドルベース	991428
					回転連結支柱	991429
					手すり930	991430
I		屋内用 回転手すり 330 +620	XPN-L80811	95cm	ミドルベース	991428
					回転連結支柱	991429
					手すり620	991431


記号	セットイメージ	品名	型式・TAISコード	手すり長さ	セット内容	商品コード
セットの中間で使うタイプ						
L		屋内用 面手すり 540タイプ 両側アーム	XPN-L80814	85cm	ミドルベース	991428
					面手すり	991457
					アーム×2	991458
O		屋内用 らくらく ダブル 両側アーム	XPN-L80821	96cm	ベース6078	991471
					らくらくダブル右手すり	991472
					らくらくダブル左手すり	991473
					アーム×2	991458

※黄色の背景どうし、白の背景どうしはつなげられません。
 ※緑色の背景は、短い方の手すりが白色背景のサブセット、H・Iの長い方の手すりが黄色背景のサブセット、もしくはH・Iの短い手すりと組合せられます。
 ※▼印で左右角度変更可能、▼印で上下角度変更可能
 (らくらくダブルはベース外方向には角度変更できません)
 ※PTイレ用ベース：実際はマット付です。


左右角度変更



組合せ例



上下角度変更



手すり

特殊履台

特殊着付履品

床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

鳥排掃処理器

購入品(入浴)

購入品(排泄)

スムーディPトイレ用 / ラフィーネキューブ

介護保険対応 購入

パナソニック



スムーディ手すりと組み合わせて使う*
新しいポータブルトイレ
※単体でもお使いいただけます。

ポータブルトイレ P-キューブと組み合わせて使う* 新しい排泄シーンのご提案

- 安心** 移乗時の支えに使える安心感
- ADL・QOL配慮** ちょっと難して置いて使える
- ECO・SDGs** 不要になっても廃棄量が少ない



商品名	商品コード	メーカー品番	希望小売価格	重量
ラフィーネキューブ ラップタイプ プラスチック便座	ホワイト 224776 ブラウン 224777 木目 224778	PN-L30301W PN-L30301BR PN-L30301CH	88,550円(税込)	8.5kg
ラフィーネキューブ ラップタイプ ソフト便座	ホワイト 224779 ブラウン 224780 木目 224781	PN-L30302W PN-L30302BR PN-L30302CH	94,050円(税込)	8.8kg
ラフィーネキューブ ラップタイプ あたたか便座	ホワイト 224782 ブラウン 224783 木目 224784	PN-L30303W PN-L30303BR PN-L30303CH	105,050円(税込)	9.5kg
ラフィーネキューブ プラスチック便座(バケツ)	ホワイト 224785 ブラウン 224786 木目 224787	PN-L30401W PN-L30401BR PN-L30401CH	47,300円(税込)	8.2kg
ラフィーネキューブ ソフト便座(バケツ)	ホワイト 224788 ブラウン 224789 木目 224790	PN-L30402W PN-L30402BR PN-L30402CH	52,800円(税込)	8.5kg
ラフィーネキューブ あたたか便座(バケツ)	ホワイト 224791 ブラウン 224792 木目 224793	PN-L30403W PN-L30403BR PN-L30403CH	63,800円(税込)	9.2kg

●最大使用者体重: 100kg

消耗品	商品名	商品コード	メーカー品番	希望小売価格	備考
	ポータブルトイレ用処理袋(ラップ用)	224794	PN-L50102	4,730円(税込)	30回分
	ポータブルトイレ用凝固剤(ラップ用)	224795	PN-L50103	1,320円(税込)	60回分



つかい歩き仕様にする
とADL・QOLに
配慮しやすい

- ・「トイレがそばにあると嫌」に配慮
- ・つかい歩きできる能力の維持に配慮
- ・歩行車・車いすの邪魔になりにくく
離床環境づくりに配慮

ユニット構成

イメージ	①	②	③	④	⑤	⑥
品名	Pトイレ用 ベース	屋内用 サポート手すり	トイレ用 手すり	Pトイレ用 昇降手すり	トイレサポート	屋内用 アーム
型式	PN-L80815	PN-L80816	PN-L80814	PN-L80817	PN-L80818	PN-L80809
TAISコード	00980-000442	00980-000443	00980-000430	00980-000444	00980-000445	00980-000397
商品コード	991520	991521	991476	991522	991523	991458

サブセット構成 (そのまま単体完結で使うタイプ)

※ポータブルトイレは別売です。

イメージ	①	②	③	④	⑤	⑥
品名	Pトイレ用	Pトイレ用 片手すり	Pトイレ用 両手すり	Pトイレ用 片昇降手すり	Pトイレ用 両昇降手すり	Pトイレ用 片手すり/片昇降手すり
型式	XPN-L80838	XPN-L80839	XPN-L80840	XPN-L80841	XPN-L80842	XPN-L80843
TAISコード	00980-000446	00980-000447	00980-000448	00980-000449	00980-000450	00980-000451
組合せ	①②⑤	①②③⑤	①②③③⑤	①②④⑤	①②④④⑤	①②③④⑤

サブセット構成 (スムーディ屋内用と連結して使うタイプ)

※ポータブルトイレは別売です。

イメージ	①	②	③	④	⑤
品名	Pトイレ用 片側アーム	Pトイレ用 片側アーム	Pトイレ用 片昇降手すり 片側アーム	Pトイレ用 両昇降手すり 片側アーム	Pトイレ用 片手すり/片昇降手すり 片側アーム
型式	XPN-L80844	XPN-L80845	XPN-L80847	XPN-L80848	XPN-L80849
TAISコード	00980-000452	00980-000453	00980-000455	00980-000456	00980-000457
組合せ	①②⑤⑥	①②③⑤⑥	①②④⑤⑥	①②④④⑤⑥	①②③④⑤⑥

イメージ	①	②	③	④
品名	Pトイレ用 片手すり 1580タイプ	Pトイレ用 片手すり 1890タイプ	Pトイレ用 片昇降手すり 1580タイプ	Pトイレ用 片昇降手すり 1890タイプ
型式	XPN-L80852	XPN-L80853	XPN-L80854	XPN-L80855
TAISコード	00980-000460	00980-000461	00980-000462	00980-000463
組合せ	①②③⑤⑥ F	①②③⑤⑥ E	①②④⑤⑥ F	①②④⑤⑥ E

- 〈材質〉
- ベース・支柱: スチール
 - ひじ掛け・支柱カラー: ポリプロピレン
 - マット: 表面ポリエステル・ポリエチレン
コーティング、表面アクリル樹脂
 - 支柱カバー: エラストマー
- ※①Pトイレ用ベース: 実際はマット付です。
※組合せ欄の [E・F] はP.45をご参照
ください。

(XPN-L80838)	(XPN-L80839)
(XPN-L80840)	(XPN-L80841)
(XPN-L80842)	(XPN-L80843)
(XPN-L80844)	(XPN-L80845)
(XPN-L80847)	(XPN-L80848)
(XPN-L80849)	(XPN-L80852)
(XPN-L80853)	(XPN-L80854)
(XPN-L80855)	

スムーディ〈トイレ用〉

パナソニック **A B C D E**

タイプ	型式	商品コード	TAISコード
片手すり	XPIN-L80833	759555	00980-000432
両手すり	XPIN-L80832	759560	00980-000431

清潔・安心、消臭剤入り
樹脂製ベースカバー

スムーディ

- 寸法：幅70×奥行50cm
 - ベース厚さ：1.2cm
 - 高さ：55～70cm（2.5cm刻み 7段階）
 - 重量：片手／12.8kg、両手／15.3kg
- <材質>
- ひじ掛け・支柱カラー：ポリプロピレン
 - ベース・上支柱・下支柱：スチール
 - ベースカバー・穴ふさぎ・支柱カバー：エラストマー



最小55cm
（小柄・円背のケース）

最大70cm
（大柄なケース）



袖リモンコン操作やトイレ横の掃除がしやすい支柱カバー

汚れも拭けて清潔

つまずき、すべりに配慮

〈片手すり〉



〈両手すり〉



フィットレストⅡ

パラマウントベッド **A B C D E**

型式	商品コード	TAISコード
KQ-321	758870	00170-000961

- 寸法：幅69～72（無段階）×奥行55cm
- 高さ：55～70cm（3cm刻み 6段階）
- 重量：13kg ●最大使用者体重：100kg

- <材質>
- アームレスト：発泡ウレタン
 - 脚：ポリプロピレン
 - フレーム：スチール製（電着・粉体塗装仕上げ）
 - 連結アーム：スチール（電着・粉体塗装仕上げ）
 - アジャスター：スチレンゴム
 - ノブボルト：ABS樹脂、ステンレス

Fit rest Ⅱ
フィットレストⅡ

- 使いやすい
様々な使い方に対応するアームレスト
- 移乗しやすい
アームレストのスライド調節とはねあげが可能
- 設置しやすい
工具不要で、前側からの固定が可能



アットグリップ トイレサポート

アロン化成 **A B C D E**

タイプ	型式	商品コード	TAISコード
片側はねあげタイプ	H-S	759285	00221-000577
両側はねあげタイプ	H-T	759290	00221-000578

- サイズ：幅66×奥行47×高さ56～65cm
 - 重量：H-S／約11.8kg、H-T／約14.6kg
- <材質>
- 木製ひじ掛け：ラバーウッド無垢材
 - 支柱・ベースプレート：スチール
 - 支柱カバー：ポリエチレン
 - 専用マット：ポリエステル・ポリウレタン

どんな便器にも、
トイレ環境にも置ける
「置くだけ」タイプ



横からのアプローチに便利な
はね上げひじ掛け



床面調整シートでプレートの横滑りを防止。従来よりも設置可能なトイレが増えます。



床面調整シート



床面調整シート

商品コード	219557
型式	533-069
希望小売価格	2,970円（税込）

〈H-S〉



〈H-T〉



※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

鳥糞処理装置

購入品（入浴）

購入品（排泄）

たちあっぷ540

矢崎化工 **A B C D E**

商品名	型式	商品コード	TAISコード
両手すり	CKH-03	759601	00055-000300
片手すり	CKH-04	759602	00055-000301

- 手すり間口:両手すり/53.7cm
- 手すり高さ:97~134cm
- ベース:78×74.5cm
- 重量:両手すり/34.4kg、片手すり/28.3kg

<材質>

- ベース部:ステンレス
- 手すり部:イレクター・アルミ合金(ジョイント)
- マット:プラスチック

水平な手すりで、安心して昇降動作が可能になります



両手すり

片手すり

※片手すりは左右対応できます。

〈両手すり〉

〈片手すり〉

レッツバー

パラマウントベッド **A B C D E**

商品名	タイプ	型式	商品コード	TAISコード
レッツバー 玄関用手すり 片手	ロータイプ	KQ-9501L	758885	00170-001053
	ハイタイプ	KQ-9501H	758895	00170-001055
レッツバー 玄関用手すり 両手	ロータイプ	KQ-9502L	758890	00170-001052
	ハイタイプ	KQ-9502H	758900	00170-001054

- 対応あがりかまち高さ:ロータイプ 0~20cm、ハイタイプ 20~40cm
- 手すり間ピッチ:両手タイプ/51.5cm
- サイズ:ベース部分/80.5×56cm
- 手すり上部/ロータイプ 96~106cm(2.5cm間隔 5段階)、ハイタイプ 116~126cm(2.5cm間隔 5段階)
- 手すり下部/ロータイプ 80~90cm(2.5cm間隔 5段階)、ハイタイプ 90~100cm(2.5cm間隔 5段階)
- 重量:片手タイプ/ロータイプ 24.2kg、ハイタイプ 24.7kg
- 両手タイプ/ロータイプ 29.2kg、ハイタイプ 30.2kg
- 最大使用者体重:100kg



両手タイプ

〈片手ロータイプ〉

〈片手ハイタイプ〉

〈両手ロータイプ〉

〈両手ハイタイプ〉

商品名	タイプ	型式	商品コード	TAISコード
レッツバー 手すり 片手	ロータイプ	KQ-9531L	758920	00170-001058
	ハイタイプ	KQ-9531H	758930	00170-001059
レッツバー 手すり 両手	ロータイプ	KQ-9532L	758915	00170-001047
	ハイタイプ	KQ-9532H	758925	00170-001048

- 対応あがりかまち高さ:ロータイプ 3~36cm、ハイタイプ 36~54cm
- 手すり間ピッチ:両手タイプ/56cm
- サイズ:ベース部分/80×87cm
- 手すり上部/ロータイプ 88~126cm(支柱:5cm間隔 5段階)(手すり:4.5cm間隔 5段階)
- ハイタイプ 106~144cm(支柱:5cm間隔 5段階)(手すり:4.5cm間隔 5段階)
- 手すり下部/ロータイプ・ハイタイプ 70~90cm(支柱:5cm間隔 5段階)
- 重量:片手タイプ/ロータイプ 29kg、ハイタイプ 29.4kg
- 両手タイプ/ロータイプ 36.4kg、ハイタイプ 37.2kg
- 最大使用者体重:100kg



両手タイプ

〈片手ロータイプ〉

〈片手ハイタイプ〉

〈両手ロータイプ〉

〈両手ハイタイプ〉

レッツバー コンパクト

パラマウントベッド **A B C D E**

商品名	タイプ	型式	商品コード	TAISコード
レッツバー コンパクト 玄関用手すり 片手	ロータイプ	KQ-9511L	759030	00170-001186
	ハイタイプ	KQ-9511H	759040	00170-001188
レッツバー コンパクト 玄関用手すり 両手	ロータイプ	KQ-9512L	759035	00170-001187
	ハイタイプ	KQ-9512H	759045	00170-001189

- 対応あがりかまち高さ:ロータイプ 0~20cm、ハイタイプ 20~40cm
- 手すり間ピッチ:両手タイプ/47.5cm
- サイズ:ベース部分/69.5×56cm
- 手すり上部/ロータイプ 96~106cm(2.5cm間隔 5段階)、ハイタイプ 116~126cm(2.5cm間隔 5段階)
- 手すり下部/ロータイプ 80~90cm(2.5cm間隔 5段階)、ハイタイプ 90~100cm(2.5cm間隔 5段階)
- 重量:片手タイプ/ロータイプ 22kg、ハイタイプ 22.5kg
- 両手タイプ/ロータイプ 27kg、ハイタイプ 28kg
- 最大使用者体重:100kg



片手タイプ

※片手タイプの手すりは端・中央に設置できます。

〈片手ロータイプ〉

〈片手ハイタイプ〉

〈両手ロータイプ〉

〈両手ハイタイプ〉

あがりかまち用たちあっぷ

矢崎化工

型式	商品コード	TAISコード
CKE-01-1	758380	00055-000109

A B C D E

- 手すり間口:51.6cm
- 手すり高さ:80~85cm
- ベース:77.3×55.1cm
- 重量:32.8kg



たちあっぷ540

矢崎化工

型式	商品コード	TAISコード
CKH-01	758440	00055-000127

A B C D E

- 手すり間口:53.7cm
- 手すり高さ:104~139cm
- ベース:78×74.5cm
- 重量:34.7kg



在庫限定

歩行補助つえの 高さ調節のポイント

- 大腿骨 大転子の高さ ● 立位で腕を垂直におろしたときの手首の高さ ● (身長 ÷ 2) + 3cmの高さ
 - つえ先を足先の15cm前外側についたときに肘を30度程曲げた高さ
- ※ 身体の状況、つえの種類により専門家へご相談ください。

やわらGELグリップ4点杖

シナノ

カラー	商品コード	TAISコード
ボルドー	754410	01436-000007
ネイビー	754405	
ブラック	754400	

- 長さ: 75~90cm (2.5cmピッチ)
- 重量: 約0.38kg ● ベース: 10.5×12.4cm
- 材質: グリップ / PP+エラストマー、シャフト / 耐食アルミ
脚部 / GF強化ナイロン樹脂
- 先ゴム: PP-27



トール 超軽量タイプ 適応身長 146~176cm



非課税

軽い、疲れにくい、
スタイリッシュ
これからの4点杖のカタチ



脚裏



ボルドー

ネイビー

ブラック


かる楽4点杖360 スマートガード

シナノ

屋内	屋外
A B C D E	A B C D E

商品コード 754395 TAISコード 01436-000006

- 長さ: 65~90cm (2.5cmピッチ)
- 重量: 約0.53kg ● ベース: 9.6×9.6cm
- 材質: グリップ / カーボン+発泡ゴム (シリコン製グリップカバー付)
シャフト / カーボン、脚部 / ナイロン樹脂
- 先ゴム: PP-10-16mmAV



手のひらの
痛みを和らげる
ソフトグリップ搭載

スマートガード

支柱が360° (前後左右) 可動し、路面に接地しやすく、あらゆる傾斜に対応。さらに傾斜角度を12°に制限することで、可動式4点杖特有の不安定さを軽減しました。

ボルドー



非課税

SOFT-G カーボン4点杖

シナノ

屋内	屋外
A B C D E	A B C D E

商品コード 754390 TAISコード 01436-000005

- 長さ: 65~90cm (2.5cmピッチ)
- 重量: 約0.48kg ● ベース: 14.5×21cm
- 材質: グリップ / カーボン+発泡ゴム (シリコン製グリップカバー付)
シャフト / 脚部 / カーボン
- 先ゴム: PP-10-16mmAV

超軽量、だけど強靱な
カーボン製

取り替え可能で清潔な
シリコン製
グリップカバー付



ソフトグリップ
単品でもお買い求めいただけます。



ダークブルー

非課税

楽スマ スリーベース マックス

ケイ・ホスピア

屋内	屋外
A B C D E	A B C D E

商品コード R-301 754420 TAISコード 00875-000015
R-302 754425

- 長さ: 約74~95cm ● 重量: 約0.48kg
- ベース: 最大幅15cm
- 材質: グリップ / カルブ PP / エラストマー
シャフト / アルミ合金、先ゴム / 合成ゴム

大柄な方、
より安定感を
求める方に



R-302

R-301

非課税

楽スマ スリーベース

ケイ・ホスピア


屋内	屋外
A B C D E	A B C D E

商品コード R-102 754355 TAISコード 00875-000013
R-103 754360

- 長さ: 約67~88cm ● 重量: 約0.32kg
- ベース: 最大幅11.5cm
- 材質: グリップ / カルブ PP / エラストマー
シャフト / アルミ合金、先ゴム / 合成ゴム

一本杖と
変わらない
超軽量

約320gの超軽量



R-102

R-103

非課税

オールニーズクラッチ

ケイ・ホスピア

屋内	屋外
A B C D E	A B C D E

商品コード R01021R 754380 TAISコード 00875-000009
R01021L 754385

- 長さ: 71~101cm ● 重量: 0.81kg ● 耐荷重: 150kg
- 材質: シャフト / アルミ合金
グリップ / ソフト樹脂

左右のグリップが
選択可能
あなたに合った
タイプを選べます



O型カフ
レッド
右用手

O型カフ
ブラック
左用手

非課税

合わせてパッチンDX

日進医療器

屋内	屋外
A B C D E	A B C D E

商品コード TY156DX-L 754340 TAISコード 00175-000402
TY156DX-M 754345 TAISコード 00175-000403

- 長さ (全長): L / 122.5~142.5cm、M / 108.5~128.5cm
- 長さ (脇あて〜握り): L / 35.2~53.95cm、M / 32.7~47.7cm
- 重量: L / 約0.99kg、M / 約0.91kg
- 材質: 側弓・伸展棒 / アルミニウム合金製 アルマイト仕上げ
脇あて・握り部 / エラストマー、先ゴム / 合成ゴム

濡れた路面や床面での危険を軽減!
「あっ、アブナイ!!」を防ぎます



1本

非課税

※ 介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

※ トールマークは身長170cm以上の方にもお使いいただける商品です。

アルコール SK型 / SK型ミニ パーキングロック付

星光医療器製作所 屋内 A B C D E 屋外 A B C D E

商品名	商品コード	TAISコード
アルコールSK型	742741	00125-000106
アルコールSK型ミニ	742742	00125-000107

- サイズ: SK型 / 幅53×奥行57.5×高さ79~106cm
SK型ミニ / 幅50×奥行51.5×高さ75~102cm
- 重量: SK型 / 14.1kg、SK型ミニ / 13.8kg
- 材質: スチール ●最大使用者体重: 80kg



アルコールSK型シリーズに
パーキングロック機能を搭載

〈アルコールSK型〉

非課税

〈アルコールSK型ミニ〉

非課税

おすすめポイント アルコールSK型シリーズ パーキングロック付

パーキングロック有り


●アルコールSK型
パーキングロック付
歩行車が動かないように
ロックでき、介助に
専念できます。

パーキングロック無し

●アルコールSK型
歩行車の保持と介助
を同時にする必要があります。

ロックは操作がしやすいレバー式で、
簡単に本体を固定できます。

パーキングロック機構



レバーを手前に
引くだけで、簡単に
固定できます。
レバーを戻せば、
ロックが解除され
れます。

アルコールウィット-T (抵抗器付)

星光医療器製作所

幅78cm以上の廊下で回転することができる
コンパクトタイプの折りたたみ歩行車に、
抗菌マット仕様が登場

屋内 A B C D E 屋外 A B C D E

商品コード	TAISコード
742685	00125-000094

- サイズ: 全幅51.5×奥行57×
高さ87.5~107.5cm (6段階)
- 重量: 13kg
- 材質: スチール
- 最大使用者体重: 80kg

在宅に馴染む
あたたかみのある
やさしい色合い



キャスター径
10cm

折りたたみ時

折りたたみ歩行器アルコール1S型もご用意しております。

非課税

コンパクトサイドケイン

幸和製作所

商品コード	TAISコード
742375	00030-000151

- サイズ: 全幅22.5×奥行27~33.5×
高さ70~85cm (5ポジション)
- 重量: 1.3kg
- 材質: アルミニウム合金
- 折りたたみ奥行: 16.5cm
- 最大使用者体重: 100kg

用途いろいろ

片麻痺の方の安定した歩行に!
立ち上がりの補助に!



非課税

Friend α / Friend α plus

ウェルパートナーズ

屋内 A B C D E 屋外 A B C D E



型式	商品コード	TAISコード
WF-1a-0	742738	01009-000045

キャスター径
前輪 20cm
後輪 18cm

〈段差乗り越えキャスター付〉

型式	TAISコード
WFP-1a-0	01009-000047

段差乗り越え キャスター	商品コード
	742340

- サイズ: 幅51×奥行64.5×
高さ76~96cm
- 座面高: 46cm
- 重量: Friend α / 8.5kg
Friend α plus / 9.2kg
- 材質: アルミ
- 折りたたみ奥行: 47.5cm
- 最大使用者体重: 100kg



WF-1a-0 (オレンジ)

WFP-1a-0 (オレンジ)

大きな前腕支持で楽々歩行
ブレーキバーは左右連動タイプ

〈WF-1a-0〉

〈WFP-1a-0 (段差乗り越えキャスター付)〉



段差乗り越え
キャスター

Friend II α / Friend II α plus

ウェルパートナーズ

屋内 A B C D E 屋外 A B C D E



型式	商品コード	TAISコード
WF-2a-BL	742739	01009-000046

キャスター径
前輪 20cm
後輪 18cm

〈段差乗り越えキャスター付〉

型式	TAISコード
WFP-2a-BL	01009-000048

段差乗り越え キャスター	商品コード
	742340

- サイズ: 幅55.5×奥行67.5×
高さ91.5~115cm
- 座面高: 50cm
- 重量: Friend II α / 9.5kg
Friend II α plus / 10.2kg
- 材質: アルミ
- 折りたたみ奥行: 47.5cm
- 最大使用者体重: 100kg



WF-2a-BL (オーシャンブルー)

WFP-2a-BL (オーシャンブルー)

高身長の方にオススメ
上半身をあげて楽々歩行

〈WF-2a-BL〉

〈WFP-2a-BL (段差乗り越えキャスター付)〉



段差乗り越え
キャスター



PARAMOUNT BED

あなたらしいスタイルを応援します。

室内用歩行器

Avance

アヴァンス

使いやすい機能を、暮らし彩るカラーリングでお届けします。

パラマウントベッドの歩行器・アヴァンスは、MとLの2サイズを設定。それぞれ6段階の高さ調節機能を備えることで、利用者様の身長に合わせられます。また、使い方に合わせられるように、脚部が異なる4タイプを用意しています。



ピックアップ型 PA型 (直進固定キャスター付き) PB型 (360°自在キャスター付き) PD型 (360°自在キャスター+ソリ脚付き)



ひとりひとりに合わせやすい


※高さの合わせ方の目安です。必ず専門家にご相談ください。

歩行器の高さの合わせ方の目安

大転子の高さ

または 身長*÷2+(2~3cm)

*円背のある方は、地面から頭の高さ。



セット内容

本体

グリップ内寸 (35.0cm) グリップ内寸 (40.2cm)

高さ 70.0~82.7cm 高さ 79.5~92.2cm

6段階調節 (2.54cmずつ) 6段階調節 (2.54cmずつ)

全幅 49.5~50.5cm 全幅 55.5~56.5cm

奥行 36.0~36.9cm 奥行 41.0~41.9cm

ピックアップ型 Mサイズ ピックアップ型 Lサイズ

脚部セット

PA型 PB型 PD型

前輪 後脚 前輪 後脚 前輪 後脚

直進固定キャスター 荷重がかかると作動するストッパー付き 360°自在キャスター 荷重がかかると作動するストッパー付き 360°自在キャスター 歩行時に適度な揺れがかかるソリ脚

室内用歩行器 アヴァンス

パラマウントベッド



	商品名	商品コード	型式	TAISコード	重量
固定	アヴァンス M	742761	KZ-327100	00170-001736	2.5kg
	アヴァンス L	742762	KZ-327200	00170-001739	2.7kg
PAセット	アヴァンス M-PA	742763	KZ-327110	00170-001737	2.8kg
	アヴァンス L-PA	742764	KZ-327210	00170-001740	3.0kg
PBセット	アヴァンス M-PB	742765	KZ-327120	00170-001738	3.4kg
	アヴァンス L-PB	742766	KZ-327220	00170-001741	3.6kg
PDセット	アヴァンス M-PD	742774	KZ-327130	00170-001770	3.2kg
	アヴァンス L-PD	742775	KZ-327230	00170-001771	3.4kg

- サイズ：固定 アヴァンス M 全幅49.5~50.5×奥行36~36.9×高さ70~82.7cm (6段階)
- アヴァンス L 全幅55.5~56.5×奥行41~41.9×高さ79.5~92.2cm (6段階)
- PAセット アヴァンス M-PA 全幅49.5~50.5×奥行36~36.9×高さ75.3~88cm (6段階)
- アヴァンス L-PA 全幅55.5~56.5×奥行41~41.9×高さ84.8~97.5cm (6段階)
- PBセット アヴァンス M-PB 全幅49.5~50.5×奥行36~36.9×高さ77.2~89.9cm (6段階)
- アヴァンス L-PB 全幅55.5~56.5×奥行41~41.9×高さ86.7~99.4cm (6段階)
- PDセット アヴァンス M-PD 全幅49.5~50.5×奥行41.5~42.4×高さ77.1~89.8cm (6段階)
- アヴァンス L-PD 全幅55.5~56.5×奥行46.5~47.4×高さ86.5~99.2cm (6段階)
- 折りたたみ幅：12cm
- 最大使用者体重：80kg
- 材質：アルミ、スチール

〈固定〉 〈PAセット〉

非課税 非課税

〈PBセット〉 〈PDセット〉

非課税 非課税

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。 ※**トル**マークは身長170cm以上の方にもお使いいただける商品です。

- 特殊寝台
- 特殊寝台付属品
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 徘徊感知機器
- 手すり
- 歩行補助つえ
- 歩行器
- 車いす
- 車いす付属品
- スロープ
- 移動用リフト
- 自動排泄器
- 購入品(入浴)
- 購入品(排泄)



しっかり支えられる。生活が広がる。



肘がずれにくく、上体を安定させやすい。

室内用
歩行器

pasola

パソラ

室内用歩行器 パソラ

パラマウントベッド

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

キャスター径
10cm

型式 商品コード
KZ-326100 742760

TAISコード 00170-001734

●サイズ：全幅63.7×奥行66.8cm
高さ78～105cm
●重量：12kg ●最大使用者体重：80kg

非課税

パソラのおもな特長



肘をホールドする形状で、
上体が安定しやすくなります。



後輪の間隔を広くして
安定性を高め、足元により
広い空間を確保しています。



利用者様に合わせて、
車輪の回転しやすさを
調節できます。



スタッキング
できるので、
収納スペースを
節約できます。



後輪

カバー付きで、家具や壁などの
接触に配慮しています。



高さ
105.0cm
(最上段)
78.0cm
(最下段)

全幅(前)30.0cm

奥行
66.8cm

全幅(後)63.7cm

ガススプリング方式で、
アームレストの高さ調節が簡単
におこなえます。



グリップはハの字型で、
手首の角度に
合わせています。



PARAMOUNT BED

コンテと一緒に出かけよう。

歩行車

Conte

コンテ



歩行器



あなたの「お出かけしたい」
気持ちに応えます。

軽量・
コンパクト

支持基底面
が広い

便利な
大容量
バッグ

歩行車 コンテ

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード	キャスター径
KZ-325001	742747	00170-001661	14.5cm

- サイズ：全幅59×奥行59×全高82.5～93.5cm
- 重量：4.6kg
- 材質：本体/アルミ、袋/ポリエステル
- 最大使用者体重：75kg

トール

安定性と使いやすさを両立した歩行車です。

手元ブレーキ+駐車ブレーキ付き

ガードカバー

軽量コンパクトで
あつかいやすい

4.6kgの軽さとコンパクトなサイズを実現。

杖ホルダー

便利な大容量バッグ

容量10Lのバッグは取り外しができて、洗濯も可能です。側面にはドリンクなどの小物を収納できるポケットがついています。また後輪側にも容量7Lのバスケットを用意しています。



支持基底面が広く
安定性が高い

後輪側のフレームの間隔を広げることで安定性が高く、足もとのスペースも広く見通しの良い設計です。



折りたたんで
自立可能

バッグをつけたまま折りたたみ、そのまま自立可能です。



前輪は双輪で安定性が高い

前輪は直径14.5cmの双輪キャスターで、旋回するときの安定性を高めています。

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

手すり

歩行補助具

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

鳥糞処理装置

購入品 入浴

購入品 排泄



PARAMOUNT BED

天気の良い日は
マルシェでお出かけ。



歩行車

Marcher

マルシェ



歩行車 マルシェ

パラマウントベッド



型式	商品コード	TAISコード
KZ-328100	742767	00170-001752

- サイズ: 全幅57.5×全長67cm
- 座面高: 53cm
- ハンドル高さ: 77.5~95cm (8段階調節)
- 重量: 6.1kg
- 折りたたみ幅: 25.5cm
- 材質: アルミ・PU
- 最大使用者体重: 100kg
- 付属品: 収納バスケット



握りやすい押しハンドル

握りやすく、前方に滑りにくい形状を採用。ハンドルの高さは、利用者様に合わせて8段階に調節できます。




操作しやすいブレーキレバー

操作しやすい大型のブレーキレバーを採用。ブレーキレバーを押し下げると後輪カスターがロックされます(駐車ブレーキ機能)。



広い支持基底面

フレームの前方を広げて支持基底面を広くすることで、安定性を高められるよう配慮した設計です。



マルシェで、もっと
あなたの暮らしを広げましょう。



収納バスケット



容量5.3リットル、質量5kgまで対応。

休息できる座面

ゆったりと座って休息できる座面を設けています。



便利な折りたたみ

収納バスケットを外すことなく、簡単に折りたたむことができます。玄関などに置きやすいように、折りたたんだ状態で自立も可能です。





PARAMOUNT BED

あなたらしい
おでかけに。

カーボン
フレーム
歩行車



Reich

ライヒ

安定性に配慮した幅広設計。なのに、軽い。
外出がもっとうれしくなる頼れる一台です。



1 押し手ハンドル

滑りにくく暖かみのあるコルク素材を採用。握りやすい身体を支えやすい形状です。ハンドルの高さは、ハイタイプで9段階、ロータイプで5段階に調節できます。

2 手元ブレーキ

操作しやすい大型のブレーキレバーを採用。ブレーキレバーを押し下げると後輪キャスターがロックされます(駐車ブレーキ機能)。



広い支持基底面

全幅62cm、ゆったりとしたサイズです。車輪の間隔が広く支持設計です。

カーボンフレーム

スタイリッシュな黒を基調としたカーボン素材を採用。丈夫な設計ながら、5.8kgの軽量を実現しています。



1 キャスター

直径20.0cmの大径キャスターを採用。幅も3.2cmのワイドタイプです。

2 スローダウンブレーキ

利用者に合わせてキャスターの回りやすさを調節できるスローダウンブレーキが付いています。必要なときには、レバーで簡単にON/OFFを切り替えられます。

3 段差乗り越えバー

段差乗り越えバーが付いています。足で踏んで前輪を浮かせることで段差を乗り越えやすくなります。



1 座面

幅が広い設計で、座面に座る際に背面を支えるベルトが付いています。

2 バックレスト

座面に座る際に背面を支えるベルトが付いています。



収納バスケット

お買い物にも便利な収納バスケットを装備、容量は10.6リットル、質量5kgまで対応します。スマートフォンなど入れられる、ファスナー付きポケットも付いています。



リフレクター

さまざまな方向から見えるように、前後左右の計8カ所にリフレクター(反射板)が付いています。



折りたたみ

簡単に折りたため、しっかりとロックできます。玄関などに置きやすいように、折りたたんだ状態で自立も可能です。

カーボンフレーム歩行車 ライヒ


パラマウントベッド

屋内	A	B	C	D	E	※ハイタイプのみ ※ハイタイプ のみ キャスター径 20cm
屋外	A	B	C	D	E	

タイプ	型式	商品コード	TAISコード
ハイタイプ	KZ-329100	742768	00170-001753
ロータイプ	KZ-329200	742769	00170-001754

- サイズ: 全幅62×全長66cm
- ハンドル高さ: ハイタイプ/81~103cm (9段階調節)
ロータイプ/76~88cm (5段階調節)
- 座面高: ハイタイプ/62cm、ロータイプ/54cm
- 重量: 5.8kg ●折りたたみ幅: 22cm
- 材質: カーボン・アルミ・PU 他 ●最大使用者体重: 150kg
- 付属品: 収納バスケット・スローダウンブレーキ・ステッキホルダー

〈ハイタイプ〉



〈ロータイプ〉



※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

※マークは身長170cm以上の方にもお使いいただける商品です。



PARAMOUNT BED




サービスコード (歩行器) 介護給付:171009 / 予防給付:671009

レッツウォーク

いす付 歩行車
KQ-181背の高い方から
低い方まで、
この一台で。

折りたたみ時

パラマウントベッドならではの扱いやすさで、
ご高齢者の歩行をサポートします。

いす付 歩行車

レッツウォーク パラマウントベッド

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

型式	商品コード	TAISコード
KQ-181	742635	00170-001348

キャスター径
18cm

- サイズ: 全幅54×全奥行66~71×全高(背もたれ高さ)74.5~82cm
- ハンドル高さ: 73~93cm (6段階調節)
- 座面高さ: 47.5~55cm (4段階調節)
- 折りたたみ奥行: 45cm ●重量: 6.9kg
- 材質: フレーム/アルミニウム
背クッション/NBR (ニトリゴム)
バッグ/ナイロン、座面/塩化ビニル
- バッグ内寸: 幅30×奥行23×深さ23cm
- バッグ最大積載重量: 5kg
- 最大使用者体重: 100kg

扱いやすさを、さらに追求しました。

- 部品数が少なく、工具を使わずに約2~3分で組み立てられます。
- 折りたたむ際に収納バッグを外さなくていいので、紛失を防げます。
- フレームや収納バッグの水抜けが良く、洗浄・乾燥がより短時間で済みます。

身長に合わせて使いやすい
高さに調整できます。軽くコンパクトなので
取り回しがラクです。大容量の収納バッグは
お買い物にも便利です。フィンのキャスターで、
スムーズに進みます。お出掛けが楽しくなる
爽やかなカラーです。ARUKO
STELLA

スタイリッシュな屋外用歩行車。

日常のあらゆるシーンでの使用を想定した、安心で便利な機能が満載です。
4段階の抵抗調整が可能な新型CONPAL2採用モデルもラインナップ。

アルコーステラ


星光医療器製作所

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E


商品名	商品コード	TAISコード	重量	キャスター径
アルコーステラ	742770	00125-000110	8kg	20cm
アルコーステラ 抑速ブレーキ付	742771	00125-000111	9.2kg	18cm
アルコーステラ トレイ付	742772	00125-000112	8.9kg	
アルコーステラ 抑速ブレーキ・トレイ付	742773	00125-000113	10.1kg	

- サイズ: 幅52.9×奥行64.1cm
- 高さ: 77.2~88.9cm (プッシュボタン式 12段階調節 (脚部3段階+グリップ部4段階))
- 座面高さ: 45~50cm (3段階調節)
- 折りたたみ幅: 51cm (自立可)
- 材質: アルミニウム
- 最大使用者体重: 100kg

(抑速ブレーキ付)



(トレイ付)



(抑速ブレーキ・トレイ付)



折りたたみ時

<p>3段階の座面高さ調節が可能</p> <p>座面の高さは、45cm・47.5cm・50cmの3段階に調整が可能。</p>	<p>買い物カゴを載せることが可能</p> <p>スーパーやコンビニなどで座面の上に買い物カゴを載せることが可能。(脱落防止フック付)</p>	<p>買い物袋を掛けられるフック付き</p> <p>グリップ前方のフックには買い物袋を掛けることが可能。</p>	<p>視認性に優れたパーツ配色</p> <p>●後輪 (テッピングパーツ)</p> <p>●収納バッグ</p> <p>【後輪】テッピングパーツによる歩行時の足への干渉をケア。 【収納バッグ】収納物の視認性を向上。</p>	<p>丈夫で安定感の高い楕円パイプ</p> <p>安定性の高い楕円パイプフレームの採用で、グラツキたわみを軽減。</p>	<p>CONPAL2 (抑速機能) を採用</p> <p>静音性が向上し、抵抗の4段階調整が可能になった新型CONPAL2を採用。 ※抑速ブレーキ仕様のみ</p>	<p>屋内での使用時に便利なトレイ</p> <p>屋内での使用の際、配膳などに便利なオプショントレイを搭載。 ※トレイ付き仕様のみ</p>
--	---	--	--	--	---	---



PARAMOUNT BED

軽く、使いやすく、
スタイリッシュ。

操作性、安全性、デザイン。
そのすべてを追求した1台です。



GEMINO

折りたたみ式歩行車 ジェミノ



ジェミノ

パラマウントベッド

サイズ	型式	商品コード	TAISコード
L	KZ-325200	742734	00170-001646
M	KZ-325100	742733	00170-001643



カスター径 **20cm**

〈スローダウンブレーキ付〉

サイズ	型式	TAISコード
L	KZ-325210	00170-001647
M	KZ-325110	00170-001644

〈抑速ブレーキ付〉

サイズ	型式	TAISコード
L	KZ-325221	00170-001762
M	KZ-325121	00170-001761

※Lサイズのみ

スローダウン ブレーキカスター	型式	商品コード
	KZ-C29007	746055

- サイズ：全幅60×奥行65cm
- 高さ：L/78~100cm、M/69~88cm
- ハンドル高さ：L/78~100cm (15段階調節)
M/69~88cm (13段階調節)
- 座面高：L/62cm、M/55cm
- 折りたたみ幅：25cm (自立可)
- 重量：L/7.5kg、M/7.3kg (バックレストと収納バスケット含む)

抑速ブレーキ カスター	型式	商品コード
	KZ-329005	746140

- 前輪回転 (首振り)：360度
- 材質：フレーム/アルミニウム
- バスケット積載量：5kg
- 最大使用者体重：L/150kg、M/130kg
- 適応身長：L/155~200cm
M/135~165cm

〈スローダウンブレーキ付〉



〈抑速ブレーキ付〉



1 押し手ハンドル

握りやすく滑りにくく、体を支えやすい独自の形状を採用。段差などにつまずいて、前のめりになった時も、手元が滑りにくいので安心です。ハンドルの高さは、Mサイズで13段階、Lサイズで15段階に調節できます。支柱には目盛りが付いているので、身長に合わせて細かく調節できます。

7 手元ブレーキ

操作しやすい大型のブレーキレバーを採用。ブレーキレバーを下方に下げると、後輪カスターをロックする駐車ブレーキとしても利用できます。

2 座面

座って休憩できる座面を設けています。歩くときには足元が確認できるように、視認性の高いメッシュシートを使用しています。

8 リフレクター

フレームの前後左右の計6カ所にリフレクター (反射板) を設置。安全性に配慮しています。

3 フレーム

フレームは軽量のアルミを使用。表面にはキズやサビが付かない硬質アルマイト処理を施しています。

9 収納バスケット

メッシュ素材を使用することで、前方足元の視認性にも配慮しています。バスケットは簡単に着脱でき、2本のグリップが付いているほか、内側には小物の収納に便利なポケットも付いています。

4 カスター

屋外でもスムーズに進めるように、四輪すべてに直径20cmの大径カスターを採用。幅も3.6cmのワイドタイプなので溝などに落ちにくい仕様です。

10 サイドデフレクター

後輪がドアや路面の異物と接触することを避けるためサイドデフレクターを備えています。

5 段差乗り越えバー

後輪フレームには、3cm程度の段差を乗り越える際に便利な、段差乗り越えバーを装備しています。



● 折りたたみ式

座面の折りたたみ用持ち手を持ち上げると、簡単に折りたたみ、しっかりとロックされます。たたんだ状態を保持しやすいため、持ち運ぶ際も勝手に開いてしまう心配がありません。折りたたんだ状態で自立も可能です。

6 バックレスト

座面に座る際に腰を支えるベルトが付いています。必要に応じて取り外しが可能です。



ウォーカー+アート レオパード/フラワー ラックヘルスケア

カラー	商品コード	TAISコード
レオパード	742722	00245-000249
フラワー	742745	00245-000253



カスター径 **20cm**

- サイズ：全幅62×全長66cm
- ハンドル高さ：78~92cm
- 座面高：54cm ●重量：約6.35kg
- 折りたたみ幅：23cm (ステッキホルダー無しの場合は22cm)
- 材質：アルミ・PU 他
- 最大使用者体重：150kg
- 付属品：ショッピング用バスケット・スローダウンブレーキ・ステッキホルダー

〈レオパード〉



〈フラワー〉



折りたたみ可能



SALJOL (サルジョル) カーボン歩行車 ラックヘルスケア

ハイタイプ

商品コード	TAISコード
742620	00245-000237

- サイズ：全幅62×全長66cm
- ハンドル高さ：81~103cm
- 座面高：62cm ●重量：約5.8kg
- 折りたたみ幅：22cm
- 材質：カーボン・アルミ・PU 他
- 最大使用者体重：150kg
- 付属品：ショッピング用バスケット (スマホケース付)・スローダウンブレーキ・ステッキホルダー

ロータイプ

商品コード	TAISコード
742615	00245-000236

- サイズ：全幅62×全長66cm
- ハンドル高さ：76~88cm
- 座面高：54cm ●重量：約5.8kg
- 折りたたみ幅：22cm
- 材質：カーボン・アルミ・PU 他
- 最大使用者体重：150kg



カスター径 **20cm**

※ハイタイプのみ

〈ハイタイプ〉



〈ロータイプ〉



※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

※**トル**マークは身長170cm以上の方にもお使いいただける商品です。

歩行器

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

鳥糞掃除装置

購入品 (入浴)

購入品 (排泄)

Richell

ハイタイプなのに、コンパクト!
身長が高い方にも対応した歩行車

NEW



折りたたみ時 (自立)

アルカーレ CH25

リッチェル

カスター径
前輪 17.5cm
後輪 14.5cm

型式	商品コード	TAISコード
140068	742661	00426-000153

- サイズ: 全幅53.5×奥行57×全高78.5~96.5cm
- 座面高: 48.5cm
- 重量: 5.4kg
- 材質: アルミ・EVA樹脂・ポリプロピレン
- 最大使用者体重: 80kg

おすすめポイント アルカーレ CH25

●ワンタッチ座面

座面を倒すと、腰掛けることができます。



座面高
48.5cm
※旧アルカーレから
4cmアップ

●買い物に便利なバッグ

大きな開口部は荷物の出し入れに便利です。(7.5L、5kgまで)



●サイドポケット

スマートフォンなどの小物を入れておくことができます。



軽くてコンパクトな歩行車つくりました

かるスリム プラス



幅スリム
48cm



大容量
14ℓ



PRODUCT
OSAKA - JAPAN

ココがプラス

ハンドルカバー
座面使用時の背もたれにも

ココがプラス

大容量 14ℓ
たくさんの荷物でも安心

ココがプラス

左右連動ブレーキ
両輪にブレーキが掛かります。折りたたみ自動ロックで安心。

ココがプラス

幅スリム
幅48cmのスリム設計



かるスリムプラス

シクロケア

屋内	A B C D E
屋外	A B C D E

カスター径
15cm

型式	商品コード	TAISコード
SCW-01PL-BE	742740	00148-000074

- サイズ: 幅48×奥行59×高さ77.5~86.5cm
- 重量: 約4.9kg
- 折りたたみ奥行: 34cm
- 材質: 本体/アルミニウム合金、バッグ/ナイロン・ポリエステル
- 最大使用者体重: 75kg

セーフティーアームロータポケット

イーストアイ

型式	商品コード	TAISコード
RS5470	742680	00465-000111

- サイズ: 全幅46×奥行52×高さ74~86.5cm
- 座面高: 45cm ●重量: 6.2kg
- 材質: アルミ・スチール・ポリエステル
- 最大使用者体重: 100kg

屋内	A B C D E
屋外	A B C D E

カスター径
前輪 20cm
後輪 15cm

場所を選ばず使用しやすい
コンパクトサイズの歩行車

様々な方に合わせやすい、
高めのハンドル設定なので、
おすすめです



アルカーレ CH

リッチェル

Richell

カスター径
前輪 17.5cm
後輪 14.5cm

商品コード	TAISコード
742660	00426-000138

- サイズ: 全幅52.5×奥行57.5×全高78.5~96.5cm
- 座面高: 44.5cm ●重量: 5.5kg
- 材質: アルミ・EVA樹脂・ポリプロピレン
- 最大使用者体重: 75kg

ハイタイプなのに、コンパクト!
身長が高い方にも
対応した歩行車

バッグ:
デニム生地



コンパクトながら
前輪が大きく、
段差の乗り越えが
スムーズです

在庫限定

くらしサポート歩行車 スムーディ〈買物用スリム〉

パナソニック



スムーディ カウサポスリム

タイプ	型式	商品コード	TAISコード
くらしサポート歩行車 スムーディ〈買物用スリム〉	PN-L70102	742779	00980-000502

- サイズ：全幅48×奥行64cm ●座面高：43cm ●ハンドル高さ：70～82.5cm (2.5cmピッチ)
- 重量：6.5kg ●カゴ載せシート高：66cm ●バッグ容量：16L
- 折りたたみ幅：全幅48×奥行46cm ●最大使用者体重：75kg
- 材質：本体フレーム／アルミ、座面／ナイロン、カゴ載せシート／ナイロン、バッグ／PET、ホイール／PP、タイヤ／EVA、ハンドルグリップ／TPR

キャスター径
前輪 18cm
後輪 15cm

NEW

カウサポのスリムタイプ!
収納部の機能がアップし、
さらに買物後の移動が快適に



折りたたみ時 (自立)

円背の方・
小柄な方向けに
カゴが座面にも
設置可能に

おすすめポイント

くらしサポート歩行車
スムーディ〈買物用スリム〉

●JIS安全基準をふまえた
安心設計


ハンドル位置を高くしても
横倒れしにくいです。

●小柄な方でも
使いやすい

脇を締めて、ハンドル
を持てるので、押す
力が逃げずに操作が
しやすくなります。



カウサポ



カウサポスリム

●ハンドル部分 (左右) に
コンビニックを新たに搭載
袋をぶら下げることができます。



●バッグ容量が16Lに増量
底面積がカウサポより約23%大き
なり、物を平置きしやすくなりました。



くらしサポート歩行車 スムーディ〈買物用〉

パナソニック



スムーディ カウサポ

タイプ	型式	商品コード	TAISコード
くらしサポート歩行車 スムーディ〈買物用〉	PN-L70101	742756	00980-000440

- サイズ：全幅52×奥行64cm ●座面高：43cm ●ハンドル高さ：70～90cm (2.5cmピッチ)
- 重量：6.3kg ●カゴ載せシート高：66cm ●バッグ容量：12L
- 折りたたみ幅：全幅52×奥行44.5cm ●最大使用者体重：100kg
- 材質：本体フレーム／アルミ、座面／ナイロン、カゴ載せシート／ナイロン、バッグ／PET、ホイール／PP、タイヤ／EVA、ハンドルグリップ／TPR

キャスター径
前輪 18cm
後輪 15cm

トル

収納部が体に近いので小回り・段差越えがラク
ワンタッチで買い物モードにもなり
散歩からショッピングまで
生活範囲がひろがります



収納部は2Lペットボトルを横向きに
並べて置けるゆとりスペース。
(お弁当も平置きできます。)



折りたたみ時 (自立)

買い物モード ← ワンタッチ切替 → 歩行モード

くらしサポート歩行車 スムーディ〈室内用〉

パナソニック



スムーディ カジサポ

タイプ	型式	商品コード	TAISコード
くらしサポート歩行車 スムーディ〈室内用〉	PN-L70201	742757	00980-000441

- サイズ：全幅51×奥行56cm ●トレイ高さ：64cm ●ハンドル高さ：72.5～90cm (2.5cmピッチ)
- 重量：5.7kg ●バスケット容量：7L
- 折りたたみ幅：全幅51×奥行39cm ●最大使用者体重：100kg
- 材質：本体フレーム／アルミ、トレイ／ABS、バスケット／ナイロン、タイヤ／EVA、ハンドルグリップ／PVC

キャスター径
17cm

トル

コンパクトで小回りがラク
日常使うモノを
手元に置いて移動でき
ご自宅での安心と
生活範囲がひろがります



バスケットは仕切付きで、眼鏡・
タオル・ティッシュ・印鑑・常備薬・
リモコンなどを常に手元に置いて
おけます。



バスケットの仕切手前部分はト
レーをはねあげなくても引出して
出し入れできます。(仕切板は外
せます。)



折りたたみ時 (自立)

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

※トル マークは身長170cm以上の方にもお使いいただける商品です。

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換機器

徘徊感知機器

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

鳥籠掃除装置

購入品 (入浴)

購入品 (排泄)

室内で軽快に動く、
ノンストレス屋内用歩行車

Richell

ヴェーレ
商品紹介動画



特殊寝台

特殊変換履席
床ずれ防止用

体位変換器

徘徊感知機器

手すり

歩行補助のえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

自動排泄装置

購入品一入浴

購入品一排泄

MAKIO HASUIKE 監修

本体カラーと一部の形状デザインを監修。

Product Designer

ほすいけ まさお
蓮池 横郎



ミラノを拠点に、活躍中のデザイナー。インダストリアル、グラフィック、パッケージ、ショップ、展覧会など幅広い領域で様々なプロジェクトを成功に導いている。多くの作品がコンパソ・ドローニングなど權威のある賞を受賞。いくつかの作品はニューヨーク近代美術館など著名な美術館の永久収蔵品となっている。



360度回転する
自在キャスター

その場で旋回できるので、小回りしやすく、車体が手繰り寄せやすいです。

ヴェーレ

リッチェル

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

キャスター径
前輪12cm、後輪9cm

型式	商品コード	TAISコード
40059	742746	00426-000146

トール

- サイズ：幅61×奥行58×高さ81～91.5cm
- 重量：6.1kg
- 折りたたみ奥行：34.5cm
- 材質：アルミ・ABS
ポリエステル
- 最大使用者体重：80kg

リトルターン II アロン化成

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

この1台で多くの人に
ご利用いただけます

タイプ	型式	商品コード	TAISコード
リトルターン II	532-295	742743	00221-000713
リトルターン II KM	532-296	742744	00221-000714

- サイズ：II / 全幅48×奥行65cm
II KM / 全幅50×奥行65cm
- 座面高：47cm ●ハンドル高さ：74～96.5cm
- 重量：II / 6.9kg、II KM / 7.5kg
- 折りたたみ幅：27cm ●最大使用者体重：100kg
- 材質：座面/ポリエステル、フレーム/アルミニウム
バッグ/ナイロン、ハンドルグリップ/エラストマー
タイヤ/EVA樹脂

キャスター径
20cm

トール



買い物かごが
載せられる
※リトルターン II KM
のみ



リトルターン Z

アロン化成	屋内	A	B	C	D	E
	屋外	A	B	C	D	E

タイプ	型式	商品コード	TAISコード
リトルターン Z	532-308	742729	00221-000624
リトルターン Z (抑速付)	532-310	742730	00221-000626

〈トレー付〉

タイプ	型式	商品コード	TAISコード
リトルターン ZT ※トレー付き	532-309	742731	00221-000625
リトルターン ZT (抑速付) ※トレー付き	532-311	742732	00221-000627

型式	商品コード
リトルターン Z トレーセット	592-609

キャスター径
前輪20cm
後輪15cm

- サイズ：Z・ZT / 全幅51×奥行62.5cm
Z (抑速付)・ZT (抑速付) / 全幅51×奥行65cm
- 座面高：53.5cm ●ハンドル高さ：87.5～107.5cm
- アームレスト高さ：82.5～102.5cm
- 重量：Z / 約9.5kg、Z (抑速付) / 約11.0kg
ZT / 約10.5kg、ZT (抑速付) / 約12.0kg
- 折りたたみ幅：39cm ●最大使用者体重：100kg
- 材質：座面/ナイロン、フレーム/アルミニウム
ハンドルグリップ/合成ゴム
アームレストクッション/EVA樹脂、ポリウレタン
タイヤ/EVA樹脂・合成ゴム (抑速付 後輪)

Z抑速付



抑速付後輪 トレー付タイプ

コンパクトで小回りの利く
前腕支持タイプ




〈Z〉 在庫限定

〈Z (抑速付)〉 在庫限定



〈ZT ※トレー付〉 在庫限定



〈ZT (抑速付) ※トレー付〉 在庫限定

ヘルシーワン キャンシットヌーボー ウィズワン

商品コード	TAISコード
742705	00063-000041

キャスター径
14.5cm

- サイズ：幅56×奥行65×高さ83・85.5・87.5・90・92・94cm
- 座面高：48cm ●重量：5.35kg
- 折りたたみ幅：32cm
- 材質：本体/アルミ、袋/ポリエステル
- 最大使用者体重：75kg

トール



バッグ：
デニム生地



軽くてコンパクトにたためる「イス付きワイドハイタイプ」



ガードカバー標準装備

ヘルシーワン レジェールII ウィズワン

商品コード	TAISコード
742736	00063-000042

キャスター径
14.5cm

- サイズ：幅53×奥行52×高さ75.5・78.5・81.5・84.5cm
- 重量：約3.97kg ●折りたたみ幅：27.5cm
- 材質：本体/アルミ、袋/ナイロン
- 最大使用者体重：75kg

バッグカラー：
ギンガムチェック



軽くてコンパクトなヘルシーワンが「ハンドル固定」「キャスター性能アップ」「安定性と快適性アップ」



ガードカバー標準装備

ヘルシーワンW II ウィズワン

商品コード	TAISコード
742737	00063-000043

キャスター径
14.5cm

- サイズ：幅54×奥行55×高さ84・87・90・93cm
- 重量：4.6kg ●折りたたみ幅：26cm
- 材質：本体/アルミ、袋/ポリエステル
- 最大使用者体重：75kg

トール



バッグ：
デニム生地



コンパクト・軽量トップクラスのヘルシーワンに大容量・小回りが利くスリムハイタイプ




ガードカバー標準装備

利用者状態別選定ポイント

車いすは、屋内で使用する場合と屋外で使用する場合とは、使用される時間や環境が異なるため、選択するポイントが変わってきます。ご使用者の身体状況や介護環境と合わせて、慎重に選定する必要があります。

このマークを目安に選べます



手動車いす						電動車いす			
自走式 参照 P.65 ご本人が操作して 駆動させるタイプ		介助式 参照 P.65・71 介助者が押して 駆動させるタイプ		リクライニング式 ティルト式 参照 P.67・74 リクライニング/ ティルト機能付き		電動 参照 P.75 操作レバーによる 駆動介助者による 操作可能なタイプも		電動カート 参照 P.76 ハンドル操作で駆動 歩行者扱いに	
屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外

車いすの名称と機能




車いすシーティングについて

利用者様の身体サイズ・身体機能・使用方法・環境などに車いすのサイズ・機能を適合させる(他の福祉用具やクッションなどを併用する場合があります)ことを車いすシーティングといいます。車いすシーティングには一定の知識・技術が必要ですので、専門家にご相談ください。

身体寸法と車いす寸法の合わせ方の目安


a 座シート幅	1 座位臀幅に0~3cmを足します。
b 座シート奥行	2 座底長から5~7cm引きます。
c アームサポート高さ	3 座位肘頭高に1~2cm足します(必要に応じてクッションの厚さを加えます)。
d フット・レッグサポート長さ	4 座位下腿長(必要に応じてクッションの厚さを引きます)に合わせます。
e バックサポート高さ	5 座位腋下高から7~10cm引きます(必要に応じてクッションの厚さを加えます)。
f 前座高	4 座位下腿長に2~5cm足します(必要に応じてクッションの厚さを引きます)。
g グリップ高さ	介護者のへそ~股関節の高さに合わせます。

車いす寸法



- a 座シート幅
- b 座シート奥行
- c アームサポート高さ
- d フット・レッグサポート長さ
- e バックサポート高さ
- f 前座高
- g グリップ高さ

身体寸法



- 1 座位臀幅(ざいでんぷく)..... 臀部の一番広い幅
- 2 座底長(ざていちよう)..... 臀部後端から膝裏までの長さ
- 3 座位肘頭高(ざいちゆうとうこう)..... 座面から肘までの高さ
- 4 座位下腿長(ざいかたいちよう)..... 足の裏から膝裏までの高さ
- 5 座位腋下高(ざいえきかこう)..... 座面から腋の下までの高さ

PARAMOUNT BED

NEW

Gra-Fit

グラフィットシリーズに、
進化したニューモデル
「姿勢のエグゼ」と
「軽さのエア」をラインアップ。



Gra-Fit
エグゼ/エア
商品説明動画

ア
ー
ス
カ
ラ
ー
の
グ
ラ
フ
イ
ッ
ト
新
登
場
。



Exe

グラフィット・エグゼ

進化したグラフィットシステム搭載。
身体にフィットして姿勢をつくる
多機能モデル

Air

グラフィット・エア

軽くて扱いやすい。
総重量 9.7kg*の軽量モデル
* 介助式 M サイズの場合。

車いす

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

手すり

歩行補助具

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト


自動排泄装置

購入品(入浴)

購入品(排泄)

「座るだけで、自然に身体にフィット」

グラフィット・エグゼ*では、伸縮式インナーベルトに骨盤を左右から支えるラウンドフィットパネルを加えることで、従来の機種からさらに進化したグラフィットシステムを採用しています。



01

「背サポートベルト」

胸を開いて上半身の曲がり具合を抑え、呼吸のしやすさに配慮しています。

手でベルトの位置調節が可能です。肩甲骨の下に合わせることで腕を動かしやすくなります。



02

「腰サポートベルト」

骨盤を起こして背筋を伸ばし、腹部の圧迫感を緩和します。

03

「骨盤ベルト」

骨盤をしっかりホールドして、身体を安定させやすくします。

NEW

「ラウンドフィットパネル」

骨盤を左右から支える新機構。骨盤の後傾だけでなく左右への傾きも抑えることで身体の安定性を高めます。



*グラフィット・エアーにはグラフィットシステムは付いていません。

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

鳥糞掃除装置

購入品一入浴

購入品排泄

より快適に長く座って過ごすために

姿勢の安定に配慮したフレーム設計

座フレームを曲げて臀部を収まりやすくすることで、身体が前後にずれにくくなります。



フットプレートの角度調節／高さ調節

高さ調節に加え、角度調節も工具なしでおこなえます。足関節の可動域に合わせられます。



アームサポートの高さ調節

工具を使用せずにアームサポートの高さ調節が可能です。



腕が落ちにくいアームサポート

腕が外側に落ちにくい立体形状で、上体が支えやすくなりました。

より安全に、より簡単に移乗するために



フット・レッグサポートの
スイングイン／アウト

スイングイン、スイングアウト、そして取り外しが可能です。



アームサポートの跳ね上げ

座位移乗に便利な、跳ね上げ、取り外しが可能です。スライディングボードにも対応します。

さらに操作しやすく、使いやすくするために




操作しやすいグリップ形状

グリップに突起を設けて、前方への滑りを抑えて、押しやすくなります。

コンパクト設計

介助式のMサイズは全幅48cm*で、狭小スペースの通過に配慮しています。

*既存のグラフィットコンパクト(KZ-212880)と同じ全幅です。



長さ調節できるブレーキレバー

ご利用者に合わせやすいようにブレーキレバーの長さを12～18cmまで7段階で調節できます。

使いやすさに配慮した装備

軽量でメンテナンスしやすい樹脂製ホイール。後輪はノーパンクタイヤを採用しています。

※樹脂製ホイールは自走式のみ

多機能タイプ

自走式 介助式

Gra-Fit エグゼ (自走式／介助式) **NEW**

パラマウントベッド

タイプ	座幅	型式	商品コード	TAISコード
自走式	M (40cm幅)	KZ-216800	727889	00170-001780
	L (45cm幅)	KZ-216810	727890	00170-001781
介助式	M (40cm幅)	KZ-216820	728889	00170-001782
	L (45cm幅)	KZ-216830	728890	00170-001783

ワイド 45cm幅

エアリー

3Dシート

クッション標準装備

スイングイン/アウト

カバー付キャスター

アンカーフレーム

柔々介助ブレーキ

新グラフィットシステム

ノーバンクタイプ

PARA CARE SELECTION

屋内	A	B	C	D	E
屋内	○	○	○	○	○
屋外	○	○	○	○	○


- アームサポート 高さ調整
- アームサポート 跳ね上げ
- フットレグサポート 着脱
- フットレグサポート スイングアウト
- バックサポート 張り調整
- 座シート 奥行調整

- 前輪：6インチ ●後輪：自走式／22インチ、介助式／14インチ
- サイズ：KZ-216800／全幅57・座幅40・前座高42・44・46cm、重量15.4kg
KZ-216810／全幅62・座幅45・前座高42・44・46cm、重量15.5kg
KZ-216820／全幅48・座幅40・前座高42・44・46cm、重量13.2kg
KZ-216830／全幅53・座幅45・前座高42・44・46cm、重量13.3kg
- シート奥行：KZ-216800・KZ-216820／38cm、KZ-216810・KZ-216830／40cm
- 折りたたみ幅：KZ-216800／32cm、KZ-216810／34cm
KZ-216820／26cm、KZ-216830／28cm
- クッション厚：4cm
- 最大使用者体重：KZ-216800・KZ-216820／100kg、KZ-216810・KZ-216830／120kg

進化したグラフィットシステム搭載
身体にフィットして姿勢をつくる多機能モデル

〈自走式〉M (40cm幅)	〈自走式〉L (45cm幅)
非課税	非課税
〈介助式〉M (40cm幅)	〈介助式〉L (45cm幅)
非課税	非課税

●オプション…ボンベ架(自走式のみ)、回転式転倒防止装置、IVポールセット(自走式のみ)、エレベーターユニット、ワンストップブレーキ(自走式のみ)、ブラバックルベルト、杖入れ



軽量タイプ

自走式 介助式

Gra-Fit エアー (自走式／介助式) **NEW**

パラマウントベッド

タイプ	座幅	型式	商品コード	TAISコード
自走式	M (40cm幅)	KZ-215800	727887	00170-001776
	L (45cm幅)	KZ-215810	727888	00170-001777
介助式	M (40cm幅)	KZ-215820	728887	00170-001778
	L (45cm幅)	KZ-215830	728888	00170-001779

ワイド 45cm幅

エアリー

クッション標準装備

カバー付キャスター

柔々介助ブレーキ

ノーバンクタイプ

PARA CARE SELECTION

屋内	A	B	C	D	E
屋内	○	○	○	○	○
屋外	○	○	○	○	○


- アームサポート 高さ調整
- アームサポート 跳ね上げ
- フットレグサポート 着脱
- フットレグサポート スイングアウト
- バックサポート 張り調整
- 座シート 奥行調整

- 前輪：6インチ ●後輪：自走式／22インチ、介助式／14インチ
- サイズ：KZ-215800／全幅57・座幅40・前座高44cm、重量10.9kg
KZ-215810／全幅62・座幅45・前座高44cm、重量11.1kg
KZ-215820／全幅54・座幅40・前座高44cm、重量9.7kg
KZ-215830／全幅59・座幅45・前座高44cm、重量9.9kg
- シート奥行：KZ-215800・KZ-215820／38cm、KZ-215810・KZ-215830／40cm
- 折りたたみ幅：KZ-215800／30cm、KZ-215810／32cm
KZ-215820／28cm、KZ-215830／30cm
- クッション厚：4cm
- 最大使用者体重：KZ-215800・KZ-215820／100kg、KZ-215810・KZ-215830／120kg

軽くて扱いやすい
総重量9.7kg*の軽量モデル *介助式Mサイズの場合

〈自走式〉M (40cm幅)	〈自走式〉L (45cm幅)
非課税	非課税
〈介助式〉M (40cm幅)	〈介助式〉L (45cm幅)
非課税	非課税

●オプション…回転式転倒防止装置(自走式のみ)、IVポールセット、ブラバックルベルト、延長棒(+8cm)(自走式のみ)、杖入れ



※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

自動排便装置

購入品(入浴)

購入品(排泄)

多機能タイプ 自走式 介助式

Gra-Fit 多機能 (自走式／介助式)

パラマウントベッド

タイプ	座幅	型式	商品コード	TAISコード
自走式	40cm幅	KZ-211830	727800	00170-001363
	45cm幅	KZ-211840	727805	00170-001364
介助式	40cm幅	KZ-212830	728800	00170-001365
	45cm幅	KZ-212840	728805	00170-001366



- 前輪:6インチ ●後輪:自走式/22インチ、介助式/14インチ
- サイズ: KZ-211830/全幅58・座幅40・前座高42・44・46cm、重量15.9kg
KZ-211840/全幅63・座幅45・前座高42・44・46cm、重量16kg
KZ-212830/全幅56・座幅40・前座高42・44・46cm、重量14.4kg
KZ-212840/全幅62・座幅45・前座高42・44・46cm、重量14.7kg
- シート奥行: KZ-211830・KZ-212830/38cm、KZ-211840・KZ-212840/40cm
- 折りたたみ幅: 自走式/33cm、介助式/31cm ●クッション厚: 4cm
- 最大使用者体重: KZ-211830・KZ-212830/100kg
KZ-211840・KZ-212840/120kg

多機能なアームサポート・フットサポートを搭載することで、さらに座りやすく、移乗のしやすさにも配慮しています



在庫限定 非課税 在庫限定 非課税 在庫限定 非課税 在庫限定 非課税

●オプション…ボンベ架、回転式転倒防止装置、IVポールセット、エレベーターユニット、ワンストップブレーキ(介助式はボンベ架との併用不可)、ブラパッカルベルト、延長棒(+8cm)、杖入れ

多機能タイプ／低床タイプ 自走式

Gra-Fit 多機能 低床 (自走式)

パラマウントベッド

タイプ	座幅	型式	商品コード	TAISコード
自走式	40cm幅	KZ-211860	727810	00170-001367
	45cm幅	KZ-211870	727815	00170-001368



- 前輪:5インチ ●後輪:20インチ
- サイズ: KZ-211860/全幅58・座幅40・前座高36・38・40cm、重量15.4kg
KZ-211870/全幅63・座幅45・前座高36・38・40cm、重量15.4kg
- シート奥行: KZ-211860/38cm、KZ-211870/40cm
- 折りたたみ幅: 34cm ●クッション厚: 4cm
- 最大使用者体重: KZ-211860/100kg
KZ-211870/120kg

足こぎしやすい
座面高36・38・40cm!



在庫限定 非課税 在庫限定 非課税

●オプション…ボンベ架、回転式転倒防止装置、IVポールセット、エレベーターユニット、ワンストップブレーキ、ブラパッカルベルト、延長棒(+8cm)、杖入れ

軽量タイプ 自走式 介助式

Gra-Fit 軽量 (自走式／介助式)

パラマウントベッド

タイプ	座幅	型式	商品コード	TAISコード
自走式	40cm幅	KZ-211800	727790	00170-001359
	45cm幅	KZ-211810	727795	00170-001360
介助式	40cm幅	KZ-212800	728790	00170-001361
	45cm幅	KZ-212810	728795	00170-001362



- 前輪:6インチ ●後輪:自走式/22インチ、介助式/14インチ
- サイズ: KZ-211800/全幅58・座幅40・前座高42cm、重量13.6kg
KZ-211810/全幅63・座幅45・前座高42cm、重量13.8kg
KZ-212800/全幅59・座幅40・前座高42cm、重量11.9kg
KZ-212810/全幅64・座幅45・前座高42cm、重量12kg
- シート奥行: KZ-211800・KZ-212800/38cm、KZ-211810・KZ-212810/40cm
- 折りたたみ幅: 自走式/32cm、介助式/33cm ●クッション厚: 4cm
- 最大使用者体重: KZ-211800・KZ-212800/100kg
KZ-211810・KZ-212810/120kg



在庫限定 非課税 在庫限定 非課税 在庫限定 非課税 在庫限定 非課税

●オプション…ボンベ架(自走式のみ)、回転式転倒防止装置(自走式のみ)、IVポールセット、ブラパッカルベルト、延長棒(+8cm)(自走式のみ)、杖入れ

軽くて使いやすい
スタンダードモデル!

※軽量スタンダードモデルでは、フットプレートの高さ調節に工具が必要です。

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

アームサポート 高さ調整
アームサポート 跳ね上げ
フットレグサポート 着脱
フットレグサポート スイングアウト
バックサポート 張り調整
座シート 奥行調整

桜ホイール

ワイド45cm幅

(自走式) 58(63)
前23-25-27-29
奥24-26-28-30
42-44-46
40(45) 101 (cm)

(介助式) 56(62)
前23-25-27-29
奥24-26-28-30
42-44-46
40(45) 101 (cm)

< >は45cm幅の寸法です。

おすすめポイント

Gra-Fit 多機能タイプ

フット・レグサポート

高さ調節は工具不要!!
工具を使用せずにフットプレートの高さを調節できます。またフットプレートをスライドさせて2cm引き込むことも可能です。

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

アームサポート 高さ調整
アームサポート 跳ね上げ
フットレグサポート 着脱
フットレグサポート スイングアウト
バックサポート 張り調整
座シート 奥行調整

(自走式) 58(63)
前24
奥25
42
40(45) 98 (cm)

(介助式) 59(64)
前25
奥26
42
40(45) 100 (cm)

< >は45cm幅の寸法です。

多機能タイプ／低床タイプ／自動ブレーキ付

自走式

Gra-Fit (自動ブレーキ付) 多機能 低床 (自走式)

パラマウントベッド

タイプ	座幅	型式	商品コード	TAISコード
自走式	40cm幅	KZ-211865	727820	00170-001506
	45cm幅	KZ-211875	727825	00170-001507

- 前輪：5インチ ●後輪：20インチ
- サイズ：KZ-211865／全幅58・座幅40・前座高36・38・40cm、重量18.2kg
KZ-211875／全幅63・座幅45・前座高36・38・40cm、重量18.2kg
- シート奥行：KZ-211865／38cm
KZ-211875／40cm
- 折りたたみ幅：34cm
- クッション厚：4cm
- 最大使用者体重：KZ-211865／100kg
KZ-211875／120kg




- オプション…ボンベ架、回転式転倒防止装置、IVボールセット、エレベーターユニット、ブラバックルベルト、延長棒(+8cm)、杖入れ



エアリー 3Dシート クッション標準装備 スイングインアウト
カバー付キャスター アンカーフレーム 色々介助ブレーキ グラフィットシステム

ノーバンクタイヤ 低床タイプ ワイド45cm幅

ブレーキのかけ忘れにも安心!



屋内	A	B	C	D	E
屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

アームサポート	高さ調整
アームサポート	跳ね上げ
フットレグサポート	着脱
フットレグサポート	スイングアウト
バックサポート	張り調整
座シート	奥行調整



多機能タイプ／コンパクトタイプ

介助式

Gra-Fit 多機能 コンパクト (介助式)

パラマウントベッド

タイプ	座幅	型式	商品コード	TAISコード
介助式	40cm幅	KZ-212880	727860	00170-001654

- 前輪：6インチ ●後輪：14インチ
- サイズ：全幅48・座幅40・前座高42・44・46cm
- 重量：14kg
- シート奥行：38cm
- 折りたたみ幅：31cm
- クッション厚：4cm
- 最大使用者体重：100kg



- オプション…回転式転倒防止装置、エレベーターユニット、ブラバックルベルト、杖入れ


普通の改札も楽々通れる!!
おでかけや旅行にも便利!



小桜ホイール


コンパクト全幅48cm

ノーバンクタイヤ



屋内	A	B	C	D	E
屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

アームサポート	高さ調整
アームサポート	跳ね上げ
フットレグサポート	着脱
フットレグサポート	スイングアウト
バックサポート	張り調整
座シート	奥行調整



リクライニング／ティルト

リクライニング・ティルト式

Gra-Fit ティルト&リクライニング

パラマウントベッド

座幅	型式	商品コード	TAISコード
40cm幅	KZ-214830	730317	00170-001569
45cm幅	KZ-214840	730318	00170-001570

- 前輪：6インチ ●後輪：12インチ
- サイズ：KZ-214830／全幅54・座幅40・前座高45cm、重量21kg
KZ-214840／全幅59・座幅45・前座高45cm、重量21.5kg
- シート奥行：KZ-214830／40cm
KZ-214840／42cm
- 折りたたみ幅：KZ-214830／54cm
KZ-214840／59cm
- クッション厚：5cm
- 最大使用者体重：KZ-214830／100kg
KZ-214840／120kg



- オプション…IVボールセットTR用、エレベーターユニット(フットプレート角度可変タイプ)、ブラバックルベルト


介助者の身長などに合わせて角度が変えられる「手押しハンドル」



ノーバンクハイポリマータイヤ ワイド45cm幅

軽い力でらくらく♪

小桜ホイール



屋内	A	B	C	D	E
屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

アームサポート	高さ調整
アームサポート	落とし込み
フットレグサポート	着脱
フットレグサポート	スイングアウト
バックサポート	張り調整
座シート	奥行調整



多機能タイプ

自走式

BAL-R3 (自走式)

ミキ

商品コード	TAISコード
727882	00122-000680

- 前輪: 6インチ ●後輪: 22インチ
- サイズ: 全幅60・座幅40・前座高43.5cm
- 重量: 13.9kg ●折りたたみ幅: 34cm
- シート奥行: 40cm
- 最大使用者体重: 100kg

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	高さ調整				
アームサポート	跳ね上げ				
フットレグサポート	着脱				
フットレグサポート	スイングアウト				
バックサポート	張り調整				
座シート	奥行調整				

移乗の際にとても有効な装備を備えた車いすです



ノーバンクタイヤ

- オプション
エレベーターユニット、ウイング用ボンベ架、キャスタック取付用点滴棒ホルダー(前方用)、後方用点滴棒用ホルダー、延長棒(+10cm)(+5cm)

非課税

標準タイプ

自走式

BAL-R1 (自走式)

ミキ

商品コード	TAISコード
727881	00122-000678

- 前輪: 6インチ ●後輪: 22インチ
- サイズ: 全幅60・座幅40・前座高43.5cm
- 重量: 12.3kg ●折りたたみ幅: 32.5cm
- シート奥行: 40cm
- 最大使用者体重: 100kg

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	高さ調整				
アームサポート	跳ね上げ				
フットレグサポート	着脱				
フットレグサポート	スイングアウト				
バックサポート	張り調整				
座シート	奥行調整				

操作がしやすくシンプルな装備を備えた軽量なアルミ車いす



ノーバンクタイヤ

- オプション
専用転倒防止バー付ボンベ架(右取付のみ)、キャスタック取付用点滴棒ホルダー(前方用)、後方用点滴棒用ホルダー、延長棒(+10cm)(+5cm)

非課税

多機能タイプ

自走式

NEO-1βW (自走式)

日進医療器

商品コード	TAISコード
727880	00175-000421

- 前輪: 6インチ ●後輪: 22インチ
- サイズ: 全幅58・座幅40・前座高43cm
- 重量: 13.4kg ●折りたたみ幅: 32cm
- シート奥行: 40cm
- 最大使用者体重: 100kg

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	高さ調整				
アームサポート	跳ね上げ				
フットレグサポート	着脱				
フットレグサポート	スイングアウト				
バックサポート	張り調整				
座シート	奥行調整				

押し手90cmでらくらく介助の多機能タイプ



押しやすいグリップ形状



スイングアウト ノーバンクタイヤ

- オプション
ワンストップブレーキ、エレベーターユニット、ブラバックルベルト、ガートル掛け、延長棒

非課税

標準タイプ

自走式

NEO-1β (自走式)

日進医療器

商品コード	TAISコード
727879	00175-000420

- 前輪: 6インチ ●後輪: 22インチ
- サイズ: 全幅63・座幅40・前座高43cm
- 重量: 12.3kg ●折りたたみ幅: 32cm
- シート奥行: 40cm
- 最大使用者体重: 100kg

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	高さ調整				
アームサポート	跳ね上げ				
フットレグサポート	着脱				
フットレグサポート	スイングアウト				
バックサポート	張り調整				
座シート	奥行調整				

押し手91cmでらくらく介助!



押しやすいグリップ形状



ノーバンクタイヤ

- オプション
ワンストップブレーキ、ブラバックルベルト、ガートル掛け、延長棒

非課税

多機能タイプ

自走式

エアフィッツ・プレミアム

ミキ

型式	商品コード	TAISコード
AFP-22	727857	00122-000653

- 前輪: 6インチ ●後輪: 22インチ
- サイズ: 全幅61・座幅40cm 前座高46・48・50cm
- 重量: 19.7kg
- 折りたたみ幅: 37cm
- シート奥行: 38・44cm
- クッション厚: 8cm
- 最大使用者体重: 100kg

※エアフィッツの前座高はクッション込みのサイズです。

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	高さ調整				
アームサポート	跳ね上げ				
フットレグサポート	着脱				
フットレグサポート	スイングアウト				
バックサポート	張り調整				
座シート	奥行調整				

ノーバンクタイヤ



非課税

在庫限定

キャメル

多機能タイプ

自走式

エアフィッツ・スタンダード

ミキ

型式	商品コード	TAISコード
AFS-22	727856	00122-000655

- 前輪: 6インチ ●後輪: 22インチ
- サイズ: 全幅60cm 座幅40cm 前座高48cm
- 重量: 17.2kg
- 折りたたみ幅: 32.5cm
- シート奥行: 42cm
- クッション厚: 8cm
- 最大使用者体重: 100kg

※エアフィッツの前座高はクッション込みのサイズです。

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	高さ調整				
アームサポート	跳ね上げ				
フットレグサポート	着脱				
フットレグサポート	スイングアウト				
バックサポート	張り調整				
座シート	奥行調整				

ノーバンクタイヤ



非課税

在庫限定

キャメル

多機能タイプ 自走式

カルティマ スーパーグレード多機能 (自走) ミキ


座幅	型式	商品コード	TAISコード	屋内	屋外
40cm幅	CRT-SG-7	727875	00122-000671	A B C D E	A B C D E
42cm幅		727876		A B C D E	A B C D E

- 前輪：6インチ ●後輪：22インチ
- サイズ：全幅55・57cm 座幅40・42cm 前座高43.5cm
- 重量：12.2kg
- 折りたたみ幅：34cm
- シート奥行：38cm
- 最大使用者体重：100kg



- アームサポート 高さ調整
- アームサポート 跳ね上げ
- フットレグサポート 着脱
- フットレグサポート スイングアウト
- バックサポート 張り調整
- 座シート 奥行調整

ノーパンク
タイヤ



ネイビー
非課税

標準タイプ 自走式

カルティマ スーパーグレード標準 (自走) ミキ


座幅	型式	商品コード	TAISコード	屋内	屋外
40cm幅	CRT-SG-5	727873	00122-000669	A B C D E	A B C D E
42cm幅		727874		A B C D E	A B C D E

- 前輪：6インチ ●後輪：22インチ
- サイズ：全幅55・57cm 座幅40・42cm 前座高43.5cm
- 重量：11.1kg
- 折りたたみ幅：34cm
- シート奥行：38cm
- 最大使用者体重：100kg



- アームサポート 高さ調整
- アームサポート 跳ね上げ
- フットレグサポート 着脱
- フットレグサポート スイングアウト
- バックサポート 張り調整
- 座シート 奥行調整

ノーパンク
タイヤ



ネイビー
非課税

多機能タイプ 自走式

カルッタ スーパーグレード 多機能 (自走) ミキ


型式	商品コード	TAISコード	屋内	屋外
CRT-SG-3	727878	00122-000667	A B C D E	A B C D E

- 前輪：6インチ ●後輪：22インチ
- サイズ：全幅55・座幅40cm 前座高43.5cm
- 重量：11.7kg
- 折りたたみ幅：34cm
- シート奥行：38cm
- 最大使用者体重：100kg



- アームサポート 高さ調整
- アームサポート 跳ね上げ
- フットレグサポート 着脱
- フットレグサポート スイングアウト
- バックサポート 張り調整
- 座シート 奥行調整

ノーパンク
タイヤ



ネイビー
非課税

標準タイプ 自走式

カルッタ スーパーグレード 標準 (自走) ミキ


型式	商品コード	TAISコード	屋内	屋外
CRT-SG-1	727877	00122-000665	A B C D E	A B C D E

- 前輪：6インチ ●後輪：22インチ
- サイズ：全幅55・座幅40cm 前座高43.5cm
- 重量：10.6kg
- 折りたたみ幅：34cm
- シート奥行：38cm
- 最大使用者体重：100kg



- アームサポート 高さ調整
- アームサポート 跳ね上げ
- フットレグサポート 着脱
- フットレグサポート スイングアウト
- バックサポート 張り調整
- 座シート 奥行調整

ノーパンク
タイヤ



ネイビー
非課税

おすすめポイント CRT-SGシリーズ

ワンタッチ式
ステップ
工具なしで誰でも簡単に
高さ調節可能です！



ワンタッチキャスター

工具なしで簡単お手入れ！いつも清潔な状態でご使用できます！



6輪車タイプ 自走式

ULTRA 6輪車 (自走) NA-U6 ハイポリマー仕様 日進医療器

座幅	カラー	商品コード	屋内	屋外
40cm幅	インディゴ	726860	A B C D E	A B C D E
	ワイン	726865	A B C D E	A B C D E

TAISコード 00175-000360


- 前輪：5インチ ●後輪：20インチ
- サイズ：全幅58・座幅40cm 前座高38・40・42cm
- 重量：14.7kg
- 折りたたみ幅：32cm
- シート奥行：38cm
- クッション厚：4cm
- 最大使用者体重：100kg

選べる
シート色！



- 3Dシート
- クッション 標準装備
- スイング インアウト
- カー付 キャスター
- アンカー フレーム
- 色々介助 プレキ
- アームサポート 高さ調整
- アームサポート 跳ね上げ
- フットレグサポート 着脱
- フットレグサポート スイングアウト
- バックサポート 張り調整
- 座シート 奥行調整

ノーパンク
タイヤ



ワイン
非課税

●オプション…エレベーターユニット、ブラッックベルト、プレーキ延長棒

6輪車タイプ 自走式

ネクストコア・くるり NEXT-70B (自走) 松永製作所

商品コード	TAISコード	屋内	屋外
726760	00066-000335	A B C D E	A B C D E

- 前輪：4インチ ●後輪：20インチ
- サイズ：全幅58・座幅40cm 前座高36.5・38.5・40.5cm
- 重量：18.5kg
- 折りたたみ幅：34cm
- シート奥行：36cm
- クッション厚：3cm
- 最大使用者体重：100kg



- アームサポート 高さ調整
- アームサポート 跳ね上げ
- フットレグサポート 着脱
- フットレグサポート スイングアウト
- バックサポート 張り調整
- 座シート 奥行調整

幅90cmの廊下も
くるりと回れる
超コンパクト6輪車いす



非課税

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

特殊寝台

特殊着付用品

床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

鳥籠掛鐘設置

購入品(入浴)

購入品(排泄)

標準タイプ

自走式

グレイスコア標準 (自走) GRC-11B

松永製作所


座幅	商品コード	TAISコード
40cm幅	727770	00066-000399
42cm幅	727775	

- 前輪:5インチ ●後輪:22インチ
- サイズ:全幅56.5・58.5・座幅40・42・前座高43cm
- 重量:14.7kg ●折りたたみ幅:32.5cm
- シート奥行:38cm ※38/34cmに設定可能
- クッション厚:5cm ●最大使用者体重:100kg



屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

アームサポート	高さ調整
アームサポート	跳ね上げ
フットレグサポート	着脱
フットレグサポート	スイングアウト
バックサポート	張り調整
座シート	奥行調整



ノーバンク
タイヤ

非課税

●オプション…後方ガードル架セット、ボンベ架、杖入れ、延長棒(+10cm)

多機能タイプ

自走式

グレイスコア マルチ (自走) GRC-31B

松永製作所


座幅	商品コード	TAISコード
40cm幅	727780	00066-000401
42cm幅	727785	

- 前輪:5インチ ●後輪:22インチ
- サイズ:全幅56.5・58.5・座幅40・42・前座高43cm
- 重量:16.5kg ●折りたたみ幅:32.5cm
- シート奥行:38cm
- ※38/34cmに設定可能
- クッション厚:5cm
- 最大使用者体重:100kg



屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

アームサポート	高さ調整
アームサポート	跳ね上げ
フットレグサポート	着脱
フットレグサポート	スイングアウト
バックサポート	張り調整
座シート	奥行調整



ノーバンク
タイヤ

非課税

●オプション…後方ガードル架セット、ボンベ架、杖入れ、延長棒(+10cm)

多機能タイプ

自走式

グレイスコア アジャスト (自走) GRC-51B

松永製作所


座幅	商品コード	TAISコード
40cm幅	727858	00066-000409
42cm幅	727859	

- 前輪:5インチ ●後輪:22インチ
- サイズ:全幅56.5・58.5・座幅40・42・前座高41・43・45cm
- 重量:17.1kg ●折りたたみ幅:32cm
- シート奥行:38cm ※38/34cmに設定可能
- クッション厚:5cm ●最大使用者体重:100kg



屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

アームサポート	高さ調整
アームサポート	跳ね上げ
フットレグサポート	着脱
フットレグサポート	スイングアウト
バックサポート	張り調整
座シート	奥行調整



ノーバンク
タイヤ

非課税

●オプション…後方ガードル架セット、ボンベ架、杖入れ、延長棒(+10cm)

多機能タイプ/低床タイプ

自走式

グレイスコア ミニモ (自走) GRC-50B

松永製作所


座幅	商品コード	TAISコード
40cm幅	727871	00066-000419
42cm幅	727872	

- 前輪:5インチ ●後輪:20インチ
- サイズ:全幅56.5・58.5・座幅40・42・前座高35・37・(※39)cm
- 重量:16.8kg ●折りたたみ幅:33cm ●シート奥行:32・36cm
- クッション厚:5cm ●最大使用者体重:100kg



屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

アームサポート	高さ調整
アームサポート	跳ね上げ
フットレグサポート	着脱
フットレグサポート	スイングアウト
バックサポート	張り調整
座シート	奥行調整



ノーバンク
タイヤ

非課税

●オプション…後方ガードル架セット、ボンベ架、杖入れ、延長棒(+10cm)

幅広タイプ/モジュールタイプ

自走式

KJP-5

ミキ

商品コード	TAISコード
726995	00122-000617

- 前輪:8インチ ●後輪:24インチ
- サイズ:全幅66・68・70・座幅48・50・52・前座高48・50・52cm
- 重量:21kg ●折りたたみ幅:34cm
- シート奥行:40cm ●クッション厚:6cm
- 最大使用者体重:130kg




身体の大きい方や
体重の重い方に!

ビッグ
最大
使用者体重
130kg

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

アームサポート	高さ調整
アームサポート	跳ね上げ
フットレグサポート	着脱
フットレグサポート	スイングアウト
バックサポート	張り調整
座シート	奥行調整



ノーバンク
タイヤ

非課税

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

多機能タイプ 介助式

BAL-R4 (介助式)

ミキ

商品コード	TAISコード
728882	00122-000681

- 前輪：6インチ ●後輪：16インチ
- サイズ：全幅54.5・座幅40・前座高46cm
- 重量：12.3kg ●折りたたみ幅：26.5cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：100kg

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	高さ調整				
アームサポート	跳ね上げ				
フットレグサポート	着脱				
フットレグサポート	スイングアウト				
バックサポート	張り調整				
座シート	奥行調整				

移乗の際にとても有効な装備を備えた車いすです



ノーバンクタイヤ

- オプション
エレベーターユニット、ウイング用ボンベ架、キャスタック取付用点滴棒ホルダー（前方用）、後方用点滴棒ホルダー、延長棒（+10cm）（+5cm）

非課税

標準タイプ 介助式

BAL-R2 (介助式)

ミキ

商品コード	TAISコード
728881	00122-000679

- 前輪：6インチ ●後輪：16インチ
- サイズ：全幅55・座幅40・前座高43.5cm
- 重量：10.8kg ●折りたたみ幅：26.5cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：100kg

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	高さ調整				
アームサポート	跳ね上げ				
フットレグサポート	着脱				
フットレグサポート	スイングアウト				
バックサポート	張り調整				
座シート	奥行調整				

操作がしやすくシンプルな装備を備えた軽量なアルミ車いす



ノーバンクタイヤ

- オプション
ボンベ架（BAL-R2用）、キャスタック取付用点滴棒ホルダー（前方用）、後方用点滴棒ホルダー、延長棒（+10cm）（+5cm）

非課税

多機能タイプ 介助式

NEO-2βW (介助式)

日進医療器

商品コード	TAISコード
728880	00175-000423

- 前輪：6インチ ●後輪：16インチ
- サイズ：全幅53・座幅40・前座高43cm
- 重量：12.8kg ●折りたたみ幅：26cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：100kg

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	高さ調整				
アームサポート	跳ね上げ				
フットレグサポート	着脱				
フットレグサポート	スイングアウト				
バックサポート	張り調整				
座シート	奥行調整				

押し手90cmでらくらく介助の多機能タイプ



押しやすいグリップ形状



スイングインアウト

ノーバンクタイヤ

- オプション
ワンストップブレーキ、エレベーターユニット、ブラバックルベルト、ガードル掛け、延長棒

非課税

標準タイプ 介助式

NEO-2β (介助式)

日進医療器

商品コード	TAISコード
728879	00175-000422

- 前輪：6インチ ●後輪：16インチ
- サイズ：全幅59・座幅40・前座高43cm
- 重量：11.3kg ●折りたたみ幅：28cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：100kg

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	高さ調整				
アームサポート	跳ね上げ				
フットレグサポート	着脱				
フットレグサポート	スイングアウト				
バックサポート	張り調整				
座シート	奥行調整				

押し手91cmでらくらく介助!



押しやすいグリップ形状



ノーバンクタイヤ

- オプション
ワンストップブレーキ、ブラバックルベルト、ガードル掛け、延長棒

非課税

多機能タイプ 介助式

エアフィッツ・プレミアム AFP-16

ミキ

商品コード	TAISコード
728862	00122-000654

- 前輪：6インチ
- 後輪：16インチ
- サイズ：全幅56.5・座幅40cm 前座高46・48・50cm
- 重量：18.4kg
- 折りたたみ幅：31cm
- シート奥行：38・44cm
- クッション厚：8cm
- 最大使用者体重：100kg

※エアフィッツの前座高はクッション込みのサイズです。

ノーバンクタイヤ

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	高さ調整				
アームサポート	跳ね上げ				
フットレグサポート	着脱				
フットレグサポート	スイングアウト				
バックサポート	張り調整				
座シート	奥行調整				



非課税

在庫限定

キャメル

多機能タイプ 介助式

エアフィッツ・スタンダード AFS-16

ミキ

商品コード	TAISコード
728861	00122-000656

- 前輪：6インチ
- 後輪：16インチ
- サイズ：全幅54cm 座幅40cm 前座高48cm
- 重量：15.7kg
- 折りたたみ幅：28.5cm
- シート奥行：42cm
- クッション厚：8cm
- 最大使用者体重：100kg

※エアフィッツの前座高はクッション込みのサイズです。

ノーバンクタイヤ

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	高さ調整				
アームサポート	跳ね上げ				
フットレグサポート	着脱				
フットレグサポート	スイングアウト				
バックサポート	張り調整				
座シート	奥行調整				



非課税

在庫限定

キャメル

介助式／車載ワンタッチ固定

サービスコード(車いす) 介護給付:171001 / 予防給付:671001
 サービスコード(車いす付属品) 介護給付:171002 / 予防給付:671002

車いす

多機能タイプ

介助式

カルティマ スーパーグレード多機能 (介助) ミキ

座幅	型式	商品コード	TAISコード
40cm幅	CRT-SG-8	728875	00122-000672
42cm幅		728876	

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

- アームサポート 高さ調整
- アームサポート 跳ね上げ
- フットレグサポート 着脱
- フットレグサポート スイングアウト
- バックサポート 張り調整
- 座シート 奥行調整

●前輪:6インチ ●後輪:14インチ
 ●サイズ:全幅49・座幅40・前座高43.5cm
 ●重量:11.7kg
 ●折りたたみ幅:27cm
 ●シート奥行:38cm
 ●最大使用者体重:100kg

ノーバンクタイヤ

※〈〉は42cm幅

24.5 43.5 40 (42) 96 88 (cm)

非課税

標準タイプ

介助式

カルティマ スーパーグレード標準 (介助) ミキ

座幅	型式	商品コード	TAISコード
40cm幅	CRT-SG-6	728873	00122-000670
42cm幅		728874	

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

●前輪:6インチ ●後輪:14インチ
 ●サイズ:全幅49・座幅40・前座高43.5cm
 ●重量:10.5kg
 ●折りたたみ幅:27cm
 ●シート奥行:38cm
 ●最大使用者体重:100kg

ノーバンクタイヤ

※〈〉は42cm幅

24.5 43.5 40 (42) 96 88 (cm)

非課税

多機能タイプ

介助式

カルッタ スーパーグレード 多機能 (介助) ミキ

型式	商品コード	TAISコード
CRT-SG-4	728878	00122-000668

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

●前輪:6インチ ●後輪:14インチ
 ●サイズ:全幅49・座幅40cm
 ●重量:11.3kg
 ●折りたたみ幅:27cm
 ●シート奥行:38cm
 ●最大使用者体重:100kg

ノーバンクタイヤ

※〈〉は42cm幅

24.5 43.5 40 49 96 88 (cm)

非課税

標準タイプ

介助式

カルッタ スーパーグレード 標準 (介助) ミキ

型式	商品コード	TAISコード
CRT-SG-2	728877	00122-000666

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

●前輪:6インチ ●後輪:14インチ
 ●サイズ:全幅49・座幅40cm
 ●重量:10.1kg
 ●折りたたみ幅:27cm
 ●シート奥行:38cm
 ●最大使用者体重:100kg

ノーバンクタイヤ

※〈〉は42cm幅

24.5 43.5 40 49 96 88 (cm)

非課税

車載ワンタッチ固定

車載用

Nツアラー

日進医療器

自動車(車いす移動車)での移動時の利便性と安全性に優れた車いす

屋内 A B C D E
 屋外 A B C D E

アームサポート 高さ調整
 アームサポート 跳ね上げ
 フットレグサポート 着脱
 フットレグサポート スイングアウト
 バックサポート 張り調整
 座シート 奥行調整

自走式 介助式

タイプ	型式	商品コード	TAISコード
自走式	NA-NT2W	727883	00175-000428
介助式	NAH-NT2W	728883	00175-000429

- 前輪:6インチ ●後輪:自走式/22インチ、介助式/16インチ
 ●サイズ:自走式/全幅56・座幅40・前座高43cm
 介助式/全幅54・座幅40・前座高43cm
 ●重量:自走式/15.2kg、介助式/14.4kg
 ●折りたたみ幅:自走式/30cm、介助式/27cm
 ●シート奥行:40cm
 ●最大使用者体重:100kg
- 〈〉は介助式

ノーバンクタイヤ

在庫お問い合わせ商品

22 43 40 56 (54) 104 91 (cm)

〈自走式〉 非課税

〈介助式〉 非課税

- オプション…着脱式ヘッドサポート(専用)、ワンストップブレーキ、ブラパッカルベルト、ブレーキ延長棒(+16cm)

ご購入時には在庫をお問い合わせください。

TOURER Nツアラー

オプション
 着脱式ヘッドサポート

ノーバンク(ハイポリマー)タイヤ
 標準装備

車椅子簡易固定システム
 対応アンカーバー

日常用の車いすとして使用

車いす移動車の乗降・固定にも便利

〈自走式〉 NA-NT2W
 オプション使用

〈自走式〉 NA-NT2W
 標準使用

車いすの自動車(車いす移動車)での移動がもっと簡単・便利に安心感につながる、快適な移動

車椅子簡易固定標準化コンソーシアムが進める車いすの自動車等へのワンタッチ固定方式

車いす移動車の固定装置が車いすのアンカーバーを自動的にホールド。複雑な固定手順が不要です。

簡単 便利 高い安全性

車椅子簡易固定システム対応アンカーバー

※写真の車両はトヨタ自動車(株)の一例

ワンタッチ固定式ではない、従来のワイヤーフック固定式の車いす移動車にも乗降できます。
 ※フレームにはフック固定位置を示すマークがついています。

専用オプション

着脱式ヘッドサポート

型式	商品コード	TAISコード
KF-52	766265	00175-000432

- ヘッドサポート高:63~84cm ●重量:1.1kg

標準タイプ

介助式


グレイスコア標準 (介助) GRC-21BD

松永製作所

座幅	商品コード	TAISコード
40cm幅	728770	00066-000403
42cm幅	728775	

- 前輪：5インチ ●後輪：16インチ
- サイズ：全幅56.5・58.5・座幅40・42・前座高43cm
- 重量：14.4kg ●折りたたみ幅：32cm
- シート奥行：38cm ※38/34cmに設定可能
- クッション厚：5cm
- 最大使用者体重：100kg

屋内	A B C D E
屋外	A B C D E
アームサポート	高さ調整
アームサポート	跳ね上げ
フットレグサポート	着脱
フットレグサポート	スイングアウト
バックサポート	張り調整
座シート	奥行調整



非課税

●オプション…延長棒(+10cm)

ノーバンク
タイヤ

足踏み
ブレーキ

多機能タイプ

介助式


グレイスコア マルチ (介助) GRC-41BD

松永製作所

座幅	商品コード	TAISコード
40cm幅	728780	00066-000404
42cm幅	728785	

- 前輪：5インチ ●後輪：16インチ
- サイズ：全幅56.5・58.5・座幅40・42・前座高43cm
- 重量：16.1kg ●折りたたみ幅：32cm
- シート奥行：38cm ※38/34cmに設定可能
- クッション厚：5cm
- 最大使用者体重：100kg

屋内	A B C D E
屋外	A B C D E
アームサポート	高さ調整
アームサポート	跳ね上げ
フットレグサポート	着脱
フットレグサポート	スイングアウト
バックサポート	張り調整
座シート	奥行調整



非課税

●オプション…延長棒(+10cm)

ノーバンク
タイヤ

足踏み
ブレーキ

多機能タイプ

介助式


グレイスコア アジャスト (介助) GRC-61BD

松永製作所

座幅	商品コード	TAISコード
40cm幅	728863	00066-000410
42cm幅	728864	

- 前輪：5インチ ●後輪：16インチ
- サイズ：全幅56・58・座幅40・42・前座高41・43・45cm
- 重量：17.1kg ●折りたたみ幅：32cm
- シート奥行：38cm ※38/34cmに設定可能
- クッション厚：5cm
- 最大使用者体重：100kg

屋内	A B C D E
屋外	A B C D E
アームサポート	高さ調整
アームサポート	跳ね上げ
フットレグサポート	着脱
フットレグサポート	スイングアウト
バックサポート	張り調整
座シート	奥行調整



非課税

●オプション…延長棒(+10cm)

ノーバンク
タイヤ

足踏み
ブレーキ

多機能タイプ / 低床タイプ

介助式


グレイスコア ミニモ (介助) GRC-60BD

松永製作所

座幅	商品コード	TAISコード
40cm幅	728871	00066-000421
42cm幅	728872	

- 前輪：5インチ ●後輪：16インチ
- サイズ：全幅56・58・座幅40・42・前座高37・(※39)cm
- 重量：16.9kg ●折りたたみ幅：32cm
- シート奥行：32・36cm
- クッション厚：5cm
- 最大使用者体重：100kg
- ※前座高39cmはメーカーオプションとなります。

屋内	A B C D E
屋外	A B C D E
アームサポート	高さ調整
アームサポート	跳ね上げ
フットレグサポート	着脱
フットレグサポート	スイングアウト
バックサポート	張り調整
座シート	奥行調整



非課税

●オプション…延長棒(+10cm)

「自分の意思で移動したい」
そんな想いに寄り添いたい
あなただけの椅子づくり

ノーバンク
タイヤ

足踏み
ブレーキ

ブラック

ティルト

ティルト式

座王X ティルト (自走 / 介助)

日進医療器

タイプ	型式	商品コード	TAISコード
自走式	NA-XF7	730275	00175-000391
介助式	NAH-XF5	730280	00175-000390

- 前輪：6インチ ●後輪：自走式 / 22インチ、介助式 / 14インチ
- サイズ：自走式 / 全幅59・座幅40・前座高42・44・46cm
介助式 / 全幅60・座幅40・前座高42・44・46cm
- 重量：自走式 / 19.6kg、介助式 / 18.9kg
- 折りたたみ幅：自走式 / 34cm、介助式 / 35cm
- シート奥行：38cm ●クッション厚：4cm
- 最大使用者体重：100kg

〈自走式〉

〈介助式〉



非課税



非課税



●オプション…エレベーターユニット、プラバックルベルト、延長棒

ティルト角度
(自走式)
-4~18°
(介助式)
-4~30°

エアリー
3D
シート

クッション
標準装備

スイング
イン・アウト

カバー付
キャスター

楽々介助
ブレーキ

アンカー
フレーム

AUTO
FIT

ノーバンク
タイヤ

屋内	A B C D E
屋外	A B C D E
アームサポート	高さ調整
アームサポート	跳ね上げ
フットレグサポート	着脱
フットレグサポート	スイングアウト
バックサポート	張り調整
座シート	奥行調整



※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

※ティルト&リクライニングは対床面角度です。ティルト：傾斜角度 / リクライニング：背角度

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

自動排便装置

購入品一入浴

購入品二排泄

73

リクライニング／ティルト リクライニング・ティルト式

マイチルト・コンパクトII MH-CR2L-SE 松永製作所

商品コード	TAISコード
730316	00066-000414

- 前輪: 5インチ ●後輪: 12インチ
- サイズ: 全幅53.5・座幅40・前座高43cm
- 重量: 29.3kg
- 折りたたみ幅: 40cm
- シート奥行: 38cm
- クッション厚: 6.5cm
- 最大使用者体重: 100kg



ティルト角度	リクライニング	屋内	屋外
0~30°	90~125°	A B C D E	A B C D E
		アームサポート 高さ調整	アームサポート 跳ね上げ
		アームサポート 跳ね上げ	アームサポート 着脱
		フットレグサポート 着脱	フットレグサポート スイングアウト
		フットレグサポート スイングアウト	バックサポート 張り調整
		バックサポート 張り調整	座シート 奥行調整
		座シート 奥行調整	

「リラックスと自立支援」
2つの共存

バックサポート張り調整
3D立体スリング

足踏みブレーキ ノーバンクタイヤ



●オプション…ワンタッチプラスチックベルト

リクライニング／ティルト リクライニング・ティルト式

マイチルト・ミニ3D MH-SRL-SE 松永製作所

商品コード	TAISコード
730260	00066-000352

- 前輪: 5インチ ●後輪: 12インチ
- サイズ: 全幅53・座幅40・前座高41cm
- 重量: 29kg
- 折りたたみ幅: 34cm
- シート奥行: 35cm
- クッション厚: 6.5cm
- 最大使用者体重: 100kg



ティルト角度	リクライニング	屋内	屋外
0~25°	90~110°	A B C D E	A B C D E
		アームサポート 高さ調整	アームサポート 跳ね上げ
		アームサポート 跳ね上げ	アームサポート 着脱
		フットレグサポート 着脱	フットレグサポート スイングアウト
		フットレグサポート スイングアウト	バックサポート 張り調整
		バックサポート 張り調整	座シート 奥行調整
		座シート 奥行調整	

狭いスペースでの移動もラクラク

バックサポート張り調整
3D立体スリング

足踏みブレーキ ノーバンクタイヤ

問い合わせ商品



●オプション…ワンタッチプラスチックベルト

リクライニング／ティルト リクライニング・ティルト式

マイチルト・グラン3D MH-GRL-SE 松永製作所

商品コード	TAISコード
730265	00066-000393

- 前輪: 6インチ ●後輪: 16インチ
- サイズ: 全幅62・座幅44・前座高47cm
- 重量: 31.2kg
- シート奥行: 38cm
- クッション厚: 6.5cm
- 最大使用者体重: 100kg



ティルト角度	リクライニング	屋内	屋外
0~30°	95~130°	A B C D E	A B C D E
		アームサポート 高さ調整	アームサポート 跳ね上げ
		アームサポート 跳ね上げ	アームサポート 着脱
		フットレグサポート 着脱	フットレグサポート スイングアウト
		フットレグサポート スイングアウト	バックサポート 張り調整
		バックサポート 張り調整	座シート 奥行調整
		座シート 奥行調整	

大柄な方も快適なサイズ

バックサポート張り調整
3D立体スリング

足踏みブレーキ ノーバンクタイヤ

問い合わせ商品



●オプション…ワンタッチプラスチックベルト

リクライニング／ティルト リクライニング・ティルト式

カルティマ ティルト&リクライニング CRT-WR ミキ

商品コード	TAISコード
730255	00122-000620

- 前輪: 6インチ ●後輪: 14インチ
- サイズ: 全幅55・座幅40・前座高43.5cm
- 重量: 16.8kg
- 折りたたみ幅: 31cm
- シート奥行: 40cm
- クッション厚: 3.5cm
- 最大使用者体重: 100kg



ティルト角度	リクライニング	屋内	屋外
0~30°	95~130°	A B C D E	A B C D E
		アームサポート 高さ調整	アームサポート 跳ね上げ
		アームサポート 跳ね上げ	アームサポート 着脱
		フットレグサポート 着脱	フットレグサポート スイングアウト
		フットレグサポート スイングアウト	バックサポート 張り調整
		バックサポート 張り調整	座シート 奥行調整
		座シート 奥行調整	

女性や力の弱い方でも扱いやすい
超軽量・コンパクト

足踏みブレーキ ノーバンクタイヤ



●オプション…エレベーターユニット

リクライニング リクライニング式

NEO-4α

商品コード	TAISコード
730320	00175-000413

- 前輪: 6インチ ●後輪: 16インチ
- サイズ: 全幅58・座幅40・前座高47cm
- 肘高: 24cm
- 重量: 19.2kg
- 折りたたみ幅: 30cm
- シート奥行: 40cm
- 最大使用者体重: 100kg



ハンドル高さ	リクライニング	屋内	屋外
95cm	95~169°	A B C D E	A B C D E
		アームサポート 高さ調整	アームサポート 着脱
		アームサポート 着脱	フットレグサポート 着脱
		フットレグサポート 着脱	フットレグサポート スイングアウト
		フットレグサポート スイングアウト	バックサポート 張り調整
		バックサポート 張り調整	座シート 奥行調整
		座シート 奥行調整	

ノーバンクタイヤ



●オプション…ボンベ架(専用)、ブラパッドベルト、延長棒

日進医療器

専用オプション

ボンベ架(専用)

型式	商品コード	TAISコード
KF-26R	765706	00175-000419

- サイズ: ボンベ架内径10.5cm
- 重量: 2.1kg



モジュール／リクライニング／ティルト

REDWOOD-Ⅲ SP エレベーター仕様

日進医療器

型式	商品コード	TAISコード
REDWOOD3SP	730225	00175-000374

- 前輪：6インチ ●後輪：14インチ
- サイズ：全幅60・座幅42・前座高42cm
- 肘高：2・18～30cm
- 重量：28kg
- 折りたたみ幅：34cm
- シート奥行：38・40・42cm
- クッション厚：5cm
- 最大使用者体重：100kg



ハンドル高さ 97cm

ティルト角度 -3~40°

リクライニング 90~170°

- エアリー 3Dシート
- クッション標準装備
- キャスター
- 足踏みブレーキ
- 足踏みブレーキ


非課税

●オプション…ブラッセルベルト、ポンペ架(専用)、ガートル掛け(専用)、ブレーキ延長棒

リクライニング・ティルト式

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

- アームサポート 高さ調整
- アームサポート 落とし込み
- フットレグサポート 着脱
- フットレグサポート スイングアウト
- バックサポート 張り調整
- 座シート 奥行調整



専用オプション

型式	商品コード	TAISコード
KF-20RW	766165	00175-000376

- サイズ：内径13.3×高さ21cm
- 重量：1.5kg

ガートル掛けRW(専用)

型式	商品コード	TAISコード
KF-9RW	766170	00175-000375

- 長さ：88～158cm

リクライニング／ティルト

フルリクライニング車いす RJ-370B

いすら

商品コード	TAISコード
730290	00084-000134

- 前輪：6インチ ●後輪：16インチ
- サイズ：全幅61.5・座幅41・前座高53cm
- 肘高：前部／-4.5～19.9cm、後部／0.5～24.9cm (7段階調節)
- 重量：40kg ●シート奥行：42.5cm
- クッション厚：6.5cm
- 最大使用者体重：100kg
- ※前座高はクッション込みのサイズになります。



ハンドル高さ (下側) 91cm (上側) 117cm

ティルト角度 0~20°

リクライニング 105~165°

足踏みブレーキ


非課税

●オプション…ボンペ架(専用)、ガートル架(専用)

リクライニング・ティルト式

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

- アームサポート 高さ調整
- アームサポート 跳ね上げ
- フットレグサポート 着脱
- フットレグサポート スイングアウト
- バックサポート 張り調整
- 座シート 奥行調整



専用オプション

型式	商品コード	TAISコード
RJ37-291-000	765685	00084-000136

- サイズ：内径10.3×35cm
- 重量：1.8kg (取付金具付 1.5kg(ボンペ架のみ))

ガートル架

型式	商品コード	TAISコード
RJ37-191-000	765680	00084-000135

- 長さ：124cm

電動アシスト

ミライト・ウイング グリッププッシュ式

ミキ

型式	商品コード	TAISコード
CRT-ES-4	810***	00122-000685


- 前輪：6インチ ●後輪：14インチ
- サイズ：全幅50・座幅40・前座高47cm ※クッション込サイズです。
- 重量：17.7kg (バッテリー含む) ●折りたたみ幅：31cm
- クッション厚：3.5cm ●耐荷重：100kg
- 電源：リチウムイオンバッテリー 24V 5Ah
- 充電時間：約6h ●実用登坂角度：10° (最大登坂角度14°)
- 最高速度：5km/h ●連続走行距離：11.5km (時速4km/hで3時間)



グリッププッシュ
グリップ部分を握り、介助者の前進後進に合わせてグリップが前後に押し引きすることで車いすを操作します。

「EISサポート」とは
介助者の車いす操作の負担を軽減するため、電動モーターが補助(アシスト)する仕組みです。

介助者の歩行速度に合わせた快適な走行が可能な「グリッププッシュ式」のEISサポート車いす。快適装備を充実させたハイグレードモデル



屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

- アームサポート 高さ調整
- アームサポート 跳ね上げ
- フットレグサポート 着脱
- フットレグサポート スイングアウト
- バックサポート 張り調整
- 座シート 奥行調整

非課税

電動アシスト

軽e NAH-U2Wタイプ 転倒防止装置付

日進医療器

座幅	カラー	商品コード	TAISコード
40cm幅	インディゴ	810***	00175-000415

- 前輪：6インチ ●後輪：14インチ
- サイズ：全幅54・座幅40・前座高42cm
- 重量：本体/22kg、バッテリー/1.45kg
- 折りたたみ幅：41cm ●クッション厚：4cm
- 耐荷重：100kg
- 制御方法：マイコン制御、電動モーター駆動
- 電源：リチウムイオンバッテリー 25.2V 8.4Ah
- 充電時間：約4h (2hの充電で約70%充電)
- 実用登坂角度：最大14°
- アシスト最高速度：6km/h未満 (登坂角度14°未満時)
- 連続走行距離：18km (時速4km/hで4.5時間)

ノーバンクタイヤ



ボタンは電源「入/切」のひとつだけとっても簡単に使えます。



非課税

●オプション…杖入れ(専用)、延長棒

電源を入れて、車いすを押すだけで自然に、静かに、安全にサポート

- アシスト機能で「かるーく」上れる・進める
- 介助者の歩くスピードに合わせてアシスト
- もしもの時も安心 自動減速・停止ブレーキ
- 防水性能ユニットで雨天時でも使える※ (制御ユニットおよび駆動ユニット 防水規格IP54)

※保管時に濡れたままにするとサビつきなどのおそれがありますので、ふき取り等は実施してください。



- 3Dバックサポート採用のウルトラシリーズだから快適姿勢で乗車できます。
- リチウムイオンバッテリーで長時間・長距離アシスト走行
- 静音モーター内蔵アシストタイヤ
- ノーバンクタイヤ エアリー装備

軽e

エアリー 3Dシート

クッション標準装備

スイングインアウト

キャスター

アンカーフレーム

足踏みブレーキ

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

※ティルト&リクライニングは対床面角度です。ティルト：傾斜角度／リクライニング：背角

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

鳥籠掃除装置

購入品(入浴)

購入品(排泄)

電動

JWアクティブ PLUS+



商品コード TAISコード
810599 00233-000104

- 前輪:7インチ ●後輪:22インチ
- サイズ:全幅63・座幅39・前座高44cm
- 重量:28.7kg(バッテリー含まず) ●折りたたみ幅:35cm
- クッション厚:4.5cm ●耐荷重:100kg
- 速度範囲:1.7~4.5km/h ●走行距離:15km
- 充電時間:2.5~3h ●実用登坂:角度6°



非課税

電動カート

WHILL Model CK2 (ウィル モデル シーケーター) ウィル

商品コード TAISコード
810*** 01520-000028

- サイズ:幅55.4×奥行98.5×高さ74.5~94.5cm
- 重量:約52kg ●クッション厚:5cm
- 最高速度:6km/h ●走行距離:約18km
- 充電時間:5h ●実用登坂:角度10°
- 段差乗越え:5cm ●最小回転半径:76cm
- バッテリー:リチウムイオン(25.3V 10.6Ah)
- 使用環境:-15°C~40°C



もっと自由に
移動すれば、
もっと毎日は
豊かになる

WHILL Model CKもご用意しております。

非課税

電動カート

遊歩スマイルα(四輪) セリオ

商品コード TAISコード
SH10 810*** 00020-000053

- 重量:98kg ●耐荷重:100kg
- 速度範囲:前進0.5~6km/h、後進0.5~2km/h
- 走行距離:30km ●充電時間:1~13h
- 実用登坂:角度10° ●段差乗越え:8cm



ナチュラルベージュ

非課税

電動カート

セニアカー(四輪) スズキ

商品コード TAISコード
ET4DB 810*** 00152-000033

- 重量:100kg ●耐荷重:100kg
- 速度範囲:前進1~6km/h、後進1~2km/h
- 走行距離:31km ●充電時間:0~12h
- 実用登坂:角度10° ●段差乗越え:7.5cm



非課税

電動

タウニジョイX PLUS+



商品コード TAISコード
810601 00233-000100

- 前輪:6インチ ●後輪:16インチ
- サイズ:全幅59.5・座幅41・前座高43cm
- 重量:26.5kg(バッテリー含まず) ●折りたたみ幅:34.2cm
- クッション厚:5cm ●耐荷重:75kg
- 速度範囲:1.6~4.6km/h ●走行距離:16km
- 充電時間:2.5~3h ●実用登坂:角度6°



非課税

電動カート

遊歩フジ(四輪) セリオ

商品コード TAISコード
K504 810*** 00020-000048

- 重量:101kg ●耐荷重:100kg
- 速度範囲:前進0.5~6km/h、後進0.5~2km/h
- 走行距離:28km ●充電時間:1~11h
- 実用登坂:角度10° ●段差乗越え:8cm



ホワイトマイカ

非課税

電動カート

遊歩スキップα(四輪) セリオ

商品コード TAISコード
SH03 810*** 00020-000054

- 重量:90kg ●耐荷重:75kg
- 速度範囲:前進0.5~6km/h、後進0.5~2km/h
- 走行距離:24km ●充電時間:1~11h
- 実用登坂:角度10° ●段差乗越え:8cm



ライトパープル

非課税

電動カート

セニアカー(四輪) スズキ

商品コード TAISコード
ET4F 732*** 00152-000013

- 重量:98kg ●耐荷重:100kg
- 速度範囲:2~6km/h ●走行距離:33km
- 充電時間:0~12h ●実用登坂:角度10°
- 段差乗越え:高さ7.5cm ●溝乗越え:幅10cm



非課税

電動車いすに関する法令について

電動車いすが歩行車と扱われるためには、道路交通法施工規則上の車体の大きさ、速度基準を満たす必要があります。

- 全長120cm、全幅70cm、全高120cmの基準内である必要があります。
- 本カタログに掲載している電動車いす本体はすべて基準値以内ですが、杖立て等の付属品を取り付けることにより基準値を超える場合があります。
- 基準値を超える場合でも、利用者または利用者から依頼を受けた人が利用者の住所地を管轄する警察署長に確認申請をして、身体的状況等によりやむを得ないと判断されて確認証の交付を受けた場合には、歩行車の扱いとなります。なお利用者は確認証を携帯する必要があります。
- 時速6km以内である必要があります。

*商品コードは地域によって異なります。

**介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

ボンベ架 KZ-229801

パラマウントベッド

商品コード TAISコード
765660 00170-001369



- 対応ボンベ：直径130mm以下
- ボンベ収納部高さ：22cm

後方転倒の危険性があるため、3kg以内のボンベのご使用に限ります。



- 多機能モデル
- 軽量モデル
- 自走のみ
- エグゼ
- 自走のみ

※Gra-Fitのボンベ架は、左右どちらにも装着可能です。

回転式転倒防止装置 KZ-229802

パラマウントベッド

商品コード TAISコード
765665 00170-001370

- 左右2本1組

回転させて内側に収納が可能です



- 多機能モデル
- 軽量モデル
- 自走のみ
- エグゼ
- エアー
- 自走のみ

IVポールセット パラマウントベッド

型式 商品コード TAISコード
KZ-229805 765670 00170-001373

- ガートル棒長さ：88～158cm (ノブボルトによる伸縮式)

- 多機能モデル
- 軽量モデル
- エグゼ
- 自走のみ
- エアー



IVポールセットTR用 KZ-229812

パラマウントベッド

商品コード TAISコード
766250 00170-001572

- ガートル棒長さ：81～151cm (ノブボルトによる伸縮式)

ティルト&リクライニングモデル



エレベータリングユニット

パラマウントベッド

商品コード TAISコード
KZ-229807 765675 00170-001375

- 多機能モデル
- エグゼ



拳上式・開き式・着脱式のフット・レッグサポートです。

商品コード TAISコード
KZ-229811 766245 00170-001571

フットプレート角度可変!

拳上式・開き式・着脱式のフット・レッグサポートです。



- ティルト&リクライニングモデル
- 多機能モデル
- エグゼ

ワンストップブレーキ

商品コード TAISコード
765655 00175-000352

- 多機能モデル
- エグゼ
- 自走のみ

片側のレバー操作で左右同時にブレーキをかけることのできる駐車ブレーキです。



ブラバックルベルト KF-6C

商品コード TAISコード
726905 00175-000296

ティルト&リクライニングモデル



ベルトはPPベルトとなります。

- 多機能モデル
- 軽量モデル
- エグゼ
- エアー

ブレーキレバー延長棒(+8cm)

商品コード TAISコード
765600 00175-000285

- 多機能モデル
- 軽量モデル
- エアー
- 自走のみ

駐車ブレーキの操作レバーを8cm長くします。装着方法はネジこみ式です。※軽量スタンダードモデルの介助用には装着できません。



杖入れ KF-7BM

商品コード TAISコード
726910 00175-000286

- 多機能モデル
- 軽量モデル
- エグゼ
- エアー

- 杖収納ケース：5×10cm



» Gra-Fit オプション適合表

※1 前座高42cmは不可 ※2 ボンベ架との併用不可

頁	商品名	型式	オプション								
			Gra-Fit 専用オプション				共通オプション				
			ボンベ架	回転式転倒防止装置	IVポールセット	IVポールセットTR用	エレベータリングユニット	ワンストップブレーキ	ブラバックルベルト	延長棒(+8cm)	杖入れ
65	グラフィット エグゼ 自走 多機能40幅	KZ-216800	○	○	○	—	○	○※1	○	—	○
	グラフィット エグゼ 自走 多機能45幅	KZ-216810	○	○	○	—	○	○※1	○	—	○
	グラフィット エグゼ 介助 多機能40幅	KZ-216820	—	○	—	—	○	—	○	—	○
	グラフィット エグゼ 介助 多機能45幅	KZ-216830	—	○	—	—	○	—	○	—	○
	グラフィット エアー 自走 軽量40幅	KZ-215800	—	○	○	—	—	—	○	○	○
	グラフィット エアー 自走 軽量45幅	KZ-215810	—	○	○	—	—	—	○	○	○
	グラフィット エアー 介助 軽量40幅	KZ-215820	—	—	○	—	—	—	○	—	○
	グラフィット エアー 介助 軽量45幅	KZ-215830	—	—	○	—	—	—	○	—	○
66	グラフィット 自走 多機能40幅	KZ-211830	○	○	○	—	○	○	○	○	○
	グラフィット 自走 多機能45幅	KZ-211840	○	○	○	—	○	○	○	○	○
	グラフィット 介助 多機能40幅	KZ-212830	○	○	○	—	○	○※2	○	○	○
	グラフィット 介助 多機能45幅	KZ-212840	○	○	○	—	○	○※2	○	○	○
	グラフィット 自走 多機能低床40幅	KZ-211860	○	○	○	—	○	○	○	○	○
	グラフィット 自走 多機能低床45幅	KZ-211870	○	○	○	—	○	○	○	○	○
	グラフィット 自走 軽量40幅	KZ-211800	○	○	○	—	—	—	○	○	○
	グラフィット 自走 軽量45幅	KZ-211810	○	○	○	—	—	—	○	○	○
	グラフィット 介助 軽量40幅	KZ-212800	—	—	○	—	—	—	○	—	○
	グラフィット 介助 軽量45幅	KZ-212810	—	—	○	—	—	—	○	—	○
67	グラフィット(自動ブレーキ付) 自走 多機能低床40幅	KZ-211865	○	○	○	—	○	—	○	○	○
	グラフィット(自動ブレーキ付) 自走 多機能低床45幅	KZ-211875	○	○	○	—	○	—	○	○	○
	グラフィット 介助 多機能コンパクト40幅	KZ-212880	—	○	—	—	○	—	○	—	○
	グラフィット ティルト&リクライニング40幅	KZ-214830	—	—	—	○	—	—	○	—	—
	グラフィット ティルト&リクライニング45幅	KZ-214840	—	—	—	○	—	—	○	—	—

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

車いすオプション

※次頁「車いすオプション適合表」をご覧ください。

ワンストップブレーキ

日進医療器

商品コード	TAISコード
765655	00175-000352

- 重量:
車いす本体+0.6kg
- 付属品:延長棒8cm1本
本体ブレーキレバー2本



エレベータリングユニット(座王用)

日進医療器

型式	商品コード	TAISコード
KF-EC	766215	00175-000396



エレベータリングユニット(ULTRAシリーズ用)

日進医療器

型式	商品コード	TAISコード
KF-EB	726880	00175-000347



エレベータリングユニット

ミキ

商品コード	TAISコード
727715	00122-000436



プラバックルベルト KF-6C

日進医療器

商品コード	TAISコード
726905	00175-000296

- サイズ:
幅5×最大長110cm



ワンタッチプラスチックベルト

松永製作所

商品コード	TAISコード
766005	00066-000201



ガードル掛け KF-8B

日進医療器

商品コード	TAISコード
726895	00175-000287

- 長さ:81~151cm



ガードル掛け

カワムラサイクル

タイプ	商品コード	TAISコード
前止め	765700	00160-000167
後止め	765705	



後方ガードル架セット

松永製作所

商品コード	TAISコード
766175	00066-000209



※ガードル棒付き
※地域によっては対応が
できない場合もございます。

ボンベ架

日進医療器

型式	商品コード	TAISコード
KF-20S	726890	00175-000288

- サイズ:内径10.5×高さ29cm
- 重量:1.3kg

注意
後方転倒の危険性がある
ため、3kg以内のボンベ
のご使用に限ります。



ウイング用ボンベ架

ミキ

商品コード	TAISコード
766275	00122-000594

- サイズ:内径13cm
- 重量:1.44kg



ボンベ架 (BAL-R2用)

ミキ

商品コード	TAISコード
766045	00122-000214

- サイズ:直径最大16cmまで対応可
- 重量:0.9kg



ボンベ架 (NEXT用)

松永製作所

商品コード	TAISコード
766220	00066-000345



ボンベ架

カワムラサイクル

商品コード	TAISコード
765690	00160-000166



専用転倒防止パー付ボンベ架(右取付のみ)

ミキ

商品コード	TAISコード
766280	00122-000591

- サイズ:内径13cm
- 重量:1.34kg



キャストラック取付用
点滴棒ホルダー(前方用) ミキ

商品コード	TAISコード
766125	00122-Z00044

- サイズ:
点滴棒径
φ16~22mm対応
- 重量:0.22kg



後方用点滴棒用ホルダー
ミキ

商品コード	TAISコード
766270	00122-000592

- サイズ:
点滴棒径
φ16~22mm対応
- 重量:0.24kg



杖入れ KF-7BM

日進医療器

商品コード	TAISコード
726910	00175-000286

- 受けサイズ:
幅5×奥行10×高さ5cm
- 重量:0.1kg



杖入れ(大)(NEXT用)

松永製作所

商品コード	TAISコード
766225	00066-000344



車いすオプション

<p>延長棒 (+20cm) カワムラサイクル</p> <table border="1"> <tr><th>商品コード</th><th>TAISコード</th></tr> <tr><td>766105</td><td>00160-000261</td></tr> </table> 	商品コード	TAISコード	766105	00160-000261	<p>ブレーキ延長棒 (+16cm) 日進医療器</p> <table border="1"> <tr><th>商品コード</th><th>TAISコード</th></tr> <tr><td>765605</td><td>00175-000285</td></tr> </table> 	商品コード	TAISコード	765605	00175-000285	<p>延長棒 (+15cm) 松永製作所</p> <table border="1"> <tr><th>商品コード</th><th>TAISコード</th></tr> <tr><td>765510</td><td>00066-000298</td></tr> </table> 	商品コード	TAISコード	765510	00066-000298				
商品コード	TAISコード																	
766105	00160-000261																	
商品コード	TAISコード																	
765605	00175-000285																	
商品コード	TAISコード																	
765510	00066-000298																	
<p>延長棒 (+10cm) 松永製作所</p> <table border="1"> <tr><th>商品コード</th><th>TAISコード</th></tr> <tr><td>765505</td><td>00066-000298</td></tr> </table> 	商品コード	TAISコード	765505	00066-000298	<p>延長棒 (+10cm) (+5cm) ミキ</p> <table border="1"> <tr><th>商品コード (+10cm)</th><th>商品コード (+5cm)</th></tr> <tr><td>765645</td><td>765640</td></tr> <tr><th>TAISコード</th><th>TAISコード</th></tr> <tr><td>00122-000426</td><td>00122-000425</td></tr> </table> 	商品コード (+10cm)	商品コード (+5cm)	765645	765640	TAISコード	TAISコード	00122-000426	00122-000425	<p>延長棒 (+10cm) カワムラサイクル</p> <table border="1"> <tr><th>商品コード</th><th>TAISコード</th></tr> <tr><td>766100</td><td>00160-000170</td></tr> </table> 	商品コード	TAISコード	766100	00160-000170
商品コード	TAISコード																	
765505	00066-000298																	
商品コード (+10cm)	商品コード (+5cm)																	
765645	765640																	
TAISコード	TAISコード																	
00122-000426	00122-000425																	
商品コード	TAISコード																	
766100	00160-000170																	
<p>マイバディ イージーヘッド ユーキ・トレーディング</p> <table border="1"> <tr><th>商品名</th><th>商品コード</th><th>TAISコード</th><th>適用サイズ</th></tr> <tr><td>マイバディ イージーヘッドPR</td><td>766185</td><td>00468-000050</td><td>背パイプ内外360~500mmの車いす</td></tr> <tr><td>マイバディ イージーヘッドPS</td><td>766180</td><td>00468-000049</td><td>背パイプ内外265~410mmの車いす</td></tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> ●サイズ：PR/最大全高51cm×全幅39.5~53.5cm PS/最大全高51cm×全幅29.5~44cm ●重量：PR/約1.95kg、PS/約1.88kg ●材質：ウレタン・ステンレス・鉄・アルミ・合成樹脂 <p>※背パイプ：外外寸法によりサイズが異なります。 ※車いすの機種やサイズにより干渉する箇所が発生する場合がございます。 ※事前にデモ機などでのシミュレーションをお勧めいたします。(車いすオプション適合表表記外としております)</p>  <p>後付け簡単ヘッドサポート 合わせたい位置に 自由自在の調整 多様な車いすに 取付け可能</p> <p>取付例</p>			商品名	商品コード	TAISコード	適用サイズ	マイバディ イージーヘッドPR	766185	00468-000050	背パイプ内外360~500mmの車いす	マイバディ イージーヘッドPS	766180	00468-000049	背パイプ内外265~410mmの車いす				
商品名	商品コード	TAISコード	適用サイズ															
マイバディ イージーヘッドPR	766185	00468-000050	背パイプ内外360~500mmの車いす															
マイバディ イージーヘッドPS	766180	00468-000049	背パイプ内外265~410mmの車いす															

車いすオプション適合表

頁	型式	オプション									
		ワンストップ ブレーキ	エレベータイング ユニット	ブラバックル ベルト	ワンタッチ プラスチックベルト	ガートル掛け	後方 ガートル架セット	ボンベ架	点滴ホルダー	杖入れ	延長棒
68	BAL-R3	-	○	-	-	-	-	○ (ウイング用)	○	-	○ (ミキ)
	BAL-R1	-	-	-	-	-	-	○ (転倒防止用)	○	-	○ (ミキ)
	NEO-1βW	○	○ (KF-EC)	○	-	○ (後)	-	-	-	-	○ (日進医療器)
	NEO-1β	○	-	○	-	○ (後)	-	-	-	-	○ (日進医療器)
69	NA-U6	-	○ (KF-EB)	○	-	-	-	-	-	-	○ (日進医療器)
70	GRC-11B	-	-	-	-	-	○	○	-	○	○ (松永製作所)
	GRC-31B	-	-	-	-	-	○	○	-	○	○ (松永製作所)
	GRC-51B	-	-	-	-	-	○	○	-	○	○ (松永製作所)
	GRC-50B	-	-	-	-	-	○	○	-	○	○ (松永製作所)
71	BAL-R4	-	○	-	-	-	-	○ (ウイング用)	○	-	○ (ミキ)
	BAL-R2	-	-	-	-	-	-	○ 専用	○	-	○ (ミキ)
	NEO-2βW	○	○ (KF-EC)	○	-	○ (後)	-	-	-	-	○ (日進医療器)
	NEO-2β	○	-	○	-	○ (後)	-	-	-	-	○ (日進医療器)
72	NA-NT2W	○	-	○	-	-	-	-	-	-	○ (日進医療器)
	NAH-NT2W	○	-	○	-	-	-	-	-	-	○ (日進医療器)
73	GRC-21BD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○ (松永製作所)
	GRC-41BD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○ (松永製作所)
	GRC-61BD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○ (松永製作所)
	GRC-60BD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○ (松永製作所)
	NA-XF7	-	○ (KF-EC)	○	-	-	-	-	-	-	○ (日進医療器)
	NAH-XF5	-	○ (KF-EC)	○	-	-	-	-	-	-	○ (日進医療器)
74	MH-CR2L-SE	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
	MH-SRL-SE	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
	MH-GRL-SE	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
	CRT-WR	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
	NEO-4α	-	○ 標準	○	-	-	-	○ 専用	-	-	○ (日進医療器)
75	REDWOOD-Ⅲ SP	-	○ 標準	○	-	○ 専用 (前)	-	○ 専用	-	-	○ (日進医療器)
	RJ-370B	-	-	-	-	○ 専用	-	○ 専用	-	-	-
	軽e	-	-	-	-	-	-	-	-	○ 専用	○ (日進医療器)

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

昇降梯処理装置

購入品(入浴)

購入品(排泄)

購入品(入浴)

頁	型式	タイプ	各部サイズ							
			重量	座幅	シート奥行	前座高	肘高	全幅	全高	全長
			kg	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
65	KZ-216800(自走)(40) KZ-216810(自走)(45)	多機能	15.4 15.5	40 45	38 40	42/44/46	24/26/28/30	57 62	91/93/95	100
	KZ-216820(介助)(40) KZ-216830(介助)(45)	多機能	13.2 13.3	40 45	38 40	42/44/46	24/26/28/30	48 53	92/94/96	97
	KZ-215800(自走)(40) KZ-215810(自走)(45)	軽量	10.9 11.1	40 45	38 40	44	25	57 62	92	98
	KZ-215820(介助)(40) KZ-215830(介助)(45)	軽量	9.7 9.9	40 45	38 40	44	25	54 59	92	98
66	KZ-211830(自走)(40) KZ-211840(自走)(45)	多機能	15.9 16	40 45	38 40	42/44/46	前23/25/27/29 奥24/26/28/30	58 63	91/93/95	101
	KZ-212830(介助)(40) KZ-212840(介助)(45)	多機能	14.4 14.7	40 45	38 40	42/44/46	前23/25/27/29 奥24/26/28/30	56 62	91/93/95	101
	KZ-211860(自走)(40) KZ-211870(自走)(45)	多機能/低床	15.4	40 45	38 40	36/38/40	前23/25/27/29 奥24/26/28/30	58 63	86/88/90	101
	KZ-211800(自走)(40) KZ-211810(自走)(45)	軽量	13.6 13.8	40 45	38 40	42	前24/奥25	58 63	93	98
	KZ-212800(介助)(40) KZ-212810(介助)(45)	軽量	11.9 12	40 45	38 40	42	前25/奥26	59 64	93	100
	KZ-211865(自走)(40) KZ-211875(自走)(45)	多機能/低床	18.2	40 45	38 40	36/38/40	前23/25/27/29 奥24/26/28/30	58 63	86/88/90	101
67	KZ-212880(40)	コンパクト/多機能	14	40	38	42/44/46	前23/25/27/29 奥24/26/28/30	48	91/93/95	101
	KZ-214830(40) KZ-214840(45)	リクライニング/ティルト	21 21.5	40 45	40 42	45	3・18-32	54 59	115	111 113
68	BAL-R3	多機能	13.9	40	40	43.5	24	60	91	97.5
	BAL-R1	標準	12.3	40	40	43.5	24	60	91	94.5
	NEO-1βW	多機能	13.4	40	40	43	22	58	90	100
	NEO-1β	標準	12.3	40	40	43	22	63	91	99
	AFP-22	多機能	19.7	40	38/44	46/48/50	22/24/26	61	92/94/96	109
	AFS-22	多機能	17.2	40	42	48	17	60	95	105
69	CRT-SG-7(40) CRT-SG-7(42)	多機能	12.2	40 42	38	43.5	24.5	55 57	88	96
	CRT-SG-5(40) CRT-SG-5(42)	標準	11.1	40 42	38	43.5	24.5	55 57	88	96
	CRT-SG-3	多機能	11.7	40	38	43.5	24.5	55	88	96
	CRT-SG-1	標準	10.6	40	38	43.5	24.5	55	88	96
	NA-U6	6輪車	14.7	40	38	38/40/42	前22/奥24	58	79/81/83	91
	NEXT-70B	6輪車	18.5	40	36	36.5/38.5/40.5	22.5-28.5	58	91/93/95	86
70	GRC-11B	標準	14.7	40/42	34/38	43	25	56.5/58.5	93	95
	GRC-31B	多機能	16.5	40/42	34/38	43	25	56.5/58.5	93	95
	GRC-51B	多機能	17.1	40/42	34/38	41/43/45	25-31	56.5/58.5	93	95
	GRC-50B	多機能/低床	16.8	40/42	32/36	35/37/(39)	23.5-29.5	56.5/58.5	88/90/92	96
	KJP-5	幅広/モジュール	21	48/50/52	40	48/50/52	26/28/30/32	66/68/70	96/98/100	115.5
	BAL-R4	多機能	12.3	40	40	46	24	54.5	93.5	96.5
71	BAL-R2	標準	10.8	40	40	43.5	24	55	91	93
	NEO-2βW	多機能	12.8	40	40	43	22	53	90	100
	NEO-2β	標準	11.3	40	40	43	22	59	91	99
	AFP-16	多機能	18.4	40	38/44	46/48/50	22/24/26	56.5	92/94/96	109
	AFS-16	多機能	15.7	40	42	48	17	54	95	105
	CRT-SG-8(40) CRT-SG-8(42)	多機能	11.7	40 42	38	43.5	24.5	49 51	88	96
72	CRT-SG-6(40) CRT-SG-6(42)	標準	10.5	40 42	38	43.5	24.5	49 51	88	96
	CRT-SG-4	多機能	11.3	40	38	43.5	24.5	49	88	96
	CRT-SG-2	標準	10.1	40	38	43.5	24.5	49	88	96
	NA-NT2W(自走)	車載ワンタッチ固定	15.2	40	40	43	22	56	91	104
	NAH-NT2W(介助)	車載ワンタッチ固定	14.4	40	40	43	22	54	91	104
	GRC-21BD	標準	14.4	40/42	34/38	43	25	56.5/58.5	93	95
73	GRC-41BD	多機能	16.1	40/42	34/38	43	25	56.5/58.5	93	95
	GRC-61BD	多機能	17.1	40/42	34/38	41/43/45	25-31	56/58	93	95
	GRC-60BD	多機能/低床	16.9	40/42	32/36	37/(39)	23.5-29.5	56/58	89/91	97.5
	NA-XF7	ティルト	19.6	40	38	42/44/46	前23/25/27/29 奥24/26/28/30	59	102-131	105
	NAH-XF5	ティルト	18.9	40	38	42/44/46	前23/25/27/29 奥24/26/28/30	60	102-131	105
	MH-CR2L-SE	リクライニング/ティルト	29.3	40	38	43	0.14-30	53.5	116.5	92
74	MH-SRL-SE	リクライニング/ティルト	29	40	35	41	0.14-30	53	101	88-119.5
	MH-GRL-SE	リクライニング/ティルト	31.2	44	38	47	0.14-30	62	111.5	98-135
	CRT-WR	リクライニング/ティルト	16.8	40	40	43.5	3.5-24	55	122	105
	NEO-4α	リクライニング	19.2	40	40	47	24	58	131	116
	REDWOOD-III SP	リクライニング/ティルト/モジュール	28	42	38/40/42	42	2・18-30	60	105-121	110
75	RJ-370B	リクライニング/ティルト	40	41	42.5	53	前4.5-19.9 後0.5-24.9	61.5	70.5-123.5	113-169
	CRT-ES-4(介助)	電動アシスト	17.7	40	38	43.5(47)	26/28/30 (22.5/24.5/26.5)	50	88	98.5
	軽e	電動アシスト	22	40	38	42	前22/奥24	54	92	97
	JWアクティブPLUS+	電動	28.7	39	40	44	27-33	63	87	103.5
76	タウニジョイX PLUS+	電動	26.5	41	39	43	0-25	59.5	88	101.5

折りたたみ幅	キャスト 径	タイヤ(後輪)			機能							
		径	タイヤ幅	タイヤ種類	手元 ブレーキ	介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	アーム サポート	フット・レグ サポート	バック サポート	シート ベルト	クッション
		インチ	cm					可動式	可動式	張り調整		
32	6	22	2.5	ノーバンク	○	○	-	○	○	○	-	○
34	6	22	2.5	ノーバンク	○	○	-	○	○	○	-	○
26	6	14	4	ノーバンク	○	○	-	○	○	○	-	○
28	6	14	4	ノーバンク	○	○	-	○	○	○	-	○
30	6	22	2.5	ノーバンク	○	○	-	-	-	-	-	○
32	6	22	2.5	ノーバンク	○	○	-	-	-	-	-	○
28	6	14	4	ノーバンク	○	○	-	-	-	-	-	○
30	6	14	4	ノーバンク	○	○	-	-	-	-	-	○
33	6	22	2.5	ノーバンク	○	○	-	○	○	○	-	○
31	6	14	3.8	ノーバンク	○	○	-	○	○	○	-	○
34	5	20	2.5	ノーバンク	○	○	-	○	○	○	-	○
32	6	22	2.5	ノーバンク	○	○	-	-	-	○	-	○
33	6	14	3.8	ノーバンク	○	○	-	-	-	○	-	○
34	5	20	2.5	ノーバンク	○	○	-	○	○	○	-	○
31	6	14	3.8	ノーバンク	○	○	-	○	○	○	-	○
54	6	12	3.5	ノーバンク	-	○	○	○	○	○	-	○
59	6	12	3.5	ノーバンク	-	○	○	○	○	○	-	○
34	6	22	3.7	ノーバンク	○	○	-	○	○	-	-	-
32.5	6	22	3.7	ノーバンク	○	○	-	-	-	-	-	-
32	6	22	3	ノーバンク	○	○	-	○	○	-	-	-
32	6	22	3	ノーバンク	○	○	-	-	-	-	-	-
37	6	22	2.3	ノーバンク	○	○	-	○	○	○	-	○
32.5	6	22	3.2	ノーバンク	○	○	-	○	○	○	-	○
34	6	22	2.3	ノーバンク	○	○	-	○	○	-	-	-
34	6	22	2.3	ノーバンク	○	○	-	-	-	-	-	-
34	6	22	2.3	ノーバンク	○	○	-	○	○	-	-	-
34	6	22	2.3	ノーバンク	○	○	-	-	-	-	-	-
32	5	20	3	ノーバンク	○	○	-	-	○	○	-	○
34	4	20	2.8	エアタイヤ	○	○	-	-	-	○	-	○
32.5	5	22	2.8	ノーバンク	○	○	-	-	-	○	-	○
32.5	5	22	2.8	ノーバンク	○	○	-	○	○	○	-	○
32	5	22	2.8	ノーバンク	○	○	-	○	○	○	-	○
33	5	20	2.8	ノーバンク	○	○	-	○	○	○	-	○
34	8	24	3.2	ノーバンク	○	○	-	○	○	○	-	○
26.5	6	16	4	ノーバンク	○	○	-	○	○	-	-	-
26.5	6	16	4	ノーバンク	○	○	-	-	-	-	-	-
26	6	16	4	ノーバンク	○	○	-	○	○	-	-	-
28	6	16	4	ノーバンク	○	○	-	-	-	-	-	-
31	6	16	4	ノーバンク	○	○	-	○	○	○	-	○
28.5	6	16	4	ノーバンク	○	○	-	○	○	○	-	○
27	6	14	3.6	ノーバンク	○	○	-	○	○	-	-	-
27	6	14	3.6	ノーバンク	○	○	-	-	-	-	-	-
27	6	14	3.6	ノーバンク	○	○	-	○	○	-	-	-
27	6	14	3.6	ノーバンク	○	○	-	-	-	-	-	-
30	6	22	3	ノーバンク	○	○	-	○	○	-	-	-
27	6	16	4	ノーバンク	○	○	-	○	○	-	-	-
32	5	16	3.1	ノーバンク	○	○	○	-	-	○	-	○
32	5	16	3.1	ノーバンク	○	○	○	○	○	○	-	○
32	5	16	3.1	ノーバンク	○	○	○	○	○	○	-	○
32	5	16	3.1	ノーバンク	○	○	○	○	○	○	-	○
34	6	22	2.5	ノーバンク	○	○	-	○	○	○	-	○
35	6	14	3.8	ノーバンク	○	○	-	○	○	○	-	○
40	5	12	3.1	ノーバンク	-	○	○	○	○	○	-	○
34	5	12	3.1	ノーバンク	-	○	○	○	○	○	-	○
-	6	16	3.1	ノーバンク	-	○	○	○	○	○	-	○
31	6	14	3.6	ノーバンク	○	○	○	○	○	○	-	○
30	6	16	4	ノーバンク	○	○	-	取外しのみ	挙上のみ	-	-	-
34	6	14	3.8	ノーバンク	○	○	○	○	○	○	-	○
-	6	16	4	ノーバンク	-	○	○	○	○	-	-	○
31	6	14	3.7	エアタイヤ	○	○	-	○	○	○	-	○
41	6	14	3.8	ノーバンク	○	○	-	○	○	○	-	○
35	7	22	2.8	エアタイヤ	○	-	-	○	○	-	-	○
34.2	6	16	4	エアタイヤ	○	-	-	○	取外しのみ	-	-	○

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

鳥糞掃除装置

購入品(入浴)

購入品(排泄)

フォーム

レッツフロート

パラマウントベッド

サイズ	型式	商品コード	TAISコード
40cm幅	KK-TC01M	762310	00170-001508
45cm幅	KK-TC01L	762315	00170-001509

- サイズ: KK-TC01M / 奥行38cm、KK-TC01L / 奥行40cm
- 材質: カバー/ ポリエステル・クロロプレンゴム・ポリウレタン
中芯側地/ ポリエステル・ポリウレタン、中芯/ ポリウレタンフォーム



ワイド 45cm

厚さ	重量
5cm	40cm幅 0.5kg 45cm幅 0.6kg




レッツフロート
商品説明動画(LP)



車いすをお使いになる方へ、一枚の思いやり

車椅子クッション
レッツフロート



姿勢が保ちやすい

車いすクッションを使うことで、座面のたわみを軽減して、姿勢が保ちやすくなります。



スリングシートのみ
骨盤と背骨が傾いて
しましにくい



レッツフロートを使用
骨盤が安定しやすく
自然な姿勢に

底付き感を抑える

上層の「フロントクッション」はウレタンフォームを包み込んだシートタイプです。着座時の空気の排出を抑えることによるエアークッションとウレタンフォームとのハイブリッド効果により、底付き感を抑えた座り心地をもたらします。



骨盤の前滑りを抑える

下層のウレタンフォームの後方に段差を設けることで、骨盤の前滑りを防ぎ、姿勢を保ちやすくしています。

座面にフィットしやすい

カバー底面には滑りにくい防水性素材「ネオプレン」を採用。ベルトなどで固定する必要がなく置くだけで簡単に利用できます。

足こぎしやすい

下層の「ベースクッション」の前方先端を斜めにカットすることで、膝裏の圧迫感を軽減して、足を動かすしやすくなります。

優れた通気性

カバー上面には通気性にすぐれた素材「ダブルラセル」を使用。生地裏面には防水フィルムを貼って、汗や汚れの浸透を防ぎます。カバーは取り外して洗濯できます。

東京医療学院大学 保健医療学部
リハビリテーション学科
理学療法専攻 教授
吉井 智晴

皆さんは車いすに最大何時間座ったことがありますか。数十分で腰が疲れ、足が息苦しくなったりします。車いすのシートはスリングシートといい、簡易的な椅子と同じ原理のものが広く使われています。現在、私は大学で理学療法士を目指す学生を教えています。1年生に車いすの体験学習を行います。その際、最低30分は使っていることを条件としています。ちょっと触れただけの学習では、ユーザーの気持ちに近づけないからです。結果としては、ほぼ100%の学生が、お尻が痛い、と言います。そうなんです!

車いすはこのままでは座り心地が悪いだけでなく、痛みや疲労を引き起こします。痛みは人間の心身の行動を抑制します。だからこそ、心地よく座っていただく配慮をすることが、私たち専門職に求められています。

車いすの管理だけでなく、クッションが加わることによる介護者の管理の手間が増えること、またそれに対するユーザーの家族への遠慮、消毒を含む掃除の手間、そもそもクッションは質が劣化するという誤解など、様々な課題はありますが、まずは、私たち専門職の意識改革が必要ではないかと考えます。車いすにはクッションが当たり前! 心地よい座りからアクティブな活動へ。

エア

エアールクッション

ミキ

屋内	厚さ	重量
(A)(B)(C)(D)(E)	3.5cm	0.3kg
屋外	(A)(B)(C)(D)(E)	

型式	商品コード	TAISコード
ALC-35-38	762240	00122-000626

- サイズ: 幅38×奥行38cm
- 材質(中身): ポリエステル・ポリウレタン

簡単! 空気圧調整ができる



カバーを外した状態

空気圧調整後

※実際の商品カラーはブラックです。

在庫限定

フォーム


フォリオ

ケーブ

屋内	厚さ	重量
(A)(B)(C)(D)(E)	6cm	0.6kg
屋外	(A)(B)(C)(D)(E)	

型式	商品コード	TAISコード
CK-405	762230	00206-000132

- サイズ: 幅40×奥行40cm
- 材質(中身): ウレタンフォーム



特殊スリット構造と、前後で硬度の異なるウレタン素材で、臀部を沈ませ、前ズレを防止します。

抜群の通気性でムレを軽減
二つ折り構造で収納や
持ち運びにも便利



在庫限定

フォーム

Mold Air (モールドエア) ビーエーエス

屋内	厚さ	重量
(A)(B)(C)(D)(E)	2cm~10cm	0.84kg
屋外	(A)(B)(C)(D)(E)	

商品コード	TAISコード	抜群の体圧分散効果
762245	01250-000003	

- サイズ: 幅40×奥行42cm
- 材質(中身): ポリアプロピレン

優れた分散力!
抜群の通気性!



モールドエアあり
4層構造でお尻が前にずれない。3次元立体形状で姿勢をサポート。

フォーム

アルファプラ すくっとクッション タイカ

屋内	厚さ	重量
(A)(B)(C)(D)(E)	4.5cm	0.3kg
屋外	(A)(B)(C)(D)(E)	

型式	商品コード	TAISコード
SKTCA-4040	762295	00563-000142

- サイズ: 幅40×奥行40cm
- 材質(中身): ポリウレタンフォーム

厚み4.5cmの薄型
カバーは安心の
抗菌対策仕様
(SEK赤)



フォーム


アルファプラF クッション タイカ

屋内	厚さ	重量
(A)(B)(C)(D)(E)	7.5cm	0.6kg
屋外	(A)(B)(C)(D)(E)	

型式	商品コード	TAISコード
FWC-4040	762235	00563-000124

- サイズ: 幅40×奥行40cm
- 材質(中身): ポリウレタンフォーム

前ズレを防ぐ
ラジアルキャッチ™構造



2層目から4層目は接着されています。

エア+ウレタン

スタークッション・ステイビル ラックヘルスケア

屋内	厚さ	重量
(A)(B)(C)(D)(E)	7.5cm	40cm幅 約1.6kg 45cm幅 約1.7kg
屋外	(A)(B)(C)(D)(E)	

サイズ	商品コード	スタークッション 商品説明動画(LP)
40cm幅	762200	
45cm幅	762205	

- サイズ: 奥行39cm
- 材質(中身): 特殊ウレタンフォーム

エアとウレタンの素敵なお出逢い



エアの長所は優れた体圧分散性。ウレタンの長所は安定性。それぞれの長所がひとつになりました。

フォーム

FC-コキュー君NV フラットタイプ (防水) **NEW**

アイ・ソネックス

FC-コキュー君NV



ワイド
45cm

厚さ	重量
8cm 座骨部 7.5cm	40cm幅用 0.74kg 45cm幅用 0.79kg

車いす適合座幅	型式	商品コード	TAISコード
40cm幅用	FCNV-F38-BK	762429	00149-000068
45cm幅用	FCNV-F-BK	762430	00149-000067

- サイズ: 40cm幅用/幅38×奥行42cm、45cm幅用/幅40×奥行42cm
- 材質: カバー(表生地) / ポリエステル・ウレタンフィルム(裏面防水仕様)
カバー(裏生地) / ナイロン(ウレタン樹脂塗布)
クッション / ウレタン樹脂フィルム、ウレタン複合材

エアとウレタンのハイブリッド構造
体圧分散+姿勢保持を両立



エアの体圧分散性と、ウレタンの姿勢保持性によって、床ずれを防止しながら、座位姿勢の安定性を高めます。



<40cm幅用>




<45cm幅用>



目玉バルブで吸排気を自動コントロール

座ると自動的にお尻の形にフィット、立ち上がると素早く元の形状に復元、座るたびに最適な座り心地を得られます。

バルブのリリーフ機能で「どすん!」と座っても安心



フォーム

アクシオムG

ユーキ・トレーディング



厚さ	重量
大腿部直下 6cm 側面 8cm	40cm幅用 0.88kg 45cm幅用 1.05kg

車いす適合座幅	型式	商品コード	TAISコード
40cm	XG1515	762265	00468-000061
45cm	XG1716	762270	00468-000062

- サイズ: 40cm幅用/幅38×奥行38cm、45cm幅用/幅43×奥行40cm
- 材質: 中身/高密度ウレタンフォーム
カバー/防水加工4WAYストレッチポリエステル

薄いクッションではお尻が痛くなる

ワイド
45cm

<40cm幅>



<45cm幅>



人体計測学形状
座骨部の六角形構造は座骨を優しく包み支持面の増加をもたらし、圧分散効果を発揮します。特殊形状はあらゆる方向から身体をサポートし抜群の安定性を提供します。

フォーム

アクシオムP

ユーキ・トレーディング



厚さ	重量
大腿部直下 6cm 側面 9cm	40cm幅用 0.94kg 45cm幅用 1.12kg

車いす適合座幅	型式	商品コード	TAISコード
40cm	XP1515	762275	00468-000063
45cm	XP1716	762280	00468-000064

- サイズ: 40cm幅用/幅38×奥行38cm、45cm幅用/幅43×奥行40cm
- 材質: 中身/高密度ウレタンフォーム
カバー/防水加工4WAYストレッチポリエステル

不安定な座位姿勢・姿勢崩れでお困りの方へ

ワイド
45cm

<40cm幅>



<45cm幅>



座位保持特化モデルシリーズで共通している人体計測学のデータをより集約した特殊形状は骨盤、大腿部をしっかりサポートし、姿勢の安定をもたらします。

フォーム

アクシオムSPヴィスコ

ユーキ・トレーディング



厚さ	重量
大腿部直下 8.5cm 側面 11.5cm	40cm幅用 1.36kg 45cm幅用 1.67kg

車いす適合座幅	型式	商品コード	TAISコード
40cm	XSP1515V	762285	00468-000065
45cm	XSP1716V	762290	00468-000066

- サイズ: 40cm幅用/幅38×奥行38cm、45cm幅用/幅43×奥行40cm
- 材質: 中身/高密度ウレタン+低反発ウレタン
アウトカー/スーパー4WAYストレッチポリエステル
インナーカバー/防水加工4WAYストレッチポリエステル

座位時間が長い方・床ずれリスクが高い方へ

ワイド
45cm

<40cm幅>




<45cm幅>



無調整の高機能クッションハイレベルな「体圧分散力」と「座位保持力」、「快適性」を兼ね備えたシリーズ最高峰モデル。調整に悩まされることなく、適切な効果を得られます。

世界水準のハイクオリティクッション! アクシオム日本上陸!

アクシオムクッション選定ポイント



- AXIOM G
スタンダードタイプ
- AXIOM P
座位保持特化タイプ
- AXIOM SP VISCO
メディカルタイプ
一体圧分散&座位保持

キーマビリティテクノロジー

キーマビリティとは?

米国大手のリハビリ車椅子メーカーです。世界60ヶ国以上の地域で各製品が愛用されています。世界水準のブランドです。

アクシオムのご紹介!

アクシオムクッションは、快適性と安定性、耐久性に優れた高密度高級ウレタンフォームを使用しています。米国ジョージア工科大学の協力による人体計測学に基づいて開発された特殊形状技術は、座面圧力からくる臀部の痛みや姿勢崩れからご利用者様を守ります。

「ハニカム構造」+「特殊形状」により、長時間座位でも快適にご使用いただける製品です。

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

鳥排掃処理器

購入品(入浴)

購入品(排泄)

購入品(入浴)

購入品(排泄)

ウレタン+ラテックス

モラ
タカノクッションMOLA NEW



タカノクッションMOLAでお悩みを網羅的に解決!
超快適設計

高耐久性 (5年※自社基準)
クッションの本体は高耐久素材のラテックスとモールドウレタンを使用しています。

2層カバーで衛生的
外カバーは吸湿カバーで快適。内カバーは防水カバー、止水ファスナーで汚染を防ぎます。

車いすに合わせやすい
最新の車いすにも合わせやすい「船底形状」と「はかま形状」を採用しました。



スリムタイプ

座面高が気になる方におススメ!

型式	商品コード	TAISコード
TC-ML40S	762426	00297-000126

- サイズ: 幅40×奥行40cm
- 材質: 中身/ウレタンフォーム、ラテックスフォーム
インナーカバー/ポリウレタン、ポリエステル
アウターカバー/ポリエステル、PVCレザー

厚さ
4cm
重量
約**0.83kg**



フラットタイプ

姿勢が崩れるのを予防したい方におススメ!

型式	商品コード	TAISコード
TC-ML40F	762427	00297-000121

- サイズ: 幅40×奥行40cm
- 材質: 中身/ウレタンフォーム、ラテックスフォーム
インナーカバー/ポリウレタン、ポリエステル
アウターカバー/ポリエステル、PVCレザー

厚さ
6cm
重量
約**0.98kg**



コンタータイプ

姿勢が崩れやすい方、円背の方、
床ずれリスクが高めな方におススメ!

型式	商品コード	TAISコード
TC-ML40C	762428	00297-000120

- サイズ: 幅40×奥行40cm
- 材質: 中身/ウレタンフォーム、ラテックスフォーム
インナーカバー/ポリウレタン、ポリエステル
アウターカバー/ポリエステル、PVCレザー

厚さ
7.5cm
重量
約**1.10kg**



ピース+パイプ

マーブル
M-able クッション 清拭タイプ




型式	商品コード	TAISコード
MC-M2	762300	01908-000027
MC-C1	762305	01908-000018
MC-T	762259	01908-000037
MC-TL	762405	01908-000044

- サイズ: MC-M2 / 22×40cm、MC-C1 / 37×100cm
MC-T / 55×75cm、MC-TL / 65×85cm
- 材質: 中材/ポリプロピレン・ポリエチレン
※MC-M2はポリエチレンのみ
MC-T・MC-TLはポリプロピレンのみ
内カバー/ナイロン・ポリウレタン
外カバー/ポリエステル・綿



車いすの姿勢を整えたい方におすすめてす

重量
MC-M2 **2kg**
MC-C1 **1kg**
MC-T **0.45kg**
MC-TL **0.77kg**



M2タイプ使用例
車いす上で、大腿部の上に置いて使います。前方に支持面ができ、クッションの上に腕を乗せることで前傾姿勢を促し、骨盤を立て、座姿勢が崩れるのを防ぎます。円背の方、体幹が不安定な方、骨盤の後傾によって前ズレ姿勢になりやすい方におすすめてす。

C1タイプ使用例
背中から肩、腕を支えることにより、座位姿勢の崩れを防ぎます。ループで車いすに固定することにより、クッションがずり落ちずに安定して使えます。

Tタイプ使用例
車いすのエレベーターリングなどにベルトで装着すると、足をソフトに支えて体圧分散と安楽を促します。

TLタイプ使用例
従来のTタイプの大きなサイズで、足の長い方や太い方、むくみがある方、O脚の方でも脚を広くゆったりと受け止めます。

座り続けられる3大要素：安定性・分散性・流動性

EXGEL SEATING LAB OWL CARE

高い方	アウル CARE 75F	アウル CARE 100C	
	アウル CARE 60F	アウル CARE 70C	アウル CARE 80C
	アウル CARE 40F		
床ずれリスク	座位を保つことが出来る方	前ズレしやすい方	座位が保てず、大腿部支持が必要な方
低い方			

●座り続けられない(姿勢崩れを起こしやすい)要因例

- ・着座面がフワフワする → 疲れて前ズレが起きやすい
- ・お尻が痛くなる → 痛みを避けてお尻を前にずらしやすい
- ・動けない → 皮膚が突っ張り辛くなりやすい
- ・ひざ裏が気になる → お尻を前にずらしやすい
- ・大腿部が開きやすい → 骨盤後傾になりやすい

思い当たれば、
見てみよう!



●製品特長(“ふくろう”の進化ポイント)

アウル・ライン
身体に沿った形状で前後の誤使用を防止し、車いすフレームの干渉を防ぎます。

アウル・アイ
おしりにフィットする形状で、最も圧力のかかる坐骨部を包み込むようなサポート性を強化。

アウル・スリット
深さと長さを増したスリットを設け、尾骨から仙骨にかけての圧力を軽減。

アウル・ステップ
前側のベースウレタンを柔らかくし、ひざ裏のあたりを和らげ足つき性もアップ。

前端部形状により、ひざ裏部の奥行は40cm未満なので、小柄な方でもひざ裏の干渉を防ぎます。

ジェル

アウル CARE 40F 加地

屋内	(A)(B)(C)(D)(E)	厚さ	4cm	重量	40cm幅 約1.1kg 44cm幅 約1.2kg
屋外	(A)(B)(C)(D)(E)				

サイズ	型式	商品コード	TAISコード
40cm幅	OWL40F-BK1-4040	762345	00540-000067
44cm幅	OWL40FW-BK1-4440	762375	00540-000073

- サイズ：40cm幅 / 幅40×奥行40cm、44cm幅 / 幅44×奥行40cm
- 材質：中身 / エクスジェル・ウレタンフォーム
カバー / 簡易防水ポリエステルカバー



ジェル

アウル CARE 60F 加地

屋内	(A)(B)(C)(D)(E)	厚さ	6cm	重量	40cm幅 約1.2kg 44cm幅 約1.3kg
屋外	(A)(B)(C)(D)(E)				

サイズ	型式	商品コード	TAISコード
40cm幅	OWL60F-BK1-4040	762350	00540-000068
44cm幅	OWL60FW-BK1-4440	762380	00540-000074

- サイズ：40cm幅 / 幅40×奥行40cm、44cm幅 / 幅44×奥行40cm
- 材質：中身 / エクスジェル・ウレタンフォーム
カバー / 簡易防水ポリエステルカバー



ジェル

アウル CARE 75F 加地

屋内	(A)(B)(C)(D)(E)	厚さ	7.5cm	重量	40cm幅 約1.4kg 44cm幅 約1.5kg
屋外	(A)(B)(C)(D)(E)				

サイズ	型式	商品コード	TAISコード
40cm幅	OWL75F-BK1-4040	762355	00540-000069
44cm幅	OWL75FW-BK1-4440	762385	00540-000075

- サイズ：40cm幅 / 幅40×奥行40cm、44cm幅 / 幅44×奥行40cm
- 材質：中身 / エクスジェル・ウレタンフォーム
カバー / 簡易防水ポリエステルカバー



ジェル

アウル CARE 70C 加地

屋内	(A)(B)(C)(D)(E)	厚さ	7cm	重量	40cm幅 約1.2kg 44cm幅 約1.4kg
屋外	(A)(B)(C)(D)(E)				

サイズ	型式	商品コード	TAISコード
40cm幅	OWL70C-BK1-4040	762360	00540-000070
44cm幅	OWL70CW-BK1-4440	762390	00540-000076

- サイズ：40cm幅 / 幅40×奥行40cm、44cm幅 / 幅44×奥行40cm
- 材質：中身 / エクスジェル・ウレタンフォーム
カバー / 簡易防水ポリエステルカバー



ジェル

アウル CARE 80C 加地

屋内	(A)(B)(C)(D)(E)	厚さ	8cm	重量	40cm幅 約1.6kg 44cm幅 約1.7kg
屋外	(A)(B)(C)(D)(E)				

サイズ	型式	商品コード	TAISコード
40cm幅	OWL80C-BK1-4040	762365	00540-000071
44cm幅	OWL80CW-BK1-4440	762395	00540-000077

- サイズ：40cm幅 / 幅40×奥行40cm、44cm幅 / 幅44×奥行40cm
- 材質：中身 / エクスジェル・ウレタンフォーム
カバー / 簡易防水ポリエステルカバー



ジェル

アウル CARE 100C 加地

屋内	(A)(B)(C)(D)(E)	厚さ	10cm	重量	40cm幅 約1.6kg 44cm幅 約1.8kg
屋外	(A)(B)(C)(D)(E)				

サイズ	型式	商品コード	TAISコード
40cm幅	OWL100C-BK1-4040	762370	00540-000072
44cm幅	OWL100CW-BK1-4440	762400	00540-000078

- サイズ：40cm幅 / 幅40×奥行40cm、44cm幅 / 幅44×奥行40cm
- 材質：中身 / エクスジェル・ウレタンフォーム
カバー / 簡易防水ポリエステルカバー



※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

- 特殊寝台
- 特殊寝台付属品
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 徘徊感知機器
- 手すり
- 歩行補助つえ
- 歩行器
- 車いす
- 車いす付属品
- スロープ
- 移動用リフト
- 自動排便装置
- 購入品(入浴)
- 購入品(排泄)

レッツボード

パラマウントベッド

商品名	型式	商品コード	TAISコード	長さ	高さ	折りたたみ時の高さ	重量
レッツボード280	KQ-3328	750165	00170-001196	280cm	6.3cm	10.6cm	17.5kg
レッツボード240	KQ-3324	750160	00170-001195	240cm	6.1cm	10.2cm	12.5kg
レッツボード200	KQ-3320	750155	00170-001194	200cm			10.5kg
レッツボード175	KQ-3317	750150	00170-001193	175cm	5.1cm	8.2cm	9kg
レッツボード150	KQ-3315	750145	00170-001192	150cm			7kg
レッツボード125	KQ-3312	750140	00170-001191	125cm			6kg
レッツボード100	KQ-3310	750135	00170-001190	100cm			5kg

●総幅:68cm(有効幅65cm) ●耐重量:300kg ●材質:表面/FRP、芯材/発泡材、フチ部/アルミ・合成ゴム



車いす用スロープ
レッツボード

車いすが通過できるように
段差を解消します
住宅環境にマッチしやすい
モノトーンカラー



<280cm>	<240cm>
<200cm>	<175cm>
<150cm>	<125cm>
<100cm>	

- 軽量で丈夫、安心して通過でき、持ち運びも簡単です
- 使用する場所に合わせて選べる7サイズのラインナップ
- コンパクトサイズ(総幅68cm、有効幅65cm)で、折りたたんで持ち運べます

●レッツボード/段差の目安表

使用状況	型式		KQ-3310	KQ-3312	KQ-3315	KQ-3317	KQ-3320	KQ-3324	KQ-3328
	スロープの長さ/cm	段差/cm	100	125	150	175	200	240	280
自力走行	5°	段差/cm	9	11	13	15	17	21	24
介助者必要	10°	段差/cm	17	22	26	30	35	42	49
最大	14°	段差/cm	24	30	36	43	49	59	69

テレスコピックスロープ


パシフィックサブライ

サイズ	型式	商品コード	TAISコード	使用範囲	重量(1本)	耐重量(1組)
282cm	18440005	750280	01087-000060	116~282cm	8.2kg	250kg
193cm	18440004	750285	01087-000059	87~193cm	6.5kg	300kg

●幅:スロープ内側17cm / スロープ外側23.5cm ●スライド箇所:2箇所
●材質:アルミニウム(アルマイト加工)

耐久性・安全性に優れたスロープ

アルマイト加工された一体成型のアルミニウム製です。
パンチング加工により軽量化されました。



<282cm>	<193cm>
折りたたみ時	

ダンスロープエア-2

ダンロップホームプロダクツ

サイズ	型式	商品コード	TAISコード	重量
285cm	R-285Z	750220	00532-000048	約11.5kg
255cm	R-255Z	750215	00532-000049	約10.5kg
230cm	R-230Z	750210	00532-000050	約9.6kg
205cm	R-205Z	750205	00532-000051	約8.5kg
165cm	R-165Z	750200	00532-000052	約7kg
125cm	R-125Z	750195	00532-000053	約5.7kg
85cm	R-85Z	750190	00532-000054	約4.3kg

●幅：285・255・230・85cm／69.6cm

205・165・125cm／69.4cm

●耐重量：300kg

軽くて持ち運びやすく、狭い間口にも対応

- 業界最軽量クラス
- 様々な間口に対応（有効幅69cm）
- 乗り上げ時の衝撃を低減



安全性の確保


側壁で脱輪を軽減。
保護用ゴムの採用で折りたたみ時に懸念される指詰めによる怪我の危険性を軽減。




<285cm>




<255cm>




<230cm>




<205cm>



<165cm>



<125cm>



<85cm>



ダンスロープエア-ケアスロープもご用意しております。

●ダンスロープエア-2 / 段差の目安表

使用状況	型式	R-85Z	R-125Z	R-165Z	R-205Z	R-230Z	R-255Z	R-285Z
	スロープの長さ/cm	85	125	165	205	230	255	285
自力走行	5° 段差/cm	6	10	13	16	18	20	23
介助者必要	10° 段差/cm	13	20	26	33	37	41	46
最大	14° 段差/cm	20	30	40	50	56	62	70

ダンスロープミニ

ダンロップホームプロダクツ


高さ	型式	商品コード	TAISコード	有効幅	奥行
6.0cm	R-7660M	750175	00532-000047	62cm	20cm
5.5cm	R-7655M	750170	00532-000046	62cm	20cm
5.0cm	R-7650M	750130	00532-000045	62cm	20.6cm
4.5cm	R-7645M	750125	00532-000044	64cm	18.1cm
4.0cm	R-7640M	750120	00532-000043	66cm	16.1cm
3.5cm	R-7635M	750115	00532-000042	68cm	14.1cm
3.0cm	R-7630M	750110	00532-000041	65cm	12.1cm
2.5cm	R-7625M	750105	00532-000040	67cm	10.1cm
2.0cm	R-7620M	750100	00532-000039	69cm	8.1cm
1.5cm	R-7615M	750095	00532-000038	71cm	6.1cm
1.0cm	R-7610M	750090	00532-000037	73cm	4.1cm

●全幅：76cm ●勾配：1.0～5.0cm／14°、5.5cm／15°、6.0cm／16° ●耐重量：120kg


小さな段差による“つまずき”を防止
安定性とメンテナンス性に優れたスロープです

高さは1.0cmから6.0cmまで11段階
屋内から屋外までの使用用途に合わせて
幅広く選べるスロープです


屋内・屋外 兼用




<6.0cm>




<5.5cm>




<5.0cm>




<4.5cm>



<4.0cm>



<3.5cm>



<3.0cm>



<2.5cm>



<2.0cm>



<1.5cm>



<1.0cm>



※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位交換器

徘徊感知機器

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

自動排泄処理器

購入品（入浴）

購入品（排泄）

移動用リフトの選び方

移乗＝乗り移り動作は、そのものが目的ではなく、その後の生活（トイレ・お風呂・お出かけ等）のための手段です。ヒヤヒヤどきどきの動作では、危険で長続きしません。本人の安全性と介護者の負担を軽減することを常に心がけましょう。

安楽に座れる。
立ちあがりをサポートする。
パラマウントベッドの
電動リフトアップチェア「リフミア」は、
ベッドから出て自分らしい時間を過ごす
お手伝いをします。

そこに、あなたが
いるのがうれしい。



PARAMOUNT BED

リフミア
Lifmia

電動リフトアップチェア

POINT 1

長時間、
安楽に過ごすために

くつろげる座り姿勢を

座ったとき上体を預けやすいように、背もたれは115°傾斜させています。
また、腕を動かしやすいように、背もたれの高さは肩甲骨の下までとしています。

姿勢が安定しやすい座面を

お尻がずれにくく姿勢が安定しやすいように、座面を12°後傾させています。
前座高は40.5cm、高齢者に配慮した少し低めの設計です。

ゆとりのある座面幅を


窮屈さを感じにくくリラックスできるように、また、姿勢の自由度を高められるように、座幅少し広めの47cmとしています。

POINT 2

負担が少なく、
安全に、立ちあがるために

操作が簡単な高さ調節機能を

肘掛けに手を置いたまま高さ調節のスイッチを操作できます。座面は56cmまで上昇して立ちあがりをサポートします。上昇したときの座面の角度はほぼ水平で、滑り落ちの予防に配慮しています。また、足を引いて立ちあがりやすくなるように、足元に空間を設けています。



リフトアップチェア リフミア

パラマウントベッド



型式	商品コード	TAISコード
KD-863	736130	00170-001664

- サイズ：幅60.4×奥行68.8×高さ74.5cm
- 重量：20.5kg
- 座面角度：-12～1°（動作量13°）
- 座面高さ：40.5～56cm
- 電源：AC100V、50/60Hz
- 消費電力：130.5W
- 最大使用者体重：100kg
- 上昇時間：20秒（最低座面高から最高座面高までの所要時間）



特殊寝台

特殊寝台用器具

床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

手すり

歩行補助具

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

自動排泄処理装置

購入品「入浴」

購入品「排泄」

移乗サポートロボット Hug (ハグ)

FUJI **A B C D E**

商品名	型式	商品コード	TAISコード	重量
Hug L1H	L1-01 (H2)	734155	01666-000010	30kg
Hug T1H	T1-02 (H2)	734160	01666-000009	35kg

- サイズ: L1-01 (H2) / 全長88×全幅55×全高85~120cm
T1-02 (H2) / 全長95×全幅62×全高88~135cm
- 最大使用者体重: 100kg

- <バッテリー>
- 型式: 鉛蓄電池
- 定格電圧: DC24V
- 充電時間: 8時間
- 最大使用回数: 100回 (使用環境による)

POINT 1

準備・操作が簡単
スリングシート不要で
使いたいときにサッと準備ができます
どなたでも簡単操作

POINT 2


安心・安全
安定した姿勢保持を実現
100kgの方まで軽々移乗



スリングシート
不要

らくらく介護、始めませんか?

<L1-01 (H2)>



非課税

<T1-02 (H2)>



非課税



充電ケーブルホルダ付き



L1-01 (H2)



充電ケーブルホルダ付き



T1-02 (H2)

Hug (ハグ)
商品説明動画 (LP)



ハグらくらく簡単操作

STEP 1

立ち上がる

Hugに寄りかかった姿勢から、「立つ」ボタンでHugがやさしく抱え上げます。



STEP 2

動かす

Hugに乗った状態で動かす、移乗することが可能です。



STEP 3

座る

移乗先に着いたら、「座る」ボタンで安全に座ることができます。



独立宣言 スマート DSSM コムラ製作所

A B C D E

商品コード	TAISコード
736120	00088-000024

- サイズ: 幅51×高さ65.5×奥行76cm
- 重量: 29kg ●耐荷重: 80kg
- ストローク: 49cm ●座面高さ: 9~58cm
- 昇降速度: 17mm/sec

コンパクトだから
圧迫感のない独立宣言

「腰・ひざに負担をかけずに
立ち座りたい…」
そんな望みをかなえます



独立宣言暖らん DSDAR コムラ製作所

A B C D E

商品コード	TAISコード
990576	00088-000021

- サイズ: 幅58~64×高さ97.5×奥行99.5~116cm
- 重量: 58kg
- 耐荷重: 80kg
- ストローク: 41cm
- ストローク (前後): 16.5cm
- 座面高さ: 16~57cm
- 昇降速度: 13mm/sec



リクライニング
●リクライニング角度:
95~120°

独立宣言 リクライニング DSREC コムラ製作所

A B C D E

商品コード	TAISコード
736075	00088-000015

- サイズ: 高さ95.5×幅66×奥行101.5cm
- 重量: 45kg
- 耐荷重: 100kg
- ストローク: 41.5cm
- 座面高さ: 16~57.5cm
- 昇降速度: 16mm/sec



リクライニング
●リクライニング角度:
30° (105°~135°)

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

自動排泄装置

購入品 (入浴)

購入品 (排泄)



パラマウントベッドなら
リフト移乗が、もっとやさしくなります。

ベッド設置式リフト



エレベオ KQ-788L パラマウントベッド

A B C **D** E

商品コード TAISコード
734150 00170-001544

●サイズ：全幅162×全長216×全高210cm
●重量：78kg ●耐荷重：100kg




非課税

ご本人様に、安心感を。介護する方に、かんたんな操作性を。
パラマウントベッドのベッド設置式電動介護リフト

ご本人様の目線の高さや姿勢の変化を抑えて、不安感の軽減に配慮しています。

エレベオの手元スイッチではハンガーのあげさげとベッドの高さ調節*がおこなえます。ベッドの高さ調節を使えば、ご本人様の目線の高さを変えずに吊り上げられます。



手元スイッチ


ハンガーのあげさげとベッドの高さ調節*がおこなえます。ハンガーに掛けたまま操作できるので、持ち替えることなく、ご本人様から手を離さずにスムーズに作業できます。

*適合する電動ベッドの高さ調節が操作できます。



リフトの操作
ベッドの操作


ご本人様を揺れにくくするために、ハンガーをあげさげするときにスイングしない垂直昇降方式を採用しています。また、ご本人様に威圧感を与えにくいように、昇降ユニットを動かさずにハンガーだけを昇降させる方式としています。




垂直に昇降

お部屋に合わせて、ベッドに合わせて利用できます。
※足側に使用できないベッドがあります。詳しくは、お問い合わせください。

6畳間に設置した場合*



4畳半間に設置した場合*



足側（左側へ離床）に設置

*レギュラーサイズベッドの場合。

足元スッキリ、作業のしやすさと安全性に配慮しています。

※ベッドの高さは7cm高くなります。



パラマウントベッドなら、ご本人様の姿勢変化が少ない、やさしいリフト移乗が可能です。

ベッドと車椅子の機能を有効に活用できます。

パラマウントベッド独自の背あげ機能ラクリアモーションを搭載した介護用ベッドとティルト機能付きの車椅子を使用して、それぞれの角度を合わせておくことで、よりご本人様の姿勢変化が少なく、からだにやさしいリフト移乗を実現できます。



エレベオを使用したリフト移乗を動画でご覧いただけます。



スリングシート ハイバックタイプ

頭部の支持を必要とする方に適しています。

商品名	サイズ	型式	TAISコード	希望小売価格
脚分離型 KQ-T58	Lサイズ 155~165cm	KQ-T58L	00170-000856	66,000円(税別)
シート型 KQ-T56	Mサイズ 145~160cm	KQ-T56M	00170-000854	51,700円(税別)

●材質：ポリエステル・ナイロン ●使用者体重：120kgまで

スリングシート ミドルバックタイプ

体幹の支持を必要とする方に適しています。

商品名	サイズ	型式	TAISコード	希望小売価格
脚分離型 KQ-T57	Mサイズ 145~160cm	KQ-T57M	00170-000855	55,000円(税別)

●材質：ポリエステル・ナイロン ●使用者体重：120kgまで



介護保険対応 購入

※スリングシートは、購入品となります。

つるべ F2Rセット

モーター

A B C D E

商品コード TAISコード
734060 00229-000016

- サイズ: 支柱高さ185~240cm
- 耐荷重: 100kg

脱衣室から浴室へ…
トイレでも



非課税

※画像は、安楽キャリーBタイプ(分離型)を使用した場合です。

つるべF1セットもご用意しております。

つるべ Bセット

モーター

A B C D E

商品コード TAISコード
734055 00229-000005

- サイズ: 支柱高さ155×アーム最上端高さ205cm
- 耐荷重: 100kg

ベッドからの移乗に



非課税

スリングシート: 各種ご用意しております。(購入商品)


つるべ G2Rセット

モーター

A B C D E

商品コード TAISコード
734085 00229-000017

- 耐荷重: 100kg
- サイズ: ベース高さ68.5×幅9cm、回転部20cm
- 重量: 18.8kg



非課税

※地域によっては対応ができない場合もございます。

つるべG1セットもご用意しております。


つるべ U2Rセット

モーター

A B C D E

商品コード TAISコード
734095 00229-000019

- 耐荷重: 100kg
- サイズ: ベース35×35cm、回転部30、40cm、柱高110、135、160cm
- 重量: 40.4kg



非課税

※地域によっては対応ができない場合もございます。

つるべU1セットもご用意しております。

※設置の可否については、採寸図と写真データが必要になります(つるべF1、G1、U1、F2R、G2R、U2Rセット同様)。貸与の可否については、お住まいの市区町村にご確認ください。

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

自動排処理装置

購入品(入浴)

購入品(排泄)

床走行式電動介護リフト

パラマウントベッド **A B C D E**

型式	商品コード	TAISコード
KQ-781	734005	00170-000695

- サイズ: 全幅65~106×全高131~205×奥行130cm
- 重量: 38kg
- 耐荷重: 205kg

設置工事が不要な床走行式
剛性が高く揺れの少ないアルミフレーム製

- 充電式のバッテリー駆動なので操作中に足を電源コードに引っ掛ける心配がありません。バッテリーの残量がひとめでわかる液晶表示付き。
- 脚先端の高さは6.6cm。低床ベッドに対応します。操作しやすいように、前輪は左右それぞれに二輪が付いたダブルキャスター仕様です。



RiseAtlas (ライズ・アトラス)

パラマウントベッド **A B C D E**

リフトの本場、北欧で培われたアイデアと日本独自のノウハウが融合

福祉先進国である北欧の国々では、長年積み重ねられたノウハウとユーザーの厳しい目線に応える高い品質の介護リフトが多く存在します。中でもRiseAtlasは洗練されたデザインと高い性能で、北欧だけでなく世界各国でも信頼されています。そんなRiseAtlasに日本独自のノウハウを加えて誕生したリフトがRiseAtlas J (日本仕様) です。北欧と日本の技術を世界のユーザーにお届けします。



RiseAtlas

問い合わせ
商品

ご使用環境に合わせて、2つのかたちからお選びいただけます。


Atlas Line / アトラスライン (直線レールタイプ)

垂直昇降と横移動のシンプルな動きなので、初めての方でも容易に操作が行えます

商品コード	TAISコード
810608	01540-000001

- サイズ: 幅200~400×奥行100×高さ231.5cm
- 重量: 38~48kg
- 最大吊上体重: 138kg
- ※工事費・諸経費が別途かかります。

製造元: HandiCareAB
輸入元: パラマウントベッド



スリングシート: 各種をご用意しております。(購入商品)


Atlas Cross / アトラスクロス (面移動タイプ)

ラインよりも移動範囲が広く、4本の支柱内であれば縦横無尽に移動が可能です

商品コード	TAISコード
810609	01540-000002

- サイズ: 幅200~400×奥行200~400×高さ227.5cm
- 重量: 74~115kg
- 最大吊上体重: 138kg
- ※工事費・諸経費が別途かかります。

製造元: HandiCareAB
輸入元: パラマウントベッド



ご購入時には、在庫/納期のお問い合わせをお願いいたします。

車いす用電動昇降機 UD-330

いうら

A B C D E


商品コード TAISコード
740160 00084-000150

- サイズ：直進乗り込み仕様 / 全長150×全幅93×全高96.5～156cm
L字乗り込み仕様 / 全長123×全幅121.5×全高96.5～156cm
- 材質：スチール、ステンレス
- 昇降範囲：5.5～65cm
- 重量：98kg
- 耐荷重：150kg
- コード長さ：4m

1台で、直進乗り込みにもL字乗り込みにも
組替ができるようになりました

設置面積(目安)
【直進仕様】
全幅94cm以上
全長255cm以上
【L字仕様】
全幅222cm以上
全長127cm以上

定員
1名



直進乗り込み仕様

L字乗り込み仕様

おすすめポイント 車いす用電動昇降機 UD-330

門型形状マスト

Point 1
2本の昇降マストにより揺らぎを低減します。

Point 2
L字乗り込みの場合、駆動部の間に車いすのフトサポートを入れることで前進方向から乗り込むことが可能です。



ガード・ガイドポールカバー

Point 1
車いす落下防止ガードで脱輪を防ぎます。


Point 2
ガイドポールにカバーを採用しました。ポールを守り、ネジの緩みを防止します。



レバー操作が簡単

Point 1
レバー操作を本体側に取り、設置時に段差側の開口寸法に影響しなくなりました。

Point 2
レバーを大きくすることでどこからでも操作しやすい設計になりました。



挟み込み防止機能

Point
テーブルの下面に障害物があると下降を停止します。



車いす用電動昇降機 UD-320CS

いうら

商品コード TAISコード
740080 00084-000093

- サイズ：全長145.5×全幅93×全高114～174.5cm
- 材質：スチール・ステンレス・アルミ合金
- 昇降範囲：5.5～65cm
- 重量：75kg
- 耐荷重：150kg
- コード長さ：4m

A B C D E

設置面積(目安)
全幅93cm以上
全長250cm以上
定員
1名

直進乗り込みタイプ



在庫限定

車いす用電動昇降機 UD-320CL

いうら

商品コード TAISコード
740085 00084-000094

- サイズ：全長126×全幅129×全高114～174.5cm
- 材質：スチール・ステンレス・アルミ合金
- 昇降範囲：5.5～65cm
- 重量：79kg
- 耐荷重：150kg
- コード長さ：4m

A B C D E

設置面積(目安)
全幅230cm以上
全長130cm以上
定員
1名

L字乗り込みタイプ



在庫限定

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位交換器

徘徊感知機器

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

自動掃除装置

購入品(入浴)

購入品(排泄)

93

テクノリフター

新光産業




※設置床面:要コンクリート

型式	商品コード	TAISコード
TDK045SS	810623	00447-000012
TDK085SS	810625	00447-000019
TDK065SS-B	810807	00447-000023
TDK065SS	810624	00447-000013
TDK100SS	810626	00447-000014



TDK085SS

TDK065SS-B



TDK065SS




TDK100SS

最小高さ 65mm



設置環境に合わせ、乗込方法を自由設定。



※環境により、設置スペースが異なる場合がございます。

仕様	機種	揚程 (mm)	最小高さ (mm)	最大積載量 (kg)	本体重量 (kg)	テーブル寸法 W(mm)×D(mm)	駆動式	電源
TDK065SS	670	55	115	1,100×1,200	電動・チェーン巻き			
TDK065SS-B	670	60	140	1,100×1,200	電動・チェーン巻き			
TDK085SS	850	60	140	1,150×1,200	電動・チェーン巻き			
TDK100SS	1,065	65	155	1,150×1,200	電動・チェーン巻き			

設置スペース	機種	直進型				L字型			
		屋内ブリッジ設定		屋内ブリッジ未設定		屋内ブリッジ設定		屋内ブリッジ未設定	
		全幅	全長	全幅	全長	全幅	全長	全幅	全長
	TDK045SS	1,030	1,400	1,030	1,300	※ TDK045SSの設定なし			
	TDK065SS	1,200	1,620	1,200	1,530	1,270	1,550	1,190	1,550
	TDK065SS-B	1,200	1,635	1,200	1,545	1,270	1,550	1,190	1,550
	TDK085SS	1,260	1,650	1,260	1,560	1,350	1,575	1,240	1,575
	TDK100SS	1,210	1,650	1,210	1,540	1,310	1,550	1,190	1,550

※TDK065SS/065SS-Bの納入商品は、メーカーの在庫状況により変更となる場合がございます。

特殊覆台

特殊覆台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

手すり

歩行補助具

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

自動排処理装置

購入品(入浴)

購入品(排泄)

バスリフト／バスリフト アームレスト乗越えキット付

TOTO

A B C D E

型式	商品コード	TAISコード
EWB101RS	738005	00187-000247

〈バスリフト アームレスト乗越えキット付〉

型式	TAISコード	セット内容
EWBS101RS-1	00187-000250	バスリフト本体 738005 + アームレスト乗越えキット 738002

型式	商品コード
アームレスト乗越えキット	EWBP107R 738002

- サイズ：全幅64.5～76×全高15×奥行57.5cm
- 重量：20kg
- 耐荷重：35～100kg
- 昇降速度（※100kgf負荷時）
上昇：12mm/sec 下降：20mm/sec



※地域によっては対応ができない場合もございます。

〈バスリフト〉



〈バスリフトアームレスト乗越えキット付〉



※バスリフト本体+アームレスト乗越えキット

簡単に取り外せるので、ご家族の入浴時のジャマになりません

ひとりで立ち座りが
できない方

介助者への負担が少なく、
気軽に入浴を楽しめます。

浴槽をまたいでの
立ち座りが不安な方

バスリフトに座ったまま
入浴でき安心です。

ひざや腰を
曲げるのがツライ方

電動で昇降するので、膝や
腰への負担がかかりません。



※お一人での使用はできません。必ず介助者がついて使用してください。

サービスコード（自動排泄処理装置） 介護給付：171013 / 予防給付：671013

自動排泄処理装置

スカットクリーン

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KW-65H	758400	00170-000707

- 寸法：幅23.3×長さ37.8×高さ27.3cm
- 重量：5kg（尿タンクが空のとき）
- ※尿タンク・ブラシ入れは含まれません。



本体
KW-65H



男性用セット
（本体+男性用レシーバーセット）



女性用セット
（本体+女性用レシーバーセット）

レシーバーをあてがい排尿すると、
自動的に尿を吸引します

介護保険対応 レンタル



介護保険対応 購入

介護保険ご利用の場合はレシーバーセットは
購入対象となります

商品名	型式	商品コード	TAISコード	希望小売価格
男性用 レシーバーセット	KW-65MRT	203630	00170-000708	22,000円 （税込）
女性用 レシーバーセット	KW-65WRT	203640	00170-000709	25,300円 （税込）

男性用
レシーバーセット



アタッチメント

※アタッチメント・尿タンク・ブラシ入れが付属します。

女性用
レシーバーセット



ハンドル

※ハンドル・尿タンク・ブラシ入れが付属します。

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

手すり

歩行補助具

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

自動排泄処理装置

購入品（入浴）

購入品（排泄）

購入品（入浴）

お風呂は、気持ちいいとともに危険もいっぱい

けがをする前に
チェック

つまづき すべり ぶらつき

対策が重要

1 チェック POINT!

2 チェック POINT!

4 チェック POINT!

3 チェック POINT!

1 浴室台 (浴室内イス)

浴室内での立ち座りがスムーズ!
浴室の高低差も補い
出入りをラクにします



2 すべり止めマット

浴室内や
洗い場での
転倒を予防!



3 シャワーチェア

立ち座りや、洗身時の
姿勢保持をサポート
入浴台としてもつかえます



4 入浴グリップ

浴室縁に挟み込むだけで
取り付けられます
またぐときに
つかまり
姿勢を安定
させます



シャワーチェア〔ユクリアAir〕プレミアム

パナソニック

介護保険対応 購入

商品名	カラー	商品コード	メーカー品番	希望小売価格
ミドルSPワンタッチ プレミアム	モカブラウン	224434	PN-L41841BR	43,230円(税込)

- サイズ: 幅45.5×奥行43~53×高さ64.5~74.5cm
座面高: 36~46cm、座面サイズ: 36.5×30.5cm
- 折りたたみ幅: 約13cm
- 重量: 3.5kg
- 最大使用者体重: 100kg

抗菌効果をプラス
より安心に



折りたたみ時



シャワーチェア〔ユクリアAir〕シリーズ

パナソニック

介護保険対応 購入

商品名	カラー	商品コード	メーカー品番	希望小売価格
ミドルSPワンタッチ	ブルー	218663	PN-L41831A	37,730円(税込)
	オレンジ	218664	PN-L41831D	
	モカブラウン	218665	PN-L41831BR	
ワイドSPワンタッチ	ブルー	223153	PN-L41532A	39,380円(税込)
	オレンジ	223154	PN-L41532D	
	モカブラウン	223155	PN-L41532BR	
コンパクトSPワンタッチ	ブルー	223156	PN-L41431A	37,730円(税込)
	オレンジ	223157	PN-L41431D	
	モカブラウン	223158	PN-L41431BR	

- サイズ: ミドル/幅45.5×奥行43~53×高さ64.5~74.5cm
座面高: 36~46cm、座面サイズ: 36.5×30.5cm
- ワイド/幅49.5×奥行43~53×高さ67~77cm
座面高: 36~46cm、座面サイズ: 41.5×32.5cm
- コンパクト/幅40.5×奥行37.6~46.5×高さ60.5~70.6cm
座面高: 31.5~41.5cm、座面サイズ: 32×29cm
- 折りたたみ幅: 約13cm
- 重量: ミドル/3.5kg
ワイド/3.7kg
コンパクト/3.3kg
- 最大使用者体重: 100kg

持ち運びラクラク
コンパクト
浴室でも省スペース



業界
最薄クラスの
折りたたみ幅



シャワーチェア〔ユクリア〕ひじ掛け・背もたれタイプ (おりたたみ)

パナソニック

介護保険対応 購入

商品名	カラー	商品コード	メーカー品番	希望小売価格
ワイドSP ワンタッチU型 おりたたみN	ブルー	241407	PN-L41521A	38,280円(税込)
	オレンジ	207455	PN-L41521D	
	モカブラウン	241408	PN-L41521BR	
ワイドSPワンタッチ おりたたみN	ブルー	241409	PN-L41522A	38,280円(税込)
	オレンジ	241410	PN-L41522D	
	モカブラウン	241411	PN-L41522BR	
ミドルSPワンタッチ おりたたみN	ブルー	207378	PN-L41821A	36,630円(税込)
	オレンジ	207364	PN-L41821D	
	モカブラウン	207379	PN-L41821BR	

- サイズ: ワイド/幅50.5×奥行50~58.5×高さ68~78cm、座面高36~46cm
ミドル/幅45.5×奥行49~57.5×高さ64~74cm、座面高36~46cm
- 折りたたみ幅: 20cm
- 重量: ワイド/5.2kg (U型5.1kg)、ミドル/5kg
- 最大使用者体重: 100kg

座った姿勢が不安定な方に

- 背もたれ・座面・ひじ掛けにソフトクッションを使用。
浴槽乗乗時に誤ってひじをぶつけても安心。



※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。



防かび加工によりかびの発生を抑え
ふき取るだけで増殖を抑えます。

防かび性の試験はJISに準拠し、抗菌製品技術協議会(SIAA)の試験方法の結果に基づいて判定されます。
※防かび加工は、かびを死滅させるものではありません。使用条件によってはかびが発生することがあります。

シャワーチェア〔ユクリア〕背もたれタイプ（おりたたみ）

パナソニック

介護保険対応 購入

商品名	カラー	商品コード	メーカー品番	希望小売価格
ミドルワンタッチ おりたたみN	ブルー	241412	PN-L42221A	34,430円（税込）
	オレンジ	207592	PN-L42221D	
	モカブラウン	241413	PN-L42221BR	
コンパクトワンタッチ おりたたみN	ブルー	241414	PN-L41421A	32,230円（税込）
	オレンジ	241415	PN-L41421D	
	モカブラウン	241416	PN-L41421BR	

- サイズ：ミドル／幅45.5×奥行49～57.5×高さ64～74cm、座面高36～46cm
コンパクト／幅40.5×奥行40～46.5×高さ55～65cm、座面高31.5～41.5cm
- 折りたたみ幅：20cm
- 重量：ミドル／3.9kg、コンパクト／3.7kg
- 最大使用者体重：100kg

ワンタッチタイプの特徴

腰を曲げずにラクな姿勢で、片手で簡単に開閉できます。折りたたみ時には自立します。



背もたれのみで
姿勢が安定する方に



シャワーチェア〔ユクリア〕コンパクトSPタイプ（おりたたみ）

パナソニック

介護保険対応 購入

商品名	カラー	商品コード	メーカー品番	希望小売価格
コンパクトSP おりたたみN	ブルー	241456	PN-L41321A	32,230円（税込）
	オレンジ	207519	PN-L41321D	
	モカブラウン	241457	PN-L41321BR	

- サイズ：幅40.5×奥行40～46.5×高さ55～65cm、座面高31.5～41.5cm
- 折りたたみ幅：20cm
- 重量：4.1kg ●最大使用者体重：100kg

ひじ掛け内寸32cmの
コンパクトタイプ



シャワーチェア〔ユクリア〕腰当タイプ

パナソニック

介護保険対応 購入

商品名	カラー	商品コード	メーカー品番	希望小売価格
ミドルSP腰当 おりたたみN	ブルー	241417	PN-L42021A	30,030円（税込）
	オレンジ	241418	PN-L42021D	
	モカブラウン	241419	PN-L42021BR	
コンパクト腰当 おりたたみN	ブルー	241420	PN-L40921A	26,730円（税込）
	オレンジ	207541	PN-L40921D	
	モカブラウン	241421	PN-L40921BR	

- サイズ：ミドル／幅45.5×奥行49～57.5×高さ48～58cm、座面高36～46cm
コンパクト／幅40.5×奥行40～46.5×高さ47～57cm、座面高31.5～41.5cm
- 折りたたみ幅：20cm
- 重量：ミドル／4kg、コンパクト／2.8kg
- 最大使用者体重：100kg

背中がより洗いやすく姿勢保持もできる
（円背の方などにおすすめです）

- ミドルSPタイプは立ち座りを補助するひじ掛けが付きます。



シャワーチェア〔ユクリア〕ミドルSP回転おりたたみN

パナソニック

介護保険対応 購入

商品名	カラー	商品コード	メーカー品番	希望小売価格
ミドルSP回転 おりたたみN	ブルー	207474	PN-L41221A	44,330円（税込）
	オレンジ	241422	PN-L41221D	
	モカブラウン	241423	PN-L41221BR	

- サイズ：幅48.5～52×奥行48.5～57×高さ63～73cm、座面高36～46cm
- 折りたたみ幅：30cm
- 重量：6.4kg ●最大使用者体重：100kg

便利で省スペースな
360度座面回転タイプ（おりたたみ）

- 座ったまま安心して方向転換できます。
- 45度ごとにロックが掛かるので安心です。
- ロックの解除は左右どちらかのレバーを押し下げれば可能。



※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。



防かび加工によりかびの発生を抑え、ふき取るだけで増殖を抑えます。

防かび性の試験はJISに準拠し、抗菌製品技術協議会(SIAA)の試験方法の結果に基づいて判定されます。※防かび加工は、かびを死滅させるものではありません。使用条件によってはかびが発生することがあります。

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位交換器

徘徊感知機器

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

鳥糞掃除装置

購入品【入浴】

購入品【入浴】

購入品【入浴】

購入品【入浴】

97

浴槽内は浮力が働くので注意! 姿勢がくずれやすくなります!

浴槽の背角度が緩やか → 身体がずれやすい → 浴槽が長いので脚が突っ張れない

→ 脚が浮いて背中が倒れる → おぼれる



他にもおぼれる原因は、こんなことが考えられます。

- ・脱水
- ・血圧の急降下による覚醒度の低下や失神

浴槽台 (浴槽内いす) こんなことありませんか? こんな場合は、浴槽台を活用することで解決します。

またぎにくい

バランスを崩す(特に浴槽の出入り)...

高低差のある浴槽は踏み台としても使える

段差も安心!

※踏み台としてだけの用途では保険適用外となります。

姿勢が安定しない

前傾姿勢がとりにくい...

前傾姿勢がとりやすい

これは安心だ!

立ち上がりにくい

おなかにつかえて脚を引き寄せにくい...

引きにくい

脚が引き寄せやすく立ちやすい

立ちやすい

引きやすい

急に立つと危険

一気に立ち上がると立ちくらみがしやすい...

クラ〜っ

半身浴の状態からだと立ちくらみがしにくい

スツ

浴槽台【ユクリアAir】軽量 介護保険対応 購入 パナソニック

軽量で利用者も介助者も使いやすい浴槽台
防かび加工に加え、防汚加工を施し、お手入れも簡単にできます

商品名	カラー	商品コード	メーカー品番	希望小売価格
軽量コンパクト1220	ブルー	218666	PN-L11120A	23,980円(税別)
	オレンジ	218667	PN-L11120D	
	モカブラウン	218668	PN-L11120BR	
軽量コンパクト1826	ブルー	218669	PN-L11126A	23,980円(税別)
	オレンジ	218670	PN-L11126D	
	モカブラウン	218671	PN-L11126BR	
軽量レギュラー1220	ブルー	218672	PN-L11220A	25,080円(税別)
	オレンジ	218673	PN-L11220D	
	モカブラウン	218674	PN-L11220BR	
軽量レギュラー1826	ブルー	218675	PN-L11226A	25,080円(税別)
	オレンジ	218676	PN-L11226D	
	モカブラウン	218677	PN-L11226BR	

- サイズ: コンパクト/幅30×奥行22.5×高さ(1220タイプ)12~20、(1826タイプ)18~26cm
- レギュラー/幅37.5×奥行27.5×高さ(1220タイプ)12~20、(1826タイプ)18~26cm
- 座面サイズ: コンパクト/30×24cm、レギュラー/37.5×30cm
- 重量: コンパクト1220/1.5kg、1826/1.6kg、レギュラー1220/1.7kg、1826/1.8kg
- 最大使用者体重: 100kg

オレンジ

ブルー

モカブラウン

オレンジ

軽量レギュラー1220

軽量レギュラー1826

軽量コンパクト1220

軽量コンパクト1826

最軽量

- 軽量化+水抜き穴で片手でも軽々!
- 4辺どこからでも持ちやすい形状

従来品より約30%* 軽量

自沈式 業界最軽量クラス

※軽量レギュラー1220と新商品Airレギュラー1220比較

防かび防汚 Wバリア

SIAA 防カビ加工

浴槽と段差を補える

段差も安心!

浴槽台【ユクリアAir】ソフト 介護保険対応 購入 パナソニック

お尻の肉が少なく、太もも裏まで柔らかいクッションで覆われているタイプがよい方

商品名	カラー	商品コード	メーカー品番	希望小売価格
ソフトコンパクト1220	ブルー	223159	PN-L11320A	26,180円(税別)
	オレンジ	223160	PN-L11320D	
	モカブラウン	223161	PN-L11320BR	
ソフトコンパクト1826	ブルー	223162	PN-L11326A	26,180円(税別)
	オレンジ	223163	PN-L11326D	
	モカブラウン	223164	PN-L11326BR	
ソフトレギュラー1220	ブルー	223165	PN-L11420A	27,280円(税別)
	オレンジ	223166	PN-L11420D	
	モカブラウン	223167	PN-L11420BR	
ソフトレギュラー1826	ブルー	223168	PN-L11426A	27,280円(税別)
	オレンジ	223169	PN-L11426D	
	モカブラウン	223170	PN-L11426BR	

- サイズ: コンパクト/幅30×奥行24×高さ(1220タイプ)12~20、(1826タイプ)18~26cm
- レギュラー/幅37.5×奥行30×高さ(1220タイプ)12~20、(1826タイプ)18~26cm
- 座面サイズ: コンパクト/30×24cm、レギュラー/37.5×30cm
- 重量: コンパクト1220/1.9kg、1826/2kg、レギュラー1220/2.4kg、1826/2.5kg
- 最大使用者体重: 100kg

オレンジ

ブルー

モカブラウン

オレンジ

ソフトレギュラー1220

ソフトレギュラー1826

ソフトコンパクト1220

ソフトコンパクト1826

座りごこちが柔らか

- 座面はクッション性があり、座り続けたときの痛みの発生を軽減できます。
- お手入れ時は、座面の端を持って、上に引っ張りあげると簡単に取り外しができます。

防かび防汚 Wバリア

SIAA 防カビ加工

くっつく!



入浴グリップの使い方



そんなときには入浴グリップ！

支えがあるとまたぎやすい！
工事不要の入浴グリップがおすすめ！



- 幅広い浴槽に対応できる品揃え
 - ・ 在来工法浴槽専用
 - ・ ユニットバス専用
- 浴槽コーナカーブにも対応

入浴グリップ【ユクリア】

パナソニック

介護保険対応 購入

■ ユニットバスタイプの浴槽専用

商品名	カラー	商品コード	メーカー品番	希望小売価格
UB専用 コンパクト130脚付	ブルー	207495	PN-L12311A	39,050円(税込)
	オレンジ	207494	PN-L12311D	
	モカブラウン	207496	PN-L12311BR	
UB専用 コンパクト130脚付S (ショート脚タイプ)	ブルー	212597	PN-L12313A	39,050円(税込)
	オレンジ	212598	PN-L12313D	
	モカブラウン	212599	PN-L12313BR	
UB専用 コンパクト200脚付	ブルー	212594	PN-L12312A	39,050円(税込)
	オレンジ	212595	PN-L12312D	
	モカブラウン	212596	PN-L12312BR	
UB専用 コンパクト200脚付S (ショート脚タイプ)	ブルー	212600	PN-L12314A	39,050円(税込)
	オレンジ	212601	PN-L12314D	
	モカブラウン	212602	PN-L12314BR	

- サイズ：UB専用コンパクト130脚付 / 幅18×奥行34~40.5×高さ56.5~77.5、手すり高さ13~18cm
UB専用コンパクト130脚付S / 幅18×奥行34~40.5×高さ47~56、手すり高さ13~18cm
UB専用コンパクト200脚付 / 幅18×奥行42.5~48.5×高さ56.5~77.5、手すり高さ13~18cm
UB専用コンパクト200脚付S / 幅18×奥行42.5~48.5×高さ47~56、手すり高さ13~18cm
- 重量：UB専用コンパクト130脚付 / 4.5kg、UB専用コンパクト130脚付S / 4.4kg
UB専用コンパクト200脚付 / 4.6kg、UB専用コンパクト200脚付S / 4.5kg
- 取り付け可能な浴槽壁厚み：130脚付・130脚付S → 4.5~13cm
200脚付・200脚付S → 12~20cm
- 最大使用者体重：100kg

■ 在来型タイプの浴槽専用

商品名	カラー	商品コード	メーカー品番	希望小売価格
コンパクト130	ブルー	207480	PN-L12211A	31,350円(税込)
	オレンジ	207479	PN-L12211D	
	モカブラウン	207481	PN-L12211BR	
130	ブルー	207483	PN-L12011A	35,750円(税込)
	オレンジ	207482	PN-L12011D	
	モカブラウン	207484	PN-L12011BR	
200	ブルー	207486	PN-L12012A	35,750円(税込)
	オレンジ	207485	PN-L12012D	
	モカブラウン	208487	PN-L12012BR	

- サイズ：コンパクト130 / 幅16.5×奥行29.5~38×高さ26~31、手すり高さ13~18cm
130 / 幅20.5×奥行29.5~42×高さ35~42.5、手すり高さ18~25.5cm
200 / 幅20.5×奥行37~49.5×高さ35~42.5、手すり高さ18~25.5cm
- 重量：コンパクト130 / 2.9kg、130 / 3.2kg、200 / 3.3kg
- 取り付け可能な浴槽壁厚み：コンパクト130・130 → 4.5~13cm、200 → 12~20cm
- 最大使用者体重：100kg

パナソニックの入浴グリップの特徴
トルク制御で適正な締め付けが可能で、固定プレートが左右に自在に動き、わん曲した浴槽に取り付けできます。130、200 → 最大5cmまで対応可能
コンパクト130、コンパクト130脚付、コンパクト200脚付 → 最大3cmまで対応可能

ユニットバスタイプ



在来型タイプ



取付できない浴槽



PDFをダウンロードしてご確認ください。


すべり止めマット【ユクリア】

パナソニック

商品名	カラー	商品コード	メーカー品番	希望小売価格
すべり止めマット Mサイズ	ブルー	208836	PN-L10201A	6,600円(税込)
	オレンジ	208835	PN-L10201D	
	モカブラウン	208837	PN-L10201BR	
すべり止めマット Lサイズ	ブルー	208839	PN-L10202A	6,930円(税込)
	オレンジ	208838	PN-L10202D	
	モカブラウン	208840	PN-L10202BR	

- サイズ：Mサイズ / 幅38×55×高さ0.25cm、Lサイズ / 幅38×70×高さ0.25cm
- 重量：Mサイズ / 0.8kg、Lサイズ / 1kg ● 最大使用者体重：100kg

びしょもんきょうごうから
昆沙門亀甲柄だから360度高いグリップ力



バスボード軽量タイプ

介護保険対応 購入

パナソニック

商品名	商品コード	メーカー品番	希望小売価格
バスボードS軽量タイプ	202085	VAL11001	29,700円(税込)
バスボードL軽量タイプ	206334	VAL11002	31,900円(税込)


- サイズ：S / 幅73×奥行28×高さ14.4cm
L / 幅82×奥行28×高さ14.4cm
- ハンドル高さ：6cm
- ボード厚さ：2cm
- 重量：S / 2.7kg、L / 2.9kg
- 最大使用者体重：100kg



薄型軽量タイプ

取り付け可能な浴槽サイズ

	内幅	浴槽幅	浴槽ふち
S	29~65cm	71cm以上	4cm以上
L	38~74cm	80cm以上	4cm以上



※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。



防カビ加工によりかびの発生を抑え、ふき取るだけで増殖を抑えます。

防カビ性の試験はJISに準拠し、抗菌製品技術協議会(SIAA)の試験方法の結果に基づいて判定されます。※防カビ加工は、かびを死滅させるものではありません。使用条件によってはかびが発生することがあります。

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

鳥籠掃除装置

購入品【入浴】

購入品【入浴】

購入品【入浴】

購入品【入浴】

購入品【入浴】

安寿 楽らく開閉シャワーベンチ

アロン化成

介護保険対応 購入

商品名	カラー	商品コード	メーカー品番	希望小売価格
S	レッド	213306	536-080	41,800円(税込)
	ブルー	213307	536-081	
	グリーン	213308	536-082	
U	レッド	213309	536-085	41,800円(税込)
	ブルー	213310	536-086	
	グリーン	213311	536-087	
Sフィット	レッド	213312	536-090	41,800円(税込)
	ブルー	213313	536-091	
	グリーン	213314	536-092	
Sフィットもちぶる	ブラウン	216235	536-126	45,100円(税込)
Sコンパクト	レッド	215203	536-094	41,800円(税込)
	ブルー	215204	536-095	
	グリーン	215205	536-096	
CN	レッド	215206	536-097	36,300円(税込)
	ブルー	215207	536-098	
	グリーン	215208	536-099	

- サイズ：S・U / 幅51×奥行48～53×高さ71～83cm
Sフィット・Sフィットもちぶる / 幅46×奥行48～53×高さ71～83cm
Sコンパクト・CN / 幅41×奥行45～49×高さ66～76cm
- 座面高：S・U・Sフィット・Sフィットもちぶる / 36～48cm、Sコンパクト・CN / 33～43cm
- 折りたたみ幅：16cm(開閉ロック時)、22cm(開閉ロック解除時)
- 重量：S・U・Sフィット・Sフィットもちぶる / 約5kg、Sコンパクト / 約4.5kg、CN / 約4kg
- 最大使用者体重：100kg



狭い浴室に置ける
コンパクトタイプ



お尻が痩せた方に優しい、
さらに柔らかくなった
ソフトパッドです

Sフィット
もちぶる
※色はブラウンのみ

誰でも簡単、
開閉シャワーベンチ

- 開くときは背もたれ上面を軽い力で押すだけでイスの状態にできます。楽らくアシストキャスターが開く動きをアシスト。
- たたむときは背もたれ背面の楽らくアシストレバーを引くだけ。握力の弱い高齢者の方、関節疾患の方でも楽に操作できます。
- 壁際にシャワーベンチを置いてある場合でも無理なく開閉操作が行えます。

軽い力で
押すだけ
開く

楽らくアシストレバーを
引き上げるだけ
閉じる

SIAA
防カビ加工



楽らくアシストキャスター



握力いらずの
楽らくアシストレバー

安寿 折りたたみシャワーベンチ

アロン化成

商品名	カラー	商品コード	メーカー品番	希望小売価格
FS	レッド	240295	536-050	38,500円(税込)
	ブルー	240296	536-051	
	グリーン	240297	536-052	
FSフィット	レッド	240298	536-056	38,500円(税込)
	ブルー	240299	536-057	
	グリーン	240300	536-058	

- サイズ：FS / 幅51×奥行40～48×高さ67～77cm
FSフィット / 幅46×奥行38～46×高さ65～75cm
- 座面高：FS / 35～45cm、FSフィット / 33～43cm
- 折りたたみ幅：15cm ●重量：約4kg ●最大使用者体重：100kg

SIAA
防カビ加工

介護保険対応 購入

最薄クラス、
折りたたみ幅15cm



安寿 コンパクト折りたたみシャワーベンチ

アロン化成

商品名	カラー	商品コード	メーカー品番	希望小売価格
IC 背付タイプ	レッド	220020	536-362	31,900円(税込)
	ブルー	220022	536-360	
	グリーン	208512	536-366	
IC 骨盤サポートタイプ	レッド	240302	536-382	31,900円(税込)
	ブルー	240301	536-380	
	グリーン	240303	536-386	

- サイズ：IC 背付タイプ / 幅41×奥行40～47×高さ57～67cm
IC 骨盤サポートタイプ / 幅41×奥行40～47×高さ43～53cm
- 座面高：32～42cm
- 折りたたみ幅：IC 背付タイプ / 27cm、IC 骨盤サポートタイプ / 29cm
- 重量：約3kg ●最大使用者体重：100kg

SIAA
防カビ加工

介護保険対応 購入 片手で簡単に折りたためます

- 座面後方の持ち手を上に引き上げるだけで簡単に折りたたみ、自立します。
- 片手ですばやく折りたたむので転倒リスクを軽減できます。



安寿 折りたたみシャワーベンチ

アロン化成

商品名	カラー	商品コード	メーカー品番	希望小売価格
ISフィット	レッド	220001	536-105	39,600円(税込)
	ブルー	220003	536-106	
	グリーン	240348	536-108	

- サイズ：幅46×奥行41～47.5×高さ59.5～69.5cm ●座面高：32～42cm
- 折りたたみ幅：27cm ●重量：約4kg ●最大使用者体重：100kg

介護保険対応 購入

SIAA
防カビ加工

標準タイプ



安寿 折りたたみシャワーベンチ

アロン化成

商品名	カラー	商品コード	メーカー品番	希望小売価格
FC 背付タイプ	レッド	240349	536-059	33,000円(税込)
	ブルー	240347	536-060	
	グリーン	240350	536-061	

- サイズ：幅40×奥行38～46×高さ63～73cm ●座面高：33～43cm
- 折りたたみ幅：15cm ●重量：約3kg ●最大使用者体重：100kg

介護保険対応 購入

SIAA
防カビ加工

最薄で最もコンパクトな
折りたたみシャワーベンチ



SIAA
防カビ加工

防カビ加工によりかびの発生を抑え
ふき取るだけで増殖を抑えます。

防カビ性の試験はJISに準拠し、抗菌製剤技術協議会(SIAA)の試験方法の結果に基づいて判定されます。
※防カビ加工は、かびを死滅させるものではありません。使用条件によってはかびが発生することがあります。

安寿 折りたたみシャワーベンチ

アロン化成

商品名	カラー	商品コード	メーカー品番	希望小売価格
HPフィット	レッド	241374	536-070	52,800円(税込)
	ブルー	207524	536-071	

- サイズ：幅46×奥行45～53×高さ64～74cm ●座面高：33～43cm
- 折りたたみ幅：19cm ●重量：約4.1kg ●最大使用者体重：100kg



介護保険対応 購入

座ったままお尻が洗えて安心!

- U字形の溝で座ったまま身体を洗えます。
- 折りたたむと幅19cmなので、ちょっとしたすき間に収納できます。



安寿 折りたたみシャワーベンチ

アロン化成

商品名	カラー	商品コード	メーカー品番	希望小売価格
ISフィット 骨盤サポートタイプ	レッド	220004	536-115	39,600円(税込)
	ブルー	220006	536-116	
	グリーン	206906	536-118	

- サイズ：幅46×奥行41～47.5×高さ53～63cm
- 座面高：32～42cm ●折りたたみ幅：29cm
- 重量：約4kg ●最大使用者体重：100kg



介護保険対応 購入

円背症状の方に最適な
シャワーベンチ



安寿 バスボード はねあげくん

アロン化成

介護保険対応 購入

型式	商品コード	メーカー品番	希望小売価格
H-S	241385	535-102	52,250円(税込)
H-L	241386	535-105	

- サイズ：H-S / 幅76×奥行40×高さ15cm (ボード厚さ：3.5cm)
H-L / 幅82×奥行40×高さ15cm (ボード厚さ：3.5cm)
- 重量：H-S / 約5.8kg、H-L / 約5.9kg
- 取り付け可能な浴槽サイズ：H-S / 56～69cm、H-L / 62～75cm



座面が跳ね上がるので、様々な対象者の入浴をサポート

取り付け可能な浴槽サイズ

- 縁が平らな浴槽に使用すること
- 浴槽の縁が傾斜しているものには使用しないこと

↑ H-S : 56～69cm
↑ H-L : 62～75cm

(浴槽内寸)

安寿 バスボード

アロン化成

型式	商品コード	メーカー品番	希望小売価格
U-S	220199	535-092	36,300円(税込)
U-L	220200	535-095	39,600円(税込)

- サイズ：U-S / 幅68×奥行32×高さ21cm、U-L / 幅73×奥行32×高さ21cm
- 重量：U-S / 約3.4kg、U-L / 約3.6kg
- 取り付け可能な浴槽サイズ：U-S / 50～63cm、U-L / 55～68cm



介護保険対応 購入

安寿 ユニットバス対応浴槽手すり

アロン化成

洗い場を広く使える!
安心のユニットバス対応浴槽手すり!

介護保険対応 購入

型式	カラー	商品コード	メーカー品番	希望小売価格
UST-130UB	レッド	210752	536-630	41,800円(税込)
	ブルー	210753	536-631	
	グリーン	210754	536-632	
UST-130UB ショート	レッド	213089	536-640	41,800円(税込)
	ブルー	213090	536-641	
	グリーン	213091	536-642	

- サイズ：130UB / 幅21×奥行30.5～36.5×高さ49.5～80.5cm
130UB ショート / 幅21×奥行30.5～36.5×高さ41.5～64.5cm
- 重量：130UB / 4.5kg、130UB ショート / 約4.4kg
- 取り付け可能な浴槽縁幅：4.5～13cm
- 手すり高さ：浴槽上縁から11～20cm(4段階)
- 最大使用者体重：80kg



- エプロンタイプのユニットバスに取り付けが可能!
- 洗い場への出っ張りを抑え、浴槽内の動作もスムーズに!
- グリップの高さ調節、脚パイプの高さ調節が工具レスで楽々!



安寿 浴槽手すり

アロン化成

介護保険対応 購入

型式	カラー	商品コード	メーカー品番	希望小売価格
UST-130R	レッド	240309	536-616	35,200円(税込)
	ブルー	240310	536-617	
	グリーン	207698	536-620	
UST-130N	レッド	240311	536-612	39,600円(税込)
	ブルー	240312	536-613	
	グリーン	207867	536-618	
UST-200N	レッド	240313	536-614	40,700円(税込)
	ブルー	240314	536-615	
	グリーン	208749	536-619	

- サイズ：UST-130R / 幅17×奥行30～36×高さ42cm
UST-130N / 幅18×奥行29～38×高さ42cm
UST-200N / 幅18×奥行36～43×高さ42cm
- 重量：UST-130R / 約3.5kg、UST-130N / 約3.8kg
UST-200N / 約4kg
- 取り付け可能な浴槽縁幅：UST-130R・UST-130N / 4.5～13cm
UST-200N / 11.5～20cm
- 手すり高さ：浴槽上縁から11～26cm(6段階)
- 最大使用者体重：80kg



工具不要の簡単調整
(UST-130N・200N共通)

工具なしで簡単・スピーディーに高さ・幅を調整できます。

幅20cmまで取り付け可能
(UST-200N)



トルク制御で適正な締めつけ
(UST-130R・130N・200N共通)
カチカチと音がなることで適正な位置を確認することができます。

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。



防カビ加工によりかびの発生を抑え、ふき取るだけで増殖を抑えます。

防カビ性の試験はJISに準拠し、抗菌製品技術協議会(SIAA)の試験方法の結果に基づいて判定されます。
※防カビ加工は、かびを死滅させるものではありません。使用条件によってはかびが発生することがあります。

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

鳥籠掃除蓋

購入品【入浴】

購入品【排泄】

購入品【入浴】

安寿 軽量浴槽台 “あしぴた” シリーズ

アロン化成

介護保険対応 購入

タイプ	サイズ(高さ)(cm)	カラー	商品コード	メーカー品番	希望小売価格
標準	12-20	レッド	218464	536-525	26,400円(税込)
		ブルー	218465	536-526	
		グリーン	218466	536-527	
	16-26	レッド	218467	536-528	
		ブルー	218468	536-529	
		グリーン	218469	536-530	
20-30	レッド	218470	536-531		
	ブルー	218471	536-532		
	グリーン	218472	536-533		
標準ソフト	12-20	レッド	218473	536-535	28,600円(税込)
		ブルー	218474	536-536	
		グリーン	218475	536-537	
	16-26	レッド	218476	536-538	
		ブルー	218477	536-539	
		グリーン	218478	536-540	
	20-30	レッド	218479	536-541	
		ブルー	218480	536-542	
		グリーン	218481	536-543	
ジャスト	8-12	レッド	218452	536-588	26,400円(税込)
		ブルー	218453	536-589	
		グリーン	218454	536-590	
	12-20	レッド	213315	536-550	
		ブルー	213316	536-551	
		グリーン	213317	536-552	
	16-26	レッド	213318	536-555	
		ブルー	213319	536-556	
		グリーン	213320	536-557	
	20-30	レッド	218455	536-591	
		ブルー	218456	536-592	
		グリーン	218457	536-593	

タイプ	サイズ(高さ)(cm)	カラー	商品コード	メーカー品番	希望小売価格
ジャストソフト	8-12	レッド	218458	536-594	28,600円(税込)
		ブルー	218459	536-595	
		グリーン	218460	536-596	
	12-20	レッド	213321	536-560	
		ブルー	213322	536-561	
		グリーン	213323	536-562	
	16-26	レッド	213324	536-565	
		ブルー	213325	536-566	
		グリーン	213326	536-567	
20-30	レッド	218461	536-597		
	ブルー	218462	536-598		
	グリーン	218463	536-599		
ミニ	12-20	レッド	213327	536-570	26,400円(税込)
		ブルー	213328	536-571	
		グリーン	213329	536-572	
	16-26	レッド	213330	536-575	
		ブルー	213331	536-576	
		グリーン	213332	536-577	
ミニソフト	12-20	レッド	213333	536-580	28,600円(税込)
		ブルー	213334	536-581	
		グリーン	213335	536-582	
	16-26	レッド	213336	536-585	
		ブルー	213337	536-586	
		グリーン	213338	536-587	

●サイズ：標準／幅41×奥行33cm、ジャスト／幅36×奥行33cm、ミニ／幅33×奥行27cm
 ●重量：標準／約2.4～2.9kg、ジャスト／約2.2～2.8kg、ミニ／約2.0～2.4kg
 ●最大使用者体重：100kg



安寿 ステンレス製浴槽台R “あしぴた” シリーズ

アロン化成

介護保険対応 購入

タイプ	サイズ(高さ)(cm)	カラー	商品コード	メーカー品番	希望小売価格
標準	12-15	レッド	240315	536-442	30,800円(税込)
		ブルー	240316	536-443	
	15-20	レッド	240162	536-444	
		ブルー	240317	536-445	
	17.5-25	レッド	240163	536-448	
		ブルー	240318	536-449	
標準ソフト	12-15	レッド	240319	536-452	31,900円(税込)
	15-20	レッド	240166	536-454	
	17.5-25	レッド	240320	536-458	
ジャスト	12-15	レッド	240321	536-492	30,800円(税込)
		ブルー	240322	536-493	
	15-20	レッド	240323	536-494	
		ブルー	240324	536-495	
	17.5-25	レッド	240325	536-496	
		ブルー	240326	536-497	

タイプ	サイズ(高さ)(cm)	カラー	商品コード	メーカー品番	希望小売価格
ジャストソフト	12-15	レッド	240327	536-501	31,900円(税込)
	15-20	レッド	240328	536-502	
	17.5-25	レッド	240329	536-503	
		レッド	240330	536-504	

●サイズ：標準／幅41.5×奥行34cm、ジャスト／幅36×奥行34cm
 ●重量：標準／約2.8～3.4kg、ジャスト／約2.6～3.1kg
 ●最大使用者体重：100kg
 ※ソフトタイプのブルーはありません。



安寿 おく楽すべり止めマット AR

アロン化成

タイプ	カラー	商品コード	メーカー品番	希望小売価格
小	レッド	219134	535-285	6,050円(税込)
	ブルー	219135	535-286	
	グリーン	219136	535-287	
中	レッド	219131	535-288	6,600円(税込)
	ブルー	219132	535-289	
	グリーン	219133	535-290	
大	レッド	219128	535-291	7,700円(税込)
	ブルー	219129	535-292	
	グリーン	219130	535-293	

●サイズ：
 小／幅38×奥行55×厚さ0.3cm
 中／幅38×奥行70×厚さ0.3cm
 大／幅38×奥行87×厚さ0.3cm
 ●重量：
 小／約0.9kg
 中／約1.2kg
 大／約1.5kg




安寿 吸着すべり止めマット

アロン化成

タイプ	カラー	商品コード	メーカー品番	希望小売価格
C (2枚入)	レッド	220245	535-128	6,380円(税込)
	ブルー	220246	535-127	
	グリーン	206566	535-129	
S	レッド	220242	535-448	6,930円(税込)
	ブルー	220243	535-447	
	グリーン	206996	535-449	
M	レッド	220239	535-458	8,030円(税込)
	ブルー	220240	535-457	
	グリーン	206925	535-459	

●サイズ：C／幅36×奥行28×厚さ0.8cm
 S／幅36×奥行55×厚さ0.8cm
 M／幅36×奥行70×厚さ0.8cm
 ●重量：C／約0.2kg/1枚あたり
 S／約0.4kg
 M／約0.6kg



※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。



防カビ加工によりかびの発生を抑え、ふき取るだけで増殖を抑えます。

防カビ性の試験はJISに準拠し、抗菌製品技術協議会(SIAA)の試験方法の結果に基づいて判定されます。※防カビ加工は、かびを死滅させるものではありません。使用条件によってはかびが発生することがあります。

やわらかシャワーチェア クレオ NEW リッチェル

介護保険対応 購入

商品名	商品コード	メーカー品番	希望小売価格	重量
折りたたみ(防カビプラス) 腰当付390	K000219520	140063	29,700円(税込)	3kg
折りたたみ(防カビプラス) 背付390	K000219521	140064	33,000円(税込)	3.3kg
折りたたみ(防カビプラス) 背付460	K000219522	140065	33,000円(税込)	3.6kg
折りたたみ(防カビプラス) 肘掛付460	K000219523	140066	40,700円(税込)	4.6kg
折りたたみ(防カビプラス) 肘掛付520	K000219524	140067	44,000円(税込)	5kg

- 〈腰当付タイプ〉
●サイズ：腰当付390 / 幅39×奥行43～51×高さ46.5～56.5cm、折りたたみ幅21.5cm
- 〈背付タイプ〉
●サイズ：背付390 / 幅39×奥行43～51×高さ63～73cm、折りたたみ幅21cm
背付460 / 幅45×奥行44.5～52.5×高さ63～73cm、折りたたみ幅23cm
- 〈肘掛付タイプ〉
●サイズ：肘掛付460 / 幅46.5×奥行44.5～52.5×高さ63～73cm、折りたたみ幅23cm
肘掛付520 / 幅52×奥行45.5～56.5×高さ66～78cm、折りたたみ幅22.5cm
- 最大使用者体重：100kg
●カラー：ライトグリーン



折りたたみ時



小さな背もたれでも、姿勢をしっかりと保持できる

腰当付タイプ



腰当付390

広い背もたれ付きでゆったり座れる
背付タイプ



背付390

滑りにくい肘掛け付きで、立ち座りの動作がしやすい

肘掛付タイプ



肘掛付460



背もたれ骨盤をサポートする大きめの背もたれで、しっかりと座れます。

浴そう手すりX リッチェル

リッチェル

介護保険対応 購入

商品名	商品コード	メーカー品番	希望小売価格	重量
在来工法 130	219607	140053	27,500円(税込)	3.2kg
ユニットバス 130L	219608	140054	36,300円(税込)	3.9kg
ユニットバス 130H	219609	140055	36,300円(税込)	4kg

- サイズ：在来工法 130 / 幅19×奥行21.5～26.5×高さ32.5cm
ユニットバス 130L / 幅19×奥行23～29×高さ45.5～63.5cm
ユニットバス 130H / 幅19×奥行23～29×高さ57～81.5cm
- 取り付け可能な浴槽壁の厚み：4.5～13cm
●最大使用者体重：80kg



在来工法の浴槽に対応した手すりです



在来工法 130

ユニットバスの浴槽に対応した手すりです



ユニットバス 130L / 130H

体に負担が少ない、またぎ動作ができる十字形の浴槽手すり



体をひねることなく、順手で手すりをつかめるので、手前に負担がかかりにくいです。

シャワーラク4輪自在V ウチエ

ウチエ

介護保険対応 購入

商品名	商品コード	メーカー品番	希望小売価格
シャワーラク4輪自在V (O型シート)	213216	SWR150	107,800円(税込)
シャワーラク4輪自在V (穴無シート)	213122	SWR151	110,000円(税込)
シャワーラク4輪自在V (U型シート)	213217	SWR152	107,800円(税込)

- 前輪・後輪：5インチ
●サイズ：幅47×奥行85.5(短奥行仕様時72)×高さ86～94cm、座幅(肘～肘)39cm、肘から前座20cm、前座から足台37.5～44 / 39.5～46(短奥行仕様時22.5～29)cm
- 前座高：O型シート / 42～50cm
穴無シート / 41～49cm
U型シート / 40.5～48.5cm (5段階、2cm刻み)
- 重量：約11.5kg
●最大使用者体重：100kg

脚部が左右に開いて移乗しやすい
ラクラク小回りシャワーキャリアー
※肘掛けが前倒れ防止、座位保持に使えるSALタイプもございます。



O型シート

穴無シート

U型シート

シャトレチェアLUII SAL ウチエ

ウチエ

介護保険対応 購入

商品名	商品コード	メーカー品番	希望小売価格
シャトレチェアLUII SAL (U型シート)	224726	STR6222	137,500円(税込)
シャトレチェアLUII SAL (U型バケツ付)	224727	STR6224	141,460円(税込)

- 前輪・後輪：5インチ(ダブルロック)
●サイズ：幅50.5×奥行92×高さ95～102cm、座幅(肘～肘)40cm、肘から前座25.5cm、前座から足台43.5～49 / 45.5～51cm
- 前座高：46～53cm (5段階、1.8cm刻み)
●後座高：48～55cm
●重量：約13.5kg
●最大使用者体重：100kg

介護する人、される人のために開発したシャワーにも、トイレにも介護ができる幅狭キャリアー



U型シート

U型バケツ付

マスカットII DIPPER ホクメイ

DIPPER ホクメイ

介護保険対応 購入

商品名	商品コード	メーカー品番	希望小売価格
マスカットボールタイプII	219653	MP2000	42,900円(税込)
マスカットボールタイプII (滑り止め付き)	219654	MP2000-100	43,450円(税込)
マスカットボールタイプII (グリップ白2個付き)	219655	MP2000-200	44,000円(税込)
マスカットボールタイプII (グリップ緑2個付き)	219656	MP2000-210	44,000円(税込)
マスカットボールタイプII (滑り止めグリップ白2個付き)	219657	MP2000-300	44,550円(税込)
マスカットボールタイプII (滑り止めグリップ緑2個付き)	219658	MP2000-310	44,550円(税込)
マスカットボールタイプII (リングアーム付き)	219659	MP2000-800	56,100円(税込)
マスカットボールタイプII (グリップ・リングアーム縦付き)	223325	MP2000-900	57,200円(税込)

- サイズ：幅12.6×奥行22×高さ185～240cm、浴槽高さ25～65cm
●取付可能な浴槽幅：4～14cm ●ボール部(直径)：35φ ●重量：3.9kg ●耐荷重：80kg
<材質> ●アルミパイプ樹脂コート・ステンレス・エラストマー・ポリアセテート



新レバー方式



より簡単に

新カバー方式



より使い易く

新横スレ防止機構




よりズレにくい

選べるオプション類

滑り止め



グリップ(白・緑)



リングアーム



※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。



防かび加工によりかびの発生を抑え、ふき取るだけで増殖を抑えます。

防かび性の試験はJISに準拠し、抗菌製品技術協議会(SIAA)の試験方法の結果に基づいて判定されます。※防かび加工は、かびを死滅させるものではありません。使用条件によってはかびが発生することがあります。

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

鳥糞処理装置

購入品【入浴】


購入品【排泄】

家具調トイレ〈座楽〉ひじ掛けはねあげ パナソニック

介護保険対応 購入



介助がしやすいように
ひろびろスペースを確保



夜中でも安心
蓄光シール付き。



貼り付け例

すすぎがラクな、
まあーいバケツ。



安心の脱臭力。



商品名	カラー	商品コード	メーカー品番	希望小売価格	重量
プラスチック便座	ミディアムブラウン	212603	PN-L23406MB	95,700円(税込)	20.5kg
ソフト便座	ミディアムブラウン	212604	PN-L23407MB	100,100円(税込)	21kg
あたたか便座	ミディアムブラウン	212605	PN-L23408MB	108,900円(税込)	21.5kg
脱臭 プラスチック便座	ミディアムブラウン	212606	PN-L23416MB	121,000円(税込)	21kg
脱臭 ソフト便座	ミディアムブラウン	212607	PN-L23417MB	125,400円(税込)	21.5kg
脱臭 あたたか便座	ミディアムブラウン	212608	PN-L23418MB	134,200円(税込)	22kg

家具調トイレ 座楽シリーズ


パナソニック

介護保険対応 購入

用途にあわせてお選びいただけます。従来よりもコンパクトに!

コンパクト


本体幅49cmの
省スペース!



- 後ろから手を入れて座楽対応に便利。
- 前方で切りやすいペーパーハンガー付き。

ベーシック


標準機能を装備した
固定ひじ掛け
タイプ!



- 頑丈な背もたれ・本体一体構造。
- 片手で切れるペーパーホルダー付き。

ひじ掛けはねあげ


介助がしやすいように
ひろびろスペースを
確保!



- 介助移乗に安心、ひろびろスペース。
- 側方からの介助もしやすい。

ひじ掛け昇降

ご利用者がひとりで移りやすい
自立支援タイプ!



- 移乗後ひとりで戻しやすい昇降ひじ掛け。
- ひじ掛け高さは無段階(ボタンを押して操作)。



脱臭機能付きが選べます。 W脱臭構造「光触媒分解」+「活性炭吸着」だからパワフル!! 便座のタイプが選べます。 『標準』『ソフト』『あたたか』

家具調トイレ〈座楽〉コンパクト

商品名	商品コード	メーカー品番	希望小売価格	重量
プラスチック便座	209310	PN-L23206	56,100円(税込)	14kg
ソフト便座	209311	PN-L23207	61,600円(税込)	14.4kg
あたたか便座	209312	PN-L23208	72,600円(税込)	14.9kg
脱臭 プラスチック便座	209313	PN-L23216	82,500円(税込)	14.5kg
脱臭 ソフト便座	209314	PN-L23217	88,000円(税込)	14.8kg
脱臭 あたたか便座	209315	PN-L23218	99,000円(税込)	15.5kg

●最大使用者体重：100kg

家具調トイレ〈座楽〉ベーシック

商品名	商品コード	メーカー品番	希望小売価格	重量
プラスチック便座	209316	PN-L23306	81,400円(税込)	18kg
ソフト便座	209317	PN-L23307	85,800円(税込)	18.5kg
あたたか便座	209318	PN-L23308	94,600円(税込)	19kg
脱臭 プラスチック便座	209319	PN-L23316	106,700円(税込)	18.5kg
脱臭 ソフト便座	209320	PN-L23317	111,100円(税込)	19kg
脱臭 あたたか便座	209321	PN-L23318	119,900円(税込)	19.5kg

●最大使用者体重：100kg

家具調トイレ〈座楽〉はねあげ

商品名	商品コード	メーカー品番	希望小売価格	重量
プラスチック便座	209322	PN-L23406	95,700円(税込)	20.5kg
ソフト便座	209323	PN-L23407	100,100円(税込)	21kg
あたたか便座	209324	PN-L23408	108,900円(税込)	21.5kg
脱臭 プラスチック便座	209325	PN-L23416	121,000円(税込)	21kg
脱臭 ソフト便座	209326	PN-L23417	125,400円(税込)	21.5kg
脱臭 あたたか便座	209327	PN-L23418	134,200円(税込)	22kg

●最大使用者体重：100kg

家具調トイレ〈座楽〉昇降

商品名	商品コード	メーカー品番	希望小売価格	重量
プラスチック便座	209328	PN-L23706	100,100円(税込)	20.5kg
ソフト便座	209329	PN-L23707	104,500円(税込)	21kg
あたたか便座	209330	PN-L23708	113,300円(税込)	21.5kg
脱臭 プラスチック便座	209331	PN-L23716	125,400円(税込)	21kg
脱臭 ソフト便座	209332	PN-L23717	129,800円(税込)	21.5kg
脱臭 あたたか便座	209333	PN-L23718	132,000円(税込)	22kg

●最大使用者体重：100kg

ポータブルトイレ 座楽 ラフィーネ

パナソニック

介護保険対応 購入

利用者・介助者に配慮した
多機能トイレ




ミスティパープル



モカブラウン



ベージュ
(プラスチック便座のみ)



開けやすい便フタ



少し持ち上げるだけで、
便フタを押し込むことで、
後方介助スペースが
取れます。

お手入れがしやすい設計



ポットの下には、
防汚トレー付き。 移動しやすい
キャスター付き。

移乗しやすい昇降式ひじ掛け



ワンタッチ操作でひじ掛けを座面の高さまで下げら
れて、広いスペースが取れます。

かんたん座面高さ調整



座面高さは35～47cmの間で、1cmピッチで調節
できます。

商品名	カラー	商品コード	メーカー品番	希望小売価格	重量
プラスチック便座	モカブラウン	206019	PN-L30200B	35,200円(税込)	9.5kg
	ミスティパープル	206020	PN-L30200V		
	ベージュ	212609	PN-L30200BE		
プラスチック便座 (前後傾斜脚付き)	モカブラウン	241387	PN-L30201B	38,500円(税込)	9.5kg
	ミスティパープル	206594	PN-L30201V		
長穴プラスチック便座 (前後傾斜脚付き)	モカブラウン	205972	PN-L30206B	38,500円(税込)	9.5kg
	ミスティパープル	241388	PN-L30206V		
ソフト便座 (前後傾斜脚付き)	モカブラウン	241436	PN-L30202B	44,000円(税込)	10kg
	ミスティパープル	207299	PN-L30202V		
あたたか便座 (前後傾斜脚付き)	モカブラウン	241389	PN-L30203B	55,000円(税込)	10.5kg
	ミスティパープル	241390	PN-L30203V		
脱臭プラスチック便座 (前後傾斜脚付き)	モカブラウン	241391	PN-L30211B	64,900円(税込)	10kg
	ミスティパープル	241392	PN-L30211V		
脱臭長穴プラスチック便座 (前後傾斜脚付き)	モカブラウン	241393	PN-L30216B	64,900円(税込)	10kg
	ミスティパープル	241394	PN-L30216V		
脱臭ソフト便座 (前後傾斜脚付き)	モカブラウン	241395	PN-L30212B	70,400円(税込)	10.5kg
	ミスティパープル	241396	PN-L30212V		
脱臭あたたか便座 (前後傾斜脚付き)	モカブラウン	206523	PN-L30213B	81,400円(税込)	11kg
	ミスティパープル	206524	PN-L30213V		

●最大使用者体重：100kg

座面角度が調整可能



前後傾斜脚を取り付けることで、
前後に角度をつけることができます。

前かがみがみかしやすい

奥まで座れる



前傾座面

通常座面

後傾座面

安全に使用するための3つのチェックPOINT!

POINT.1 座面の高さ

基本は座ったときの
ひざ下の長さがポイント!



基本の高さは膝を直角に曲げた状態で、
足裏全体が床につくようにしましょう

座面が高い場合

座面の高さが高いと立ち上がりやすくなりま
す。高すぎると、排泄がしにくくなります

座面が低い場合

床に敷いた布団からの移乗がしやすいです。低
すぎると、トイレから立ち上がりにくくなります

POINT.2 ひじ掛け

姿勢保持と動きやすさの
両立がポイント!



内寸が狭い場合

座ったときの姿勢が保ちやすいが、狭すぎると
脱衣の動作がしづらくなります

内寸が広い場合

動作がしやすくなるが、姿勢を保ちづらい場合も

ひじ掛けの高さ調整

座る時、姿勢を保つことを重視するなら、高め。
立ち上がりを重視するなら低めに設定します

POINT.3 移乗のしやすさ

ひじ掛け機能で選ぶこと
がポイント!

はね上げタイプ

主に介助により移乗する方向け



ひじ掛けが
上がり、
ひろびろ
スペース



一人ではひじ掛けを戻しづらい

昇降タイプ

主に自分で移乗する方向け



下げたひじ
掛けが、
移乗後
自分で
戻しやすい

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

購入品【排泄】

安寿 ポータブルトイレFX-30 “らくゾウくん”

アロン化成

介護保険対応 購入

型式	カラー	商品コード	メーカー品番	希望小売価格	重量	
FX-30	標準便座	アースブラウン	223177	532-956	40,150円(税込)	13kg
		ミストブルー	223178	532-957		
	ソフト便座	アースブラウン	223179	532-958	46,750円(税込)	13kg
		ミストブルー	223180	532-959		
	暖房便座	アースブラウン	223181	532-960	57,750円(税込)	13.5kg
		ミストブルー	223182	532-961		
FX-30S	標準便座	アースブラウン	223183	532-962	66,000円(税込)	13.5kg
		ミストブルー	223184	532-963		
	ソフト便座	アースブラウン	223185	532-964	73,700円(税込)	13.5kg
		ミストブルー	223186	532-965		
	暖房便座	アースブラウン	223187	532-966	82,500円(税込)	14kg
		ミストブルー	223188	532-967		
FX-30S	標準便座	アースブラウン	223171	532-950	34,100円(税込)	12.5kg
		ミストブルー	223172	532-951		
	ソフト便座	アースブラウン	223173	532-952	40,700円(税込)	12.5kg
		ミストブルー	223174	532-953		
	暖房便座	アースブラウン	223175	532-954	51,700円(税込)	13kg
		ミストブルー	223176	532-955		
FX-30 自動ラップ	標準便座	アースブラウン	223189	532-968	144,650円(税込)	17.5kg
		ミストブルー	223190	532-969		
	ソフト便座	アースブラウン	223191	532-970	151,250円(税込)	17.5kg
		ミストブルー	223192	532-971		
	暖房便座	アースブラウン	223193	532-972	162,250円(税込)	18.5kg
		ミストブルー	223194	532-973		
FX-30 自動ラップ	標準便座	アースブラウン	223195	532-974	170,500円(税込)	18kg
		ミストブルー	223196	532-975		
	ソフト便座	アースブラウン	223197	532-976	178,200円(税込)	18kg
		ミストブルー	223198	532-977		
暖房便座	アースブラウン	223199	532-978	187,000円(税込)	19kg	
	ミストブルー	223200	532-979			

●最大使用者体重：100kg

移乗動作、排泄、片付けの3つを支える
マルチサポートトイレ！




排泄物をフィルムで密封



側方ガード

※FX-30S除く




ひじ掛け昇降、お尻拭き時の
座位をサポート

移乗動作に合わせてひじ掛け2段階に調節可能

ノーマルポジション


高さ0.6~24cmに設定



0cmは座位移乗動作の
邪魔にならない

ハイポジション

高さ6.12~30cmに設定




最大30cmは立位移乗での
安定した立ち座りに最適

姿勢保持グリップ



前傾することで腹圧をかけて
排泄を促します



安寿 ポータブルトイレ ジャスピタ

アロン化成


型式	カラー	商品コード	メーカー品番	希望小売価格	重量
標準便座	ブラウン	205352	533-900	43,450円(税込)	約10.9kg
	ベージュ	206501	533-920		
ソフト便座	ブラウン	206910	533-901	50,050円(税込)	約11kg
	ベージュ	241368	533-921		
暖房便座	ブラウン	241369	533-902	61,050円(税込)	約11.6kg
	ベージュ	241370	533-922		
標準便座・快適脱臭	ブラウン	206364	533-903	69,300円(税込)	約11.6kg
	ベージュ	241371	533-923		
ソフト便座・快適脱臭	ブラウン	206431	533-904	77,000円(税込)	約11.7kg
	ベージュ	241372	533-924		
暖房便座・快適脱臭	ブラウン	207347	533-905	85,800円(税込)	約12.3kg
	ベージュ	241373	533-925		

●最大使用者体重：100kg

介護保険対応 購入

『排泄姿勢の崩れ』を防ぎ、
理想的な排泄姿勢を
誘導します

●左右がくぼんだ
前面形状で
しっかりと深く
座りやすい。



安寿 ポータブルトイレFX-CP “ちびくまくん”

アロン化成

型式	カラー	商品コード	メーカー品番	希望小売価格
FX-CP 標準便座	さくら色	240245	533-330	37,950円(税込)
	ベージュ	240131	533-550	
FX-CPS ソフト便座	さくら色	240247	533-332	44,550円(税込)
	ベージュ	240133	533-560	
FX-CPH 暖房便座	さくら色	240249	533-333	55,550円(税込)
	ベージュ	240251	533-570	
FX-CPSP ソフト便座・快適脱臭	さくら色	240254	533-334	71,500円(税込)
	ベージュ	240256	533-580	
FX-CPHD 暖房・快適脱臭	さくら色	240258	533-335	80,300円(税込)
	ベージュ	240259	533-590	
FX-CP 補高スぺーサーなし (標準便座)	さくら色	240260	533-331	34,650円(税込)
	ベージュ	240155	533-554	


●重量：FX-CP / 約10.8kg (補高スぺーサーなしは約10.3kg)、FX-CPS / 約10.9kg、
FX-CPH / 約11.5kg、FX-CPSP / 約11.7kg、FX-CPHD / 約12.3kg
●最大使用者体重：100kg

介護保険対応 購入

コンパクトタイプの
スタンダード

●低床型ベッドにも合う
座面高さ33~49cm
●ひじ掛け高さ
座面から18~30cm

< >は補高スぺーサーなし
の寸法です。



安寿 家具調トイレ セレクトRシリーズ

アロン化成

介護保険対応 購入

型式	商品コード	メーカー品番	希望小売価格	重量
ひじかけノーマル	標準	標準便座	240261 533-850	78,100円(税込) 16.3kg
		ソフト便座	240262 533-851	84,700円(税込) 16.3kg
		暖房便座	240263 533-852	95,700円(税込) 17kg
		標準快適脱臭	240264 533-853	103,950円(税込) 16.9kg
		ソフト快適脱臭	240265 533-854	111,650円(税込) 16.9kg
	暖房快適脱臭	240266 533-855	120,450円(税込) 17.6kg	
	ワイド	標準便座	240267 533-856	84,700円(税込) 16.7kg
		ソフト便座	240268 533-857	91,300円(税込) 16.7kg
		暖房便座	240269 533-858	102,300円(税込) 17.4kg
		標準快適脱臭	240270 533-859	110,550円(税込) 17.3kg
ソフト快適脱臭		240271 533-860	118,250円(税込) 17.3kg	
暖房快適脱臭	240272 533-861	127,050円(税込) 18kg		
ひじかけはね上げ	標準	標準便座	240273 533-865	92,950円(税込) 19.3kg
		ソフト便座	240274 533-866	99,550円(税込) 19.3kg
		暖房便座	240275 533-867	110,550円(税込) 20kg
		標準快適脱臭	240276 533-868	118,800円(税込) 19.9kg
		ソフト快適脱臭	240277 533-869	126,500円(税込) 19.9kg
	暖房快適脱臭	240278 533-870	135,300円(税込) 20.6kg	
	ワイド	標準便座	240279 533-871	100,100円(税込) 21.3kg
		ソフト便座	240280 533-872	106,700円(税込) 21.3kg
		暖房便座	240281 533-873	117,700円(税込) 22kg
		標準快適脱臭	240282 533-874	125,950円(税込) 21.9kg
ソフト快適脱臭		240283 533-875	133,650円(税込) 21.9kg	
暖房快適脱臭	240284 533-876	142,450円(税込) 22.6kg		
コンパクト	標準	標準便座	240285 533-880	56,100円(税込) 14kg
		ソフト便座	240286 533-881	62,700円(税込) 14kg
		暖房便座	240287 533-882	73,700円(税込) 14.7kg
		標準快適脱臭	240288 533-883	81,950円(税込) 14.6kg
		ソフト快適脱臭	240289 533-884	89,650円(税込) 14.6kg
暖房快適脱臭	240290 533-885	98,450円(税込) 15.3kg		

●最大使用者体重：100kg

型式	商品コード	メーカー品番	希望小売価格	重量
自動ラップタイプ	ノーマルタイプ	標準便座	209455 533-940	171,600円(税込) 約19.5kg
		ソフト便座	209456 533-941	178,200円(税込) 約19.6kg
		暖房便座	209457 533-942	189,200円(税込) 約20.2kg
	はねあげタイプ	標準便座	209458 533-943	196,900円(税込) 約22.6kg
		ソフト便座	209459 533-944	203,500円(税込) 約22.7kg
		暖房便座	209460 533-945	214,500円(税込) 約23.4kg

●最大使用者体重：100kg

型式	商品コード	メーカー品番	希望小売価格	梱包入数
消耗品	専用凝固剤	209472 533-946	1,320円(税込)	6
	専用フィルムカセット	209473 533-947	2,640円(税込)	8

自動ラップ機能で
らくらく後処理!




※消耗品(凝固剤・フィルムカセット)は
本体に付属されておりません。
別途ご購入をお願いいたします。
(消耗品は介護保険対応
していません)




フィルムカセット 凝固剤


ひじかけノーマルタイプ




ひじかけはね上げタイプ



コンパクトタイプ



自動ラップタイプ



汚れやすい部分をプラスチックで覆いました。



汚れやすい部分はプラスチックで覆われ、尿がついてもきれいに拭き取れます。
受け板部は前方に段差があり、こぼれた尿が木部につきにくい構造になっています。


便座穴にもフィットする
バケツ蓋を作りました。



受け板
汚水受け

【こぼれガード】付き

前方への尿の飛び散り、こぼれを防ぐことができます。




安寿 家具調トイレ シャワピタ

アロン化成

介護保険対応 購入

型式	商品コード	メーカー品番	希望小売価格
AR-SA1 ライト	240291	533-818	160,600円(税込)

●重量：約20kg ●最大使用者体重：100kg



前後・左右に洗浄ノズルを
調節できます。

洗浄ノズルの位置を前後・
左右に調節できるので、
おしりにシャワーがピッタリ
合います!



コンパクトで軽量の
家具調トイレ

シャワー機能
付き



リモコン



※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

鳥糞処理装置

購入品(入浴)

購入品(排泄)

購入品【排泄】


ポータルトイレ きらくM 片付け簡単仕様 リッチェル

介護保険対応 購入

商品名	カラー	商品コード	メーカー品番	希望小売価格	重量
MS型 普通便座	ダークブラウン	214528	40035	44,000円(税込)	10.4kg
MY型 やわらか便座	ダークブラウン	214529	40036	49,500円(税込)	10.5kg
パケツA型用袋止めN	-	219603	00973	2,640円(税込)	-

●最大使用者体重：100kg

※袋止めの単品ご購入時は介護保険対応しておりません。



片付けが簡単な
プラスチック製ポータルトイレ



MS型 普通便座



MY型 やわらか便座

リッチェル ポータルトイレ 便座特長

座り心地を追求した便座です。外に向かった傾斜で脚が自然と開きやすい便座形状。

仙骨を避けるカーブ

男子小用対応
男性が座位で用を足しやすいように、便座面の穴サイズを前方に拡大。

※普通便座に採用しています。

片付け簡単トイレ・きらくM 片付け簡単仕様 ポイント

袋ごと簡単に処理できます。

【パケツに袋をセット】

【溝に押し込み固定】



排泄物処理袋を袋止めに固定するだけで、簡単に準備できます。袋を外すだけで、後処理の手間が軽減できます。

袋止めはリッチェルのポータルトイレシリーズにセットして使用できます。(P2シリーズは除く)



※取付可能排泄物処理袋サイズ(推奨)
開口：55cm以上、高さ：38cm以上

ラクリントバグ 楽とし 30枚入

リッチェル

商品コード	メーカー品番	希望小売価格
219604	40039	4,620円(税込)

パケツ洗い不要で
排泄物処理の負担を大幅軽減

ポータルトイレに



ポータルトイレのパケツに袋をかぶせるだけで、簡単にセットできます。

巾着タイプのヒモ



※処理方法は自治体または地域のルールに準ってください。
両端のヒモを引っ張り、素早く袋の口を閉めて、簡単にゴミとして処理できます。

さらに密閉



感染防止の為、ヒモは開口部の周囲を一周させ、硬く縛って密閉することをおすすめします。

抜群の吸収力



尿4回分(1回の排尿量150mL)をしっかりと吸収する吸収パッドが入っています。

不快なニオイ軽減



尿を素早くジェル化するにより、アンモニア臭の発生を抑制します。



木製きらく 軽～いトイレ

リッチェル


介護保険対応 購入

商品名	商品コード	メーカー品番	希望小売価格	重量
普通便座	219605	40056	33,000円(税込)	7.8kg
やわらか便座	219606	40057	40,700円(税込)	8kg


●最大使用者体重：100kg

移動ラクラク! 軽～い家具調トイレ

日中は部屋の隅に、就寝時にベッドの横にセッティング
軽いので、いつでも気軽に移動ができます



便座サイズ



普通便座

やわらか便座



普通便座



やわらか便座



座面フタ付き
使用しない時は便座面を覆うことができます。
※座る場合はフタを外して使用。



ラクラクお手入れ
便座部分は着脱が簡単です。汚水受けは周囲が汚れにくいフルカパータイプで、外して水洗いできます。

たため〜るシリーズ

ウチエ

	商品名	商品コード	メーカー品番	希望小売価格	重量
たため〜るA	肘はね上げタイプ	219289	8080	69,080円(税込)	約13kg
	肘固定タイプ	219290	8081		
	肘はね上げ袋タイプ	219291	8082		約12kg
	肘固定袋タイプ	219292	8083		
たため〜る	肘はね上げタイプ	284017	8050	67,430円(税込)	約12kg
	肘固定タイプ	284018	8051		
	肘はね上げ袋タイプ	284019	8052		
	肘固定袋タイプ	284020	8053		

●最大使用者体重：100kg


収納に便利な
折りたたみ
ポータブルトイレ

消臭パッド付き

お座りパッド内に消臭パッドを装着できます。(標準装備)
※たため〜るAのみ



介護保険対応 購入



おりたたみ時



さわやかチェアPT

ウチエ


	商品名	商品コード	メーカー品番	希望小売価格	重量
	肘掛け自在タイプ	221369	8220	68,750円(税込)	約18kg
	肘掛けはね上げタイプ	203872	8221		

●最大使用者体重：100kg

狭いお部屋にも
場所を取らない
コンパクトトイレ



介護保険対応 購入



※[]は、はね上げタイプのサイズ

温水洗浄便座付き補高便座α

パナソニック

介護保険対応 購入

洗浄機能・省エネ性UP!



ホワイト

本体リモコンタイプ

〈レギュラー・エロンゲート共有サイズ〉

補高便座	商品コード	型式	希望小売価格
5cmタイプ	219744	PN-L52022	99,000円(税込)

●サイズ：47×52×21cm

補高便座	商品コード	型式	希望小売価格
3cmタイプ	219743	PN-L52021	99,000円(税込)

●サイズ：47×52×19cm

片まひなどで、手元操作がしづらい方には
設置箇所が選べる壁掛けタイプのリモコン付きを
※ユニバーサルデザイン、一部点字付きボタン採用



ホワイト



壁掛けリモコンタイプ

〈レギュラー・エロンゲート共有サイズ〉

補高便座	商品コード	型式	希望小売価格
5cmタイプ	219746	PN-L52032	110,000円(税込)

●サイズ：47×52×21cm

補高便座	商品コード	型式	希望小売価格
3cmタイプ	219745	PN-L52031	110,000円(税込)

●サイズ：47×52×19cm



〈付属品〉



水はねガード(便座と補高便座の間にセットして隙間をなくし、尿の飛び散りを防ぎます。)
※レギュラーサイズ・エロンゲートサイズは共用となります。

対応の便器がすぐにわかる
設置可否ツールもご用意。

ウォシュレット付補高便座

TOTO

介護保険対応 購入

座面を少し高くして立ち座りをラクにします。充実した機能を備えた「ウォシュレット」付きです



ウォシュレットアプリコットF2タイプ

〈エロンゲートサイズ〉

補高便座5cmタイプ

商品コード	型式	希望小売価格
224211	EWCS441N-51	193,270円(税込)

●サイズ：38.3×53×19.5(5.2)cm

補高便座3cmタイプ

商品コード	型式	希望小売価格
224212	EWCS451N-51	193,270円(税込)

●サイズ：38.3×53×19.5(3.2)cm



ウォシュレットS1タイプ

〈エロンゲートサイズ〉

補高便座5cmタイプ

商品コード	型式	希望小売価格
215232	EWCS441N-47	151,470円(税込)

●サイズ：38.3×53×23.9(5.2)cm

補高便座3cmタイプ

商品コード	型式	希望小売価格
215233	EWCS451N-47	151,470円(税込)

●サイズ：38.3×53×23.9(3.2)cm



ウォシュレットSBタイプ

〈エロンゲートサイズ〉

補高便座5cmタイプ

商品コード	型式	希望小売価格
215234	EWCS441N-49	131,670円(税込)

●サイズ：47.2×53×23.9(5.2)cm

補高便座3cmタイプ

商品コード	型式	希望小売価格
215235	EWCS451N-49	131,670円(税込)

●サイズ：47.2×53×23.9(3.2)cm

水はねガード標準サイズ

※(5.2)、(3.2)は実際に便座が上がる高さです。 ※セット品番の便座の色は、パステルアイボリー(＃SC1)のみになります。

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

自動掃除機

購入品(入浴)

購入品(排泄)

索引

	頁	TAIS/JANコード	商品名	型式
特殊寝台	11	00170-001315	楽匠プラス Hタイプ 3モーション 多機能(91cm幅)	KQ-A6311
		00170-001315	楽匠プラス Hタイプ 3モーション 多機能(83cm幅)	KQ-A6111
		00170-001679	楽匠プラス Hタイプ 3モーション 木目ボード(91cm幅)	KQ-A6319
		00170-001679	楽匠プラス Hタイプ 3モーション 木目ボード(83cm幅)	KQ-A6119
		00170-001442	楽匠プラス Hタイプ 3モーション スリムボード(91cm幅)	KQ-A6314
		00170-001442	楽匠プラス Hタイプ 3モーション スリムボード(83cm幅)	KQ-A6114
		00170-001287	楽匠プラス Hタイプ 2モーション 多機能(91cm幅)	KQ-A5311
		00170-001287	楽匠プラス Hタイプ 2モーション 多機能(83cm幅)	KQ-A5111
		00170-001677	楽匠プラス Hタイプ 2モーション 木目ボード(91cm幅)	KQ-A5319
		00170-001677	楽匠プラス Hタイプ 2モーション 木目ボード(83cm幅)	KQ-A5119
		00170-001424	楽匠プラス Hタイプ 2モーション スリムボード(91cm幅)	KQ-A5314
	00170-001424	楽匠プラス Hタイプ 2モーション スリムボード(83cm幅)	KQ-A5114	
	00170-001258	楽匠プラス Xタイプ 3モーター 多機能 ホワイト(91cm幅)	KQ-A3300	
	00170-001258	楽匠プラス Xタイプ 3モーター 多機能 ホワイト(83cm幅)	KQ-A3100	
	00170-001265	楽匠プラス Xタイプ 3モーター 多機能 キャメル(91cm幅)	KQ-A3322	
	00170-001265	楽匠プラス Xタイプ 3モーター 多機能 キャメル(83cm幅)	KQ-A3122	
	00170-001697	楽匠プラス Xタイプ 3モーター 木目ボード ホワイト(91cm幅)	KQ-A3309	
	00170-001697	楽匠プラス Xタイプ 3モーター 木目ボード ホワイト(83cm幅)	KQ-A3109	
	00170-001708	楽匠プラス Xタイプ 3モーター 木目ボード キャメル(91cm幅)	KQ-A3329	
	00170-001708	楽匠プラス Xタイプ 3モーター 木目ボード キャメル(83cm幅)	KQ-A3129	
	00170-001410	楽匠プラス Xタイプ 3モーター スリムボード キャメル(91cm幅)	KQ-A3325	
	00170-001410	楽匠プラス Xタイプ 3モーター スリムボード キャメル(83cm幅)	KQ-A3125	
	00170-001244	楽匠プラス Xタイプ 2モーター 多機能 ホワイト(91cm幅)	KQ-A2300	
	00170-001244	楽匠プラス Xタイプ 2モーター 多機能 ホワイト(83cm幅)	KQ-A2100	
	00170-001251	楽匠プラス Xタイプ 2モーター 多機能 キャメル(91cm幅)	KQ-A2322	
	00170-001251	楽匠プラス Xタイプ 2モーター 多機能 キャメル(83cm幅)	KQ-A2122	
	00170-001696	楽匠プラス Xタイプ 2モーター 木目ボード ホワイト(91cm幅)	KQ-A2309	
	00170-001696	楽匠プラス Xタイプ 2モーター 木目ボード ホワイト(83cm幅)	KQ-A2109	
	00170-001707	楽匠プラス Xタイプ 2モーター 木目ボード キャメル(91cm幅)	KQ-A2329	
	00170-001707	楽匠プラス Xタイプ 2モーター 木目ボード キャメル(83cm幅)	KQ-A2129	
	00170-001401	楽匠プラス Xタイプ 2モーター スリムボード キャメル(91cm幅)	KQ-A2325	
	00170-001401	楽匠プラス Xタイプ 2モーター スリムボード キャメル(83cm幅)	KQ-A2125	
	00170-001230	楽匠プラス Xタイプ 1モーター 多機能(背) ホワイト(91cm幅)	KQ-A1300	
	00170-001230	楽匠プラス Xタイプ 1モーター 多機能(背) ホワイト(83cm幅)	KQ-A1100	
	00170-001237	楽匠プラス Xタイプ 1モーター 多機能(背) キャメル(91cm幅)	KQ-A1322	
	00170-001237	楽匠プラス Xタイプ 1モーター 多機能(背) キャメル(83cm幅)	KQ-A1122	
	00170-001695	楽匠プラス Xタイプ 1モーター 木目ボード(背) ホワイト(91cm幅)	KQ-A1309	
	00170-001695	楽匠プラス Xタイプ 1モーター 木目ボード(背) ホワイト(83cm幅)	KQ-A1109	
	00170-001706	楽匠プラス Xタイプ 1モーター 木目ボード(背) キャメル(91cm幅)	KQ-A1329	
	00170-001706	楽匠プラス Xタイプ 1モーター 木目ボード(背) キャメル(83cm幅)	KQ-A1129	
00170-001392	楽匠プラス Xタイプ 1モーター スリムボード(背) キャメル(91cm幅)	KQ-A1325		
00170-001392	楽匠プラス Xタイプ 1モーター スリムボード(背) キャメル(83cm幅)	KQ-A1125		
00170-001216	楽匠プラス Xタイプ 1モーター 多機能(HL) ホワイト(91cm幅)	KQ-A0300		
00170-001216	楽匠プラス Xタイプ 1モーター 多機能(HL) ホワイト(83cm幅)	KQ-A0100		
00170-001223	楽匠プラス Xタイプ 1モーター 多機能(HL) キャメル(91cm幅)	KQ-A0322		
00170-001223	楽匠プラス Xタイプ 1モーター 多機能(HL) キャメル(83cm幅)	KQ-A0122		
00170-001694	楽匠プラス Xタイプ 1モーター 木目ボード(HL) ホワイト(91cm幅)	KQ-A0309		
00170-001694	楽匠プラス Xタイプ 1モーター 木目ボード(HL) ホワイト(83cm幅)	KQ-A0109		
00170-001705	楽匠プラス Xタイプ 1モーター 木目ボード(HL) キャメル(91cm幅)	KQ-A0329		
00170-001705	楽匠プラス Xタイプ 1モーター 木目ボード(HL) キャメル(83cm幅)	KQ-A0129		
00170-001383	楽匠プラス Xタイプ 1モーター スリムボード(HL) キャメル(91cm幅)	KQ-A0325		
00170-001383	楽匠プラス Xタイプ 1モーター スリムボード(HL) キャメル(83cm幅)	KQ-A0125		
特殊寝台付属品	13		楽匠プラス 呼出受信機	KQ-PA0J
		00170-000844	ホルダー付IVポール	KC-56P70
		00170-000078	IVポール	KC-56
		00170-000843	IVポールホルダー	KQ-P70V
			IVスタンド	KC-518
		00170-000686	IVポールホルダー	KQ-P90V
		00170-001343	IVポールホルダー	KQ-PA0V
		00170-000794	キャスター	KQ-P70C
		00170-000560	キャスター	KQ-P90C
		00170-001345	延長フレーム(91cm幅)	KQ-PA2L
00170-001344	延長フレーム(83cm幅)	KQ-PA0L		
特殊寝台	14	00170-001516	キャスター	KQ-PB3C
		00170-001517	キャスター	KQ-PB1C
		00170-001518	ハイトスペーサー	KQ-PB1H
		00170-001520	延長フレーム(91cm幅)	KQ-PB62L
		00170-001519	延長フレーム(83cm幅)	KQ-PB60L
特殊寝台	15	00170-001521	クオラONE 3モーター 樹脂製ボード(91cm幅)	KQ-B6321
		00170-001521	クオラONE 3モーター 樹脂製ボード(83cm幅)	KQ-B6301
		00170-001523	クオラONE 3モーター 木製ボード[スクエア](91cm幅)	KQ-B6327
		00170-001523	クオラONE 3モーター 木製ボード[スクエア](83cm幅)	KQ-B6307
		00170-001522	クオラONE 3モーター 木製ボード[グリッパ](91cm幅)	KQ-B6326
		00170-001522	クオラONE 3モーター 木製ボード[グリッパ](83cm幅)	KQ-B6306
		00170-001524	クオラONE 2モーター 樹脂製ボード(91cm幅)	KQ-B6221
		00170-001524	クオラONE 2モーター 樹脂製ボード(83cm幅)	KQ-B6201
		00170-001526	クオラONE 2モーター 木製ボード[スクエア](91cm幅)	KQ-B6227
		00170-001526	クオラONE 2モーター 木製ボード[スクエア](83cm幅)	KQ-B6207

	頁	TAIS/JANコード	商品名	型式		
特殊寝台	15	00170-001525	クオラONE 2モーター 木製ボード[グリッパ](91cm幅)	KQ-B6226		
		00170-001525	クオラONE 2モーター 木製ボード[グリッパ](83cm幅)	KQ-B6206		
		00170-001527	クオラONE 1モーター(背タイプ) 樹脂製ボード(91cm幅)	KQ-B6121		
		00170-001527	クオラONE 1モーター(背タイプ) 樹脂製ボード(83cm幅)	KQ-B6101		
		00170-001529	クオラONE 1モーター(背タイプ) 木製ボード[スクエア](91cm幅)	KQ-B6127		
		00170-001529	クオラONE 1モーター(背タイプ) 木製ボード[スクエア](83cm幅)	KQ-B6107		
		00170-001528	クオラONE 1モーター(背タイプ) 木製ボード[グリッパ](91cm幅)	KQ-B6126		
		00170-001528	クオラONE 1モーター(背タイプ) 木製ボード[グリッパ](83cm幅)	KQ-B6106		
		00170-001530	クオラONE 1モーター(高スタイプ) 樹脂製ボード(91cm幅)	KQ-B6021		
		00170-001530	クオラONE 1モーター(高スタイプ) 樹脂製ボード(83cm幅)	KQ-B6001		
		00170-001532	クオラONE 1モーター(高スタイプ) 木製ボード[スクエア](91cm幅)	KQ-B6027		
		00170-001532	クオラONE 1モーター(高スタイプ) 木製ボード[スクエア](83cm幅)	KQ-B6007		
		00170-001531	クオラONE 1モーター(高スタイプ) 木製ボード[グリッパ](91cm幅)	KQ-B6026		
		00170-001531	クオラONE 1モーター(高スタイプ) 木製ボード[グリッパ](83cm幅)	KQ-B6006		
		特殊寝台付属品	16	00170-001031	キャスター	KQ-P68C
				00170-000936	延長フレーム(91cm幅)	KQ-P78L
				00170-001032	延長フレーム(83cm幅)	KQ-P68L
				00170-001030	オプション脚座セット(低床)	KQ-P68A
				00170-001018	レント 3モーター ソフトピンク(91cm幅)	KQ-68331
				00170-001018	レント 3モーター ソフトピンク(83cm幅)	KQ-68311
00170-001018	レント 3モーター ソフトピンク(91cm幅ミニ)			KQ-68321		
00170-001018	レント 3モーター ソフトピンク(83cm幅ミニ)			KQ-68301		
00170-001019	レント 3モーター ミントグリーン(91cm幅)			KQ-68332		
00170-001019	レント 3モーター ミントグリーン(83cm幅)			KQ-68312		
特殊寝台	17	00170-001019	レント 3モーター ミントグリーン(91cm幅ミニ)	KQ-68322		
		00170-001019	レント 3モーター ミントグリーン(83cm幅ミニ)	KQ-68302		
		00170-001020	レント 3モーター サンドホワイト(91cm幅)	KQ-68333		
		00170-001020	レント 3モーター サンドホワイト(83cm幅)	KQ-68313		
		00170-001020	レント 3モーター サンドホワイト(91cm幅ミニ)	KQ-68323		
		00170-001020	レント 3モーター サンドホワイト(83cm幅ミニ)	KQ-68303		
		00170-001021	レント 2モーター ソフトピンク(91cm幅)	KQ-68231		
		00170-001021	レント 2モーター ソフトピンク(83cm幅)	KQ-68211		
		00170-001021	レント 2モーター ソフトピンク(91cm幅ミニ)	KQ-68221		
		00170-001021	レント 2モーター ソフトピンク(83cm幅ミニ)	KQ-68201		
		00170-001022	レント 2モーター ミントグリーン(91cm幅)	KQ-68232		
		00170-001022	レント 2モーター ミントグリーン(83cm幅)	KQ-68212		
		00170-001022	レント 2モーター ミントグリーン(91cm幅ミニ)	KQ-68222		
		00170-001022	レント 2モーター ミントグリーン(83cm幅ミニ)	KQ-68202		
		00170-001023	レント 2モーター サンドホワイト(91cm幅)	KQ-68233		
		00170-001023	レント 2モーター サンドホワイト(83cm幅)	KQ-68213		
		00170-001023	レント 2モーター サンドホワイト(91cm幅ミニ)	KQ-68223		
		00170-001023	レント 2モーター サンドホワイト(83cm幅ミニ)	KQ-68203		
		00170-001024	レント 1モーター(背タイプ) ソフトピンク(91cm幅)	KQ-68131		
		00170-001024	レント 1モーター(背タイプ) ソフトピンク(83cm幅)	KQ-68111		
00170-001024	レント 1モーター(背タイプ) ソフトピンク(91cm幅ミニ)	KQ-68121				
00170-001024	レント 1モーター(背タイプ) ソフトピンク(83cm幅ミニ)	KQ-68101				
特殊寝台	18	00170-001025	レント 1モーター(背タイプ) ミントグリーン(91cm幅)	KQ-68132		
		00170-001025	レント 1モーター(背タイプ) ミントグリーン(83cm幅)	KQ-68112		
		00170-001025	レント 1モーター(背タイプ) ミントグリーン(91cm幅ミニ)	KQ-68122		
		00170-001025	レント 1モーター(背タイプ) ミントグリーン(83cm幅ミニ)	KQ-68102		
		00170-001026	レント 1モーター(背タイプ) サンドホワイト(91cm幅)	KQ-68133		
		00170-001026	レント 1モーター(背タイプ) サンドホワイト(83cm幅)	KQ-68113		
		00170-001026	レント 1モーター(背タイプ) サンドホワイト(91cm幅ミニ)	KQ-68123		
		00170-001026	レント 1モーター(背タイプ) サンドホワイト(83cm幅ミニ)	KQ-68103		
		00170-001027	レント 1モーター(高スタイプ) ソフトピンク(91cm幅)	KQ-68031		
		00170-001027	レント 1モーター(高スタイプ) ソフトピンク(83cm幅)	KQ-68011		
		00170-001027	レント 1モーター(高スタイプ) ソフトピンク(91cm幅ミニ)	KQ-68021		
		00170-001027	レント 1モーター(高スタイプ) ソフトピンク(83cm幅ミニ)	KQ-68001		
		00170-001028	レント 1モーター(高スタイプ) ミントグリーン(91cm幅)	KQ-68032		
		00170-001028	レント 1モーター(高スタイプ) ミントグリーン(83cm幅)	KQ-68012		
		00170-001028	レント 1モーター(高スタイプ) ミントグリーン(91cm幅ミニ)	KQ-68022		
		00170-001028	レント 1モーター(高スタイプ) ミントグリーン(83cm幅ミニ)	KQ-68002		
		00170-001029	レント 1モーター(高スタイプ) サンドホワイト(91cm幅)	KQ-68033		
		00170-001029	レント 1モーター(高スタイプ) サンドホワイト(83cm幅)	KQ-68013		
		00170-001029	レント 1モーター(高スタイプ) サンドホワイト(91cm幅ミニ)	KQ-68023		
		00170-001029	レント 1モーター(高スタイプ) サンドホワイト(83cm幅ミニ)	KQ-68003		
特殊寝台	19	00170-001665	楽匠wing ラクリア3モーション(100cm幅)	KQ-W6529		
		00170-001669	楽匠wing 2モーション(100cm幅)	KQ-W5529		
		00170-001671	キャスター	RQ-P30C		
		00170-000785	楽匠Z 3モーション セーフティサウンドボード(91cm幅)	KQ-7331		
		00170-000785	楽匠Z 3モーション セーフティサウンドボード(83cm幅)	KQ-7311		
		00170-000785	楽匠Z 3モーション セーフティサウンドボード(91cm幅ミニ)	KQ-7321		
		00170-000785	楽匠Z 3モーション セーフティサウンドボード(83cm幅ミニ)	KQ-7301		
		00170-000786	楽匠Z 3モーション 木製ボード(91cm幅)	KQ-7332		
		00170-000786	楽匠Z 3モーション 木製ボード(83cm幅)	KQ-7312		
		00170-000786	楽匠Z 3モーション 木製ボード(91cm幅ミニ)	KQ-7322		
00170-000786	楽匠Z 3モーション 木製ボード(83cm幅ミニ)	KQ-7302				
00170-000787	楽匠Z 3モーション 木製ボード ハイタイプ(91cm幅)	KQ-7333				

頁	TAIS/JANコード	商品名	型式	
19	00170-000787	楽匠Z 3モーション 木製ボード ハイタイプ(83cm幅)	KQ-7313	
	00170-000787	楽匠Z 3モーション 木製ボード ハイタイプ(91cm幅ミニ)	KQ-7323	
	00170-000787	楽匠Z 3モーション 木製ボード ハイタイプ(83cm幅ミニ)	KQ-7303	
	00170-000928	楽匠Z 3モーション 棚付ボード(91cm幅)	KQ-7334	
	00170-000928	楽匠Z 3モーション 棚付ボード(91cm幅ミニ)	KQ-7324	
	00170-000777	楽匠Z 2モーション セーフティラウンドボード(91cm幅)	KQ-7231	
	00170-000777	楽匠Z 2モーション セーフティラウンドボード(83cm幅)	KQ-7211	
	00170-000777	楽匠Z 2モーション セーフティラウンドボード(91cm幅ミニ)	KQ-7221	
	00170-000777	楽匠Z 2モーション セーフティラウンドボード(83cm幅ミニ)	KQ-7201	
	00170-000778	楽匠Z 2モーション 木製ボード(91cm幅)	KQ-7232	
	00170-000778	楽匠Z 2モーション 木製ボード(83cm幅)	KQ-7212	
	00170-000778	楽匠Z 2モーション 木製ボード(91cm幅ミニ)	KQ-7222	
	00170-000778	楽匠Z 2モーション 木製ボード(83cm幅ミニ)	KQ-7202	
	00170-000779	楽匠Z 2モーション 木製ボード ハイタイプ(91cm幅)	KQ-7233	
	00170-000779	楽匠Z 2モーション 木製ボード ハイタイプ(83cm幅)	KQ-7213	
	00170-000779	楽匠Z 2モーション 木製ボード ハイタイプ(91cm幅ミニ)	KQ-7223	
	00170-000779	楽匠Z 2モーション 木製ボード ハイタイプ(83cm幅ミニ)	KQ-7203	
	00170-000926	楽匠Z 2モーション 棚付ボード(91cm幅)	KQ-7234	
	00170-000926	楽匠Z 2モーション 棚付ボード(91cm幅ミニ)	KQ-7224	
	00170-000769	楽匠Z 1モーション セーフティラウンドボード(91cm幅)	KQ-7131	
	00170-000769	楽匠Z 1モーション セーフティラウンドボード(83cm幅)	KQ-7111	
	00170-000769	楽匠Z 1モーション セーフティラウンドボード(91cm幅ミニ)	KQ-7121	
	00170-000769	楽匠Z 1モーション セーフティラウンドボード(83cm幅ミニ)	KQ-7101	
	00170-000770	楽匠Z 1モーション 木製ボード(91cm幅)	KQ-7132	
	00170-000770	楽匠Z 1モーション 木製ボード(83cm幅)	KQ-7112	
	00170-000770	楽匠Z 1モーション 木製ボード(91cm幅ミニ)	KQ-7122	
	00170-000770	楽匠Z 1モーション 木製ボード(83cm幅ミニ)	KQ-7102	
	00170-000771	楽匠Z 1モーション 木製ボード ハイタイプ(91cm幅)	KQ-7133	
	00170-000771	楽匠Z 1モーション 木製ボード ハイタイプ(83cm幅)	KQ-7113	
	00170-000771	楽匠Z 1モーション 木製ボード ハイタイプ(91cm幅ミニ)	KQ-7123	
	00170-000771	楽匠Z 1モーション 木製ボード ハイタイプ(83cm幅ミニ)	KQ-7103	
	00170-000924	楽匠Z 1モーション 棚付ボード(91cm幅)	KQ-7134	
	00170-000924	楽匠Z 1モーション 棚付ボード(83cm幅)	KQ-7114	
	00170-000924	楽匠Z 1モーション 棚付ボード(91cm幅ミニ)	KQ-7124	
	00170-000924	楽匠Z 1モーション 棚付ボード(83cm幅ミニ)	KQ-7104	
	20	00170-001660	プレグラ-STR(100cm幅)	KE-517T
		00170-001660	プレグラ-STR(91cm幅)	KE-511T
		00170-001658	プレグラ-STR(83cm幅)	KE-513T
		00170-001657	プレグラ-STR(91cm幅ミニ)	KE-512T
		00170-001659	プレグラ-STR(83cm幅ミニ)	KE-514T
		00170-001639	ソフティアマットレス 通気タイプ(91cm幅)	KE-261T
		00170-001640	ソフティアマットレス 通気タイプ(83cm幅)	KE-263T
		00170-001641	ソフティアマットレス 通気タイプ(91cm幅ミニ)	KE-262T
		00170-001642	ソフティアマットレス 通気タイプ(83cm幅ミニ)	KE-264T
00170-000878		エバーリーフ 通気タイプ(91cm幅)	KE-541T	
00170-000880		エバーリーフ 通気タイプ(83cm幅)	KE-543T	
00170-000912		エバーリーフ 通気タイプ(91cm幅ミニ)	KE-542T	
00170-000913		エバーリーフ 通気タイプ(83cm幅ミニ)	KE-544T	
00170-000877		エバーリーフ 清拭タイプ(91cm幅)	KE-541S	
00170-000879		エバーリーフ 清拭タイプ(83cm幅)	KE-543S	
00170-000444		プレグラ-マットレス(100cm幅)	KE-557Q	
00170-000159		プレグラ-マットレス(91cm幅)	KE-551Q	
00170-000142		プレグラ-マットレス(83cm幅)	KE-553Q	
00170-000286		プレグラ-マットレス(91cm幅ミニ)	KE-5511Q	
00170-000285		プレグラ-マットレス(83cm幅ミニ)	KE-5531Q	
00170-000043		クレーター-マットレス(91cm幅)	KE-761	
00170-000044		クレーター-マットレス(83cm幅)	KE-763	
21		00170-001046	エバーフィットC3 通気タイプ(100cm幅)	KE-617TQ
		00170-001042	エバーフィットC3 通気タイプ(91cm幅)	KE-611TQ
		00170-001044	エバーフィットC3 通気タイプ(83cm幅)	KE-613TQ
		00170-001043	エバーフィットC3 通気タイプ(91cm幅ミニ)	KE-612TQ
		00170-001045	エバーフィットC3 通気タイプ(83cm幅ミニ)	KE-614TQ
		00170-001033	エバーフィットC3 ドライタイプ(91cm幅)	KE-611UQ
		00170-001035	エバーフィットC3 ドライタイプ(83cm幅)	KE-613UQ
		00170-001034	エバーフィットC3 ドライタイプ(91cm幅ミニ)	KE-612UQ
		00170-001036	エバーフィットC3 ドライタイプ(83cm幅ミニ)	KE-614UQ
		00170-001636	エバーフィットC3 抗ウイルスタイプ(91cm幅)	KE-611V
		00170-001635	エバーフィットC3 抗ウイルスタイプ(83cm幅)	KE-613V
		00563-000108	アルファプラすくっとRe 通気タイプ(91cm幅)	TS-SKT-ReA1R
		00563-000106	アルファプラすくっとRe 通気タイプ(83cm幅)	TS-SKT-ReA3R
		00563-000109	アルファプラすくっとRe 通気タイプ(91cm幅ミニ)	TS-SKT-ReA1S
		00563-000107	アルファプラすくっとRe 通気タイプ(83cm幅ミニ)	TS-SKT-ReA3S
		00170-000563	延長マットレス(91cm幅)	KE-551L
		00170-000565	延長マットレス(83cm幅)	KE-553L
		00170-001105	延長マットレス(100cm幅)	KE-L117
		00170-001103	延長マットレス(91cm幅)	KE-L111
		00170-001104	延長マットレス(83cm幅)	KE-L113
00170-001108		延長マットレス(100cm幅)	KE-L127	
00170-001106		延長マットレス(91cm幅)	KE-L121	
00170-001107	延長マットレス(83cm幅)	KE-L123		

頁	TAIS/JANコード	商品名	型式	
22	00170-001720	ストレッチフィットII 通気タイプ(100cm幅)	KE-7A7T	
	00170-001716	ストレッチフィットII 通気タイプ(91cm幅)	KE-7A1T	
	00170-001718	ストレッチフィットII 通気タイプ(83cm幅)	KE-7A3T	
	00170-001717	ストレッチフィットII 通気タイプ(91cm幅ミニ)	KE-7A2T	
	00170-001719	ストレッチフィットII 通気タイプ(83cm幅ミニ)	KE-7A4T	
	00170-001721	ストレッチフィットII さらドライタイプ(91cm幅)	KE-7A1N	
	00170-001722	ストレッチフィットII さらドライタイプ(83cm幅)	KE-7A3N	
	00170-001723	ストレッチフィットII 抗ウイルスタイプ(91cm幅)	KE-7A1V	
	00170-001724	ストレッチフィットII 抗ウイルスタイプ(83cm幅)	KE-7A3V	
	23	00170-001729	ストレッチグライドII 通気タイプ(100cm幅)	KE-7B7T
		00170-001725	ストレッチグライドII 通気タイプ(91cm幅)	KE-7B1T
		00170-001727	ストレッチグライドII 通気タイプ(83cm幅)	KE-7B3T
		00170-001726	ストレッチグライドII 通気タイプ(91cm幅ミニ)	KE-7B2T
		00170-001728	ストレッチグライドII 通気タイプ(83cm幅ミニ)	KE-7B4T
		00170-001730	ストレッチグライドII さらドライタイプ(91cm幅)	KE-7B1N
		00170-001731	ストレッチグライドII さらドライタイプ(83cm幅)	KE-7B3N
		00170-001732	ストレッチグライドII 抗ウイルスタイプ(91cm幅)	KE-7B1V
		00170-001733	ストレッチグライドII 抗ウイルスタイプ(83cm幅)	KE-7B3V
		00563-000093	アルファプラL 通気タイプ(100cm幅)	MB-LA0R
		00563-000093	アルファプラL 通気タイプ(91cm幅)	MB-LA1R
		00563-000091	アルファプラL 通気タイプ(83cm幅)	MB-LA3R
		00563-000094	アルファプラL 通気タイプ(91cm幅ミニ)	MB-LA1S
00563-000092		アルファプラL 通気タイプ(83cm幅ミニ)	MB-LA3S	
00563-000140		アルファプラF II 通気タイプ(100cm幅)	MB-FIA0R	
00563-000137		アルファプラF II 通気タイプ(91cm幅)	MB-FIA1R	
00563-000134		アルファプラF II 通気タイプ(83cm幅)	MB-FIA3R	
00563-000138		アルファプラF II 通気タイプ(91cm幅ミニ)	MB-FIA1S	
00563-000135		アルファプラF II 通気タイプ(83cm幅ミニ)	MB-FIA3S	
00563-000145		アルファプラF II-W 通気タイプ(91cm幅)	MB-FIPA1R	
00563-000143		アルファプラF II-W 通気タイプ(83cm幅)	MB-FIPA3R	
00563-000146		アルファプラF II-W 通気タイプ(91cm幅ミニ)	MB-FIPA1S	
00563-000144	アルファプラF II-W 通気タイプ(83cm幅ミニ)	MB-FIPA3S		
00082-000053	ナーシングラグマットレス(91cm幅)	NRM-01		
00082-000091	ナーシングラグ 二匹物	NR-2P		
24	00170-000962	エバーブラウドマットレス 通気タイプ(91cm幅)	KE-621TQ	
	00170-000964	エバーブラウドマットレス 通気タイプ(83cm幅)	KE-623TQ	
	00170-000963	エバーブラウドマットレス 通気タイプ(91cm幅ミニ)	KE-622TQ	
	00170-000965	エバーブラウドマットレス 通気タイプ(83cm幅ミニ)	KE-624TQ	
	00170-000966	エバーブラウドマットレス ドライタイプ(91cm幅)	KE-621UQ	
	00170-000968	エバーブラウドマットレス ドライタイプ(83cm幅)	KE-623UQ	
	00170-000967	エバーブラウドマットレス ドライタイプ(91cm幅ミニ)	KE-622UQ	
	00170-000969	エバーブラウドマットレス ドライタイプ(83cm幅ミニ)	KE-624UQ	
	00170-001638	エバーブラウドマットレス 抗ウイルスタイプ(91cm幅)	KE-621V	
	00170-001637	エバーブラウドマットレス 抗ウイルスタイプ(83cm幅)	KE-623V	
	00170-001069	ここちあ利楽 通気タイプ(91cm幅)	KE-971T	
	00170-001071	ここちあ利楽 通気タイプ(83cm幅)	KE-973T	
	00170-001070	ここちあ利楽 通気タイプ(91cm幅ミニ)	KE-972T	
	00170-001072	ここちあ利楽 通気タイプ(83cm幅ミニ)	KE-974T	
	00170-001065	ここちあ利楽 清拭タイプ(91cm幅)	KE-971S	
	00170-001067	ここちあ利楽 清拭タイプ(83cm幅)	KE-973S	
	00170-001066	ここちあ利楽 清拭タイプ(91cm幅ミニ)	KE-972S	
	00170-001068	ここちあ利楽 清拭タイプ(83cm幅ミニ)	KE-974S	
	00170-001079	ここちあ利楽 リンクケ-ブル付 通気タイプ(91cm幅)	KE-971T-L	
	00170-001081	ここちあ利楽 リンクケ-ブル付 通気タイプ(83cm幅)	KE-973T-L	
	00170-001080	ここちあ利楽 リンクケ-ブル付 通気タイプ(91cm幅ミニ)	KE-972T-L	
	00170-001082	ここちあ利楽 リンクケ-ブル付 通気タイプ(83cm幅ミニ)	KE-974T-L	
	00170-001075	ここちあ利楽 リンクケ-ブル付 清拭タイプ(91cm幅)	KE-971S-L	
	00170-001077	ここちあ利楽 リンクケ-ブル付 清拭タイプ(83cm幅)	KE-973S-L	
	00170-001076	ここちあ利楽 リンクケ-ブル付 清拭タイプ(91cm幅ミニ)	KE-972S-L	
	00170-001078	ここちあ利楽 リンクケ-ブル付 清拭タイプ(83cm幅ミニ)	KE-974S-L	
		リンクケ-ブルE	KE-97CQ	
	00170-001355	ここちあ利楽flow 通気タイプ(91cm幅)	KE-911T	
	00170-001357	ここちあ利楽flow 通気タイプ(83cm幅)	KE-913T	
	00170-001356	ここちあ利楽flow 通気タイプ(91cm幅ミニ)	KE-912T	
	00170-001358	ここちあ利楽flow 通気タイプ(83cm幅ミニ)	KE-914T	
	00170-001351	ここちあ利楽flow 清拭タイプ(91cm幅)	KE-911S	
	00170-001353	ここちあ利楽flow 清拭タイプ(83cm幅)	KE-913S	
	00170-001352	ここちあ利楽flow 清拭タイプ(91cm幅ミニ)	KE-912S	
	00170-001354	ここちあ利楽flow 清拭タイプ(83cm幅ミニ)	KE-914S	
	00170-001502	ここちあ利楽flow リンクケ-ブル付 通気タイプ(91cm幅)	KE-911T-L	
	00170-001504	ここちあ利楽flow リンクケ-ブル付 通気タイプ(83cm幅)	KE-913T-L	
	00170-001503	ここちあ利楽flow リンクケ-ブル付 通気タイプ(91cm幅ミニ)	KE-912T-L	
	00170-001505	ここちあ利楽flow リンクケ-ブル付 通気タイプ(83cm幅ミニ)	KE-914T-L	
	00170-001498	ここちあ利楽flow リンクケ-ブル付 清拭タイプ(91cm幅)	KE-911S-L	
	00170-001500	ここちあ利楽flow リンクケ-ブル付 清拭タイプ(83cm幅)	KE-913S-L	
	00170-001499	ここちあ利楽flow リンクケ-ブル付 清拭タイプ(91cm幅ミニ)	KE-912S-L	
	00170-001501	ここちあ利楽flow リンクケ-ブル付 清拭タイプ(83cm幅ミニ)	KE-914S-L	
	25	00206-000165	マイクロライメイト ネクサス アイビー(100cm幅)	CR-781

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

頁	TAIS/JANコード	商品名	型式
床ずれ防止用具	00206-000162	マイクロライメイト ネクサス アイビー(91cm幅)	CR-773
	00206-000161	マイクロライメイト ネクサス アイビー(83cm幅)	CR-770
	00206-000164	マイクロライメイト ネクサス アイビー(91cm幅ミニ)	CR-777
	00206-000163	マイクロライメイト ネクサス アイビー(83cm幅ミニ)	CR-775
	00206-000144	マイクロライメイト ビッグセル アイズ(100cm幅)	CR-761
	00206-000141	マイクロライメイト ビッグセル アイズ(91cm幅)	CR-753
	00206-000140	マイクロライメイト ビッグセル アイズ(83cm幅)	CR-750
	00206-000143	マイクロライメイト ビッグセル アイズ(91cm幅ミニ)	CR-757
00206-000142	マイクロライメイト ビッグセル アイズ(83cm幅ミニ)	CR-755	
体位変換器	00206-000106	スモールチェンジ ラグーナ(100cm幅)	CR-711
	00206-000103	スモールチェンジ ラグーナ(91cm幅)	CR-703
	00206-000102	スモールチェンジ ラグーナ(83cm幅)	CR-700
	00206-000105	スモールチェンジ ラグーナ(91cm幅ミニ)	CR-707
	00206-000104	スモールチェンジ ラグーナ(83cm幅ミニ)	CR-705
	特殊寝台付属品	00170-Z00019	ベッドサイドレール (1本)
00170-Z00197		ベッドサイドレール (1本)	KS-171Q-1
00170-000527		ベッドサイドレール (2本セット)	KS-161Q
00170-000529		ベッドサイドレール (2本セット)	KS-171Q
00170-Z00095		ベッドサイドレール (1本)	KS-126M-1
00170-001006		ベッドサイドレール (1本)	KS-146M-1
00170-000806		ベッドサイドレール (2本セット)	KS-126M
00170-000807		ベッドサイドレール (2本セット)	KS-146M
00170-Z00065		ベッドサイドレール (1本)	KS-126C-1
00170-001005		ベッドサイドレール (1本)	KS-146C-1
00170-000532		ベッドサイドレール (2本セット)	KS-126C
00170-000535		ベッドサイドレール (2本セット)	KS-146C
00170-000752		ベッドサイドレール	KS-191Q
00170-000537		ベッドサイドレール	KS-151Q
00170-001346		ベッドサイドレール 軽量タイプ ホワイトアイボリー	KS-111Q
00170-001347		ベッドサイドレール 軽量タイプ ブロンズグレー	KS-116Q
00170-Z00056		ソフトカバー付ベッドサイドレール (1本)	KS-161QC-1
00170-Z00088		ソフトカバー付ベッドサイドレール (1本)	KS-171QC-1
00170-000539		ソフトカバー付ベッドサイドレール (2本セット)	KS-161QC
00170-000541		ソフトカバー付ベッドサイドレール (2本セット)	KS-171QC
		ソフトカバー	KS-16C
		ソフトカバー	KS-17C
00170-000763		ソフトカバー付ベッドサイドレール	KS-191QC
		ソフトカバー	KS-19CA
00170-000543		ソフトカバー付ベッドサイドレール	KS-151QC
		ソフトカバー	KS-15C
00170-001205	スイングアーム介助バー	KS-099A	
00170-Z00214	ソフトカバー付スイングアーム介助バー	KS-099ACL	
	ソフトカバー	KS-099CL	
00170-000897	サイドグリップ	KS-030A	
00170-000902	ソフトカバー付サイドグリップ	KS-030AC	
	ソフトカバー	KS-30C	
27	00170-000375	オーバーテーブル(100cm幅)	KQ-060W
	00170-000374	オーバーテーブル(91cm幅)	KQ-060L
	00170-000373	オーバーテーブル(83cm幅)	KQ-060M
	00170-000399	ベッドサイドテーブル	KF-282
	00170-000716	ベッドサイドテーブル	KF-1920
	00170-000751	ベッドサイドテーブル	KF-1930
	00170-001742	ベッドサイドテーブル	KF-1980
	00170-001744	オーバーベッドテーブル	KF-832LF
	00170-001745	オーバーベッドテーブル	KF-833LF
	00170-000387	オーバーベッドテーブル	KF-813
	00170-001497	オーバーベッドテーブル	KF-833LD
	28	00170-001651	移動ロック付きベッドサイドテーブル
00170-000896		オフロック機構付きベッドサイドテーブル	KF-1924
00170-000265		リハビリテーブル	KF-850
00170-000826		リハビリテーブル(ベルト付)	KF-840BS
00170-000574		端座位保持テーブル Sittan	KF-890
00170-000694		フレキシベルト ハグM	KZ-A52072
00170-000570		イージーグライド M	KZ-A29036
00170-000706		ターンテーブルハードS	KZ-A52044
29	00245-000151	フレックスボード	
	00170-001177	リーパッド・プラス	KZ-662011
	00170-000713	ペンギンサポート	KE-100S
	00149-000012	ナーセントパットA(3ピース)	NP
	01908-000023	M-able シート	MS-1
	00206-000152	ロンボポジションクッション 清拭防水カバーセット	RM1-H
	00206-000153	ロンボポジションクッション 清拭防水カバーセット	RM2-H
	00206-000154	ロンボポジションクッション 清拭防水カバーセット	RM4-H
	00206-000155	ロンボポジションクッション 清拭防水カバーセット	RM6-H
	00206-000156	ロンボスネーククッション 清拭防水カバーセット	
30	00206-000150	エニモ R600タイプ 清拭防水カバーセット	
	00206-000151	エニモ R800タイプ 清拭防水カバーセット	
	01908-000001	M-able クッション 清拭タイプ	MC-D

頁	TAIS/JANコード	商品名	型式	
体位変換器	01908-000003	M-able クッション 清拭タイプ	MC-I	
	01908-000005	M-able クッション 清拭タイプ	MC-J	
	01908-000007	M-able クッション 清拭タイプ	MC-W	
	30	01908-000009	M-able クッション 清拭タイプ	MC-S1
		01908-000011	M-able クッション 清拭タイプ	MC-S2
		01908-000035	M-able クッション 清拭タイプ	MC-Q
		01908-000036	M-able クッション 清拭タイプ	MC-U
		00170-001182	バナナフィット 通気タイプ (L)	KE-P111T
	00170-001181	バナナフィット 通気タイプ (M)	KE-P112T	
	00170-001180	バナナフィット 通気タイプ (S)	KE-P113T	
	00170-001185	バナナフィット 清拭タイプ (L)	KE-P111S	
	00170-001184	バナナフィット 清拭タイプ (M)	KE-P112S	
00170-001183	バナナフィット 清拭タイプ (S)	KE-P113S		
31	00170-001213	見守りSENSE α(赤外線センサータイプ)	NN-3321	
	00170-001350	見守りSENSE α(赤外線センサータイプ)	NN-3341	
	00170-001212	見守りSENSE α用赤外線センサー		
	00170-000910	見守りSENSE α用受信機		
	00170-000911	見守りSENSE α用送信機(中継機)		
	00170-000908	見守りSENSE α(フロアタイプ)	NN-3221	
	00170-000909	見守りSENSE α(フロアタイプ)	NN-3231	
	00170-000907	見守りSENSE α用フロアシート		
	00170-000905	見守りSENSE α(ベッドタイプ)	NN-3121	
	00170-000906	見守りSENSE α(ベッドタイプ)	NN-3131	
	00170-000904	見守りSENSE α用ベッドシート		
	00318-000199	家族コール4A・メロディ	HK-4A	
00318-000200	家族コール4AX・メロディ	HK-4AX		
00318-000201	家族コール4B・メロディ	HK-4B		
00318-000202	家族コール4C・メロディ	HK-4C		
00318-000203	家族コール4D・メロディ	HK-4D		
00318-000204	家族コール4E・メロディ	HK-4E		
00318-000205	家族コール4F・メロディS	HK-4FS		
00318-000206	家族コール4F・メロディL	HK-4FL		
33	00318-000207	家族コール4A・ポータブル	HKPT-4A	
	00318-000208	家族コール4AX・ポータブル	HKPT-4AX	
	00318-000209	家族コール4B・ポータブル	HKPT-4B	
	00318-000210	家族コール4C・ポータブル	HKPT-4C	
	00318-000211	家族コール4D・ポータブル	HKPT-4D	
	00318-000212	家族コール4E・ポータブル	HKPT-4E	
	00318-000213	家族コール4F・ポータブルS	HKPT-4FS	
	00318-000214	家族コール4F・ポータブルL	HKPT-4FL	
	00318-000226	リピーターK(中継器)	HPHK-2	
	00318-000150	家族コール3A・スマート	HKSM-3A	
	00318-000151	家族コール3B・スマート	HKSM-3B	
	00318-000152	家族コール3C・スマート	HKSM-3C	
00318-000153	家族コール3D・スマート	HKSM-3D		
00318-000146	家族コール3A・メロディチャイム	HK-3A		
00318-000147	家族コール3B・メロディチャイム	HK-3B		
00318-000148	家族コール3C・メロディチャイム	HK-3C		
00318-000149	家族コール3D・メロディチャイム	HK-3D		
34	00318-000184	家族コール3A・ポータブル	HKPT-3A	
	00318-000185	家族コール3B・ポータブル	HKPT-3B	
	00318-000186	家族コール3C・ポータブル	HKPT-3C	
	00318-000187	家族コール3D・ポータブル	HKPT-3D	
	00318-000171	家族コールワイド・A	HKW-1A	
	00318-000172	家族コールワイド・B	HKW-1B	
	00318-000173	家族コールワイド・C	HKW-1C	
	00318-000174	家族コールワイド・D	HKW-1D	
	00318-000189	家族コール3E・スマート	HKSM-3E	
	00318-000192	家族コール3E・メロディチャイム	HK-3E	
	00318-000191	家族コール3E・ポータブル	HKPT-3E	
	00318-000179	お散歩コール	OGP-1	
35	00318-000037	コールマット・徘徊コールⅢ	HC-3	
	00318-000144	ベッドコール・ケーブルタイプ	BC-2	
		くすりコールライト 本体ケース	KCL-1	
		週間カレンダー(エプロン部分)		
36	00170-001662	据え置き型手すり プライディ	KZ-141001	
	00170-001663	据え置き型手すり プライディ ベッド用アーム付	KZ-141002	
		ベッド用アーム	PN-L80511	
	37	00170-001786	据え置き型手すり プライディ ロング	KZ-141003
		00170-001787	据え置き型手すり プライディ ロング ベッド用アーム付	KZ-141004
	38	00254-000410	ベスポジBPZ 丸ベース レギュラー	BPZ-100-10
		00254-000412	ベスポジBPZ 丸ベース ショート	BPZ-100-20
		00254-000414	ベスポジBPZ 丸ベース ロング	BPZ-100-30
		00254-000416	ベスポジBPZ Tベース レギュラー	BPZ-100-50
		00254-000418	ベスポジBPZ Tベース ショート	BPZ-100-60
00254-000420		ベスポジBPZ Tベース ロング	BPZ-100-70	
00254-000801		ベスポジBPZ Tベース1000 レギュラー	BPZ-100-52	
00254-000802		ベスポジBPZ Tベース1000 ショート	BPZ-100-62	

頁	TAIS/JANコード	商品名	型式
38	00254-000803	ベスポジBPZ Tベース1000 ロング	BPZ-100-72
		Tベース	BPZ-100P-005
		Tロングベース	BPZ-100P-017
		耐水ベースセット	BPZ-100P-018
	00254-000052	ベスポジe 基本セット(丸型ベースセット)	BPE-100-11
00254-000051	ベスポジe 基本セット(T型ベースセット)	BPE-100-10	
39	00254-000425	ツイン手すりW+D	BPZ-300
	00254-000432	ツイン手すりW+W	BPZ-310
	00254-000439	プッシュ手すり	BPZ-400
	00254-000367	b型手すり	BPE-300-90
	00254-000368	b型手すりロング	BPE-300-100
	00254-000370	I型手すりロング	BPE-300-120
	00254-000369	D型手すり	BPE-300-110
	00254-000142	グリッパーム-e5P斜	BPE-300-50
	00254-000130	ウェーブ型手すり	BPE-300-10
	00254-000133	ウェーブ型手すりロング	BPE-300-40
	00254-000131	円型手すり	BPE-300-20
	00254-000132	角型手すり	BPE-300-30
	00254-000159	玄関アーム レギュラー	ENT-180-30
	00254-000127	膝当て手すり	BPE-200-10
	00254-000128	肘置き手すり	BPE-200-20
	00254-000129	プッシュ手すり	BPE-200-30
	40		システムエンドブラケット(固定)
		システムエンドブラケット(曲げ)	SBR-100-20
		システムエンドブラケット(跳ね上げ)	SBR-100-71
		システムエンドブラケット(取り外し)	SBR-100-72
		SBR(固定用)連結アタッチメント	SBR-300-10
		SBR(曲げ用)連結アタッチメント	SBR-300-20
		SBR(跳ね上げ用)連結アタッチメント	SBR-100-73
		SBR(取り外し用)連結アタッチメント	SBR-100-74
		システムプラケット用丸棒(60cm)	SBR-200-060
		システムプラケット用丸棒(90cm)	SBR-200-090
		システムプラケット用丸棒(120cm)	SBR-200-120
		システム伸縮手すり(60~90cm)	SBR-600-609
		システム伸縮手すり(90~120cm)	SBR-600-912
		システム伸縮手すり(120~150cm)	BPZ-900-1215
		システム木手すり固定セット(60cm)	
		システム木手すり固定セット(90cm)	
		システム木手すり固定セット(120cm)	
	システム木手すり曲げセット(60cm)		
	システム木手すり曲げセット(90cm)		
	システム木手すり曲げセット(120cm)		
	システム木手すり跳ね上げセット(60cm)		
	システム木手すり跳ね上げセット(90cm)		
	システム木手すり跳ね上げセット(120cm)		
	システム木手すり取り外しセット(60cm)		
	システム木手すり取り外しセット(90cm)		
	システム木手すり取り外しセット(120cm)		
	システム伸縮手すり固定セット(60~90cm)		
	システム伸縮手すり固定セット(90~120cm)		
	システム伸縮手すり固定セット(120~150cm)		
	システム伸縮手すり曲げセット(60~90cm)		
	システム伸縮手すり曲げセット(90~120cm)		
	システム伸縮手すり曲げセット(120~150cm)		
	レール手すり		
	木手すり 固定セット(丸レギュラーH型セット)(60cm)	BPZ-H2000-10	
	木手すり 固定セット(丸レギュラーH型セット)(90cm)	BPZ-H2000-11	
	木手すり 固定セット(丸レギュラーH型セット)(120cm)	BPZ-H2000-12	
	木手すり 固定セット(丸レギュラー型セット)(60cm)	BPZ-K5000-10	
	木手すり 固定セット(丸レギュラー型セット)(90cm)	BPZ-K5000-11	
	木手すり 固定セット(丸レギュラー型セット)(120cm)	BPZ-K5000-12	
	木手すり 曲げセット(丸レギュラーH型セット)(60cm)	BPZ-H2100-10	
	木手すり 曲げセット(丸レギュラーH型セット)(90cm)	BPZ-H2100-11	
	木手すり 曲げセット(丸レギュラーH型セット)(120cm)	BPZ-H2100-12	
	木手すり 曲げセット(丸レギュラー型セット)(60cm)	BPZ-K5100-10	
	木手すり 曲げセット(丸レギュラー型セット)(90cm)	BPZ-K5100-11	
	木手すり 曲げセット(丸レギュラー型セット)(120cm)	BPZ-K5100-12	
	木手すり 跳ね上げセット(丸レギュラーH型セット)(60cm)	BPZ-H2200-10	
	木手すり 跳ね上げセット(丸レギュラーH型セット)(90cm)	BPZ-H2200-11	
	木手すり 跳ね上げセット(丸レギュラーH型セット)(120cm)	BPZ-H2200-12	
	木手すり 跳ね上げセット(丸レギュラー型セット)(60cm)	BPZ-K5200-10	
	木手すり 跳ね上げセット(丸レギュラー型セット)(90cm)	BPZ-K5200-11	
	木手すり 跳ね上げセット(丸レギュラー型セット)(120cm)	BPZ-K5200-12	
	木手すり 取り外しセット(丸レギュラーH型セット)(60cm)	BPZ-H2300-10	
	木手すり 取り外しセット(丸レギュラーH型セット)(90cm)	BPZ-H2300-11	
	木手すり 取り外しセット(丸レギュラーH型セット)(120cm)	BPZ-H2300-12	
	木手すり 取り外しセット(丸レギュラー型セット)(60cm)	BPZ-K5300-10	
	木手すり 取り外しセット(丸レギュラー型セット)(90cm)	BPZ-K5300-11	
	木手すり 取り外しセット(丸レギュラー型セット)(120cm)	BPZ-K5300-12	

頁	TAIS/JANコード	商品名	型式
40	00254-000654	伸縮手すり 固定セット(丸レギュラーH型セット)(60~90cm)	BPZ-H2500-10
	00254-000655	伸縮手すり 固定セット(丸レギュラーH型セット)(90~120cm)	BPZ-H2500-11
	00254-000656	伸縮手すり 固定セット(丸レギュラーH型セット)(120~150cm)	BPZ-H2500-12
	00254-000771	伸縮手すり 固定セット(丸レギュラー型セット)(60~90cm)	BPZ-K5500-10
	00254-000772	伸縮手すり 固定セット(丸レギュラー型セット)(90~120cm)	BPZ-K5500-11
	00254-000773	伸縮手すり 固定セット(丸レギュラー型セット)(120~150cm)	BPZ-K5500-12
	00254-000672	伸縮手すり 曲げセット(丸レギュラーH型セット)(60~90cm)	BPZ-H2600-10
	00254-000673	伸縮手すり 曲げセット(丸レギュラーH型セット)(90~120cm)	BPZ-H2600-11
	00254-000789	伸縮手すり 曲げセット(丸レギュラー型セット)(60~90cm)	BPZ-K5600-10
	00254-000790	伸縮手すり 曲げセット(丸レギュラー型セット)(90~120cm)	BPZ-K5600-11
	00055-000307	たちあつぷ サムリング	CKM-02
	00055-000313	たちあつぷ サムリング	CKM-02W
00055-000319	たちあつぷ サムリング	CKM-04	
	ベッドでとまるくん	CKM-CK	
41	01265-000269	LOHATES(ロハテス) ホワイト	LH-03WT-R
	01265-000270	LOHATES(ロハテス) ブラック	LH-03BK-R
	00055-000119	たちあつぷ	CKA-01-1
	00055-000120	たちあつぷ	CKA-02-1
	00055-000073	たちあつぷ	CKA-03
	00055-000074	たちあつぷ	CKA-04
	01339-000007	楽起(らっきい) 縦型	YM-103L-ID
	01339-000006	楽起(らっきい) 横型	YM-102L-ID
	01339-000005	楽起(らっきい) 介助バー型	YM-101L-ID
	01339-000020	楽起(らっきい) 狭所用波型	YM-118L-ID
	00980-000326	クリンディ	PN-L80501
	00980-000328	クリンディ ベッド用アーム付	PN-L80501
	クリンディ ベッド用アーム	PN-L80511	
00980-000315	スタンディ	PN-L80401	
00980-000364	自在手すりツインディ(水廻り用)	PN-L80701	
00980-000365	自在手すりツインディ(水廻り用) プロテクターセット		
	自在手すりツインディ(水廻り用) プロテクター	PN-L80711	
42	00980-000334	歩行サポート手すり スムーディ 標準タイプ片手すり	XPN-L80601
	00980-000335	歩行サポート手すり スムーディ 標準タイプ両手すり	XPN-L80602
	00980-000345	歩行サポート手すり スムーディ 標準タイプ伸縮片手すり	XPN-L80611
	00980-000346	歩行サポート手すり スムーディ 標準タイプ伸縮両手すり	XPN-L80612
	00980-000336	歩行サポート手すり スムーディ ステップタイプ片手すり	XPN-L80603
	00980-000337	歩行サポート手すり スムーディ ステップタイプ両手すり	XPN-L80604
	00980-000347	歩行サポート手すり スムーディ ステップタイプ伸縮片手すり	XPN-L80613
	00980-000348	歩行サポート手すり スムーディ ステップタイプ伸縮両手すり	XPN-L80614
	00980-000355	歩行サポート手すり スムーディ ステップ980タイプ片手すり	XPN-L80621
	00980-000356	歩行サポート手すり スムーディ ステップ980タイプ両手すり	XPN-L80622
	00980-000359	歩行サポート手すり スムーディ ステップ980タイプ伸縮片手すり	XPN-L80625
	00980-000360	歩行サポート手すり スムーディ ステップ980タイプ伸縮両手すり	XPN-L80626
43	00980-000357	歩行サポート手すり スムーディ ロング1700タイプ片手すり	XPN-L80623
	00980-000358	歩行サポート手すり スムーディ ロング1700タイプ両手すり	XPN-L80624
	00980-000361	歩行サポート手すり スムーディ ロング1700タイプ伸縮片手すり	XPN-L80627
	00980-000362	歩行サポート手すり スムーディ ロング1700タイプ伸縮両手すり	XPN-L80628
	00980-000338	歩行サポート手すり スムーディ ロング2050タイプ片手すり	XPN-L80605
	00980-000339	歩行サポート手すり スムーディ ロング2050タイプ両手すり	XPN-L80606
	00980-000349	歩行サポート手すり スムーディ ロング2050タイプ伸縮片手すり	XPN-L80615
	00980-000350	歩行サポート手すり スムーディ ロング2050タイプ伸縮両手すり	XPN-L80616
	00980-000340	歩行サポート手すり スムーディ ロング2400タイプ片手すり	XPN-L80607
	00980-000341	歩行サポート手すり スムーディ ロング2400タイプ両手すり	XPN-L80608
	00980-000351	歩行サポート手すり スムーディ ロング2400タイプ伸縮片手すり	XPN-L80617
	00980-000352	歩行サポート手すり スムーディ ロング2400タイプ伸縮両手すり	XPN-L80618
44	00980-000342	歩行サポート手すり スムーディ ロング3460タイプ片手すり	XPN-L80609
	00980-000343	歩行サポート手すり スムーディ ロング3460タイプ両手すり	XPN-L80610
	00980-000353	歩行サポート手すり スムーディ ロング3460タイプ伸縮片手すり	XPN-L80619
	00980-000354	歩行サポート手すり スムーディ ロング3460タイプ伸縮両手すり	XPN-L80620
	00980-000366	歩行サポート手すりススムーディ(屋内用) ひろがるシリーズ 標準ベース	PN-L80801
	00980-000367	歩行サポート手すりススムーディ(屋内用) ひろがるシリーズ 端支柱	PN-L80802
	00980-000368	歩行サポート手すりススムーディ(屋内用) ひろがるシリーズ 端手すり	PN-L80803
	00980-000369	歩行サポート手すりススムーディ(屋内用) ひろがるシリーズ ミドルベース	PN-L80804
	00980-000370	歩行サポート手すりススムーディ(屋内用) ひろがるシリーズ 回転連結支柱	PN-L80805
	00980-000371	歩行サポート手すりススムーディ(屋内用) ひろがるシリーズ 手すり930	PN-L80806
	00980-000372	歩行サポート手すりススムーディ(屋内用) ひろがるシリーズ 手すり620	PN-L80807
	00980-000396	歩行サポート手すりススムーディ(屋内用) ひろがるシリーズ 面手すり	PN-L80808
00980-000397	歩行サポート手すりススムーディ(屋内用) ひろがるシリーズ アーム	PN-L80809	
00980-000409	歩行サポート手すりススムーディ(屋内用) ひろがるシリーズ ベース6078	PN-L80810	
00980-000410	歩行サポート手すりススムーディ(屋内用) ひろがるシリーズ らくらくダブル右手すり	PN-L80811	
00980-000411	歩行サポート手すりススムーディ(屋内用) ひろがるシリーズ らくらくダブル左手すり	PN-L80812	
00980-000442	歩行サポート手すりススムーディ(屋内用) ひろがるシリーズ トイレ用ベース	PN-L80815	
00980-000443	歩行サポート手すりススムーディ(屋内用) ひろがるシリーズ サポート手すり	PN-L80816	
00980-000363	歩行サポート手すりススムーディ(屋内用) ひろがるシリーズ	XPN-L80801	
00980-000373	歩行サポート手すりススムーディ(屋内用) ひろがるシリーズ 1530タイプ	XPN-L80802	
00980-000398	歩行サポート手すりススムーディ(屋内用) ひろがるシリーズ 面手すり540タイプ	XPN-L80812	
00980-000412	歩行サポート手すりススムーディ(屋内用) ひろがるシリーズ らくらくダブル	XPN-L80819	
00980-000415	歩行サポート手すりススムーディ(屋内用) ひろがるシリーズ らくらくダブル右	XPN-L80822	

索引

頁	TAIS/JANコード	商品名	型式
45	00980-000417	歩行サポート手すりスーディ(屋内用) ひろがるシリーズらくらくダブル左	XPN-L80824
	00980-000458	歩行サポート手すりスーディ(屋内用) ひろがるシリーズ サポート手すり630タイプ	XPN-L80850
	00980-000374	歩行サポート手すりスーディ(屋内用) ひろがるシリーズ 930タイプ	XPN-L80803
	00980-000375	歩行サポート手すりスーディ(屋内用) ひろがるシリーズ 930タイプ+930	XPN-L80804
	00980-000376	歩行サポート手すりスーディ(屋内用) ひろがるシリーズ 930タイプ+620	XPN-L80805
	00980-000377	歩行サポート手すりスーディ(屋内用) ひろがるシリーズ 手すり210	XPN-L80806
	00980-000378	歩行サポート手すりスーディ(屋内用) ひろがるシリーズ 手すり210+930	XPN-L80808
	00980-000379	歩行サポート手すりスーディ(屋内用) ひろがるシリーズ 手すり210+620	XPN-L80809
	00980-000399	歩行サポート手すりスーディ(屋内用) ひろがるシリーズ 手すり540タイプ片側アーム	XPN-L80813
	00980-000413	歩行サポート手すりスーディ(屋内用) ひろがるシリーズらくらくダブル片側アーム	XPN-L80820
	00980-000416	歩行サポート手すりスーディ(屋内用) ひろがるシリーズらくらくダブル右片側アーム	XPN-L80823
	00980-000418	歩行サポート手すりスーディ(屋内用) ひろがるシリーズらくらくダブル左片側アーム	XPN-L80825
	00980-000423	歩行サポート手すりスーディ(屋内用) ひろがるシリーズらくらくダブル片側アーム+620	XPN-L80830
	00980-000424	歩行サポート手すりスーディ(屋内用) ひろがるシリーズらくらくダブル片側アーム+930	XPN-L80831
	00980-000425	歩行サポート手すりスーディ(屋内用) ひろがるシリーズらくらくダブル右片側アーム+620	XPN-L80834
	00980-000426	歩行サポート手すりスーディ(屋内用) ひろがるシリーズらくらくダブル右片側アーム+930	XPN-L80835
	00980-000427	歩行サポート手すりスーディ(屋内用) ひろがるシリーズらくらくダブル左片側アーム+620	XPN-L80836
	00980-000428	歩行サポート手すりスーディ(屋内用) ひろがるシリーズらくらくダブル左片側アーム+930	XPN-L80837
	00980-000459	歩行サポート手すりスーディ(屋内用) ひろがるシリーズ サポート手すり630タイプ片側アーム	XPN-L80851
	00980-000380	歩行サポート手すりスーディ(屋内用) ひろがるシリーズ 回転手すり330	XPN-L80807
00980-000381	歩行サポート手すりスーディ(屋内用) ひろがるシリーズ 回転手すり330+930	XPN-L80810	
00980-000382	歩行サポート手すりスーディ(屋内用) ひろがるシリーズ 回転手すり330+620	XPN-L80811	
00980-000400	歩行サポート手すりスーディ(屋内用) ひろがるシリーズ 手すり540タイプ両側アーム	XPN-L80814	
00980-000414	歩行サポート手すりスーディ(屋内用) ひろがるシリーズらくらくダブル両側アーム	XPN-L80821	
46		ラフィーネキューブ ラップタイプ プラスチック便座 ホワイト	PN-L30301W
		ラフィーネキューブ ラップタイプ プラスチック便座 ブラウン	PN-L30301BR
		ラフィーネキューブ ラップタイプ プラスチック便座 木目	PN-L30301CH
		ラフィーネキューブ ラップタイプ ソフト便座 ホワイト	PN-L30302W
		ラフィーネキューブ ラップタイプ ソフト便座 ブラウン	PN-L30302BR
		ラフィーネキューブ ラップタイプ ソフト便座 木目	PN-L30302CH
		ラフィーネキューブ ラップタイプ あたたか便座 ホワイト	PN-L30303W
		ラフィーネキューブ ラップタイプ あたたか便座 ブラウン	PN-L30303BR
		ラフィーネキューブ ラップタイプ あたたか便座 木目	PN-L30303CH
		ラフィーネキューブ プラスチック便座(バケツ) ホワイト	PN-L30401W
		ラフィーネキューブ プラスチック便座(バケツ) ブラウン	PN-L30401BR
		ラフィーネキューブ プラスチック便座(バケツ) 木目	PN-L30401CH
		ラフィーネキューブ ソフト便座(バケツ) ホワイト	PN-L30402W
		ラフィーネキューブ ソフト便座(バケツ) ブラウン	PN-L30402BR
		ラフィーネキューブ ソフト便座(バケツ) 木目	PN-L30402CH
		ラフィーネキューブ あたたか便座(バケツ) ホワイト	PN-L30403W
	ラフィーネキューブ あたたか便座(バケツ) ブラウン	PN-L30403BR	
	ラフィーネキューブ あたたか便座(バケツ) 木目	PN-L30403CH	
	ポータブルトイレ用処理袋(ラップ用)	PN-L50102	
	ポータブルトイレ用凝固剤(ラップ用)	PN-L50103	
46	00980-000442	スーディ Pトイレ用ベース	PN-L80815
	00980-000443	スーディ 屋内用サポート手すり	PN-L80816
	00980-000430	スーディ トイレ用手すり	PN-L80814
	00980-000444	スーディ Pトイレ用昇降手すり	PN-L80817
	00980-000445	スーディ トイレサポート	PN-L80818
	00980-000397	スーディ 屋内用アーム	PN-L80809
	00980-000446	スーディ Pトイレ用	XPN-L80838
	00980-000447	スーディ Pトイレ用片手すり	XPN-L80839
	00980-000448	スーディ Pトイレ用両手すり	XPN-L80840
	00980-000449	スーディ Pトイレ用片昇降手すり	XPN-L80841
	00980-000450	スーディ Pトイレ用両昇降手すり	XPN-L80842
	00980-000451	スーディ Pトイレ用片手すり/片昇降手すり	XPN-L80843
	00980-000452	スーディ Pトイレ用 片側アーム	XPN-L80844
	00980-000453	スーディ Pトイレ用片手すり 片側アーム	XPN-L80845
	00980-000454	スーディ Pトイレ用片昇降手すり 片側アーム	XPN-L80847
	00980-000455	スーディ Pトイレ用両昇降手すり 片側アーム	XPN-L80848
	00980-000457	スーディ Pトイレ用片手すり/片昇降手すり 片側アーム	XPN-L80849
	00980-000460	スーディ Pトイレ用片手すり 1580タイプ	XPN-L80852
	00980-000461	スーディ Pトイレ用片手すり 1890タイプ	XPN-L80853
	00980-000462	スーディ Pトイレ用片昇降手すり 1580タイプ	XPN-L80854
00980-000463	スーディ Pトイレ用片昇降手すり 1890タイプ	XPN-L80855	
47	00980-000432	スーディ(トイレ用) 片手すり	XPN-L80833
	00980-000431	スーディ(トイレ用) 両手すり	XPN-L80832
	00170-000961	フィットレストII	KQ-321
	00221-000577	アットグリップ トイレサポート 片側はねあげタイプ	H-S
	00221-000578	アットグリップ トイレサポート 両側はねあげタイプ	H-T
		床面調整シート	533-069
48	00055-000300	たちあっぷ540 両手すり	CKH-03
	00055-000301	たちあっぷ540 片手すり	CKH-04
	00170-001053	レッツパー 玄関用手すり 片手 ロータイプ	KQ-9501L
	00170-001055	レッツパー 玄関用手すり 片手 ハイタイプ	KQ-9501H
	00170-001052	レッツパー 玄関用手すり 両手 ロータイプ	KQ-9502L
	00170-001054	レッツパー 玄関用手すり 両手 ハイタイプ	KQ-9502H
	00170-001058	レッツパー 手すり 片手 ロータイプ	KQ-9531L

頁	TAIS/JANコード	商品名	型式
48	00170-001059	レッツパー 手すり 片手 ハイタイプ	KQ-9531H
	00170-001047	レッツパー 手すり 両手 ロータイプ	KQ-9532L
	00170-001048	レッツパー 手すり 両手 ハイタイプ	KQ-9532H
	00170-001186	レッツパーコンパクト 玄関用手すり 片手 ロータイプ	KQ-9511L
	00170-001188	レッツパーコンパクト 玄関用手すり 片手 ハイタイプ	KQ-9511H
	00170-001187	レッツパーコンパクト 玄関用手すり 両手 ロータイプ	KQ-9512L
	00170-001189	レッツパーコンパクト 玄関用手すり 両手 ハイタイプ	KQ-9512H
	00055-000109	あがりかまち用たちあっぷ	CKE-01-1
	00055-000127	たちあっぷ540	CKH-01
		01436-000007	やわらGELグリップ4点杖
49	01436-000006	かる楽4点杖360 スマートガード	
	01436-000005	SOFT-G カーボン4点杖	
	00875-000015	楽スマ スリーベース マックス	R-301
	00875-000015	楽スマ スリーベース マックス	R-302
	00875-000013	楽スマ スリーベース	R-102
	00875-000013	楽スマ スリーベース	R-103
	00875-000009	オールニースクラッチ O型右	R01021R
	00875-000009	オールニースクラッチ O型左	R01021L
	00175-000402	合わせてパッチンDX L	TY156DX-L
	00175-000403	合わせてパッチンDX M	TY156DX-M
50	00125-000106	アルコ-SK型 パーキングロック付	
	00125-000107	アルコ-SK型ミニ パーキングロック付	
	00125-000094	アルコウット-T(抵抗器付)	100641
	00030-000151	コンパクトサイドゲイン	
	01009-000045	Friend α	WF-1a-0
	01009-000047	Friend α plus	WFP-1a-0
	01009-000046	Friend II α	WF-2a-BL
	01009-000048	Friend II α plus	WFP-2a-BL
	00170-001736	アヴァンス M	KZ-327100
	00170-001739	アヴァンス L	KZ-327200
51	00170-001737	アヴァンス M-PA	KZ-327110
	00170-001740	アヴァンス L-PA	KZ-327210
	00170-001738	アヴァンス M-PB	KZ-327120
	00170-001741	アヴァンス L-PB	KZ-327220
	00170-001770	アヴァンス M-PD	KZ-327130
	00170-001771	アヴァンス L-PD	KZ-327230
	00170-001734	室内用歩行器 パソナ	KZ-326100
	00170-001661	歩行車 コンテ	KZ-325001
	00170-001752	歩行車 マルシェ	KZ-328100
	00170-001753	カーボンフレーム歩行車 ライヒ ハイタイプ	KZ-329100
52	00170-001754	カーボンフレーム歩行車 ライヒ ロータイプ	KZ-329200
	00170-001348	いす付 歩行車 レッツウォーク	KQ-181
	00125-000110	アルコーステラ	
	00125-000111	アルコーステラ 抑速ブレーキ付	
	00125-000112	アルコーステラ トレイ付	
	00125-000113	アルコーステラ 抑速ブレーキ・トレイ付	
	00170-001646	ジェミノ(L)	KZ-325200
	00170-001643	ジェミノ(M)	KZ-325100
	00170-001647	ジェミノ(L)スローダウンブレーキ付	KZ-325210
	00170-001644	ジェミノ(M)スローダウンブレーキ付	KZ-325110
53		スローダウンブレーキキャスター	KZ-C29007
	00170-001762	ジェミノ(L)抑速ブレーキ付	KZ-325221
	00170-001761	ジェミノ(M)抑速ブレーキ付	KZ-325121
		抑速ブレーキキャスター	KZ-329005
	00245-000249	ウォーキートート レオバード	
	00245-000253	ウォーキートート フラワー	
	00245-000237	SALJOL カーボン歩行車 ハイタイプ	
	00245-000236	SALJOL カーボン歩行車 ロータイプ	
	00426-000153	アルカレ CH25	140068
	00148-000074	かるスリムプラス	SCW-01PL-BE
54	00465-000111	セーフティアームロレタポケット	RS5470
	00426-000138	アルカレCH	
	00980-000502	くらしサポート歩行車 スーディ(買物用スリム)	PN-L70102
	00980-000440	くらしサポート歩行車 スーディ(買物用)	PN-L70101
	00980-000441	くらしサポート歩行車 スーディ(室内用)	PN-L70201
	00426-000146	ヴェーレ	40059
	00221-000713	リトルターンII	532-295
	00221-000714	リトルターンII KM	532-296
	00221-000624	リトルターンZ	532-308
	00221-000626	リトルターンZ(抑速付)	532-310
55	00221-000625	リトルターンZT トレー付	532-309
	00221-000627	リトルターンZT(抑速付) トレー付	532-311
		リトルターンZ トレーセット	592-609
	00063-000041	ヘルシーワン キャンシットヌーボー	
	00063-000042	ヘルシーワン レジェールII	
	00063-000043	ヘルシーワンWII	
	00170-001780	車いす(自走式) Gra-Fit エグゼ(40cm幅)	KZ-216800
	00170-001781	車いす(自走式) Gra-Fit エグゼ(45cm幅)	KZ-216810

頁	TAIS/JANコード	商品名	型式
65	00170-001782	車いす(介助式) Gra-Fit エグゼ(40cm幅)	KZ-216820
	00170-001783	車いす(介助式) Gra-Fit エグゼ(45cm幅)	KZ-216830
	00170-001776	車いす(自走式) Gra-Fit エアー(40cm幅)	KZ-215800
	00170-001777	車いす(自走式) Gra-Fit エアー(45cm幅)	KZ-215810
	00170-001778	車いす(介助式) Gra-Fit エアー(40cm幅)	KZ-215820
00170-001779	車いす(介助式) Gra-Fit エアー(45cm幅)	KZ-215830	
66	00170-001363	車いす(自走式) Gra-Fit 多機能(40cm幅)	KZ-211830
	00170-001364	車いす(自走式) Gra-Fit 多機能(45cm幅)	KZ-211840
	00170-001365	車いす(介助式) Gra-Fit 多機能(40cm幅)	KZ-212830
	00170-001366	車いす(介助式) Gra-Fit 多機能(45cm幅)	KZ-212840
	00170-001367	車いす(自走式) Gra-Fit 多機能 低床(40cm幅)	KZ-211860
	00170-001368	車いす(自走式) Gra-Fit 多機能 低床(45cm幅)	KZ-211870
	00170-001359	車いす(自走式) Gra-Fit 軽量(40cm幅)	KZ-211800
	00170-001360	車いす(自走式) Gra-Fit 軽量(45cm幅)	KZ-211810
	00170-001361	車いす(介助式) Gra-Fit 軽量(40cm幅)	KZ-212800
	00170-001362	車いす(介助式) Gra-Fit 軽量(45cm幅)	KZ-212810
67	00170-001506	車いす(自走式) Gra-Fit(自動ブレーキ付) 多機能 低床(40cm幅)	KZ-211865
	00170-001507	車いす(自走式) Gra-Fit(自動ブレーキ付) 多機能 低床(45cm幅)	KZ-211875
	00170-001654	車いす(介助式) Gra-Fit 多機能 コンパクト(40cm幅)	KZ-212880
	00170-001569	車いす(リクライニング式) Gra-Fit ティルト&リクライニング(40cm幅)	KZ-214830
00170-001570	車いす(リクライニング式) Gra-Fit ティルト&リクライニング(45cm幅)	KZ-214840	
68	00122-000680	車いす(自走式)	BAL-R3
	00122-000678	車いす(自走式)	BAL-R1
	00175-000421	車いす(自走式)	NEO-1βW
	00175-000420	車いす(自走式)	NEO-1β
	00122-000653	車いす(自走式) エアフィッツ・プレミアム	AFP-22
	00122-000655	車いす(自走式) エアフィッツ・スタンダード	AFS-22
	00122-000671	車いす(自走式) カルティマ スーパーグレード多機能(40cm幅)	CRT-SG-7
69	00122-000671	車いす(自走式) カルティマ スーパーグレード多機能(42cm幅)	CRT-SG-7
	00122-000669	車いす(自走式) カルティマ スーパーグレード標準(40cm幅)	CRT-SG-5
	00122-000669	車いす(自走式) カルティマ スーパーグレード標準(42cm幅)	CRT-SG-5
	00122-000667	車いす(自走式) カルッタ スーパーグレード多機能(40cm幅)	CRT-SG-3
	00122-000665	車いす(自走式) カルッタ スーパーグレード標準(40cm幅)	CRT-SG-1
	00175-000360	車いす(自走式) ULTRA 6輪車(40cm幅)	NA-U6
	00066-000335	車いす(自走式) ネクストコア・くるり	NEXT-70B
	00066-000399	車いす(自走式) グレイスコア 標準(40cm幅)	GRC-11B
	00066-000399	車いす(自走式) グレイスコア 標準(42cm幅)	GRC-11B
	00066-000401	車いす(自走式) グレイスコア マルチ(40cm幅)	GRC-31B
70	00066-000401	車いす(自走式) グレイスコア マルチ(42cm幅)	GRC-31B
	00066-000409	車いす(自走式) グレイスコア アジャスト(40cm幅)	GRC-51B
	00066-000409	車いす(自走式) グレイスコア アジャスト(42cm幅)	GRC-51B
	00066-000419	車いす(自走式) グレイスコア ミニモ(40cm幅)	GRC-50B
	00066-000419	車いす(自走式) グレイスコア ミニモ(42cm幅)	GRC-50B
	00122-000617	車いす(自走式)	KJP-5
	00122-000681	車いす(介助式)	BAL-R4
	00122-000679	車いす(介助式)	BAL-R2
	00175-000423	車いす(介助式)	NEO-2βW
	00175-000422	車いす(介助式)	NEO-2β
71	00122-000654	車いす(自走式) エアフィッツ・プレミアム	AFP-16
	00122-000656	車いす(介助式) エアフィッツ・スタンダード	AFS-16
	00122-000672	車いす(介助式) カルティマ スーパーグレード多機能(40cm幅)	CRT-SG-8
	00122-000672	車いす(介助式) カルティマ スーパーグレード多機能(42cm幅)	CRT-SG-8
	00122-000670	車いす(介助式) カルティマ スーパーグレード標準(40cm幅)	CRT-SG-6
	00122-000670	車いす(介助式) カルティマ スーパーグレード標準(42cm幅)	CRT-SG-6
	00122-000668	車いす(介助式) カルッタ スーパーグレード多機能(40cm幅)	CRT-SG-4
72	00122-000666	車いす(介助式) カルッタ スーパーグレード標準(40cm幅)	CRT-SG-2
	00175-000428	Nツアラ(自走式)	NA-NT2W
	00175-000429	Nツアラ(介助式)	NAH-NT2W
	00175-000432	着脱式ヘッドサポート	KF-52
73	00066-000403	車いす(介助式) グレイスコア 標準(40cm幅)	GRC-21BD
	00066-000403	車いす(介助式) グレイスコア 標準(42cm幅)	GRC-21BD
	00066-000404	車いす(介助式) グレイスコア マルチ(40cm幅)	GRC-41BD
	00066-000404	車いす(介助式) グレイスコア マルチ(42cm幅)	GRC-41BD
	00066-000410	車いす(介助式) グレイスコア アジャスト(40cm幅)	GRC-61BD
	00066-000410	車いす(介助式) グレイスコア アジャスト(42cm幅)	GRC-61BD
	00066-000421	車いす(介助式) グレイスコア ミニモ(40cm幅)	GRC-60BD
	00066-000421	車いす(介助式) グレイスコア ミニモ(42cm幅)	GRC-60BD
	00175-000391	車いす(自走式) 座背X ティルト	NA-XF7
	00175-000390	車いす(介助式) 座背X ティルト	NAH-XF5
74	00066-000414	車いす(リクライニング式) マイチルト・コンパクトII	MH-CR2L-SE
	00066-000352	車いす(リクライニング式) マイチルト・ミニ3D	MH-SRL-SE
	00066-000393	車いす(リクライニング式) マイチルト・グラン3D	MH-GRL-SE
	00122-000620	車いす(リクライニング式) カルティマ ティルト&リクライニング	CRT-WR
	00175-000413	車いす(リクライニング式)	NEO-4a
74	00175-000419	ボンベ架(専用)	KF-26R
75	00175-000374	車いす(リクライニング式) REDWOOD-III SP	REDWOOD3SP
75	00175-000376	ボンベ架RW(専用)	KF-20RW
75	00175-000375	ガードル掛けRW(専用)	KF-9RW

頁	TAIS/JANコード	商品名	型式
75	00084-000134	車いす(リクライニング式) フルリクライニング車いす	RJ-370B
75	00084-000136	ボンベ架	RJ37-291-000
	00084-000135	ガードル架	RJ37-191-000
76	00122-000685	ミライト・ウイング グリップッシュ式	CRT-ES-4
	00175-000415	軽e NAH-U2Wタイプ 転倒防止装置付	
	00233-000104	JWアクティブ PLUS+	
	00233-000100	タウニジョイX PLUS+	
	01520-000028	WHILL Model CK2	
	00020-000048	遊歩フジ(四輪)	K504
	00020-000053	遊歩スマイルα(四輪)	SH10
	00020-000054	遊歩スキップα(四輪)	SH03
	00152-000033	セニアカー(四輪)	ET4DB
	00152-000013	セニアカー(四輪)	ET4F
77	00170-001369	ボンベ架	KZ-229801
	00170-001370	回転式転倒防止装置	KZ-229802
	00170-001373	IVボールセット	KZ-229805
	00170-001572	IVボールセットTR用	KZ-229812
	00170-001375	エレベーターユニット	KZ-229807
	00170-001571	エレベーターユニット	KZ-229811
	00175-000352	ワンストップブレーキ	
	00175-000296	ブラバックスベルト	KF-6C
	00175-000285	ブレーキレバー延長棒(+8cm)	
	00175-000286	杖入れ	KF-7BM
78	00175-000396	エレベーターユニット(座王用)	KF-EC
	00175-000347	エレベーターユニット(ULTRAシリーズ用)	KF-EB
	00122-000436	エレベーターユニット	
	00066-000201	ワンタッチプラスチックベルト	
	00175-000287	ガードル掛け	KF-8B
	00160-000167	ガードル掛け 前止め	
	00160-000167	ガードル掛け 後止め	
	00066-000209	後方ガードル架セット	
	00175-000288	ボンベ架	KF-20S
	00122-000594	ウイング用ボンベ架	
79	00122-000214	ボンベ架(BAL-R2用)	
	00066-000345	ボンベ架(NEXT用)	
	00160-000166	ボンベ架	
	00122-000591	専用転倒防止バー付ボンベ架(右取付のみ)	
	00122-000044	キャスタック取付用点滴棒ホルダー(前方用)	
	00122-000592	後方点滴棒用ホルダー	
	00066-000344	杖入れ(大)(NEXT用)	
	00160-000261	延長棒(+20cm)	
	00175-000285	ブレーキ延長棒(+16cm)	
	00066-000298	延長棒(+15cm)	
80	00066-000298	延長棒(+10cm)	
	00122-000426	延長棒(+10cm)	
	00122-000425	延長棒(+5cm)	
	00160-000170	延長棒(+10cm)	
	00468-000050	マイパディ イーザーヘッドPR	
	00468-000049	マイパディ イーザーヘッドPS	
	00170-001508	レッツフロート(40cm幅)	KK-TC01M
	00170-001509	レッツフロート(45cm幅)	KK-TC01L
	00122-000626	エアルクッション	ALC-35-38
	00206-000132	フォリオ	CK-405
81	01250-000003	Mold Air(モールドエア)	
	00563-000142	アルファプラ すくっとクッション	SKTCA-4040
	00563-000124	アルファプラF クッション	FWC-4040
	00245-000224	スタークッション・ステイビル(40cm幅)	
	00245-000224	スタークッション・ステイビル(45cm幅)	
	00149-000068	FC-コキュー君NV フラットタイプ(40cm幅用)	FCNV-F38-BK
	00149-000067	FC-コキュー君NV フラットタイプ(45cm幅用)	FCNV-F-BK
	00468-000061	アクシオムG (40cm幅)	XG1515
	00468-000062	アクシオムG (45cm幅)	XG1716
	00468-000063	アクシオムP (40cm幅)	XP1515
82	00468-000064	アクシオムP (45cm幅)	XP1716
	00468-000065	アクシオムSPヴィスコ (40cm幅)	XSP1515V
	00468-000066	アクシオムSPヴィスコ (45cm幅)	XSP1716V
	00297-000126	タカノクッションMOLA スリムタイプ	TC-ML40S
	00297-000121	タカノクッションMOLA フラットタイプ	TC-ML40F
	00297-000120	タカノクッションMOLA コンタータイプ	TC-ML40C
	01908-000027	M-able クッション 清拭タイプ	MC-M2
	01908-000018	M-able クッション 清拭タイプ	MC-C1
	01908-000037	M-able クッション 清拭タイプ	MC-T
	01908-000044	M-able クッション 清拭タイプ	MC-TL
83	00540-000067	アウルCARE 40F (40cm幅)	OWL40F-BK1-4040
	00540-000073	アウルCARE 40F (44cm幅)	OWL40F-BK1-4440
	00540-000068	アウルCARE 60F (40cm幅)	OWL60F-BK1-4040
	00540-000074	アウルCARE 60F (44cm幅)	OWL60F-BK1-4440
	00540-000069	アウルCARE 75F (40cm幅)	OWL75F-BK1-4040

索引

頁	TAIS/JANコード	商品名	型式	
85	00540-000075	アウルCARE 75F (44cm幅)	OWL75FW-BK1-4440	
	00540-000070	アウルCARE 70C (40cm幅)	OWL70C-BK1-4040	
	00540-000076	アウルCARE 70C (44cm幅)	OWL70CW-BK1-4440	
	00540-000071	アウルCARE 80C (40cm幅)	OWL80C-BK1-4040	
	00540-000077	アウルCARE 80C (44cm幅)	OWL80CW-BK1-4440	
	00540-000072	アウルCARE 100C (40cm幅)	OWL100C-BK1-4040	
	00540-000078	アウルCARE 100C (44cm幅)	OWL100CW-BK1-4440	
86	00170-001196	レッツボード280	KQ-3328	
	00170-001195	レッツボード240	KQ-3324	
	00170-001194	レッツボード200	KQ-3320	
	00170-001193	レッツボード175	KQ-3317	
	00170-001192	レッツボード150	KQ-3315	
	00170-001191	レッツボード125	KQ-3312	
	00170-001190	レッツボード100	KQ-3310	
	01087-000060	テレスコピックスロープ(282cm)	18440005	
	01087-000059	テレスコピックスロープ(193cm)	18440004	
	87	00532-000048	ダンスロープエアー2(285cm)	R-285Z
00532-000049		ダンスロープエアー2(255cm)	R-255Z	
00532-000050		ダンスロープエアー2(230cm)	R-230Z	
00532-000051		ダンスロープエアー2(205cm)	R-205Z	
00532-000052		ダンスロープエアー2(165cm)	R-165Z	
00532-000053		ダンスロープエアー2(125cm)	R-125Z	
00532-000054		ダンスロープエアー2(85cm)	R-85Z	
00532-000047		ダンスロープミニ(6.0cm)	R-7660M	
00532-000046		ダンスロープミニ(5.5cm)	R-7655M	
00532-000045		ダンスロープミニ(5.0cm)	R-7650M	
00532-000044		ダンスロープミニ(4.5cm)	R-7645M	
00532-000043		ダンスロープミニ(4.0cm)	R-7640M	
00532-000042		ダンスロープミニ(3.5cm)	R-7635M	
00532-000041		ダンスロープミニ(3.0cm)	R-7630M	
00532-000040		ダンスロープミニ(2.5cm)	R-7625M	
00532-000039		ダンスロープミニ(2.0cm)	R-7620M	
00532-000038		ダンスロープミニ(1.5cm)	R-7615M	
00532-000037	ダンスロープミニ(1.0cm)	R-7610M		
88	00170-001664	リフトアップチェア リフミア	KD-863	
	01666-000010	移乗サポートロボット Hug L1H	L1-01 (H2)	
	01666-000009	移乗サポートロボット Hug T1H	T1-02 (H2)	
	89	00088-000024	独立宣言スマート	DSSM
		00088-000021	独立宣言暖らん	DSDAR
		00088-000015	独立宣言リクライニング	DSREC
	90	00170-001544	エレベオ	KQ-788L
		00170-000856	スリングシート ハイバックタイプ 脚分離型	KQ-T58L
		00170-000854	スリングシート ハイバックタイプ シート型	KQ-T56M
	00170-000855	スリングシート ミドルバックタイプ 脚分離型	KQ-T57M	
91	00229-000016	つるべー F2Rセット		
	00229-000005	つるべー Bセット		
	00229-000017	つるべー G2Rセット		
	00229-000019	つるべー U2Rセット		
92	00170-000695	床走行式電動介護リフト	KQ-781	
	01540-000001	アトラスライン(直線レールタイプ)		
01540-000002	アトラスクロス(面移動タイプ)			
93	00084-000150	車いす用電動昇降機	UD-330	
	00084-000093	車いす用電動昇降機	UD-320CS	
	00084-000094	車いす用電動昇降機	UD-320CL	
	00447-000012	テクノリフター	TDK045SS	
	00447-000019	テクノリフター	TDK085SS	
94	00447-000023	テクノリフター	TDK065SS-B	
	00447-000013	テクノリフター	TDK065SS	
	00447-000014	テクノリフター	TDK100SS	
	00187-000247	バスリフト	EWB101RS	
95	00187-000250	バスリフト アームレスト乗越えキット付	EWBS101RS-1	
		アームレスト乗越えキット	EWBP107R	
95	00170-000707	スカットクリーン	KW-65H	
	00170-000708	スカットクリーン 男性用レシーバーセット	KW-65MRT	
	00170-000709	スカットクリーン 女性用レシーバーセット	KW-65WRT	

頁	メーカー品番	商品名
96	PN-L41841BR	シャワーチェア(ユクリアAir)プレミアム ミドルSPワンタッチプレミアム
	PN-L41831A	
	PN-L41831D	シャワーチェア(ユクリアAir)シリーズ ミドルSPワンタッチ
	PN-L41831BR	
	PN-L41532A	
	PN-L41532D	シャワーチェア(ユクリアAir)シリーズ ワイドSPワンタッチ
	PN-L41532BR	
	PN-L41431A	
	PN-L41431D	シャワーチェア(ユクリアAir)シリーズ コンパクトSPワンタッチ
	PN-L41431BR	
	PN-L41521A	シャワーチェア(ユクリア) ひじ掛け・背もたれタイプ(おりたたみ)
	PN-L41521D	ワイドSPワンタッチU型 おりたたみN
	PN-L41521BR	
	PN-L41522A	シャワーチェア(ユクリア) ひじ掛け・背もたれタイプ(おりたたみ)
PN-L41522D	ワイドSPワンタッチ おりたたみN	
PN-L41522BR		
PN-L41821A	シャワーチェア(ユクリア) ひじ掛け・背もたれタイプ(おりたたみ)	
PN-L41821D	ミドルSPワンタッチ おりたたみN	
PN-L41821BR		
PN-L42221A	シャワーチェア(ユクリア) 背もたれタイプ(おりたたみ)	
PN-L42221D	ミドルワンタッチ おりたたみN	
PN-L42221BR		
PN-L41421A	シャワーチェア(ユクリア) 背もたれタイプ(おりたたみ)	
PN-L41421D	コンパクトワンタッチ おりたたみN	
PN-L41421BR		
PN-L41321A	シャワーチェア(ユクリア) コンパクトSPタイプ(おりたたみ)	
PN-L41321D	コンパクトSP おりたたみN	
PN-L41321BR		
PN-L42021A	シャワーチェア(ユクリア) 腰当タイプ	
PN-L42021D	ミドルSP腰当付 おりたたみN	
PN-L42021BR		
PN-L40921A	シャワーチェア(ユクリア) 腰当タイプ	
PN-L40921D	コンパクト腰当付 おりたたみN	
PN-L40921BR		
PN-L41221A		
PN-L41221D	シャワーチェア(ユクリア) ミドルSP回転おりたたみN	
PN-L41221BR		
97	PN-L11120A	浴槽台(ユクリアAir) 軽量コンパクト1220
	PN-L11120D	浴槽台(ユクリアAir) 軽量コンパクト1220
	PN-L11120BR	浴槽台(ユクリアAir) 軽量コンパクト1220
	PN-L11126A	浴槽台(ユクリアAir) 軽量コンパクト1826
	PN-L11126D	浴槽台(ユクリアAir) 軽量コンパクト1826
	PN-L11126BR	浴槽台(ユクリアAir) 軽量コンパクト1826
	PN-L11220A	浴槽台(ユクリアAir) 軽量レギュラー1220
	PN-L11220D	浴槽台(ユクリアAir) 軽量レギュラー1220
	PN-L11220BR	浴槽台(ユクリアAir) 軽量レギュラー1220
	PN-L11226A	浴槽台(ユクリアAir) 軽量レギュラー1826
	PN-L11226D	浴槽台(ユクリアAir) 軽量レギュラー1826
	PN-L11226BR	浴槽台(ユクリアAir) 軽量レギュラー1826
	PN-L11320A	浴槽台(ユクリアAir) ソフトコンパクト1220
	PN-L11320D	浴槽台(ユクリアAir) ソフトコンパクト1220
PN-L11320BR	浴槽台(ユクリアAir) ソフトコンパクト1220	
PN-L11326A	浴槽台(ユクリアAir) ソフトコンパクト1826	
PN-L11326D	浴槽台(ユクリアAir) ソフトコンパクト1826	
PN-L11326BR	浴槽台(ユクリアAir) ソフトコンパクト1826	
PN-L11420A	浴槽台(ユクリアAir) ソフトレギュラー1220	
PN-L11420D	浴槽台(ユクリアAir) ソフトレギュラー1220	
PN-L11420BR	浴槽台(ユクリアAir) ソフトレギュラー1220	
PN-L11426A	浴槽台(ユクリアAir) ソフトレギュラー1826	
PN-L11426D	浴槽台(ユクリアAir) ソフトレギュラー1826	
PN-L11426BR	浴槽台(ユクリアAir) ソフトレギュラー1826	
99	PN-L12311A	入浴グリップ(ユクリア) UB専用コンパクト130脚付
	PN-L12311D	入浴グリップ(ユクリア) UB専用コンパクト130脚付
	PN-L12311BR	入浴グリップ(ユクリア) UB専用コンパクト130脚付
	PN-L12313A	入浴グリップ(ユクリア) UB専用コンパクト130脚付S(ショート脚タイプ)
	PN-L12313D	入浴グリップ(ユクリア) UB専用コンパクト130脚付S(ショート脚タイプ)
	PN-L12313BR	入浴グリップ(ユクリア) UB専用コンパクト130脚付S(ショート脚タイプ)
	PN-L12312A	入浴グリップ(ユクリア) UB専用コンパクト200脚付
	PN-L12312D	入浴グリップ(ユクリア) UB専用コンパクト200脚付
	PN-L12312BR	入浴グリップ(ユクリア) UB専用コンパクト200脚付
	PN-L12314A	入浴グリップ(ユクリア) UB専用コンパクト200脚付S(ショート脚タイプ)
	PN-L12314D	入浴グリップ(ユクリア) UB専用コンパクト200脚付S(ショート脚タイプ)
	PN-L12314BR	入浴グリップ(ユクリア) UB専用コンパクト200脚付S(ショート脚タイプ)
	PN-L12211A	入浴グリップ(ユクリア) コンパクト130
	PN-L12211D	入浴グリップ(ユクリア) コンパクト130
PN-L12211BR	入浴グリップ(ユクリア) コンパクト130	
PN-L12011A	入浴グリップ(ユクリア) 130	
PN-L12011D	入浴グリップ(ユクリア) 130	

購入品(入浴)

索引

頁	メーカー品番	商品名
102	535-447	安寿 吸着すべり止めマット S
	535-448	安寿 吸着すべり止めマット S
	535-455	安寿 吸着すべり止めマット M
	535-457	安寿 吸着すべり止めマット M
	535-459	安寿 吸着すべり止めマット M
103	140063	やわらかシャワーチェア クレオ 折りたたみ(防カビプラス) 腰当付390
	140064	やわらかシャワーチェア クレオ 折りたたみ(防カビプラス) 背付390
	140065	やわらかシャワーチェア クレオ 折りたたみ(防カビプラス) 背付460
	140066	やわらかシャワーチェア クレオ 折りたたみ(防カビプラス) 肘掛付460
	140067	やわらかシャワーチェア クレオ 折りたたみ(防カビプラス) 肘掛付520
	140053	浴そう手すりX 在来工法130
	140054	浴そう手すりX ユニットバス130L
	140055	浴そう手すりX ユニットバス130H
	SWR150	シャワーラック 4輪自在V(0型シート)
	SWR151	シャワーラック 4輪自在V(穴無シート)
	SWR152	シャワーラック 4輪自在V(U型シート)
	STR6222	シャトレチェアLUII SAL(U型シート)
	STR6224	シャトレチェアLUII SAL(U型パケツ付)
	MP2000	マスカットII マスカットボールタイプII
	MP2000-100	マスカットII マスカットボールタイプII(滑り止め付き)
	MP2000-200	マスカットII マスカットボールタイプII(グリッパ白2個付き)
	MP2000-210	マスカットII マスカットボールタイプII(グリッパ緑2個付き)
	MP2000-300	マスカットII マスカットボールタイプII(滑り止め・グリッパ白2個付き)
	MP2000-310	マスカットII マスカットボールタイプII(滑り止め・グリッパ緑2個付き)
	MP2000-800	マスカットII マスカットボールタイプII(リングアーム付き)
MP2000-900	マスカットII マスカットボールタイプII(グリッパ・リングアーム縦付き)	
104	PN-L23406MB	家具調トイレ(座楽) ひじ掛けはねあげ プラスチック便座
	PN-L23407MB	家具調トイレ(座楽) ひじ掛けはねあげ ソフト便座
	PN-L23408MB	家具調トイレ(座楽) ひじ掛けはねあげ あたたか便座
	PN-L23416MB	家具調トイレ(座楽) ひじ掛けはねあげ 脱臭 プラスチック便座
	PN-L23417MB	家具調トイレ(座楽) ひじ掛けはねあげ 脱臭 ソフト便座
	PN-L23418MB	家具調トイレ(座楽) ひじ掛けはねあげ 脱臭 あたたか便座
	PN-L23206	家具調トイレ(座楽) コンパクト プラスチック便座
	PN-L23207	家具調トイレ(座楽) コンパクト ソフト便座
	PN-L23208	家具調トイレ(座楽) コンパクト あたたか便座
	PN-L23216	家具調トイレ(座楽) コンパクト 脱臭 プラスチック便座
	PN-L23217	家具調トイレ(座楽) コンパクト 脱臭 ソフト便座
	PN-L23218	家具調トイレ(座楽) コンパクト 脱臭 あたたか便座
	PN-L23306	家具調トイレ(座楽) ベーシック プラスチック便座
	PN-L23307	家具調トイレ(座楽) ベーシック ソフト便座
	PN-L23308	家具調トイレ(座楽) ベーシック あたたか便座
	PN-L23316	家具調トイレ(座楽) ベーシック 脱臭 プラスチック便座
	PN-L23317	家具調トイレ(座楽) ベーシック 脱臭 ソフト便座
	PN-L23318	家具調トイレ(座楽) ベーシック 脱臭 あたたか便座
	PN-L23406	家具調トイレ(座楽) はねあげ プラスチック便座
	PN-L23407	家具調トイレ(座楽) はねあげ ソフト便座
	PN-L23408	家具調トイレ(座楽) はねあげ あたたか便座
	PN-L23416	家具調トイレ(座楽) はねあげ 脱臭 プラスチック便座
	PN-L23417	家具調トイレ(座楽) はねあげ 脱臭 ソフト便座
	PN-L23418	家具調トイレ(座楽) はねあげ 脱臭 あたたか便座
	PN-L23706	家具調トイレ(座楽) 昇降 プラスチック便座
	PN-L23707	家具調トイレ(座楽) 昇降 ソフト便座
	PN-L23708	家具調トイレ(座楽) 昇降 あたたか便座
PN-L23716	家具調トイレ(座楽) 昇降 脱臭 プラスチック便座	
PN-L23717	家具調トイレ(座楽) 昇降 脱臭 ソフト便座	
PN-L23718	家具調トイレ(座楽) 昇降 脱臭 あたたか便座	
105	PN-L30200B	ポータブルトイレ(座楽) ラフィーネ プラスチック便座
	PN-L30200V	ポータブルトイレ(座楽) ラフィーネ プラスチック便座
	PN-L30200BE	ポータブルトイレ(座楽) ラフィーネ プラスチック便座
	PN-L30201B	ポータブルトイレ(座楽) ラフィーネ プラスチック便座(前後傾斜脚付き)
	PN-L30201V	ポータブルトイレ(座楽) ラフィーネ プラスチック便座(前後傾斜脚付き)
	PN-L30206B	ポータブルトイレ(座楽) ラフィーネ 長穴プラスチック便座(前後傾斜脚付き)
	PN-L30206V	ポータブルトイレ(座楽) ラフィーネ 長穴プラスチック便座(前後傾斜脚付き)
	PN-L30202B	ポータブルトイレ(座楽) ラフィーネ ソフト便座(前後傾斜脚付き)
	PN-L30202V	ポータブルトイレ(座楽) ラフィーネ ソフト便座(前後傾斜脚付き)
	PN-L30203B	ポータブルトイレ(座楽) ラフィーネ あたたか便座(前後傾斜脚付き)
	PN-L30203V	ポータブルトイレ(座楽) ラフィーネ あたたか便座(前後傾斜脚付き)
	PN-L30211B	ポータブルトイレ(座楽) ラフィーネ 脱臭プラスチック便座(前後傾斜脚付き)
	PN-L30211V	ポータブルトイレ(座楽) ラフィーネ 脱臭プラスチック便座(前後傾斜脚付き)
	PN-L30216B	ポータブルトイレ(座楽) ラフィーネ 脱臭長穴プラスチック便座(前後傾斜脚付き)
	PN-L30216V	ポータブルトイレ(座楽) ラフィーネ 脱臭長穴プラスチック便座(前後傾斜脚付き)
	PN-L30212B	ポータブルトイレ(座楽) ラフィーネ 脱臭ソフト便座(前後傾斜脚付き)
	PN-L30212V	ポータブルトイレ(座楽) ラフィーネ 脱臭ソフト便座(前後傾斜脚付き)
PN-L30213B	ポータブルトイレ(座楽) ラフィーネ 脱臭あたたか便座(前後傾斜脚付き)	
PN-L30213V	ポータブルトイレ(座楽) ラフィーネ 脱臭あたたか便座(前後傾斜脚付き)	
106	532-956	安寿 ポータブルトイレ らくぞうくん FX-30 標準便座
	532-957	安寿 ポータブルトイレ らくぞうくん FX-30 標準便座
	532-958	安寿 ポータブルトイレ らくぞうくん FX-30 ソフト便座

頁	メーカー品番	商品名
106	532-959	安寿 ポータブルトイレ らくぞうくん FX-30 ソフト便座
	532-960	安寿 ポータブルトイレ らくぞうくん FX-30 暖房便座
	532-961	安寿 ポータブルトイレ らくぞうくん FX-30 暖房便座
	532-962	安寿 ポータブルトイレ らくぞうくん FX-30 標準便座・快適脱臭
	532-963	安寿 ポータブルトイレ らくぞうくん FX-30 標準便座・快適脱臭
	532-964	安寿 ポータブルトイレ らくぞうくん FX-30 ソフト便座・快適脱臭
	532-965	安寿 ポータブルトイレ らくぞうくん FX-30 ソフト便座・快適脱臭
	532-966	安寿 ポータブルトイレ らくぞうくん FX-30 暖房便座・快適脱臭
	532-967	安寿 ポータブルトイレ らくぞうくん FX-30 暖房便座・快適脱臭
	532-950	安寿 ポータブルトイレ らくぞうくん FX-30S 標準便座
	532-951	安寿 ポータブルトイレ らくぞうくん FX-30S 標準便座
	532-952	安寿 ポータブルトイレ らくぞうくん FX-30S ソフト便座
	532-953	安寿 ポータブルトイレ らくぞうくん FX-30S ソフト便座
	532-954	安寿 ポータブルトイレ らくぞうくん FX-30S 暖房便座
	532-955	安寿 ポータブルトイレ らくぞうくん FX-30S 暖房便座
	532-968	安寿 ポータブルトイレ らくぞうくん FX-30自動ラップ 標準便座
	532-969	安寿 ポータブルトイレ らくぞうくん FX-30自動ラップ 標準便座
	532-970	安寿 ポータブルトイレ らくぞうくん FX-30自動ラップ ソフト便座
	532-971	安寿 ポータブルトイレ らくぞうくん FX-30自動ラップ ソフト便座
	532-972	安寿 ポータブルトイレ らくぞうくん FX-30自動ラップ 暖房便座
	532-973	安寿 ポータブルトイレ らくぞうくん FX-30自動ラップ 暖房便座
	532-974	安寿 ポータブルトイレ らくぞうくん FX-30自動ラップ 標準便座・快適脱臭
	532-975	安寿 ポータブルトイレ らくぞうくん FX-30自動ラップ 標準便座・快適脱臭
	532-976	安寿 ポータブルトイレ らくぞうくん FX-30自動ラップ ソフト便座・快適脱臭
	532-977	安寿 ポータブルトイレ らくぞうくん FX-30自動ラップ ソフト便座・快適脱臭
	532-978	安寿 ポータブルトイレ らくぞうくん FX-30自動ラップ 暖房便座・快適脱臭
	532-979	安寿 ポータブルトイレ らくぞうくん FX-30自動ラップ 暖房便座・快適脱臭
	533-900	安寿 ポータブルトイレ ジャスピタ 標準便座
	533-920	安寿 ポータブルトイレ ジャスピタ 標準便座
	533-901	安寿 ポータブルトイレ ジャスピタ ソフト便座
	533-921	安寿 ポータブルトイレ ジャスピタ ソフト便座
	533-902	安寿 ポータブルトイレ ジャスピタ 暖房便座
	533-922	安寿 ポータブルトイレ ジャスピタ 暖房便座
	533-903	安寿 ポータブルトイレ ジャスピタ 標準便座・快適脱臭
	533-923	安寿 ポータブルトイレ ジャスピタ 標準便座・快適脱臭
	533-904	安寿 ポータブルトイレ ジャスピタ ソフト便座・快適脱臭
	533-924	安寿 ポータブルトイレ ジャスピタ ソフト便座・快適脱臭
	533-905	安寿 ポータブルトイレ ジャスピタ 暖房便座・快適脱臭
	533-925	安寿 ポータブルトイレ ジャスピタ 暖房便座・快適脱臭
	533-330	安寿 ポータブルトイレ ちびくまくん FX-CP 標準便座
	533-550	安寿 ポータブルトイレ ちびくまくん FX-CP 標準便座
	533-332	安寿 ポータブルトイレ ちびくまくん FX-CPS ソフト便座
	533-560	安寿 ポータブルトイレ ちびくまくん FX-CPS ソフト便座
	533-333	安寿 ポータブルトイレ ちびくまくん FX-CPH 暖房便座
	533-570	安寿 ポータブルトイレ ちびくまくん FX-CPH 暖房便座
	533-334	安寿 ポータブルトイレ ちびくまくん FX-CPSP ソフト便座・快適脱臭
	533-580	安寿 ポータブルトイレ ちびくまくん FX-CPSP ソフト便座・快適脱臭
	533-335	安寿 ポータブルトイレ ちびくまくん FX-CPHD 暖房・快適脱臭
	533-590	安寿 ポータブルトイレ ちびくまくん FX-CPHD 暖房・快適脱臭
	533-331	安寿 ポータブルトイレ ちびくまくん FX-CP 補高スベサーなし(標準便座)
	533-554	安寿 ポータブルトイレ ちびくまくん FX-CP 補高スベサーなし(標準便座)
	533-850	安寿 家具調トイレ セレクトRシリーズ ひじかけノーマル 標準 標準便座
	533-851	安寿 家具調トイレ セレクトRシリーズ ひじかけノーマル 標準 ソフト便座
533-852	安寿 家具調トイレ セレクトRシリーズ ひじかけノーマル 標準 暖房便座	
533-853	安寿 家具調トイレ セレクトRシリーズ ひじかけノーマル 標準 標準快適脱臭	
533-854	安寿 家具調トイレ セレクトRシリーズ ひじかけノーマル 標準 ソフト快適脱臭	
533-855	安寿 家具調トイレ セレクトRシリーズ ひじかけノーマル 標準 暖房快適脱臭	
533-856	安寿 家具調トイレ セレクトRシリーズ ひじかけノーマル ワイド 標準便座	
533-857	安寿 家具調トイレ セレクトRシリーズ ひじかけノーマル ワイド ソフト便座	
533-858	安寿 家具調トイレ セレクトRシリーズ ひじかけノーマル ワイド 暖房便座	
533-859	安寿 家具調トイレ セレクトRシリーズ ひじかけノーマル ワイド 標準快適脱臭	
533-860	安寿 家具調トイレ セレクトRシリーズ ひじかけノーマル ワイド ソフト快適脱臭	
533-861	安寿 家具調トイレ セレクトRシリーズ ひじかけノーマル ワイド 暖房快適脱臭	
533-865	安寿 家具調トイレ セレクトRシリーズ ひじかけはね上げ 標準 標準便座	
533-866	安寿 家具調トイレ セレクトRシリーズ ひじかけはね上げ 標準 ソフト便座	
533-867	安寿 家具調トイレ セレクトRシリーズ ひじかけはね上げ 標準 暖房便座	
533-868	安寿 家具調トイレ セレクトRシリーズ ひじかけはね上げ 標準 標準快適脱臭	
533-869	安寿 家具調トイレ セレクトRシリーズ ひじかけはね上げ 標準 ソフト快適脱臭	
533-870	安寿 家具調トイレ セレクトRシリーズ ひじかけはね上げ 標準 暖房快適脱臭	
533-871	安寿 家具調トイレ セレクトRシリーズ ひじかけはね上げ ワイド 標準便座	
533-872	安寿 家具調トイレ セレクトRシリーズ ひじかけはね上げ ワイド ソフト便座	
533-873	安寿 家具調トイレ セレクトRシリーズ ひじかけはね上げ ワイド 暖房便座	
533-874	安寿 家具調トイレ セレクトRシリーズ ひじかけはね上げ ワイド 標準快適脱臭	
533-875	安寿 家具調トイレ セレクトRシリーズ ひじかけはね上げ ワイド ソフト快適脱臭	
533-876	安寿 家具調トイレ セレクトRシリーズ ひじかけはね上げ ワイド 暖房快適脱臭	
533-880	安寿 家具調トイレ セレクトRシリーズ コンパクト 標準 標準便座	
533-881	安寿 家具調トイレ セレクトRシリーズ コンパクト 標準 ソフト便座	
533-882	安寿 家具調トイレ セレクトRシリーズ コンパクト 標準 暖房便座	

購入品【入浴】

購入品【排泄】

購入品【排泄】

頁	メーカー品番	商品名
107	533-883	安寿 家具調トイレ セレクトRシリーズ コンパクト 標準 標準快適脱臭
	533-884	安寿 家具調トイレ セレクトRシリーズ コンパクト 標準 ソフト快適脱臭
	533-885	安寿 家具調トイレ セレクトRシリーズ コンパクト 標準 暖房快適脱臭
	533-940	安寿 家具調トイレ セレクトR 自動ラップ ノーマルタイプ 標準便座
	533-941	安寿 家具調トイレ セレクトR 自動ラップ ノーマルタイプ ソフト便座
	533-942	安寿 家具調トイレ セレクトR 自動ラップ ノーマルタイプ 暖房便座
	533-943	安寿 家具調トイレ セレクトR 自動ラップ はねあげタイプ 標準便座
	533-944	安寿 家具調トイレ セレクトR 自動ラップ はねあげタイプ ソフト便座
	533-945	安寿 家具調トイレ セレクトR 自動ラップ はねあげタイプ 暖房便座
	533-946	専用凝固剤
533-947	専用フィルムカセット	
533-818	安寿 家具調トイレ シャワビタ AR-SA1ライト	
108	40035	ポータブルトイレ きらくM片付け簡単仕様 MS型 普通便座
	40036	ポータブルトイレ きらくM片付け簡単仕様 MY型 やわらか便座
	00973	バケツA型用袋止めN
	40039	ラククリーンバッグ 桑とじ 30枚入
	40056	木製きらく 軽～イトイレ 普通便座
	40057	木製きらく 軽～イトイレ やわらか便座
	109	8080
8081		たため～るA 肘固定タイプ
8082		たため～るA 肘はね上げ袋タイプ
8083		たため～るA 肘固定袋タイプ
8050		たため～る 肘はね上げタイプ
8051		たため～る 肘固定タイプ
8052		たため～る 肘はね上げ袋タイプ
8053		たため～る 肘固定袋タイプ
8220		さわやかチェアPT 肘掛け自在タイプ
8221		さわやかチェアPT 肘掛けはね上げタイプ
PN-L52022		温水洗浄便座付き補高便座α 本体リモコンタイプ 補高便座5cmタイプ
PN-L52021		温水洗浄便座付き補高便座α 本体リモコンタイプ 補高便座3cmタイプ
PN-L52032		温水洗浄便座付き補高便座α 壁掛けリモコンタイプ 補高便座5cmタイプ
PN-L52031		温水洗浄便座付き補高便座α 壁掛けリモコンタイプ 補高便座3cmタイプ
EWCS441N-51		ウォシュレット付補高便座 アプリコットF2タイプ 補高便座5cmタイプ
EWCS451N-51		ウォシュレット付補高便座 アプリコットF2タイプ 補高便座3cmタイプ
EWCS441N-47		ウォシュレット付補高便座 S1タイプ 補高便座5cmタイプ
EWCS451N-47		ウォシュレット付補高便座 S1タイプ 補高便座3cmタイプ
EWCS441N-49		ウォシュレット付補高便座 SBタイプ 補高便座5cmタイプ
EWCS451N-49	ウォシュレット付補高便座 SBタイプ 補高便座3cmタイプ	

購入品【排泄】

年齢早見表 2025年度版

生年	西暦	年齢	干支
大正8年	1919年	106歳	未
大正9年	1920年	105歳	申
大正10年	1921年	104歳	酉
大正11年	1922年	103歳	戌
大正12年	1923年	102歳	亥
大正13年	1924年	101歳	子
大正14年	1925年	100歳	丑
大正15年／昭和1年	1926年	99歳	寅
昭和2年	1927年	98歳	卯
昭和3年	1928年	97歳	辰
昭和4年	1929年	96歳	巳
昭和5年	1930年	95歳	午
昭和6年	1931年	94歳	未
昭和7年	1932年	93歳	申

生年	西暦	年齢	干支
昭和8年	1933年	92歳	酉
昭和9年	1934年	91歳	戌
昭和10年	1935年	90歳	亥
昭和11年	1936年	89歳	子
昭和12年	1937年	88歳	丑
昭和13年	1938年	87歳	寅
昭和14年	1939年	86歳	卯
昭和15年	1940年	85歳	辰
昭和16年	1941年	84歳	巳
昭和17年	1942年	83歳	午
昭和18年	1943年	82歳	未
昭和19年	1944年	81歳	申
昭和20年	1945年	80歳	酉
昭和21年	1946年	79歳	戌

生年	西暦	年齢	干支
昭和22年	1947年	78歳	亥
昭和23年	1948年	77歳	子
昭和24年	1949年	76歳	丑
昭和25年	1950年	75歳	寅
昭和26年	1951年	74歳	卯
昭和27年	1952年	73歳	辰
昭和28年	1953年	72歳	巳
昭和29年	1954年	71歳	午
昭和30年	1955年	70歳	未
昭和31年	1956年	69歳	申
昭和32年	1957年	68歳	酉
昭和33年	1958年	67歳	戌
昭和34年	1959年	66歳	亥
昭和35年	1960年	65歳	子

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

手すり

歩行補助のえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

自動排泄処理装置

購入品「入浴」

購入品「排泄」